



Kartell

INSTRUCTIONS FOR USE

SAMPLE CONTAINERS:

TRADE NAME	Cylindrical and conical tubes in PP, graduated conical tubes in PP and graduated conical tubes in PS
IDENTIFICATION	REUSABLE AUTOCLAVABLE TUBES FOR CENTRIFUGES
INTENDED USE	Devices for professional laboratory analysis use that function as the ideal recipients to contain blood and other biological fluids destined for laboratory analysis and use in chemistry for the measurement of the chemical, physical and microscopic characteristics of the samples drawn. Ideal for use in centrifuges for analyses where separation of components into different densities is required.
NON AUTOMATED DEVICE	----
QUANTITATIVE DEVICE	The results of analyses conducted on the samples contained in the device must always be subject to the scrutiny of highly qualified personnel for validation and report.
SAMPLE	Biological sample or sample of another nature
IN VITRO MEDICAL DIAGNOSTIC DEVICE	Compliant with (EU) regulation 2017/746 for in vitro medical-diagnostic devices
USERS	Highly qualified personnel. For professional laboratory analysis use
STORAGE	Protect from direct sunlight and UV rays. Store in a dry location at room temperature
MATERIAL STABILITY	The plastic materials used allow the product to remain stable over time. It is established that these types of devices are valid for 5 years from the production date listed on the label.
USAGE INSTRUCTIONS AND RESTRICTIONS	<p>comply with laboratory and/or environmental protocols in which the item is used for the execution of the analyses.</p> <p>Do not fill the tubes up to the border to avoid leakage, especially in cases of infective biological material</p> <p>To ensure safe use, use the tubes together with their specific support.</p> <p>Verify the speed limit that the tubes may be subjected to in the centrifuge by referring to the indications provided in the catalogue and in the technical data sheets.</p> <p>Seal caps well before placing in centrifuge</p> <p>Report any defects that prevent use of the tubes to the product distributor</p> <p>Report serious accidents to the proper authorities.</p> <p>Tubes are reusable after procedure in autoclavable at 121°C for 20 minutes</p> <p>Do not approach open flames or heat sources</p> <p>Dispose of tubes according to the applicable law.</p> <p>Wear gloves and personal protective equipment when handling potentially contaminating solutions.</p> <p>Keep out of children's reach</p>
REUSABLE DEVICES	Tubes are reusable after procedure in autoclavable at 121°C for 20 minutes



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Website: www.kartelllabware.com



to access instructions in other languages:
www.kartelllabware.com/en/download/


ISTRUZIONI D'USO (IFU)

CONTENITORI PER CAMPIONI:

NOME COMMERCIALE	Provette cilindriche e coniche in PP, provette coniche graduate in PP e provette coniche graduate in PS
IDENTIFICAZIONE	PROVETTE AUTOCLAVABILI PER CENTRIFUGA RIUTILIZZABILI
DESTINAZIONE D'USO	Dispositivi per uso professionale in laboratori di analisi con funzione di recipienti idonei a contenere sangue e fluidi biologici destinati ad analisi di laboratorio e per utilizzo in chimica per la rilevazione delle caratteristiche chimiche, fisiche e microscopiche dei campioni prelevati. Idonei ad utilizzo in centrifuga ai fini di analisi in cui è richiesta la separazione dei componenti di diversa densità.
DISPOSITIVO NON AUTOMATIZZATO	-----
DISPOSITIVO QUANTITATIVO	I risultati delle analisi condotte sui campioni contenuti nel dispositivo devono essere sempre sottoposti al vaglio di personale altamente qualificato per la validazione e referto.
CAMPIONE	Campione biologico o di altra natura
DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO	Conformi al regolamento (UE) 2017/746 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro
UTILIZZATORE	Personale altamente qualificato. Per uso professionale in laboratori di analisi
CONSERVAZIONE	Proteggere da luce diretta del sole e da raggi UV. Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente
STABILITA' D'USO	Le materie plastiche utilizzate consentono al prodotto di ritenersi stabile nel tempo. Si stabilisce la validità per questa tipologia di dispositivi in 5 anni dalla data di produzione presente sull'etichetta
ISTRUZIONI E RESTRIZIONI D'USO	<p>Attenersi ai protocolli dei Laboratori e/o ambienti in cui l'articolo è utilizzato per l'esecuzione delle analisi</p> <p>Non riempire le provette fino all'orlo per evitare fuoruscite soprattutto in caso di materiale biologico infetto</p> <p>Per garantire un uso sicuro, utilizzare le provette assieme a specifici supporti.</p> <p>Verificare il limite di velocità al quale le provette possono essere sottoposte in centrifuga facendo riferimento alle indicazioni fornite sul catalogo e nelle schede tecniche</p> <p>Sigillare bene i tappi prima della procedura in centrifuga</p> <p>Segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscono l'utilizzo delle provette</p> <p>Segnalare gravi incidenti alle autorità competenti</p> <p>Provette riutilizzabili dopo procedura in autoclave a 121°C per 20 minuti</p> <p>Non avvicinare a fiamma o fonti di calore</p> <p>Eliminare le provette secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.</p> <p>Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di soluzioni potenzialmente contaminate.</p> <p>Tenere lontano dalla portata dei bambini</p>
DISPOSITIVI RIUTILIZZABILI	Provette riutilizzabili dopo procedura in autoclave a 121°C per 20 minuti



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Sito web: www.kartelllabware.com



per accedere alle istruzioni in altre lingue:
www.kartelllabware.com/it/download/



Kartell

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

КОНТЕЙНЕРИ ЗА ПРОБИ:

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ	Цилиндрични и конични тръби в PP, градуирани конични тръби в PP и градуирани конични тръби в PS
ИДЕНТИФИКАЦИЯ	ТРЪБИ ЗА АВТОКЛАВ ЗА ЦЕНТРОФУГА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	Устройства за професионален лабораторен анализ, които функционират като идеални получатели, за да съдържат кръв и други биологични течности, предназначени за лабораторен анализ и използване в химия за измерване на химичните, физичните и микроскопичните характеристики на взетите преби. Идеално решение за използване в центрофуги за анализи, при които се изисква разделяне на компонентите с различна плътност.
НЕАВТОМАТИЗИРАНО УСТРОЙСТВО	----
КОЛИЧЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО	Резултатите от анализите, проведени върху пробите, съдържащи се в устройството, трябва винаги да подлежат на проверка на висококвалифициран персонал за валидиране и докладване.
ПРОБА	Биологична преба или преба от друг вид
IN VITRO МЕДИЦИНСКО ДИАГНОСТИЧНО УСТРОЙСТВО	В съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/746 за диагностични медицински изделия in vitro
ПОТРЕБИТЕЛИ	Висококвалифициран персонал. За професионален лабораторен анализ
СЪХРАНЕНИЕ	Да се пази от директна слънчева светлина и ултравиолетови лъчи. Да се съхранява на сухо място на стайна температура
УСТОЙЧИВОСТ НА МАТЕРИАЛИТЕ	Използваните пластмасови материали позволяват продуктът да остане стабилен във времето. Установено е, че тези видове изделия са валидни в продължение на 5 години от датата на производство, посочена на етикета.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ОГРАНИЧЕНИЯ	спазват лабораторните и/или екологичните протоколи, в които се използва елементът за изпълнение на анализите. Не пълнете тръбите до ръба, за да избегнете течове, особено в случаи на инфекциозен биологичен материал. За да се гарантира безопасна употреба, използвайте тръбите заедно със специфичната им опора. Проверете ограничението на скоростта, на което тръбите могат да бъдат подлагани на центрофугата, като се позовават на обозначенията, представени в каталога и в техническите информационни листове. Преди поставянето в центрофугата, упълтнете капачките. Съобщавайте на дистрибутора на изделието за всички дефекти, които възпрепятстват използването на тръбите При възникване на сериозни инциденти уведомете компетентните органи. Тръбите могат да се използват повторно след процедура в автоклав при температура 121 °C в продължение на 20 минути. Не се приближавайте до открити пламъци или източници на топлина Извърляйте кюветите съгласно действащото законодателство. Носете ръкавици и лични предпазни средства при работа с потенциално замърсяващи разтвори. Да се пази далеч от деца
УСТРОЙСТВА ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА	Тръбите могат да се използват повторно след процедура в автоклав при температура 121 °C в продължение на 20 минути.



Kartell



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Тел. 02/900121
Уеб сайт: www.kartelllabware.com



Г Л за достъп до инструкции на други
езици:

www.kartelllabware.com/en/download/

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁDOBY NA VZORKY:

OBCHODNÍ NÁZEV	Válcové a kuželové zkumavky z PP, odměrné kuželové zkumavky z PP a odměrné kuželové zkumavky z PS
OZNAČENÍ	OPAKOVAÑE POUŽITELNÉ, AUTOKLÁVOVATELNÉ ZKUMAVKY PRO ODSTŘEDIVKY
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ	Prostředky pro profesionální laboratorní analýzu sloužící jako ideální recipienty pro uložení krve a dalších biologických tekutin určených pro laboratorní analýzu a použití v chemii k měření chemických, fyzických nebo mikroskopických vlastností odebraných vzorků. Ideální pro použití v odstředivkách pro analýzy, kde je vyžadována separace složek podle různých hustot.
NEAUTOMATIZOVANÝ PROSTŘEDEK	----
KVANTITATIVNÍ PROSTŘEDEK	Výsledky analýz provedených na vzorcích obsažených v tomto zdravotnickém prostředku vždy podléhají kontrole vysoce kvalifikovaného personálu, který potvrzuje platnost zprávy.
VZOREK	Biologický vzorek nebo vzorek jiné povahy
DIAGNOSTICKÝ ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK IN-VITRO	V souladu s nařízením (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
UŽIVATELÉ	Vysoce kvalifikovaný odborný personál. Pro profesionální laboratorní analýzy
UCHOVÁVÁNÍ	Chraňte před přímým slunečním zářením a UV paprsky. Skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.
STABILITA MATERIÁLU	Použité plastové materiály umožňují, aby produkt zůstával během času stabilní. U těchto typů prostředků je stanovena doba použitelnosti 5 let od data výroby uvedeného na štítku.
POKYNY K POUŽITÍ A OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ	Dodržujte laboratorní a/nebo environmentální protokoly, podle kterých se prostředek používá k provádění analýz. Neplňte zkumavky až po okraj, aby nedošlo k rozlití, zejména obsahující infekční biologický materiál. Pro zajištění bezpečného nakládání používejte zkumavky společně, abyste vyžívali jejich charakteristickou podporou. Ověřte limit rychlosti, které mohou být zkumavky v odstředivce vystaveny, podle údajů uvedených v katalogu a v technických listech. Před umístěním do odstředivky dobře uzavřete uzávěry. Veškeré závady, které brání použití zkumavek, hlaste distributorovi. Vážné nehody hlaste příslušným úřadům. Zkumavky jsou opakovaně použitelné po zpracování v autoklávu při 121 °C po dobu 20 minut. Vyvarujte se přiblížení k otevřenému ohni či zdrojům tepla. Zkumavky likvidujte v souladu s platnými předpisy. Při manipulaci s potenciálně kontaminujícími roztoky používejte rukavice a osobní ochranné prostředky. Uchovávejte mimo dosah dětí.
OPOAKOVANĚ POUŽITELNÉ PROSTŘEDKY	Zkumavky jsou opakovaně použitelné po zpracování v autoklávu při 121 °C po dobu 20 minut



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Web: www.kartelllabware.com



Informace v dalších jazycích:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell


UPUTE ZA UPOTREBU

SPREMNICI ZA UZORKE:

TRGOVAČKI NAZIV	Cilindrične i konične cjevčice od PP, graduirane konične cjevčice od PP i graduirane konične cjevčice od PS
IDENTIFIKACIJA	CJEVČICE ZA STELIRIZIRANJE ZA CENTRIFUGE KOJE SE MOGU KORISTITI VIŠE PUTO
PREDVIĐENA UPOTREBA	Uređaji za profesionalnu laboratorijsku analizu koriste tu funkciju kao idealni primateli za zadržavanje krvi i drugih bioloških tekućina namijenjenih laboratorijskim analizama i primjeni u kemiiji za mjerjenje kemijskih, fizičkih i mikroskopskih karakteristika uzetih uzoraka.. Idealno za upotrebu u centrifugama za analize gdje je potrebno razdvajanje komponenti u različite gustoće.
NEAUTOMATIZIRANI UREĐAJ	-----
KVANTITATIVNI UREĐAJ	Rezultati analiza provedenih na uzorcima sadržanim u uređaju uvijek moraju biti podvrgnuti kontroli visokokvalificiranog osoblja radi provjere valjanosti i izvješćivanja.
UZORAK	Biološki uzorak ili uzorak druge prirode
/IN VITRO DIJAGNOSTIČKI MEDICINSKI PROIZVOD	U skladu s (EU) uredbom 2017/746 za <i>in vitro</i> dijagnostičke medicinske proizvode
KORISNICI	Visokokvalificirano osoblje Za upotrebu u profesionalnoj laboratorijskoj analizi
SKLADIŠTENJE	Zaštiti od izravne sunčeve svjetlosti i UV zraka. Čuvati na suhom mjestu na sobnoj temperaturi.
STABILNOST MATERIJALA	Korišteni plastični materijali omogućuju da proizvod ostane stabilan tijekom vremena. Utvrđeno je da ove vrste uređaja vrijede 5 godina od datuma proizvodnje navedenog na naljepnici.
UPUTE ZA UPOTREBU I OGRANIČENJA	Pridržavati se laboratorijskih i/ili ekoloških protokola u kojima se predmet koristi radi provođenja analize. Ne puniti cjevčice do ruba kako bi se izbjeglo curenje, osobito u slučajevima infektivnog biološkog materijala. Da bi se osigurala sigurna upotreba, cjevčice treba koristiti zajedno s njihovim posebnim nosačem. Provjeriti ograničenje brzine kojom cjevčice mogu biti podvrgнутi u centrifugu pozivajući se na oznake navedene u katalogu i tehničkim listovima. Dobro zatvoriti poklopce prije stavljanja u centrifugu. Prijaviti sve nedostatke koji sprječavaju korištenje cjevčica distributeru proizvoda. Prijaviti ozbiljne nesreće nadležnim tijelima. Cjevčice se nakon postupka mogu ponovno koristiti nakon steriliziranja na 121 °C u trajanju od 20 minuta. Ne približavati se otvorenom plamenu ili izvorima topline. Zbrinuti cjevčice u skladu s važećim zakonima. Nositi rukavice i osobnu zaštitnu opremu pri rukovanju potencijalno kontaminirajućim otopinama. Čuvati izvan dohvata djece.
UREĐAJI KOJI SE MOGU KORISTITI VIŠE PUTO	Cjevčice se nakon postupka mogu ponovno koristiti nakon steriliziranja na 121 °C u trajanju od 20 minuta.



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Tel. 02/900121
Internetska stranica: www.kartelllabware.com



za pristup uputama na drugim jezicima:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell


BRUGERVEJLEDNING

PRØVEBEHOLDERE

HANDELSNAVN	Cylindriske og koniske rør i PP, koniske rør med graduering i PP og koniske rør med graduering i PS
IDENTIFIKATION	GENANVENDELIGE AUTOKLAVERBARE RØR TIL CENTRIFUGER
TILSIGTET ANVENDELSE	Udstyr til professionel laboratorieanalyse, der er perfekte beholdere til opbevaring af blod og andre biologiske væsker til laboratorieanalyse og til brug i kemi til måling af de udtagne prøvers kemiske, fysiske og mikroskopiske egenskaber. Perfekte til brug i centrifuger til analyser, hvor der kræves adskillelse af komponenter i forskellige tætheder.
IKKE-AUTOMATISK UDSTYR	----
KVANTITATIV ENHED	Resultaterne af de analyser, der udføres på de prøvematerialer indeholdt i udstyret, skal altid kontrolleres af højt kvalificeret personale for validering og rapportering.
PRØVE	Biologisk prøve eller prøve af anden art
UDSTYR TIL MEDICINSK IN VITRO-DIAGNOSTIK	Overholder (EU) forordning 2017/746 for in vitro medicinsk-diagnostisk udstyr
BRUGERE	Højt kvalificeret personale. Til professionel laboratorieanalyse
OPBEVARING	Skal beskyttes mod direkte sollys og UV-stråler. Opbevares på et tørt sted ved stuetemperatur
MATERIALETS STABILITET	De anvendte plastikmaterialer sikrer, at produktet forbliver stabilt over tid. Det er fastslået, at disse typer enheder forbliver holdbare i 5 år fra den produktionsdato, der er angivet på etiketten.
BRUGERVEJLEDNING OG BEGRÆNSNINGER	Overhold de laboratorie- og/eller miljøprotokoller, hvor produktet anvendes til udførelse af analyserne. Rørene må ikke fyldes op til grænsen for at undgå lækage, især i tilfælde af infektiøst biologisk materiale For at sikre en sikker anvendelse skal rørene anvendes sammen med deres specifikke støtte. Kontroller den hastighedsgrænse, som rørene må udsættes for i centrifugen, ved at henviser til oplysningerne i kataloget og i de tekniske datablade. Lågene skal forsegles forsvarligt, inden de anbringes i centrifugen. Underret produktdistributøren om eventuelle defekter, der forhindrer aflæsning af rørene. Anmeld alvorlige ulykker til de behørige myndigheder. Rørene kan genbruges efter proceduren i autoklaveres ved 121 °C i 20 minutter Må ikke komme i nærheden af åben ild eller varmekilder Bortskaf rørene i henhold til gældende lovgivning. Bær handsker og personlige værnemidler ved håndtering af potentielt forurenende oplosninger. Opbevares uden for børns rækkevidde.
GENANVENDELIGT UDSTYR	Rørene kan genbruges efter proceduren i autoklaven ved 121 °C i 20 minutter



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tlf. 02/900121
 Websted: www.kartelllabware.com



for at få adgang til vejledninger på andre sprog:
www.kartelllabware.com/en/download/

KASUTUSJUHISED

PROOVIMAHUTID:

ÄRINIMI	Polüpropüleenis silindrilised ja koonilised katsutid, polüpropüeenist gradeeritud koonilised katsutid ja gradeeritud koonilised PS-katsutid
TUVASTAMINE	KORDUVKASUTATAVAD AUTOKLAAVITAVAD KATSUTID TSENTRIFUUIGIDELE
OTSTARVE	Professionaalse laborianalüüsi seade, mis on ideaalne vere ja muude bioloogiliste vedelike hoidmiseks , millised on möeldud laborianalüüsideks ja keemias kasutamiseks, kui mõõdetakse võetud proovide keemilisi, füüsikalisi ja mikroskoopilisi omadusi. Ideaalsed kasutamiseks tsentrifuuigid analüüside jaoks, mis vajavad komponentide eraldamist tiheduse järgi.
MITTEAUTOMAATNE SEADE	----
KVANTITATIIVNE SEADE	Seadmes hoitud proovidel tehtud analüüside tulemusi peab valideerimiseks ja aruandluseks uurima kvalifitseeritud personal.
PROOV	bioloogiline või muu olemusega proov
IN VITRO MEDITSIINILINE DIAGNOSTIKASEADE	Vastab (EL) määrusele 2017/746 in vitro meditsiiniliste diagnostikaseadmete kohta
KASUTAJAD	Kvalifitseeritud personal. Ainult professionaalse laborianalüüsi jaoks
HOIDMINE	Kaitsta otsest päikesevalguse ja ultraviolettkiirguse eest. Hoida kuivas kohas toatemperatuuril
MATERIAALI STABIILSUS	Kasutatud plastmaterjalid võimaldavad tootel jäädva ajas stabiliseks. On kindlaks tehtud, et seda tüüpi seadmed on sobivad 5 aasta jooksul alates sildil näidatud valmistamise kuupäevast.
KASUTUSJUHISED JA PIIRANGUD	järgige analüüside tegemise kohas kehtivaid labori- ja/või keskkonnaprootolle Lekkimise vältimiseks, eriti nakkusohtlike bioloogiliste materjalide puhul, ärge täitke katsuteid servani Turvaliseks kasutamiseks kasutage katsuteid koos nende spetsiaalse toega. Kontrollige katsutitele tsentrifuugis rakendatava kiiruse piirangut kataloogis ja tehnilistel andmelehtedel antud andmete põhjal. Enne tsentrifuuji panekut tihendage korgid. Teataage köigist katsutite kasutamist takistavatest defektidest toote edasimüüjale Tösistest önnestustest teavitage vastavaid ametiasutusi. Katsutid on korduvkasutatavad pärast autoklaavimist temperatuuril 121 °C 20 minuti välitel. Ärge lähenege lahtisele leegile või kuumusallikatele. Kõrvaldaage katsutid vastavalt kehtivatele seadustele. Potentsiaalselt saastavate lahuste käsitsemisel kandke kindaid ja isikukaitsevahendeid. Hoida lastele kättesaadamatus kohas
KORDUVKASUTATAVAD SEADMED	Katsutid on korduvkasutatavad pärast autoklaavimist temperatuuril 121 °C 20 minuti välitel.



Kartell SpA

Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)

Tel. 02/900121

Koduleht: www.kartelllabware.com



Juhised teistes keeltes:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell

KÄYTTÖOHJEET

NÄYTEASTIAT:

KAUPPANIMI	Lieriömäiset ja kartiomaiset PP-putket, asteittaiset kartiomaiset PP-putket ja asteittaiset kartiomaiset PS-putket
TUNNISTAMINEN	UUDELLENKÄYTETTÄVÄT AUTOKLAVOITAVAT PUTKET SENTRIFUGIKÄYTTÖÖN
KÄYTTÖTARKOITUS	Ammattimaiseen laboratorioanalyysikäyttöön tarkoitettu laitteet, jotka on tarkoitettu esimerkiksi verinäytteiden ja muiden biologisten nestenäytteiden keräämiseen , jotta kyseisiä näytteitä voidaan analysoida laboratoriossa tai käyttää kemiallisesti laitteilla otettujen näytteiden kemiallisten, fysisten ja mikroskooppisten ominaisuuksien mittaukseen. Sopivat erityisesti sentrifugikäyttöön analyseissä, joissa erottelu erillisiin tiheyskomponentteihin on tarpeen.
MUU KUIN AUTOMATISOITU LAITE	-----
KVANTITATIIVINEN LAITE	Erittäin ammattitaitoisen henkilökunnan on aina tarkistettava laitteen sisältämille näytteille toteutettujen analysien tulokset validointia ja raportointia varten.
NÄYTE	Biologinen näyte tai muu näyte
LÄÄKINNÄLLINEN IN VITRO - DIAGNOSTIIKKALAITE	Noudattaa EU:n asetusta 2017/746 in vitro -diagnostiikkalaitteista
KÄYTÄJÄT	Erittäin ammattitaitoinen henkilökunta. Ammattimaiseen laboratorioanalyysikäyttöön
SÄILYTYS	Suojaa suoralta auringonvalolta ja UV-säteiltä. Säilytä kuivassa ja huoneenlämmössä.
MATERIAALIEN VAKAUS	Käytetyt muovimateriaalit varmistavat tuotteen pitkäkestoisena vakan. Tämän typpisten laitteiden on todettu olevan kelvollisia 5 vuoden ajan merkinnöissä mainitusta tuotantopäivämäärästä.
KÄYTTÖOHJEET JA -RAJOITUKSET	Noudata sen laitoksen laboratorio- ja/tai ympäristöprotokolia, missä tuotetta käytetään analysien suorittamisessa. Älä täytä putkia reunaan asti, erityisesti infektoivien biologisten materiaalien tapauksessa, sillä se voi aiheuttaa vuotamista. Varmista turvallinen käyttö käytämällä putkia yhdessä niille tarkoitettun tuen kanssa. Varmista putkille sopivat sentrifugointinopeudet tuoteluettelosta ja teknisistä tiedotteista. Sulje korkit kunnolla ennen putkien asettamista sentrifugiin. Ilmoita mahdollisista putkien käytöä estäävästä vioista tuotteen jakelijalle. Ilmoita vakavista tapaturmista soveltuville viranomaisille. Putkia voidaan käyttää uudelleen, kun niitä on autoklavoitu 121 °C:ssa 20 minuutin ajan. Älä käytä avotulen tai lämmönlähteiden lähellä. Hävitä putket paikallisten soveltuvienvälisten mukaisesti. Käytä hanskoja ja henkilösuojausjäteitä, kun käsittelet mahdollisesti kontaminointivia liuoksia. Pidettävä lasten ulottumattomissa.
UUDELLENKÄYTETTÄVÄT LAITTEET	Putkia voidaan käyttää uudelleen, kun niitä on autoklavoitu 121 °C:ssa 20 minuutin ajan.



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Puh. 02 900 121
 Verkkosivusto:
www.kartellabware.com



Ohjeet muilla kielillä:
www.kartellabware.com/en/download/



Kartell


MODE D'EMPLOI (IFU)

RÉCIPIENTS POUR ÉCHANTILLONS :

NOM COMMERCIAL	Tubes à essai cylindriques et coniques en PP, tubes à essai coniques gradués en PP et tubes à essai coniques gradués en PS
IDENTIFICATION	TUBES À CENTRIFUGER AUTOCLAVABLES ET RÉUTILISABLES
CHAMP D'UTILISATION	Dispositifs à usage professionnel en laboratoire d'analyses servant de récipients aptes à contenir du sang et des fluides biologiques destinés à l'analyse en laboratoire et à être utilisés en chimie pour détecter les caractéristiques chimiques, physiques et microscopiques des échantillons prélevés. Convient pour une utilisation en centrifugeuse à des fins d'analyse où la séparation de composants de densités différentes est requise.
DISPOSITIF NON AUTOMATISÉ	-----
DISPOSITIF QUANTITATIF	Les résultats des analyses effectuées sur les échantillons contenus dans le dispositif doivent toujours être soumis à l'examen d'un personnel hautement qualifié pour validation et rapport..
ÉCHANTILLON	Échantillon biologique ou d'une autre nature
DISPOSITIF MÉDICAL DE DIAGNOSTIC IN VITRO	Conforme au règlement (UE) 2017/746 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
UTILISATEUR	Personnel hautement qualifié. Pour usage professionnel en laboratoire d'analyse
CONSERVATION	Protéger de la lumière directe du soleil et des rayons UV. Conserver dans un endroit sec à température ambiante
STABILITÉ D'UTILISATION	Les matières plastiques utilisées permettent au produit d'être stable dans le temps. La durée de conservation de ce type de dispositif est fixée à 5 ans à compter de la date de production figurant sur l'étiquette
CONSIGNES ET RESTRICTIONS D'UTILISATION	Suivre les protocoles des laboratoires et/ou environnements où l'article est utilisé pour l'exécution des analyses Ne pas remplir les tubes à ras bord afin d'éviter tout débordement, en particulier en cas de matériel biologique infecté Pour garantir une utilisation sûre, utiliser les tubes à essai avec des supports spécifiques. Vérifier la vitesse limite à laquelle les tubes peuvent être centrifugés en se référant aux indications fournies dans le catalogue et les fiches techniques Bien fermer les bouchons avant la procédure de centrifugation Signaler au distributeur du produit tout défaut susceptible d'empêcher l'utilisation des tubes à essai Signaler tout incident grave aux autorités compétentes Tubes à essai réutilisables après procédure en autoclave à 121°C pendant 20 minutes Ne pas s'approcher des flammes ou de sources de chaleur Éliminer les tubes à essai conformément à la législation en vigueur. Porter des gants et un EPI approprié lors de l'utilisation de solutions potentiellement contaminées. Tenir hors de portée des enfants
DISPOSITIFS RÉUTILISABLES	Tubes à essai réutilisables après procédure en autoclave à 121°C pendant 20 minutes



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Tel. 02/900121
Site web : www.kartelllabware.com



Pour accéder aux instructions dans d'autres langues :
www.kartelllabware.com/en/download/


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (IFU)

ΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	Κυλινδρικοί και κωνικοί δοκιμαστικοί σωλήνες PP, διαβαθμισμένοι κωνικοί δοκιμαστικοί σωλήνες PP και διαβαθμισμένοι κωνικοί δοκιμαστικοί σωλήνες PS
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΚΛΕΙΣΗΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Συσκευές για επαγγελματική χρήση σε αναλυτικά ως δοχεία κατάλληλα για τη συγκράτηση αίματος και βιολογικών υγρών που προορίζονται για εργαστηριακή ανάλυση και για χρήση στη χημεία για την ανίχνευση των χημικών, φυσικών και μικροσκοπικών χαρακτηριστικών των ληφθέντων δειγμάτων. Κατάλληλο για χρήση σε φυγόκεντρες για σκοπούς ανάλυσης όπου απαιτείται διαχωρισμός συστατικών διαφορετικής πυκνότητας.
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	---
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενεργούνται σε δειγμάτα που περιέχονται στη συσκευή πρέπει πάντοτε να υποβάλλονται σε εξειδικευμένο προσωπικό για επικύρωση και υποβολή εκθέσεων.
ΔΕΙΓΜΑ	Βιολογικό ή άλλο δείγμα
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ IN VITRO	Συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 για τα <i>in vitro</i> διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
ΧΡΗΣΤΗΣ	Προσωπικό υψηλής ειδίκευσης. Για επαγγελματική χρήση σε εργαστήρια ανάλυσης
ΦΥΛΑΞΗ	Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως και την υπεριώδη ακτινοβολία. Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ	Τα πλαστικά που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν στο προϊόν να είναι σταθερό με την πάροδο του χρόνου. Η ισχύς για αυτόν τον τύπο συσκευής ορίζεται σε 5 έτη από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στην ετικέτα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ	Ακολουθήστε τα πρωτόκολλα των εργαστηρίων και/ή των περιβαλλόντων στα οποία χρησιμοποιείται το αντικείμενο για ανάλυση. Μην γεμίζετε τους σωλήνες μέχρι το χείλος για να αποφύγετε τη διαρροή, ιδίως στην περίπτωση μολυσμένου βιολογικού υλικού. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση, χρησιμοποιήστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες μαζί με τους ειδικούς υποδοχείς. Ελέγχετε το όριο ταχύτητας στο οποίο μπορούν να φυγοκεντρηθούν τα σωληνάρια με βάση τις ενδείξεις που αναφέρονται στον κατάλογο και τα δελτία δεδομένων Σφραγίστε καλά τα καπάκια πριν από τη διαδικασία φυγοκέντρησης Επισημάνετε στο διανομέα του προϊόντος τυχόν ελαττώματα που δεν επιτρέπουν τη χρήση των δοκιμαστικών σωλήνων Επισημάνετε σοβαρά ατυχήματα στις αρμόδιες αρχές Επαναχρησιμοποιήσιμοι δοκιμαστικοί σωλήνες μετά από αυτόκαυστο σε 121°C για 20 λεπτά Μην πλησιάζετε πηγές φλόγας ή θερμότητας Απορρίψτε τους δοκιμαστικούς σωλήνες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Φοράτε γάντια και κατάλληλα ΜΑΠ όταν χρησιμοποιείτε δυνητικά μολυσμένα διαλύματα. Κρατήστε μακριά από παιδιά
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	Επαναχρησιμοποιήσιμοι δοκιμαστικοί σωλήνες μετά από αυτόκαυστο σε 121°C για 20 λεπτά



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Τηλ. 02/900121
 Ιστοσελίδα:
www.kartelllabware.com



για πρόσβαση σε οδηγίες σε άλλες γλώσσες:

www.kartelllabware.com/en/download/

TREORACHA I GCOMHAIR ÚSÁIDE

SOITHÍ SAMPLACHA:

TRÁDAINM	Feadáin shorcóireacha agus cónula i PP, feadáin chónula céimroinnta i PP agus feadáin chónula céimroinnta i PS
SAINAITHINT	FEADÁIN IN-ATHÚSÁIDTE IN-UATHCHLÁBHAITHE I GCOMHAIR LÁRTHEIFNEOIRÍ
ÚSÁID BHEARTAITHE	Fearais le húsáid i gcomhair analíse gairmiúla saotharlainne a fheidhmíonn mar fhaigtheoirí foirfe chun ful agus sreabháin bhitheolaíocha eile a choinneáil atáthar chun a analísiú i saotharlann agus a úsáid sa cheimic chun tréithe ceimiceacha, fisiceacha agus micreascópacha na samplaí a tarraingíodh a thomhas . Foirfe maidir le húsáid i lártheifneoirí i gcomhair analíseanna áit gur gá na compháirteanna a scaradh amach i ndlúis dhifriúla.
FEARAS NEAMH-AUTHOIBRÍOCH	----
FEARAS CAINNÍOCHTÚIL	Ní mór do na tortaí ar analíseanna arna ndéanamh ar na samplaí bheith i gcónaí faoi réir ag a scrúdú ag pearsana ardcháilithe lena mbailíochtú agus lena dtuairisciú.
SAMPLA	Sampla bitheolaíoch nó sampla de chineál eile
FEISTE LEIGHIS DIAGNÓISEACH IN VITRO	Comhlíontach le rialachán (AE) 2017/746 maidir le feistí Leighis diagnóiseacha in vitro
ÚSÁIDEOIRÍ	Pearsanra ardcháilithe. I gcomhair analíse gairmiúla saotharlainne
STÓRAS	Cosain ó sholas díreach gréine agus ó ghathanna ultraivialait. Stóráil i láthair thirim ag teocht seomra
COBHSAÍOCHT ÁBHARTHA	Cuireann na hábhair phlaisteacha atá arna n-úsáid i gcumas don tárga fanacht cobhsáil leis an aimsir. Tá sé faigte amach go mbíonn feistí den saghas seo bailí le 5 bliana ón dáta tárgthe a liostaítear ar an lipéad.
TREORACHA I GCOMHAIR ÚSÁIDE AGUS SRIANTACHTÁI	Comhlíon na prótacail saotharlainne agus/nó comhshaoil ina n-úsáidtear an t-earra chun na hanailíseanna a dhéanamh. Chun sceitheadh a sheachaint, ná líon na feadáin suas go dtí an teorainn, go háirthe i gcásanna ábhair infhabhtaíoch bitheolaíoch Chun úsáid shábháilte a chinntí, úsáid na feadáin in éineacht lena dtacaíocht shainiúil. Flóraigh an teorainn luais gur féidir a oibriú ar na feadáin sa lártheifneoir trí thagairt do na comharthuithe arna gcur ar fáil sa chatalóg agus sna bileoga sonrái teicniúla. Séalaigh na caipíní go maith sula chuirtear sa lártheifneoir iad tuairiscigh aon lochtanna a chuireann bac ar úsáid na bhfeadán do dháileoir an tárga Tá na feadáin in-athúsáidte tar éis an ghnáthaimh in uathchlábh ag 121°C ar feadh 20 nóiméad Ná téigh in aice lasracha oscailte ná foinsí teasa tuairiscigh timpistí tromchúiseacha do na húdaráis chuí déan na feadáin a dhiúscairt de réir an dlí is infheidhme caith lámhainní agus trealamh cosanta pearsanta nuair a bhíonn tú ag láimhseáil samplaí a d'fhéadfadhbh éillíú coinnigh amach ó leanáit
FEARAIS IN-ATHÚSÁIDTE	Tá na feadáin in-athúsáidte tar éis an ghnáthaimh in uathchlábh ag 121°C ar feadh 20 nóiméad



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 S. Idirlin: www.kartelllabware.com



chun rochtain ar threoracha i dteangacha eile:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

PARAUGU KONTEINERI:

TIRDZNIETĪBAS NOSAUKUMS	Cilindriskās un koniskās PP mēģenes, koniskās PP mēģenes ar iedalām un koniskās PS mēģenes ar iedalām.
IDENTIFIKĀCIJA	ATKĀRTOTI LIETOJAMĀS, AUTOKLĀVĀ APSTRĀDĀJAMĀS MĒĢENES CENTRIFŪGĀM
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA	Ierīces paredzēts profesionāli lietot laboratorijas analīzēs, lai tās funkcionētu, kā ideāli uztvērējtrauki asinīm un citiem bioloģiskajiem šķidrumiem , kas paredzēti laboratorijas analīzei un izmantošanai ķīmijā paņemto paraugu ķīmisko, fizisko un mikroskopisko raksturlielumu mērījumiem. Ideāli piemērotas izmantošanai centrifūgās, lai veiktu analīzes, kad nepieciešama dažāda biezuma sastāvdalju atdalīšana.
NEAUTOMATIZĒTA IERĪCE	----
DAUDZUMA NOTEIKŠANAS IERĪCE	Ar ierīcē esošajiem paraugiem veikto analīžu rezultāti vienmēr jāpārbauda augsti kvalificētam personālam, lai apstiprinātu un ziņotu par tiem.
PARAUGS	Bioloģiskais vai cita veida paraugs.
IN VITRO DIAGNOSTIKAS MEDICĪNISKA IERĪCE	Atbilst Regulas (ES) 2017/746 par in vitro diagnostikas medicīniskām ierīcēm prasībām
LIETOTĀJI	Augsti kvalificēts personāls. Profesionālai lietošanai laboratorijas analīzēs.
UZGLABĀŠANA	Sargāt no tiešas saules gaismas un UV starojuma. Uzglabāt sausā vietā istabas temperatūrā.
MATERIĀLA STABILITĀTE	Izmantotie plastmasas materiāli laika gaitā jauj palikt izstrādājumam stabilam. Noteikts, ka šī veida ierīces ir derīgas izmantošanai 5 gadus pēc ražošanas datuma, kas norādīts uz etiketes.
LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI UN IEROBEŽOJUMI	Ievērot laboratoriju un apkārtējas vides protokolus, saskaņā ar kuriem izstrādājums tiek izmantots analīžu veikšanai. Nepiepildīt mēģenes līdz malām, lai nepieļautu noplūdi, jo tāpā vienkārši infekcija bioloģiskā materiāla izmantošanas gadījumos. Gādāt par drošu lietošanu, izmantot mēģenes kopā ar atbilstošiem palīgmateriāliem. Pārbaudīt ātruma ierobežojumu, kas var attiekties uz mēgenēm centrifūgā, skatot katalogā un tehnisko datu lapās sniegtās norādes. Pirms ievietošanas centrifūgā kārtīgi noslēdziet vāciņus. Ziņot izstrādājumu izplatītājam par jebkuriem defektiem, kas nejauj izmantot mēģenes. Ziņot attiecīgajām iestādēm par nopietniem negadījumiem. Mēģenes ir atkārtoti lietojamas pēc 20 minūšu apstrādes autoklāvā 121 °C temperatūrā. Netuvoties atklātai liesmai vai siltuma avotim. Utilizēt mēģenes saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Rīkojoties ar šķidumiem, kas var radīt potenciālu piesārņojumu, lietot aizsargcimdus un individuālos aizsardzības līdzekļus. Glabāt bērniem nepieejamā vietā.
ATKĀRTOTI LIETOJAMĀS IERĪCES	Mēģenes ir atkārtoti lietojamas pēc 20 minūšu apstrādes autoklāvā 121 °C temperatūrā.



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Tālr.: 02/900121
Tīmekļa vietne:
www.kartelllabware.com



instrukcija citās valodās pieejama
šeit:

www.kartelllabware.com/en/download/

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

MĒGINIŲ TALPYKLOS:

PREKINIS PAVADINIMAS	Cilindriniai ir kūginiai PP mēgintuvėliai, graduoti kūginiai PP mēgintuvėliai ir graduoti kūginiai PS mēgintuvėliai
IDENTIFIKAVIMAS	DAUGKARTINIO NAUDOJIMO AUTOKLAVE STERIZLIUOJAMI CENTRIFUGINIAI MĒGINTUVĖLIAI
PASKIRTIS	Priemonės profesionaliam naudojimui laboratorinei analizei, puikiai tink krauko ir kitų biologinių skysčių mēginiams , skirti laboratorinei analizei ir cheminiams tyrimams matuojant paimtų mēginį chemines, fizines ir mikroskopavimo charakteristikas. Puikiai tink naudoti centrifugose, atliekant analyzes, kai reikia atskirti skirtingo tankio komponentus.
NEAUTOMATINĖ PRIEMONĖ	-----
KIEKYBINIO NUSTATYMO PRIEMONĖ	Priemonėje esančių mēginų atliktų analizių rezultatus visuomet turi patikrinti aukštos kvalifikacijos darbuotojas, kad būtų galima patvirtinti ir teikti.
MĒGINYS	Biologinės arba kitokios kilmės mēginys
IN VITRO MEDICINOS DIAGNOSTIKOS PRIEMONĖ	Atitinka (ES) 2017/746 in vitro medicinos diagnostikos priemonių reglamento reikalavimus
NAUDOTOJAI	Aukštos kvalifikacijos darbuotojai. Profesionaliam naudojimui laboratorinei analizei
LAIKYMAS	Saugoti nuo tiesioginių saulės ir UV spinduliu. Laikyti sausoje vietoje kambario temperatūroje
MEDŽIAGOS STABILUMAS	Naudojamos plastikinės medžiagos skirtos išlaikyti produkto stabilumą laikui bėgant. Nustatyta, kad šio tipo priemonės gali jo 5 metus nuo pagaminimo datos, nurodytos ant etiketės.
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS IR APRIBOJIMAI	Atlikdami analizę, laikykite laboratorijos ir (arba) aplinkos, kuriuose naudojama priemonė, protokolų. Neužpildykite mēgintuvėlio iki krašto, kad išvengtumėte pratekėjimo, ypač naudodami užkrečiamas biologines medžiagas. Siekdami užtikrinti saugų naudojimą, naudokite mēgintuvėlius kartu su atitinkamais jų laikikliais. Nustatytus mēgintuvėlių centrifugavimo greičio apribojimus žr. nurodymus kataloge ir techniniuose duomenų lapuose. Prieš įstatydami į centrifugą, gerai uždarykite dangtelius. Apie bet kokį broką, dėl kurio nejmanoma naudoti mēgintuvėlių, praneškite gaminio platintojui Apie rimus incidentus praneškite kompetentingoms valdžios institucijoms. Mēgintuvėlius galima naudoti pakartotinai po sterilizavimo autoklave 121 °C temperatūroje, 20 minučių. Nelaikykite šalia atviros liepsnos ar kaitros šaltinių. Mēgintuvėlius išmeskite pagal galiojančius teisės aktus. Tvarkydami potencialiai užkrečiamus tirpalus, mūvėkite pirštines ir naudokite asmens apsaugos priemones. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
DAUGKARTINIO NAUDOJIMO PRIEMONĖS	Mēgintuvėlius galima naudoti pakartotinai po sterilizavimo autoklave 121 °C temperatūroje, 20 minučių.



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Svetainė: www.kartelllabware.com



Instrukcijas kitomis kalbomis rasite:
www.kartelllabware.com/en/download/


ISTRUZZJONIET GHALL-UŽU

KONTENUTURI GHALL-KAMPJUNI

ISEM IL- PRODOTT	Tubi cilindriċi u koniċi f'PP, tubi koniċi ggradwati f'PP u tubi koniċi ggradwati f'PS
IDENTIFIKAZZJONI	TUBI RIUTILIZZABBLI AWTOKLAVABBLI GHAL ĈENTRIFUGI
UŽU INTENZIONAT	Apparati ghall-analiżi professionali fil-laboratorju uža li jiffunzjonaw bħala r-riċevituri ideali biex ikun fihom id-demm u fluwidij bijologici oħra maħsuba għall-analiżi fil-laboratorju u l-užu fil-kimika għall-kejl tal-karatteristiċi kimiċi, fizici u mikroskopici tal-kampjuni mēnha. Ideali għall-užu fiċ-ċentrifugi għall-analiżi fejn tkun meħtieġa s-separazzjoni tal-komponenti f'densitajiet differenti.
APPARAT MHUX AW TOMATIZZAT	----
MEZZ KWANTITATTIV	Ir-riżultati tal-analiżi mwettqa fuq il-kampjuni li jinsabu fl-apparat għandhom dejjem ikunu soġġetti għall-iskrutinju ta' persunal bi kwalifik għolja għall-validazzjoni u r-rapport.
KAMPJUN	Kampjun bijologiku jew kampjun ta' natura oħra
APPARAT DIJANOSTIKU MEDIKU IN VITRO	Konformement mar-Regolament (UE) 2017/746 għal apparat mediku dijanostiku in vitro
UTENTI	Persunal bi kwalifik għolja. Għall-užu ta' analiżi professionali fil-laboratorju
HAŻNA	Ipprotegi mid-dawl tax-xemx dirett u mir-raġġi UV. Aħżeen f'post xott f'temperatura tal-kamra
L-ISTABBILTÀ TAL-MATERJAL	Il-materjali tal-plastik użati jippermettu li l-prodott jibqa' stabbli maż-żmien. Gie stabbilit li dawn it-tipi ta' apparati huma validi għal 5 snin mid-data tal-produzzjoni elenkata fuq it-tikketta.
STRUZZJONIET DWAR L- UŽU U RESTRIZZJONIET	jikkonformaw mal-protokolli tal-laboratorju u/jew ambjentali li fihom jintuża l-oġġett għall-eżekuzzjoni tal-analiżi. Timliek it-tubi sal-konfini biex tevita t-trixxija, speċjalment f'każijet ta' materjal bijologiku infettiv. Biex tiżgura užu sigur, uža t-tubi flimkien mal-apoġġ speċifiku tagħhom. Iverifika l-limitu tal-veloċità li t-tubi jistgħu jkunu soġġetti għal-fiċ-ċentrifuga billi tirreferi għall-indikazzjonijiet ipprovduti fil-katalgu u fl-iskedi tad-dejta teknika. Issiġilla t-tappiġiet sew qabel ma tpoġġihom fiċ-ċentrifuga Irrapporta kwalunkwe difetti li jimpedixxi l-užu tat-tubi lid-distributur tal-prodott Irrapporta inċidenti serji lill-awtoritajiet xierqa. It-tubi jistgħu jerġgħu jintużaw wara proċedura f'temperatura ta' 121°C għal 20 minuta. Tersaqx lejn fjammi miftuħha jew lejn sorsi ta' l-ħana Armi t-tubi skont il-liggi applikabbli. Ilbes ingwanti u tagħmir prottiv personali meta timmaniegħja soluzzjonijiet li jistgħu jikkontaminaw. Żomm fejn ma jintlaħhaqx mit-tfal
APPARATI LI JISTGHU JERĞGHU JINTUŻAW	It-tubi jistgħu jerġgħu jintużaw wara proċedura f'temperatura ta' 121°C għal 20 minuta.



Kartell S.p.A.
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Websajt: www.kartelllabware.com



biex taċċessa l-istruzzjonijiet f'lingwi oħra:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell

GEBRUIKSAANWIJZING (IFU)

CONTAINERS VOOR MONSTERS:

COMMERCIELE NAAM	Cilindrische en conische centrifugebuisjes in PP, gegradeerde conische centrifugebuisjes in PP en gegradeerde conische centrifugebuisjes in PS
IDENTIFICATIE	HERBRUIKBARE AUTOCLAVEERBARE CENTRIFUGEBUISJES
BEDOELD GEBRUIK	Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor professioneel gebruik in analyselaboratoria. Functie: recipiënten voor bloed en biologische vloeistoffen. De buisjes zijn bestemd voor laboratoriumanalyse en voor gebruik in de chemische sector voor de detectie van de chemische, fysische en microscopische kenmerken van monsters. Geschikt voor gebruik in centrifuges voor analysesdoeleinden waar de scheiding van componenten met verschillende dichthesen vereist is.
NIET-GEAUTOMATISEERD HULPMIDDEL	----
KWANTITATIEF HULPMIDDEL	De resultaten van de analyses die zijn uitgevoerd op de monsters in deze buisjes, moeten altijd ter validering en rapportage worden voorgelegd aan hooggekwalificeerd personeel.
MONSTER	Biologisch of ander monster
MEDISCH HULPMIDDEL VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK	Voldoet aan verordening (EU) 2017/746 voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
GEBRUIKER	Hooggekwalificeerd personeel. Voor professioneel gebruik in analyselaboratoria.
BEWAREN	Beschermen tegen direct zonlicht en uv-stralen. Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur.
STABILITEIT TIJDENS HET GEBRUIK	Het product is gemaakt van kunststof. Daardoor blijft het lange tijd stabiel. De geldigheidsduur van dit type hulpmiddel is vastgesteld op 5 jaar, vanaf de productiedatum vermeld op het etiket.
INSTRUCTIES EN GEBRUIKSBEPERKINGEN	Volg de protocollen van de laboratoria en/of omgevingen waarin het artikel wordt gebruikt voor het uitvoeren van de analyses. Vul de buisjes niet tot de rand om morsen te voorkomen, vooral als u geïnfecteerd biologisch materiaal gebruikt. Gebruik de buisjes in combinatie met specifieke houders voor een veilig gebruik. Controleer de maximale centrifugeersnelheid van de buisjes aan de hand van de aanwijzingen in de catalogus en in de technische gegevensbladen. Sluit de doppen goed af voor de centrifugeprocedure. Vertoont het product defecten die het gebruik ervan verhinderen, meld dit dan aan de distributeur van de buisjes. Meld ernstige incidenten bij de bevoegde autoriteiten. Steriliseer de buisjes in de autoclaaf op 121 °C gedurende 20 minuten. Daarna kunnen ze opnieuw worden gebruikt. Houd het product niet in de buurt van een vlam of warmtebron. Gooi de buisjes weg in overeenstemming met de huidige wetgeving. Draag handschoenen en speciale PBM als u gebruik maakt van mogelijk besmette oplossingen. Buiten bereik van kinderen houden.
HERBRUIKBARE HULPMIDDELEN	Steriliseer de buisjes in de autoclaaf op 121 °C gedurende 20 minuten. Daarna kunnen ze opnieuw worden gebruikt.



Kartell SpA

Via delle Industrie 1

20082 Noviglio (MI)

Tel. 02/900121

Website: www.kartelllabware.com



Lees de instructies in andere talen:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell

INSTRUKCJA UŻYWANIA (IFU)

POJEMNIKI NA PRÓBKI:

NAZWA HANDLOWA	Cylindryczne i stożkowe probówki z PP, stożkowe probówki z PP z podziałką i stożkowe probówki z PS z podziałką
IDENTYFIKACJA	PROBÓWKI WIRÓWKOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU AUTOKLAWOWALNE
ZASTOSOWANIE	Wyroby do profesjonalnego stosowania w laboratoriach analitycznych jako pojemniki odpowiednie do przechowywania krwi i płynów biologicznych przeznaczonych do analizy laboratoryjnej oraz do stosowania w chemii do wykrywania chemicznych, fizycznych i mikroskopowych właściwości pobranych próbek. Odpowiednie do stosowania w wirówkach do celów analitycznych, gdzie wymagane jest oddzielenie składników o różnych gęstościach.
WYRÓB NIEZAUTOMATYZOWANY	----
WYRÓB O CHARAKTERZE IŁOŚCIOWYM	Wyniki analiz przeprowadzonych na próbkach znajdujących się w naczyniu muszą być zawsze sprawdzone i zatwierdzone przez wysoko wykwalifikowany personel.
PRÓBKA	Próbka biologiczna lub inna
WYRÓB MEDYCZNY DO DIAGNOSTYKI IN VITRO	Zgodność z rozporządzeniem (UE) 2017/746 dotyczącym wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
UŻYTKOWNIK	Wysoko wykwalifikowany personel. Do profesjonalnego użytku w laboratoriach analitycznych
PRZECHOWYwanie	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i promieniowaniem UV. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
STABILNOŚĆ UŻYTKOWANIA	Dzięki zastosowanym tworzywom sztucznym produkt jest stabilny w czasie. Okres ważności dla tego typu wyrobów wynosi 5 lat od daty produkcji podanej na etykiecie.
INSTRUKCJE I OGRANICZENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA	Postępować zgodnie z protokołami laboratoriów i/lub środowisk, w których artykuł jest używany do przeprowadzania analizy Nie należy wypełniać próbówek po brzegi, aby uniknąć rozlania, zwłaszcza w przypadku zakażonego materiału biologicznego. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy używać próbówek wraz z odpowiednimi statywami. Sprawdzić limit prędkości, do której można odwirowywać próbówki, odnosząc się do wskazań podanych w katalogu i arkuszach danych. Przed wirowaniem dobrze uszczelnić nakrętki. Zgłaszać dystrybutorowi produktu wszelkie wady, które uniemożliwiają użytkowanie próbówek Zgłaszać poważne incydenty właściwym organom Probówki do ponownego użytku po autoklawowaniu w temperaturze 121°C przez 20 minut. Nie zbliżać do źródeł płomienia lub ciepła Utylizować próbówki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nosić rękawice i odpowiednie środki ochrony indywidualnej podczas pracy z potencjalnie skażonymi roztworami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
WYROBY DO WIELOKROTNEGO UŻYTKU	Probówki do ponownego użytku po autoklawowaniu w temperaturze 121°C przez 20 minut.



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Tel. 02/900121
Strona internetowa:
www.kartelllabware.com



aby uzyskać dostęp do instrukcji w innych językach:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell


INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (IFU)

RECIPIENTES PARA AMOSTRAS:

NOME COMERCIAL	Provetas cilíndricas e cónicas em PP, provetas cónicas graduadas em PP e provetas cónicas graduadas em PS
IDENTIFICAÇÃO	PROVETAS AUTOCLAVÁVEIS PARA CENTRÍFUGA REUTILIZÁVEIS
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Dispositivos para uso profissional em laboratórios de análises com função de recipientes adequados para conter sangue e fluidos biológicos destinados a análises de laboratório e à utilização em química para a observação das características químicas, físicas e microscópicas das amostras colhidas. Adequados para utilização em centrifuga para efeitos de análise sempre que seja necessária a separação de componentes de diferentes densidades.
DISPOSITIVO NÃO AUTOMATIZADO	----
DISPOSITIVO QUANTITATIVO	Os resultados das análises efetuadas nas amostras contidas no dispositivo devem ser sempre submetidos ao controlo de pessoal altamente qualificado para validação e relatório.
AMOSTRA	Amostra biológica ou outra
DISPOSITIVO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO	Em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/746 relativo aos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro
UTILIZADOR	Pessoal altamente qualificado. Para uso profissional em laboratórios de análises
CONSERVAÇÃO	Proteger da luz solar direta e dos raios UV. Conservar em local seco à temperatura ambiente
ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO	As matérias plásticas utilizadas permitem que o produto seja considerado estável ao longo do tempo. A validade deste tipo de dispositivos é estabelecida em 5 anos a contar da data de fabrico presente no rótulo
INSTRUÇÕES E RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	<p>Observar os protocolos dos Laboratórios e/ou ambientes em que o artigo é utilizado para a execução das análises</p> <p>Não encher as provetas até à borda para evitar derrames especialmente em caso de material biológico infetado</p> <p>Para garantir uma utilização segura, utilizar as provetas juntamente com suportes específicos.</p> <p>Verificar o limite de velocidade a que as provetas podem ser submetidas na centrifuga, fazendo referência às indicações fornecidas no catálogo e nas fichas técnicas</p> <p>Fechar bem as tampas bem antes do procedimento na centrifuga</p> <p>Notificar o distribuidor do produto relativamente a quaisquer defeitos que impeçam a utilização das provetas</p> <p>Notificar incidentes graves às autoridades competentes</p> <p>Provetas reutilizáveis após o procedimento em autoclave a 121°C durante 20 minutos</p> <p>Não aproximar de chamas ou fontes de calor</p> <p>Eliminar as provetas de acordo com a legislação em vigor.</p> <p>Usar luvas e EPI previstos para o efeito em caso de utilização de soluções potencialmente contaminadas.</p> <p>Manter fora do alcance das crianças</p>
DISPOSITIVOS REUTILIZÁVEIS	Provetas reutilizáveis após o procedimento em autoclave a 121°C durante 20 minutos



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Site: www.kartelllabware.com



para aceder às instruções noutras línguas
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RECIPIENTE PENTRU PROBE:

DENUMIRE COMERCIALĂ	Eprubete cilindrice și conice din PP, eprubete conice gradate din PP și eprubete conice gradate din PS
IDENTIFICARE	EPRUBETE AUTOCLAVABILE REUTILIZABILE PENTRU CENTRIFUGE
UTILIZARE PRECONIZATĂ	Dispozitive pentru utilizare profesională în cadrul analizelor de laborator, care funcționează ca recipiente ideale pentru a conține sânge și alte fluide biologice destinate analizelor de laborator și utilizării în chimie pentru măsurarea caracteristicilor chimice, fizice și microscopice ale probelor prelevate. Ideal pentru utilizarea în centrifuge pentru analize în care este necesară separarea componentelor în diferite densități.
DISPOZITIV NEAUTOMATIZAT	----
DISPOZITIV CANTITATIV	Rezultatele analizelor efectuate pe probele conținute în dispozitiv trebuie să fie întotdeauna supuse controlului unui personal cu înaltă calificare pentru validare și raportare.
PROBĂ	Probă biologică sau de altă natură
DISPOZITIV MEDICAL PENTRU DIAGNOSTIC IN VITRO	În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/746 pentru dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro
UTILIZATORI	Personal cu înaltă calificare. Pentru utilizare profesională în cadrul analizelor de laborator
DEPOZITARE	A se proteja de lumina directă a soarelui și de razele UV. A se păstra într-un loc uscat, la temperatură camerei
STABILITATEA MATERIALULUI	Materialele plastice utilizate permit produsului să rămână stabil în timp. S-a stabilit că aceste tipuri de dispozitive sunt valabile timp de 5 ani de la data de producție menționată pe etichetă.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI RESTRICȚII	Respectați protocoalele de laborator și/sau de mediu în care este utilizat articolul pentru efectuarea analizelor. Nu umpleți eprubetele până la margine pentru a evita scurgerile, în special în cazul materialului biologic infecțios Pentru a asigura o utilizare sigură, utilizați eprubetele împreună cu suportul lor specific. Verificați limita de viteză la care pot fi supuse eprubetele în centrifugă prin raportare la indicațiile furnizate în catalog și în fișele tehnice. Strângeți bine capacele înainte de a le introduce în centrifugă Raportați orice defecte care impiedică utilizarea eprubetelor către distribuitorul produsului Raportați accidentele grave autorităților competente. Eprubetele sunt reutilizabile după procedură în autoclavare la 121 °C timp de 20 de minute. Nu vă apropiați de flăcări deschise sau de surse de căldură Eliminați eprubetele în conformitate cu legislația în vigoare. Purtați mănuși și echipament individual de protecție atunci când manipulați soluții potențial contaminante. A nu se lăsa la îndemâna copiilor
DISPOZITIVE REUTILIZABILE	Eprubetele sunt reutilizabile după procedură în autoclavare la 121 °C timp de 20 de minute.



Kartell SpA

Via delle Industrie 1

20082 Noviglio (MI)

Tel. 02/900121

Site web: www.kartelllabware.com



Pentru a accesa instrucțiuni în alte limbi :
www.kartelllabware.com/en/download/

NAVODILA ZA UPORABO

POSODE ZA VZORCE:

BLAGOVNO IME	Cilindrične in konične epruvete iz PP, graduirane konične epruvete iz PP in graduirane konične epruvete iz PS
IDENTIFIKACIJA	AVTOKLAVIRNE EPRUVETE ZA CENTRIFUGIRANJE ZA VEČKRATNO UPORABO
PREDVIDENA UPORABA	Pripomočki za profesionalno laboratorijsko analizo, ki delujejo kot idealni prejemniki, ki zajemajo kri in druge biološke tekočine, namenjene za laboratorijsko analizo in uporabo v kemiji za merjenje kemijskih, fizikalnih in mikroskopskih lastnosti odvzetih vzorcev.. Idealno za uporabo v centrifugah za analize, kjer je potrebno ločevanje komponent na različne gostote.
NEAUTOMATIZIRAN PRIPOMOČEK	----
KVANTITATIVNI PRIPOMOČEK	Rezultati analiz, opravljenih na vzorcih, vsebovanih v pripomočku, morajo biti vedno predmet nadzora visoko usposobljenega osebja za validacijo in poročanje.
VZOREC	Biološki vzorec ali vzorec druge narave
IN VITRO MEDICINSKI DIAGNOSTIČNI PRIPOMOČEK	V skladu z uredbo (EU) 2017/746 za in vitro medicinske diagnostične pripomočke
UPORABNIKI	Visoko usposobljeno osebje. Za profesionalno laboratorijsko analizo
SHRANJEVANJE	Hranite zaščite pred neposredno sončno svetlobo in UV žarki. Hranite na suhem mestu pri sobni temperaturi
STABILNO MATERIALA	Uporabljeni plastični materiali omogočajo, da izdelek ostane stabilen skozi čas. Ugotovljeno je, da so te vrste pripomočkov veljavne 5 let od datuma proizvodnje, navedenega na etiketi.
NAVODILA ZA UPORABO IN OMEJITVE	upoštevajte laboratorijske in/ali okoljske protokole, v katerih se predmet uporablja, za uporabo pri analizah. Epruvete ne napolnite do meje, da preprečite puščanje, zlasti v primerih infektivnega biološkega materiala Za varno uporabo uporabljajte epruvet skupaj z njihovo posebno podporo. Preverite omejitev hitrosti, ki ji je lahko epruveta izpostavljena v centrifugi. Sklicujte se na navedbe v katalogu in v tehničnih listih. Pred centrifugo dobro zaprite pokrovčke Vse napake, ki ovirajo uporabo cevk, sporočite distributerju izdelka Resne nesreče prijavite pristojnim organom. Epruvete so ponovno uporabne po postopku v avtoklaviranju pri 121 °C za 20 minut Ne približujte se odprtemu ognju ali virom toplote Epruvete odstranite v skladu z veljavno zakonodajo. Pri ravnanju z morebitno kontaminiranimi raztopinami nosite rokavice in osebno zaščitno opremo. Hranite izven dosega otrok
PRIPOMOČKI ZA VEČKRATNO UPORABO	Epruvete so ponovno uporabne po postopku v avtoklaviranju pri 121 °C za 20 minut



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Spletno mesto:
www.kartelllabware.com



za dostop do teh navodil v drugih jezikih:
www.kartelllabware.com/en/download/

NÁVOD NA POUŽITIE

VZORKOVACIE NÁDOBY:

OBCHODNÝ NÁZOV	Valcovité a kužeľovité skúmavky v PP, kužeľovité skúmavky s mierkou v PP a kužeľovité skúmavky s mierkou v PS
IDENTIFIKÁCIA	OPÄTOVNE POUŽITEĽNÉ AUTOKLÁVOVATEĽNÉ SKÚMAVKY PRE CENTRIFÚGY
ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE	Zariadenia na použitie pre profesionálnu laboratórnu analýzu, ktoré fungujú ako ideálne nádoby na obsiahnutie krvi a iných telesných tekutín určených na laboratórnu analýzu, a na použitie v chémii na meranie chemických, fyzikálnych a mikroskopických charakteristík odobraných vzoriek. Ideálne na použitie v centrifúgach na analýzu, kde sa vyžaduje oddelenie zložiek podľa rôznych hustôt.
NEAUTOMATIZOVANÉ ZARIADENIE	----
KVANTITATÍVNE ZARIADENIE	Na výsledky uskutočnených analýz vzoriek obsiahnutých v zariadení musí vždy dohliadať vysokokvalifikovaný personál na účely validácie a vykazovania výsledkov.
VZORKA	Biologická vzorka alebo vzorka iného charakteru
DIAGNOSTICKÉ ZDRAVOTNÉ ZARIADENIE IN VITRO	V súlade s (EÚ) nariadením č. 2017/746 o diagnostických zdravotných pomôckach in vitro
POUŽÍVATELIA	Vysokokvalifikovaný personál Na použitie pre profesionálnu laboratórnu analýzu
SKLADOVANIE	Chráňte pred priamym slnečným žiareniom a UV lúčmi. Skladujte na suchom mieste pri izbovej teplote.
STABILITA MATERIÁLU	Použité plastové materiály umožňujú výrobku udržať si stabilitu po celý čas životnosti. Ustanovilo sa, že tieto typy zariadení sú platné počas 5 rokov od dátumu výroby uvedeného na štítku.
POKYNY NA POUŽITIE A OBMEDZENIA	<p>Postupujte v súlade s laboratórnymi protokolmi alebo protokolmi prostredia, v ktorom sa položka používa na účely analýzy.</p> <p>Skúmavky nenapíňajte až po okraj, aby nedochádzalo k únikom, najmä v prípade infekčného biologického materiálu.</p> <p>Aby sa zaistilo bezpečné používanie, používajte skúmavky spoločne s ich špeciálnym stojanom.</p> <p>Skontrolujte, či rýchlosný limit, ktorému sa skúmavky môžu vystaviť v centrifúge, pomocou informácií uvedených v katalógu a technických údajových hárkoch.</p> <p>Poriadne utesnite uzávery pred vložením do centrifúgy.</p> <p>Nahláste všetky chyby, ktoré bránia používaniu skúmaviek, distribútorovi výrobku.</p> <p>Nahláste vážne nehody príslušným orgánom.</p> <p>Skúmavky sú opäťovne použiteľné po procese v autokláve pri teplote 121 °C počas 20 minút.</p> <p>Nedávajte do blízkosti otvoreného plameňa ani zdrojov tepla.</p> <p>Skúmavky likvidujte v súlade s platnými predpismi.</p> <p>Pri narábaní s potenciálne znečisťujúcimi roztokmi poste rukavice a osobné ochranné prostriedky.</p> <p>Držte mimo dosahu detí.</p>
OPÄTOVNE POUŽITEĽNÉ ZARIADENIA	Skúmavky sú opäťovne použiteľné po procese v autokláve pri teplote 121 °C počas 20 minút.



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel.: 02/900121
 Website: www.kartelllabware.com



pre prístup k pokynom v iných jazykoch:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell


INSTRUCCIONES DE USO (IFU)

RECIPIENTES PARA MUESTRAS:

NOMBRE COMERCIAL	Tubos de ensayo cilíndricos y cónicos de PP, tubos de ensayo cónicos graduados de PP y tubos de ensayo cónicos graduados de PS
IDENTIFICACIÓN	TUBOS DE CENTRÍFUGA AUTOCLAVABLES REUTILIZABLES
USO PREVISTO	Productos para uso profesional en laboratorios de análisis con función dRecipientes adecuados para contener sangre y fluidos biológicos destinados a análisis de laboratorio y para uso en aplicaciones químicas para la medición de las características químicas, físicas y microscópicas de las muestras tomadas. Adecuados para el uso en centrífugas con fines de análisis en los que se requiere la separación de los componentes de diferentes densidades.
PRODUCTO NO AUTOMATIZADO	----
PRODUCTO CUANTITATIVO	Los resultados de los análisis de las muestras contenidas en el producto deben someterse siempre a la validación e informe de personal altamente cualificado.
MUESTRA	Muestra biológica o de otro tipo
PRODUCTO SANITARIO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO	Conformes al reglamento (UE) 2017/746 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro
USUARIO	Personal altamente cualificado. Para uso profesional en laboratorios de análisis.
CONSERVACIÓN	Proteger de la luz directa del sol y de los rayos UV. Conservar en un lugar seco a temperatura ambiente.
ESTABILIDAD DE USO	Los plásticos usados permiten mantener estable el producto a lo largo del tiempo. La validez de este tipo de productos se establece en 5 años a partir de la fecha de producción que figura en la etiqueta.
INSTRUCCIONES Y RESTRICCIONES DE USO	Seguir los protocolos de los laboratorios y/o entornos donde se utiliza el artículo relativos a la realización de los análisis. No llenar los tubos de ensayo hasta el borde para evitar derrames, especialmente en el caso de material biológico infectado. Para garantizar un uso seguro, usar los tubos de ensayo junto con los soportes específicos. Comprobar el límite de velocidad al que pueden centrifugarse los tubos de ensayo según las indicaciones presentes en el catálogo y en las fichas técnicas. Cerrar bien los tapones antes del procedimiento en la centrifuga. Informar al distribuidor del producto de cualquier defecto que impida el uso del tubo de ensayo. Informar de cualquier incidente grave a las autoridades competentes. Tubos de ensayo reutilizables después de esterilizarse en autoclave a 121 °C durante 20 minutos. Mantener el producto alejado de llamas o fuentes de calor. Eliminar los tubos de ensayo de acuerdo con la legislación vigente. Usar guantes y EPI adecuados en caso de utilizar soluciones potencialmente contaminadas. Mantener fuera del alcance de los niños.
PRODUCTOS REUTILIZABLES	Tubos de ensayo reutilizables después de esterilizarse en autoclave a 121 °C durante 20 minutos.



Kartell SpA
Via delle Industrie 1
20082 Noviglio (MI)
Tel. 02/900121
Sitio web: www.kartelllabware.com



Instrucciones en otros idiomas
www.kartelllabware.com/en/download/


INSTRUKTIONER

PROVBEHÅLLARE:

HANDELSNAMN	Cylindriska och koniska rör i PP, graderade koniska rör i PP och graderade koniska rör i PS
IDENTIFIERING	ÅTERANVÄNDBARA AUTOKLAVBARA RÖR FÖR CENTRIFUGER
AVSEDD ANVÄNDNING	Enheter för professionella laboratorieanalyser som fungerar som den ideala mottagaren för att innehålla blod och andra biologiska vätskor avsedda för laboratorieanalyser och användning i kemi för mätning av de kemiska, fysikaliska och mikroskopiska egenskaperna hos de tagna proverna. Idealisk för användning i centrifuger för analyser där separation av komponenter i olika densitet krävs.
ICKE-AUTOMATISERAD ENHET	----
KVANTITATIV ENHET	Resultaten av genomförda analyser som utförs på proverna i enheten måste alltid granskas av högt kvalificerad personal för validering och rapport.
PROV	Biologiskt prov eller prov av annan karaktär
MEDICINSK-DIAGNOSTISK IN VITRO-PRODUKT	Uppfyller (EU) förordning 2017/746 för medicinsk-diagnostiska in vitro-produkter
ANVÄNDARE	Högt kvalificerad personal. Endast för professionella laboratorieanalyser
FÖRVARING	Skydda mot direkt solljus och UV-strålar. Förvara på en torr plats i rumstemperatur
MATERIALSTABILITET	Plastmaterialen som används gör att produkten förblir stabil över tiden. Det är fastställt att dessa typer av enheter är giltiga i 5 år från produktionsdatumet som anges på etiketten.
ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER OCH BEGRÄNSNINGAR	efterlev laboratorie- och/eller miljöprotokoll där föremålet används för att utföra analyserna. Fyll inte rören ända upp för att undvika läckage, särskilt i fall av smittsamt biologiskt material. För att säkerställa säker användning, använd rören tillsammans med deras specifika stöd. Verifiera hastighetsgränsen som rören kan utsättas för i centrifugen genom att se beskrivningarna i katalogen och i de tekniska databladene. Förslut locken väl innan de placeras i centrifugen Rapportera eventuella defekter som förhindrar användning av rören till produktåterförsäljaren Rapportera allvarliga olyckor till behöriga myndigheter. Rören är återanvändbara efter proceduren i autoklaverbara vid 121°C i 20 minuter Närma dig inte öppna lågor eller värmekällor Kassera rören enligt gällande lagstiftning. Använd handskar och personlig skyddsutrustning vid hantering av potentiellt kontaminerande lösningar. Förvaras utom räckhåll för barn
ÅTERANVÄNDBARA ENHETER	Rören är återanvändbara efter proceduren i autoklaverbara vid 121°C i 20 minuter



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tfn. 02/900121
 Webbplats:
www.kartelllabware.com



för åtkomst till instruktioner på andra språk:
www.kartelllabware.com/en/download/

GEBRAUCHSANWEISUNG (IFU)

PROBENBEBEHÄLTER:

HANDELSNAME	Zylindrische und konische PP-Reagenzröhrenchen, konische PP-Reagenzröhrenchen mit Skalierung und konische PS-Reagenzröhrenchen mit Skalierung
IDENTIFIZIERUNG	WIEDERVERWENDBARE AUTOKLAVIERBARE ZENTRIFUGEN-REAGENZRÖHRCHEN
VERWENDUNGSZWECK	Reagenzröhrenchen für den professionellen Einsatz in Analyselabors als Gefäß zur Aufnahme von Blut und biologischen Flüssigkeiten , die für Laboranalysen und zur Verwendung in der Chemie zum Nachweis der chemischen, physikalischen und mikroskopischen Eigenschaften der entnommenen Proben bestimmt sind. Geeignet für den Einsatz in Zentrifugen für Analysen, bei denen eine Trennung von Komponenten unterschiedlicher Dichte erforderlich ist.
NICHT AUTOMATISIERTES GERÄT	----
GERÄT FÜR QUANTITATIVE PROBEN	Die Ergebnisse der an den im Reagenzröhrenchen enthaltenen Proben durchgeführten Analysen müssen stets hochqualifiziertem Personal zur Validierung und Berichterstattung vorgelegt werden.
PROBE	Biologische oder andere Proben
IN-VITRO-DIAGNOSE-MEDIZINPRODUKT	Entsprechen der Verordnung (EU) 2017/746 für In-Vitro-Diagnose-Medizinprodukte
ANWENDER	Hochqualifiziertes Personal. Für den professionellen Einsatz in Analyselabors
LAGERUNG	Vor direktem Sonnenlicht und UV-Strahlung schützen. Trocken und bei Raumtemperatur aufbewahren:
STABILITÄT DER VERWENDUNG	Die verwendeten Kunststoffe gewährleisten, dass das Produkt langfristig stabil ist. Die Gültigkeitsdauer für diese Art von Geräten ist auf 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum auf dem Etikett festgelegt.
ANWEISUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG	Befolgen Sie die Protokolle der Laboratorien und/oder Umgebungen, in denen der Gegenstand zur Analyse verwendet wird. Füllen Sie die Röhrchen nicht bis zum Rand, um ein Verschütten zu vermeiden, insbesondere im Falle von infiziertem biologischem Material. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, sollten Sie die Reagenzgläser nur in Verbindung mit speziellen Trägern verwenden. Überprüfen Sie die Höchstgeschwindigkeit, bis zu der die Röhrchen zentrifugiert werden können, anhand der Angaben im Katalog und in den Datenblättern. Verschließen Sie die Verschlüsse vor dem Zentrifugieren gut. Melden Sie alle Mängel, die die Verwendung der Röhren verhindern, dem Händler des Produkts. Melden Sie schwerwiegende Vorfälle an die zuständigen Behörden. Die Röhrchen sind nach 20-minütigem Autoklavieren bei 121 °C wiederverwendbar Nicht in die Nähe von Flammen oder Wärmequellen kommen Entsorgen Sie die Reagenzgläser in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Tragen Sie Handschuhe und geeignete PSA, wenn Sie mit potenziell kontaminierten Lösungen arbeiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
WIEDERVERWENDBARE RÖHRCHEN	Die Röhrchen sind nach 20-minütigem Autoklavieren bei 121 °C wiederverwendbar



Kartell SpA
 Via delle Industrie 1
 20082 Noviglio (MI)
 Tel. 02/900121
 Website: www.kartelllabware.com



Zum Abrufen der Anweisungen in anderen Sprachen:
www.kartelllabware.com/en/download/



Kartell

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MINTATARTÁLYOK:

KERESKEDELMI NÉV	Henger és kúp alakú csövek PP-ben, skálával ellátott kúp alakú csövek PP-ben és skálával ellátott kúp alakú csövek PS-ben
MEGNEVEZÉS	ÚJRAHASZNÁLHATÓ, AUTOKLÁVOZHATÓ, CENTRIFUGÁBAN HASZNÁLHATÓ CSÖVEK
RENDELTELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT	Professzionális laboratóriumi elemzés céljára használandó, kifejezetten vér és egyéb biológiai eredetű folyadékok tárolására kialakított eszközök laboratóriumi elemzés céljára és vegyészettel a nyert minták kémiai, fizikai és mikroszkopikus jellemzőinek mérése céljából. Ideális centrifugában való használatkor, amikor az elemzéshez szükséges a tartalom elválasztása a sűrűségük szerint.
NEM AUTOMATIZÁLT ESZKÖZ	----
KVANTITATÍV ESZKÖZ	A termékben lévő minták elemzések eredményét minden megfelelő képzettségű szakembernek kell validálnia a jelentésük előtt.
MINTA	Biológiai vagy egyéb természetű minta
/IN VITRO DIAGNOSZTIKAI ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ	Megfelel az <i>in vitro</i> diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/746/EU rendeletnek
FELHASZNÁLÓK	Megfelelő képzettségű szakemberek. Professzionális laboratóriumi elemzés céljára használandó
TÁROLÁS	Közvetlen napfénytől és UV-sugárzástól védve. Száraz, szobahőmérsékletű helyen.
ANYAG STABILITÁSA	A felhasznált műanyagoknak köszönhetően a termék hosszú ideig stabil marad. A vizsgálatok szerint az ilyen típusú eszközök a címkén feltüntetett gyártási dátumtól számítva 5 évig használhatók.
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK	az elemzés során tartsa be a termék használati helyének megfelelő laboratóriumi és/vagy környezetvédelmi protokollokat. Ne töltse túl a csöveget, hogy a tartalmuk ne ömöljön ki. Ez különösen fontos fertőző biológiai anyagok esetén. A biztonságos használat érdekében a csöveget a megfelelő tartókkal együtt használja. A katalógusban és a műszaki adatlapokon feltüntetett értékek alapján ellenőrizze, hogy az adott cső alkalmass-e az adott sebességű centrifugálásra. Mielőtt a csövet centrifugába helyezi, ellenőrizze a kupak megfelelő záródását Ha a cső használatát a cső hibája akadályozza, tájékoztassa erről a termék forgalmazóját A súlyos baleseteket jelentse a megfelelő hatóságoknak. A csövek 121 °C-on 20 percen át tartó autoklávozás után újrahasználhatók Nyílt lángtól és hőforrástól távol használja. A csövek hulladékkezelését a vonatkozó előírások szerint végezze. A potenciálisan fertőző oldatok kezelésekor viseljen kesztyűt és egyéni védőeszközöket. Gyermekektől távol tartsa
ÚJRAHASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK	A csövek 121 °C-on 20 percen át tartó autoklávozás után újrahasználhatók




Kartell SpA

Via delle Industrie 1

20082 Noviglio (MI)

Tel.: 02/900121

Honlap: www.kartelllabware.com



utasítások egyéb nyelveken:
www.kartelllabware.com/en/download/