

KartellLABWARE




KartellLABWARE

Kartell, seit über 70 Jahren Marktführer im Bereich des Industriedesigns

Kartell, more than 70 years as leader in industrial design

Kartell, является лидером промышленного дизайна уже более 70 лет



KARTELL® ABTEILUNG LABWARE DIVISIONE LABWARE

Kartell, 1949 von Giulio Castelli gegründet, war schon immer ein kreatives Labor, in dem Designer mit verschiedenen Materialien arbeiten, um ein Projekt in ein Industrierprodukt zu verwandeln. Qualität, Innovation, Einfallsreichtum, Forschung, Materialien und Design sind die strategischen Eckpfeiler einer Geschäftstätigkeit, die aus der Vergangenheit schöpft und in die Zukunft blickt. Die Geschichte ist eng mit dem Engagement und der Leidenschaft dreier Generationen verbunden, die aktiv an der Entwicklung und Weiterentwicklung der Marke beteiligt waren.

Von Anfang an trug Kartell dazu bei, eine Designsprache zu definieren, die zum Symbol des „Made in Italy“ werden sollte. Ende der 1950er-Jahre mündete die stetige Weiterentwicklung auf technischer und planerischer Ebene in die Gründung des Unternehmensbereichs Labware für die Herstellung technischer Laborartikel. In diesem Bereich werden Materialien wie Polypropylen, Polystyrol und Polyethylen optimal eingesetzt, um Kunststoffe aufgrund ihrer Leichtigkeit, Beständigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit als wertvolle Alternative zum Glas anbieten zu können.

Aufbauend auf den Erfahrungen der Abteilung für Haushaltsartikel verfügte das Unternehmen bereits 1958 über umfangreiches Know-how im Bereich der industriellen Produktion, was neue Wege zur Weiterentwicklung ebnete. Chemie-Ingenieur Giulio Castelli brachte die entsprechenden technischen Kompetenzen ein, um diese neuen Perspektiven durchdacht bewerten zu können.

Die chemisch-physikalischen Eigenschaften der neuen Kunststoffe, wie etwa ihre Bruchfestigkeit und ihre lange Lebensdauer, eröffnen auch im wissenschaftlichen Bereich neue Anwendungsgebiete und ermöglichen die Herstellung von Artikeln wie Bechern, Zylindern, Trichtern und Reagenzgläsern für den professionellen Einsatz.

Von Anfang an vertraut Giulio Castelli die Gestaltung der Labware-Produkte seinen Designern an, zunächst Gino Colombini und dann Centrokappa. Diese Wahl ist einer der Schlüssel zum Erfolg der Abteilung und bestätigt den integrierten Ansatz zwischen Ästhetik und Funktionalität.

Wie schon bei Haushaltsartikeln überdenkt Gino Colombini technische Objekte, indem er formale und funktionale Innovationen einführt: Symbolträchtig sind die Trichter mit langem Hals von 1962, bei denen kleine Rippen im Inneren verhindern, dass das Filterpapier an der Oberfläche haftet, oder der modulare Reagenzglashalter von 1959 mit X-Profil. Bemerkenswert ist auch die 1979 von Centrokappa entworfene Augenspülstation „First Eyd“, bei der die Halterung auch eine Signalfunktion hat.

Für die Entwicklung der Labware-Linie verwendete Kartell über vierzig verschiedene Kunststoffmaterialien und machte die Abteilung zu einem fortschrittlichen technologischen Forschungslabor. Jedes Produkt ist das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung der für seine Funktion optimal geeigneten Materialien und Technologien.

Die Materialauswahl orientiert sich an Effizienz und Sicherheit: Im Produktionsprozess werden kritische Elemente wie die Reaktion auf chemische Stoffe, Alterung, thermische Belastung, Einwirkung von UV-Strahlung, Sterilisation und andere Umwelteinflüsse berücksichtigt.

Durch die stets hohe Qualität, den Einsatz fortschrittlicher Technologien und die große Produktpalette im Katalog sind das Image und der Name Kartell Labware weltweit anerkannt.

KARTELL® LABWARE DIVISION

Kartell, founded by Giulio Castelli in 1949, has always been a creative laboratory in which designers are called to work on different materials to transform a project into an industrial product. Quality, innovation, ingenuity, research, materials, design, are the strategic cornerstones of the way of doing business that takes from the past and looks into the future. The history is intertwined with the commitment and the passion of three generations active in the development and evolution of the brand.

From the very beginning, Kartell helped define a design language that would become a symbol of the made in Italy.

At the end of the 1950s, thanks to a solid engineering culture and constant research, Kartell launched the Labware Division for the supply of technical articles for laboratories; a division able to valorise materials such as polypropylene, polystyrene, polyethylene and to offer plastic as a valid alternative to glass due to its lightness, strength, economy and safety.

In 1958, thanks to the experience in the Housewares Division, Kartell already gained a good know-how in industrial production and is ready to expand into new sectors. Giulio Castelli, a graduate in chemical engineering, can tackle the challenges of innovation with competence and vision.

The chemical-physical characteristics of the new plastic materials, such as unbreakability and durability over time, open up a new frontier in application also in the scientific field, allowing to produce articles such as beakers, cylinders, funnels and test tubes for professional use.

From the early stages, Giulio Castelli entrusts the design of Labware products to his designers, Gino Colombini first and Centrokappa after. This choice is one of the keys to success of the Division, confirming the integrated approach between aesthetics and functionality.

As already done with housewares, Gino Colombini rethinks technical objects by introducing formal and functional innovations: emblematic are the long stem funnels of 1962, with internal small ribs to prevent the filter paper from sticking to the surface or the modular test tube holder of 1959 with “X” comb elements. Also noteworthy is the “First Eyd” eye emergency station designed by Centrokappa in 1979 in which the support has also a signaling function.

To develop the Labware line, Kartell used over forty different plastic materials, making the division an advanced technological research laboratory. Each product is the result of a careful evaluation of the materials and technologies best suited to its function.

The choice of materials is oriented towards efficiency and safety: in the production process critical elements such as reaction to chemical agents, aging, thermal stress, exposure to UV radiations, sterilization and other environmental effects are considered.

Having always favoured quality, the use of advanced technologies, the wide range of items included in the catalogue, makes the Kartell Labware image and name recognized worldwide.

KARTELL® ОТДЕЛ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Компания Kartell, основанная Джулио Кастелли в 1949 году, всегда была творческой лабораторией, в которой дизайнеры, работая с различными материалами, превращали проекты в промышленные изделия. Качество, инновации, изобретательность, исследования, материалы, дизайн являются основными принципами ведения бизнеса компании с прошлых лет и с прицелом на будущее. История компании тесно связана с увлеченностью и приверженностью работе трех поколений, которые всемерно участвовали в ее развитии и эволюции.

С самого начала компания Kartell уделяла большое внимание дизайну, который затем стал отличительной чертой изделий итальянского производства.

В конце 1950-х годов, благодаря наличию квалифицированных инженеров и постоянным исследованиям, компания Kartell организовала подразделение Labware для производства и поставки лабораторных изделий. Данное подразделение уделяло огромное внимание исследованию таких материалов, как полипропилен, полистирол, полиэтилен, с целью использования в качестве альтернативы стеклу из-за их легкости, прочности, экономичности и безопасности. Благодаря собственному производству бытовых товаров с 1958 г. компания Kartell приобрела достаточный опыт в области промышленного производства и была готова к экспансии в новые отрасли. Джулио Кастелли, выпускник химико-технологического факультета, решал возникающие задачи компетентно и дальновидно.

Химико-физические свойства новых пластмасс, такие как прочность и долговечность, открыли новые возможности для их применения и в научной среде, позволив выпускать лабораторную посуду, такую как стаканы, цилиндры, воронки, пробирки и т.п. С самого начала Джулио Кастелли доверил дизайн продукции Labware своим дизайнерам, сначала Джино Коломбини, а затем Центрокappa. Этот выбор стал одним из ключевых факторов успеха подразделения, подтверждая правильность подхода, объединившего эстетику и функциональность.

Как и в случае с бытовыми товарами для дома, Джино Коломбини переосмыслил технические решения, внедрив формальные и функциональные инновации. Характерными примерами такого подхода стали воронки модели 1962 с длинным носиком и небольшими внутренними ребрами, предотвращающими прилипание фильтровальной бумаги к поверхности, и модульный держатель пробирок модели 1959 с X-образными ребренками. Также заслуживает внимания станция для промывки глаз «First Eyd», разработанная Центрокappa в 1979 г., в которой держатель выполняет и сигнальную функцию.

Для выпуска линейки продукции Labware компания Kartell использовала более сорока различных пластмасс, сделав подразделение, по сути, передовой исследовательской лабораторией. Каждое изделие является результатом тщательной оценки материалов и технологий, наиболее подходящих для его назначения.

Основной упор при выборе материалов делается на эффективность и безопасность. В процессе производства учитываются такие критические аспекты, как взаимодействие с химическими веществами, старение, тепловые нагрузки, воздействие УФ-излучения, стерилизации и других факторов окружающей среды.

Благодаря постоянному стремлению к высокому качеству, использованию передовых технологий и широкому ассортименту продукции, представленной в каталоге, компания Kartell Labware завоевала мировую известность и признание.



ZERTIFIZIERUNG DER UNTERNEHMENSQUALITÄT: ISO 9001:2015

Im Jahr 1996 entschließt sich Kartell zur Zertifizierung des firmeneigenen Qualitätsmanagementsystems nach UNI EN ISO 9001:1994.

Im Jahr 2005 passt Kartell das firmeneigene Qualitätsmanagementsystem an die Anforderungen der Norm UNI EN ISO 9001:2000 an.

Im Jahr 2008 erneuert das Unternehmen die Zertifizierung nach ISO 9001:2000.

Im Jahr 2010 passt Kartell den Zertifizierungsstandard der Norm UNI EN ISO 9001:2008 an. Diese Zertifizierung wurde vom I.I.P., dem ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI, einer bei der SINCERT und der CISQ, dem italienischen Verband zur Zertifizierung von Managementsystemen, zugelassenen Zertifizierungsstelle verliehen.

Im Jahr 2017 aktualisierte Kartell seinen Qualitätsstandard auf DIN EN ISO 9001:2015.

Der CISQ ist Mitglied im IQNET - THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK - einer überstaatlichen Stelle, die die gegenseitige Anerkennung der ISO-Standards in den verschiedenen Ländern weltweit gewährleistet. Der Erhalt und die Aufrechterhaltung der erhaltenen Zertifizierung wurde durch den Einsatz und das ständige Engagement sämtlicher betroffener Unternehmensbereiche ermöglicht und bezeugt das ständige Streben nach einem immer höheren Qualitätsstandard für die betrieblichen Abläufe. Eine Kopie des Qualitätszertifikats können Sie auf der Unternehmenswebseite www.kartelllabware.com herunterladen.

COMPANY QUALITY CERTIFICATION: ISO 9001:2015

In 1996, Kartell decided to certify its Corporate Quality Management System in compliance with UNI EN ISO 9001:1994 standards.

In 2005, the company aligned its Quality Management Systems with the standard UNI EN ISO 9001:2000.

In 2008, the company renewed its ISO 9001:2000 certification.

In 2010 Kartell updated its certification standard and is now UNI EN ISO 9001:2008 certified. A guarantor for this certification process is the I.I.P. (Italian Institute of Plastics), which is itself accredited by SINCERT and CISQ, the Italian federation of accreditation bodies for Quality Management Systems.

In 2017, Kartell updated its certification standard to UNI EN ISO 9001:2015.

CISQ is part of IQNET (International Certification Network), a supranational body which guarantees mutual recognition of the ISO standard in countries worldwide. The attainment and maintenance of this certification, made possible by the commitment and perseverance of all company offices involved, testifies to the continued research into ever higher levels of quality in company management systems. A copy of the Quality Certification can be downloaded from the corporate website www.kartelllabware.com

КОРПОРАТИВНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА: ISO 9001:2015

В 1996 г. компания Kartell принимает решение со сертификации своей Корпоративной систему управления качеством в соответствии с нормами UNI EN ISO 9001:1994.

В 2005 г. компания реорганизовывает Корпоративную систему управления качеством в соответствии с нормами UNI EN ISO 9001:2000.

В 2008 г. компания обновляет сертификацию ISO 9001:2000.

В 2010 г. Kartell изменяет систему сертификации, перейдя на использование стандарта UNI EN ISO 9001:2008. Гарантом указанного процесса сертификации выступает I.I.P. – ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ – организация, аккредитованная в рамках международной сети органов по аккредитации SINCERT и Итальянской федерации органов сертификации систем корпоративного управления CISQ.

В 2017 г. Kartell обновил свой стандарт сертификации до UNI EN ISO 9001:2015.

CISQ входит в состав IQNET – МЕЖДУНАРОДНОЙ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ СЕТИ – международной сети, гарантирующей признание стандарта ISO в различных странах мира. Получение и поддержание полученной сертификации стало возможным, благодаря усилиям и постоянству всех участвовавших подразделений компании, и является свидетельством непрекращающихся стремлений к достижениям все более высоких уровней качества управления компанией. Копию сертификата качества можно скачать на сайте компании www.kartelllabware.com



Building trust together.

Certificate

CISQ/IIP S.r.l. has issued an IQNET recognized certificate that the organization

KARTELL SPA
 legal place: VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - 20082 NOVIOLIO (MI)
 VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - 20082 NOVIOLIO (MI)

has implemented and maintains a
 Quality Management System

for the following scope:
 Design, industrialization and manufacturing of furnishing accessories.
 Design and production of laboratory technical items.

which fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

Issued on: 2023/07/25
 First issued on: 2005/03/14
 Expires on: 2026/08/02

Registration Number: IT-16397 IIP 694


 Alex Stoichitoliu
 President of IQNET


 Mario Romers
 President of CISQ



*This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members: AFNOR Spain, AFNOR Certification France, APCER Portugal, CCC Cyprus, CISQ Italy, CGC China, CGM China, CGS Czech Republic, CQC Cert. Croatia, DQS Holding GmbH Germany, EAGLE Certification Group USA, FCAV Spain, FONDONORMA Venezuela, ICONTEC Colombia, ICE (Board and Management) Inspection Services Oy Finland, INTECO Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KPO Korea, LSGA Uruguay, MIRTEC Greece, MSZT Hungary, Nemko AS Norway, NSAI Ireland, NYCE-SIGE Mexico, PCBC Poland, Quality Austria Austria, SRI Israel, SSG Slovenia, SIRM GAS International Malaysia, SGS Switzerland, SRAC Romania, TSE Turkey, YUGOS Serbia

*The list of IQNET Members is valid at the date of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



CISQ is a member of



CERTIFICATO N. **694**
 CERTIFICATE N.

Si certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di
 We hereby certify that the Quality Management System operated by

KARTELL SPA
 sede legale: VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - 20082 NOVIOLIO (MI)
 UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
 VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - 20082 NOVIOLIO (MI)

è conforme alla norma
 is in compliance with the standard

UNI EN ISO 9001:2015

per le seguenti attività
 for the following activities

IAF14
 Design, industrializzazione e realizzazione di accessori e complementi di arredo.
 Progettazione e produzione di articoli tecnici da laboratorio.
 Design, industrialization and manufacturing of furnishing accessories.
 Design and production of laboratory technical items.

Prima emissione First issue 14/03/2005	Emissione corrente Current issue 25/07/2023	Scadenza Expiry date 02/08/2026
--	---	---------------------------------------

L'Amministratore Delegato
 Mauro La Ciacerà


 5GQ n° 006A
Marika degli Aquilotti Huber
 Recognition SA, IAF & ILAC
 Secretary of ILAC, IAF and EUR-PEF
 Recognition Agreements


CISQ è la Federazione dei suoi 6 Organismi di Certificazione che operano in sistemi comuni.
 CISQ is the Federation of its 6 member
 Organisms Certification bodies.

IIP SRL - via Valsella 2 - 20800 Monza (MB)
www.iip.it info@iip.it

ZERTIFIZIERUNGEN: ISO 14001:2015

WIEDERVERWERTBARKEIT
Wiederverwertbarkeit, Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit - kurz gesagt, Respekt für die Umwelt - sind Themen, die für die Weltgemeinschaft von Bedeutung sind. Und es mag widersprüchlich scheinen, im Zusammenhang mit Produktionen, deren gemeinsamer Nenner Kunststoffe sind, von der Umwelt zu sprechen. Doch entgegen der allgemeinen Vorstellungen sind die Produktionen von Kartell absolut recycelbar: so sind zur Vereinfachung des Recyclingprozesses die verschiedenen Komponenten der Produkte von Kartell leicht voneinander zu trennen und lassen sich in Elemente aus jeweils nur einem Material zerlegen; darüber hinaus sind die Plastikteile aller Produkte im Sinne der DIN-Norm 6120, Teil 2, mit einem Identifizierungssymbol gekennzeichnet, das ihre Erkennung ermöglicht und das Recycling erleichtert.

DIN 6120 TEIL 2 - DIE RECYCLING-SYMBOL



Code identifiziert die Verbindung gemäß folgender Tabelle:
01 02 03 04 05 06 07
PET PE-HD PVC PE-LD PP PS O

ZERTIFIZIERUNG ISO 14001: 2004

Im Jahr 2011 erlangt Kartell die Zertifizierung nach UNI EN ISO 14001: 2004 für das Aufrechterhalten eines effizienten Umweltmanagementsystems. Dieser weltweit anerkannte internationale Standard wurde vor etwa 10 Jahren entwickelt und definiert die Entwicklungs- und Implementierungsparameter für Unternehmensprozesse mit dem Ziel der Einrichtung eines wirksamen Umweltmanagementsystems.

WOFÜR STEHT ISO 14001: 2004?

Diese Zertifizierung belegt, dass das zertifizierte Unternehmen über ein Managementsystem verfügt, das sich für die Kontrolle der Auswirkungen auf die Umwelt seiner Aktivitäten eignet, und dass es seine Bemühungen um eine nachhaltige, effiziente und kohärente Verbesserung systematisch fortsetzt. Die Zertifizierung ISO 14001 ist nicht zwingend vorgeschrieben, das Unternehmen hat sich aus freien Stücken zu diesem Schritt und damit zur Definition, Umsetzung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des eigenen Umweltmanagementsystems entschlossen. Designerprodukte erstklassiger Qualität herstellen, die sicher und zuverlässig, wenig umweltbelastend und recycelbar sind. Dieser Herausforderung auf vorbildhafte Weise zu begegnen, das wird Kartells Aufgabe in den kommenden Jahren sein.
2017 passt Kartell den Zertifizierungsstandard der Norm UNI EN ISO 14001:2015 an.
Im Jahr 2017 aktualisierte Kartell seinen Qualitätsstandard auf DIN EN ISO 9001:2015. Eine Kopie des Qualitätszertifikats steht unter www.kartellaware.com zum Download bereit.

CERTIFICATIONS: ISO 14001:2015

RECYCLABILITY
Recyclability, sustainability, eco-compatibility - in a nutshell, respect for the environment - these are the themes which the world community takes very much to heart. It may seem absurd to talk about environment in terms of productions having plastic materials as their common denominator. Nevertheless, contrary to common belief, Kartell products are perfectly recyclable. To simplify the recycling process, in fact, the various components of Kartell products can be easily separated out and traced back to their single material elements. The plastic parts of each product also bear clear identification markings in accordance with the DIN 6120 specification, part 2, just so that they can be correctly identified and to facilitate recycling.

DIN 6120 PART 2 - RECYCLING SYMBOLS



The code within the logo identifies the compound in accordance with the following table:
01 02 03 04 05 06 07
PET PE-HD PVC PE-LD PP PS O

ISO 14001 CERTIFICATION: 2004

In 2011 Kartell achieved UNI EN ISO 14001: 2004 certification for its support of an effective Environmental Management System, an international standard recognised throughout the world and developed about 10 years ago which defines development and implementation parameters in corporate processes in order to achieve an effective environmental management system.

WHAT IS ISO 14001: 2004?

This certification attests that the organization certified has implemented a management system capable of controlling environmental impact in its own business and systematically endeavours to improve it in a sustainable, effective and consistent manner. ISO 14001 certification is not obligatory but is the result of the voluntary choice of the Company which decides to define, implement, maintain and improve its own environmental management system. The production of high quality, safe and reliable design products with low environmental impact and which are recyclable. This is the challenge that Kartell is called upon to come to grips with as protagonist in the coming years.
In 2017, Kartell will adapt the certification standard to UNI EN ISO 14001:2015. A copy of the Quality Certification is available for downloading on www.kartellaware.com

СЕРТИФИКАЦИИ: ISO 14001:2015

ПРИГОДНОСТЬ К ПЕРЕРАБОТКЕ
Пригодность к переработке, устойчивость, экосовместимость - одним словом: уважение к окружающей среде - вот темы, широко обсуждаемые мировым сообществом. И возможно упоминание окружающей среды в связи с производством изделий, общим знаменателем которых являются пластиковые материалы, кажется противоречивым. Однако в противоположность сложившемуся мнению изделия компании Kartell полностью пригодны к переработке для вторичного использования: для упрощения процессов переработки изделия Kartell легко разбираются по компонентам, в результате чего получают элементы из моно материалов; на пластиковые детали каждого изделия наносится четкая идентификационная маркировка в соответствии со стандартом DIN 6120, часть 2, обеспечивающая безошибочность распознавания материала и упрощающая переработку.

DIN 6120 ЧАСТЬ 2 - ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ



Код внутри logo обозначает компонент согласно следующей таблице:
01 02 03 04 05 06 07
PET PE-HD PVC PE-LD PP PS O

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 14001: 2004

В 2011 г. для обеспечения эффективной системы управления в области экологии компания Kartell получила сертификацию UNI EN ISO 14001: 2004, международного стандарта, признанного во всем мире, разработанного около 10 лет назад и определяющего параметры разработки и выполнения корпоративных мероприятий для организации эффективной системы управления в области экологии.

ЧТО ТАКОЕ ISO 14001:2004?

Эта сертификация означает, что система управления организации, получившей сертификат, обеспечивает контроль за воздействиями на окружающую среду, возникающими вследствие ее деятельности, а также систематическое проведение исследований по их постоянному эффективному и последовательному снижению. Сертификация ISO 14001 не является обязательной, представляя собой результат добровольного выбора компании, решившей разработать, внедрить, поддерживать и улучшить собственную систему управления в области экологии. Производить изделия повышенного качества по собственным разработкам, прочные и надежные, пригодные для переработки, с низким воздействием на окружающую среду. Это матч будущего, в котором компанию Kartell приглашают выступить в главной роли. В 2017 г. Kartell примет сертификацию стандарта UNI EN ISO 14001:2015.
В 2017 г. Kartell адаптирует стандарт сертификации до UNI EN ISO 14001: 2015. Копия сертификата качества доступна для скачивания на www.kartellaware.com



Building trust together.

Certificate

CISQ/IIP S.r.l. has issued an IQNET recognized certificate that the organization

KARTELL SPA
legal place: VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - 20082 NOVIGLIO (MI)
VIA DELLE INDUSTRIE, 1 - 20082 NOVIGLIO (MI)

has implemented and maintains an Environmental Management System

for the following scope:
Design, production management of furnishing and design accessories through the transformation of plastics, metal and wood materials.
Design and production management of technical laboratory items through the transformation of plastic materials.

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2015

Issued on: 2023/12/14
First issued on: 2012/01/13
Expires on: 2027/01/12

Registration Number: IT-58594 IIP 170



Alex Stoichitu
President of IQNET



Mario Romersi
President of CISQ



This attestation is directly linked to the IQNET Member's original certificate and shall not be used as a stand-alone document.

IQNET Members:
AENOR Spain, AFNOR Certification France, ARBER Portugal, CQC Cyprus, CIBO Italy, CQC China, COM CHINA, CQC Czech Republic, CQC Czech Republic, CQC Holding GmbH Germany, EAGLE Certification Group USA, FCB Brazil, FONDONORMA Venezuela, IQNET Colombia, ICS Slovakia and Hungary, INTISO Costa Rica, IRAM Argentina, JQA Japan, KFD Korea, LSQA Uruguay, MERTCO Greece, NISZT Hungary, NEMKO AS Norway, NEMKO Ireland, NICE-EMC Mexico, PCBC Finland, Quality Austria Austria, SR Intertek Slovenia, SRIN GAS International Malaysia, SGS Switzerland, SVAC Romania, TSE Turkey, VUKS Serbia

This set of IQNET symbols is valid in the area of scope of the certificate. Updates and corrections are available under www.iqnet.org



CISQ is a member of
IQNET
International Quality Network
www.iqnet.org

CERTIFICATO N. **170**
CERTIFICATE N.

Si certifica che il Sistema di Gestione Ambientale di
We hereby certify that the Environmental Management System operated by

KARTELL SPA
sede legale: VIA DELLE INDUSTRIE, 1 — 20082 NOVIGLIO (MI)
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS
VIA DELLE INDUSTRIE, 1 — 20082 NOVIGLIO (MI)

è conforme alla norma
is in compliance with the standard

UNI EN ISO 14001:2015

per le seguenti attività
for the following activities

IAF 14
Design, gestione dell'attività di produzione di accessori e complementi di arredo e di design attraverso la trasformazione delle materie plastiche, del metallo e del legno. Progettazione e gestione delle attività di produzione di articoli tecnici per laboratori attraverso la trasformazione delle materie plastiche.
Design, production management of furnishing and design accessories through the transformation of plastics, metal and wood materials.
Design and production management of technical laboratory items through the transformation of plastic materials.

Sistema di gestione ambientale conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015 valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-09

Prima emissione
First issue
13/01/2012

Emissione corrente
Current issue
14/12/2023

Scadenza
Expiring date
12/01/2027

Amministratore Delegato
Maurizio La Caceria




SGA n° 0140

Memorandum d'Accordo di Piano
Accreditamento S.r.l. (M.A.P.)
Società a r.l. di A.P. Milano
Accreditamento



CISQ è la più grande rete a livello internazionale di Certificazioni del suo settore globale e leader CRO e la prima federazione di management systems Certification bodies.

15




PLASTILAB

ALLGEMEINE
LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE
LABWARE

ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ

35



FLASCHEN UND
ZUBEHÖR

BOTTLES AND
ACCESSORIES

БУТЫЛКИ
И ЕМКОСТИ

47




VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND
VOLUMETRIC
PLASTICWARE

ГРАДУИРОВАННАЯ
И МЕРНАЯ ПОСУДА

55




MIKROSKOPIE UND
MIKROBIOLOGIE

MICROSCOPY
AND MICROBIOLOGY

МИКРОСКОПИЯ И
МИКРОБИОЛОГИЯ

63




FILTRIERUNG UND
VAKUUM – PUMPEN

FILTRATION AND
VACUUM - PUMPS

ВАКУУМНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ -
НАСОСЫ

69




KLEMMEN UND
HALTER

CLAMPS AND
SUPPORTS

ЗАЖИМЫ И
ДЕРЖАТЕЛИ

73



PIPETTEN
UND ZUBEHÖR

PIPETTES AND
ACCESSORIES


ПИПЕТКИ И
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

PLASTILAB

REAGENZGLÄSER,
RÖHRCHEN UND
ZUBEHÖR

TEST TUBES
AND ACCESSORIES

ПРОБИРКИ И
АКСЕССУАРЫ




79

KRANKENHAUSARTIKEL

HOSPITAL WARES

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ




85

FLUOROWARE

FLUOROWARE

ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ФТОРИСТОГО
ПЛАСТИКА



89

DISPOLAB®

EINMAL-KÜVETTEN

DISPOSABLE ITEMS

ОДНОРАЗОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ




99

LIQUID HANDLING



129

TECHNICAL MANUAL



145

ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS

ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS	
A	
ABDAMPFBEHÄLTER	98
ABDECKHAUBE FÜR MIKROSKOP	61
ABKÜRZUNGEN, TEMPERATUREN UND CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT DER KUNSTSTOFFMATERIALIEN	146
ABSPERRHÄHNE	22
ABSPERRVENTIL FÜR VAKUUM	66
ABTROPFSTÄNDER FÜR GLASWAREN	70
AMPULLE FÜR FLÜSSIGZINTILLATION	103
ANALYSETRICHTER	67
ANBAUREAGENZGLASGESTELL	81
AUFBEWAHRUNGSSTÄNDER FÜR CHIRURGISCHE BESTECK UND THERMOMETER	87
AUGENWASCHFLASCHE NAHTLOS M45	44
AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT FESTEM VOLUMEN - FIXOPET	136
AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM VOLUMEN - PLURIPET	134
AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM VOLUMEN – PLURIPET PRO	138
AUTOMATISCHER PIPTENWASCHER	74
B	
BAND	94
BECHER	95
BECHER FÜR KRANKE	86
BEHÄLTER FÜR KLISTIERSPRITZE	87
BEHÄLTER FÜR URINPROBEN UND BIOLOGISCHE PROBEN	109
BEHÄLTER MIT ANGEHÄNGTEM DECKEL	26-60
BEHÄLTER MIT AUFSTECKKAPPE	61
BEHÄLTER MIT SCHNAPPDECKEL	110
BEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS	26-60-108
BETTPFANNE	87
BLATTRÜHRER	28
BLUTSENKUNGSSYSTEMT	110
BOX FÜR 4 EINSÄTZE	59
BÜCHNERTRICHTER	66
BÜRETTEKLEMMEN	71
C	
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	148-150-152
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT DER KUNSTSTOFFMATERIALIEN NACH ART DER CHEMISCHEN SUBSTANZEN	147
D	
DECKEL FÜR PROBENBECHER	104
DICHTUNGSRINGE	65
DICKWANDIGE WEITHALSFLASCHEN	45
DIGITALE BÜRETTE "TECHNOTRATE"	133
DOPPELPUMPE MIT NETZ	25
DOSILAB	132
DOSIPET	130
DOSIPET B	130
DOSIPET HF	131
DOSIPET S	131
DOSIPET ZUBEHÖR	131
DREIWEG-VERBINDER	17
DURCHFLUSSMESSER MIT FLÜGELRAD	18
DURCHFLUSSMESSER MIT KUGEL	18
E	
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE	96
EIMER MIT AUSGUSS	31
EINBETTKASSETTE FÜR HISTOLOGIE, UNI-TYP	127
EINBETTKASSETTEN TYP MEGA	127
EINBETTRINGE	127
EINMAL-KÜVETTEN FÜR SPEKTROPHOTOMETRIE	100
EINSATZ FÜR DAS EINFÄRBN VON OBJEKTRÄGERN	58

ALPHABETICAL INDEX

EINTEILIGE VERBINDER, GERADE	17
EINWEG-PETRISCHALEN	126
EINWEG-REAGENZGLÄSER	106
EINWEG-REAGENZGLÄSER, MIT RAND	106
EINWEG-SPITZEN FÜR AUTOMATISCHE MIKROPIPETTEN	111
EINWEG-TROPFPIPETTEN TYP PASTEUR	125
EISBEHÄLTER	29-83
ELEKTRONISCHER ZEITMESSER	22
ENGHALSFLASCHEN - DUNKELGRAU	37
ENGHALSFLASCHEN, GENORMTER HALS, OHNE VERSCHLUSS	38
ERLENMEYERKOLBEN	53
ERSATZTEILESET UND ZUBEHÖR - PLURIPET/ FIXOPET	137
EXSIKKATOR-EINSÄTZE	64
F	
FÄRBETROG	58
FÄRBETROG NACH HELLEND AHL	59
FÄRBETROG TYP SCHIFFERDECKER	59
FIRST EYD – ERST-HILFE-SET FÜR DIE AUGEN	44
FLASCHEN	95
FLASCHEN MIT DRUCKDISPENSER	40
FLASCHEN MIT GRADUIERTEM DISPENSER UND VERSTELLBAREM VOLUMEN	43
FLASCHEN MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS	37
FLASCHEN MIT TROPFENZÄHLER (TROPFFLASCHE) RANVIER-TYP	41
FLASCHEN MIT ZERSTÄUBER	40
FLASCHENTRÄGER	43
G	
GASSAMMELBEUTEL	24
GEBLÄSEBALL FÜR VAKUUM MIT ZWEI VENTILEN	25
GEBLÄSEBALL MIT VENTIL UND SCHLAUCH	25
GEFÄSS FÜR COULTER®-ZÄHLER	103
GELENKVERBINDER	91
GENORMTE STOPFEN FÜR KOLBEN DIN 168	53
GERINNUNGSHÄKCHEN	125
GESTELL FÜR MIKROPROBENRÖHRCHEN	103
GESTELL FÜR MIKROREAGENZGLÄSER	81
GEWEBE-GRINDER	27
GEZAHNTE PISTILLEN	27
GRADUIERTE BECHER NIEDRIGE FORM	97
GRADUIERTE BÜRETTE	54
GRADUIERTE ENGHALSFLASCHEN	36
GRADUIERTE FLASCHE	43
GRADUIERTE KONISCHE MESSBECHER	51
GRADUIERTE KONISCHE REAGENZGLÄSER	107
GRADUIERTE, KONISCHE REAGENZGLÄSER FÜR DIE ZENTRIFUGE	107
GRADUIERTE, KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER	80
GRADUIERTE MESSBECHER, NIEDRIGE FORM - KLASSE B	50
GRADUIERTE MICRO PROBENRÖHRCHEN	102
GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN	36
GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN, GENORMT	37
GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN, GENORMT	38
GRADUIERTE ZYLINDER, HOHE FORM - KLASSE B	48
GRADUIERTE ZYLINDER NIEDRIGE FORM	49
GRAUER KASTEN	31
GROSSE ENGHALSFLASCHEN	96
GROSSE FLASCHEN MIT ABLASSHAHN	45
GUMMI-PIPETTIERBÄLLE MIT 3 VENTILEN UND ADAPTER	76

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

H	
HALBMONDRÜHRER FÜR RUNDKOLBEN	90
HALTER FÜR IMHOFFTRICHTER	54
HALTER FÜR OBJEKTRÄGER UND DECKEL	56
HALTER FÜR SICHERHEITSBOX	32-84
HAND-VAKUUMPUMPE MITYVAC	66
HITZEGRIFFSCHUTZ (HOT-GRIP)	26
I	
IMHOFFTRICHTER ZUR SEDIMENTATION	54
IMPFESCHLINGEN	125
K	
KANISTER MIT ABLASSHAHN	46
KARTELL® ABTEILUNG LABWARE DIVISIONE LABWARE	3
KEGELSCHLIFFKLAMMERN	71
KEGELSTOPFEN	23-24-94
KEGELSTOPFEN (KONISCHE STOPFEN)	52
KEGELSTOPFEN MIT EINER UND ZWEI BOHRUNGEN	23
KEGELSTOPFEN MIT ZWEI SCHLAUCHANSCHLÜSSEN	23
KOMPATIBILITÄT DER KARTELL - FILTERSPITZEN	121
KOMPATIBILITÄT DER KARTELL-SPITZEN MIT DEN GEBRÄUCHLISTEN MARKEN VON MIKROPIPETTEN	112-113
KOMPATIBILITÄT LOSE KARTELL-SPITZEN	112
KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER	80
KREUZVERBINDER	17
KRISTALLISIERSCHALE	95
KÜHLBOX	32
KÜVETTE FÜR OLLI®	104
KÜVETTEN FÜR AMELUNG®	105
KÜVETTEN FÜR DIE SPEKTROPHOTOMETRIE	100
KÜVETTEN FÜR FIBRINTIMER®	105
KÜVETTENSTÄNDER	101
KÜVETTEN UV GRADE	100
L	
LABOFILL PRO – KABELLOSER ELEKTRONISCHER PIPTETIERER	143
LABORARTIKEL AUS PFA	96
LABORARTIKEL AUS PTFE	90
LABORSCHLÄUCHE ISOFLEX	19
LABORSPATEL	71
LANGSTIELIGE TRICHTER	67
LEERE BOXEN FÜR FILTERSPITZEN IM RACK	124
LEERE BOXEN FÜR NACHFÜLLPACKUNG	119
LOSE IM BEUTEL	111
"L"-STÄBE	126
"L"-VERBINDER	16
M	
MAGNETISIERTE STÄBE	93
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN	91
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN DREIECKIG	93
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN ELLIPSENFORM	92
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN HANTELFORM	92
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN KUGEL	92
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN MIT MITTELRING	93
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN RUND MIT KREUZKOPF	92
MAGNETRÜHRSTÄBCHEN STERN	93
MEHRKANALIGE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM AVOLUMEN - MULTIPET	135
MEHRKANALIGE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM VOLUMEN – MULTIPET PRO	139
MESSBECHER MIT GRIFF, HOHE FORM	51
MESSBECHER MIT GRIFF, NIEDRIGE FORM	51
MESSBECHER, NIEDRIGE FORM MIT BLAUER GRADUIERUNG - KLASSE B	50
METALLSCHALEN FÜR DIE HISTOLOGIE	126

MIKROREAGENZGLÄSER	102
MIKROREAGENZGLAS MIT STOPFEN FÜR COBAS-BIO® UND COBAS MIRA®	102
MIKROTTITERPLATTEN/PLATTEN FÜR MIKROMETHODEN	124
MINIFIX	142
MINUTENZÄHLER	22
MIT RIPPEN VERSEHENE VERSCHLÜSSE FÜR EINWEG-REAGENZGLÄSER	106
N	
NACHFÜLLBOX	111
NIEDRIGER ABLAGEKASTEN MIT GRIFFEN UND DRÄNAGEÖFFNUNGEN	31
NIERENSCHALE	86
NORMIERTE ENGHALSFLASCHEN	38
NORMIERTE VERSCHLÜSSE FÜR FLASCHEN VOM TYP DIN 168	38-39
O	
OBJEKTTRÄGERBOX	57
OBJEKTTRÄGERSCHRÄNKCHEN	56
OBJEKTTRÄGERSPENDER	57
OBJEKTTRÄGERTABLETTST	58
ORANGEFARBENE SCHLÄUCHE K32	20
P	
PASTEURPIPETTE	125
PINZETTEN	71
PIPETTENSaugBÄLLE MIT RAND	25
PIPETTENSTÄNDER	75
PIPETTEN-TISCHSTÄNDER	72-77
PIPETTIERHILFE	77
PROBENBECHER FÜR BOEHRINGER ES 300®, ES 600®	103
PROBENBECHER FÜR CENTRIFICHEN®, TECHNICON®, BECKMAN®	104
PROBENBECHER FÜR TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®	104
PROBENBEHÄLTER	97-107
PROBENRÖHRCHEN	98
PROPERTIES AND ADVANTAGES	96
PRO-STÄNDER – DREHBARER TISCHSTÄNDER FÜR MIKROPIPETTEN DER SERIE „PRO“	141
PULVERTRICHTER	28
PUMPEN FÜR VISKÖSE FLÜSSIGKEITEN	67
R	
RACK	111
REAGENZGLÄSER	94
REAGENZGLÄSER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS	105-109
REAGENZGLÄSER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS	110
REAGENZGLASGESTELL MIKRO (1,5 ML)	82
REAGENZGLASGESTELL MIT ZWEI ETAGEN	83
REAGENZGLASGESTELL MIT ZWEI UND DREI ETAGEN	83
RECHTECKIGE, GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN	36
RECHTECKIGE SCHALEN	29
REINIGUNG VON KUNSTSTOFFARTIKELN IM LABOR	154
RÜHRSPATEL	29
RÜHRSTÄBCHEN, ZYLINDRISCH	91
RUNDBODENBEHÄLTER	98
RUNDER PIPETTENHALTER	75
RUNDKOLBENSTÄNDER	72
“SAUBERER” UND ÖKOLOGISCHER KUNSTSTOFF	147
S	
SÄUREFESTE SCHALE	30
SCHALE MIT ACHT VERTIEFUNGEN	61
SCHALE MIT DREI RUNDEN VERTIEFUNGEN	61
SCHALEN	95
SCHAUFELN	19
SCHILLINGBÜRETTEN	54

SCHLÄUCHE	20-21
SCHLÄUCHE K30	20
SCHLÄUCHE K70	20
SCHLÄUCHE K120 FÜR VAKUUM	21
SCHLAUCHWÄHLER	21
SCHLIFFMANSCHETTE FÜR KEGELSCHLIFFSTOPFEN	94
SCHUBFACHGERECHTES ABLAGETABLETT FÜR PIPETTEN	76
SCHÜSSEL	30-87
SCHUTZSCHIRME	23
SCHWÄMME FÜR EINBETTKASSETTEN	127
SEGMENTE FÜR COBAS MIRA®-SYSTEME	101
SELBSTKLEBEETIKETTEN	42
SEROPET	144
SET MIT 7 FILTERADAPTERN (GUKO)	24
SICHERHEITSBOX	32-84
SICHERHEITSPIPETTIER- UND -DOSIERHILFE	77
SIEBEINLAGE FÜR BÜCHNERFILTER	66
SPATEL FÜR KÜVETTEN	101
SPITZE 200 µL – SCHLANKE FORM	115
SPRITZFLASCHEN	40
SPRITZFLASCHEN MIT WEITEM HALS UND INTEGRIERTEM STEIGROHR	41
SPRITZFLASCHEN NAHTLOSE AUSFÜHRUNG	41
STANGENRÜHRER	28
STAPELBARE KANISTER	46
STAPELBARER KASTEN HOHE SERIE	31
STAPELBARER KASTEN NIEDRIGE SERIE	30
STATIVPLATTE MIT STANGE	72
STERILE EINWEGSPITZEN MIT FILTER FÜR MIKROPIPETTEN	121
STERILISATION VON KUNSTSTOFFMATERIALIEN IM LABOR	154
STERILISIERINDIKATOR	33
STOPFEN FÜR KÜVETTEN	101
STUHLPROBENBEHÄLTER	108
STUHLPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS	108
T	
TABLETTS FÜR REAGENZGLÄSER	83
TABLETTS UND SCHALEN	30
TARIERTE KOLBEN	97
TARIERTE KOLBEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS	52-53
TARIERTE KOLBEN MIT STOPFEN	52
TECHNOTRATE-ZUBEHÖR	133
TISCHSTÄNDER FÜR EINKANAL-MIKROPIPETTEN	137
TRICHTERHALTER	70
TRICHTERHALTER FÜR SCHEIDETRICHTER	70
TROCKENROHRE, KONISCH ZULAUFEND	18
TURBINENRÜHRER	27
“T”-VERBINDER	16
U	
UHRGLASSCHALE	27
UHRGLASSCHALEN	91
UMFÜLLTRICHTER	28
UNIVERSALABLAGETABLETT FÜR PIPETTEN	76
UNIVERSALPIPETTIERHILFE	76
UNIVERSALREAGENZGLASGESTELLE	82
UNTERSATZ ZUM VERBINDEN DER REAGENZGLASGESTELLE	81
URINFLASCHE FÜR MÄNNER MIT VERSCHLUSS	87
URINPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS	109
URINSAMMELFLASCHE	86
URINSAMMELKANISTER	86
VAKUUMFILTRATION EXSIKKATOR	64

VENTIL FÜR EXSIKKATOR	65
VERBINDER FÜR SCHLÄUCHE MIT UNTERSCHIEDLICHEM Ø	17
V	
VERBINDUNGSTÜCKE FÜR SCHLÄUCHE	16
VERSANDBOX FÜR OBJEKTTRÄGER	57
VERSANDMÄPPCHEN FÜR OBJEKTTRÄGER	57
VERSCHLÜSSE FÜR EINWEG-REAGENZGLÄSER	106
VERSCHLÜSSE FÜR REAGENZGLÄSER	39-81
VERSCHLUSS MIT LANGER SPITZTÜLLE	39
VERSEHEN MIT GRADUIERTEM TRENNTRICHTER.	53
W	
WÄGEGLÄSER	26
WASSERSTRAHLVAKUUMPUMPE	65
WENDEVERSCHLÜSSE	24
WIEGESCHALEN	128
Y	
“Y”-VERBINDER	16
Z	
ZERTIFIZIERUNG DER UNTERNEHMENSQUALITÄT: ISO 9001:2015	4
ZERTIFIZIERUNGEN: ISO 14001:2015	5
ZWEITEILIGE VERBINDER, GERADE	18
ZYLINDERFÖRMIGER BEHÄLTER FÜR PIPETTEN	75
ZYLINDERFÖRMIGE REAGENZGLÄSER	105
ZYLINDER, HOHE FORM, MIT BLAUER GRADUIERUNG - KLASSE B	48-49
ZYLINDRISCHE BEHÄLTER MIT GERIFFELTER VERSCHLUSSKAPPE	60
ZYLINDRISCHE BEHÄLTER MIT VERSCHLUSS	42
ZYLINDRISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER	80

ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS

ALPHABETICAL INDEX	
#	
4 WAY CONNECTOR	17
120° "Y" TAPERED CONNECTORS	17
A	
ADHESIVE LABELS	42
ADJUSTABLE VOLUME DISPENSER BOTTLES	43
ANALYTICAL FUNNELS	67
ASPIRATOR BOTTLES, HEAVY DUTY	45
B	
BALANCE BOATS	128
BASE PLATE FOR TEST TUBE RACKS	81
BEAKERS	95
BED PAN	87
BENCH HOLDERS FOR SINGLE CHANNEL MICROPIPETTES	137
BENCH PIPETTE HOLDER	72-77
BLUE GRADUATED BEAKERS, LOW FORM - CLASS B	50
BLUE GRADUATED MEASURING CYLINDERS TALL FORM - CLASS B	48-49
BOEHRINGER ES 300®, ES 600® SAMPLE CUP	103
BOTTLE-CARRIERS	43
BOTTLES	95
BUCKET WITH SPOUT	31
BURETTE CLAMPS	71
C	
CAP FOR CUVETTES	101
CAPSULES	95
CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN® SAMPLE CUP	104
CENTRIFUGE TUBES, CYLINDRICAL	80
CLAMPS FOR GLASS JOINTS	71
COBAS MIRA® MULTI-CUVETTES	101
COLORIMETRIC 8 CELL TRAY	61
COLORIMETRIC TRAY	61
CONICAL 1 AND 2 HOLE STOPPERS	23
CONICAL CENTRIFUGE TUBES	80
CONICAL CENTRIFUGE TUBES, GRADUATED	80
CONICAL ERLLENMEYER FLASKS	53
CONICAL MEASURES, GRADUATED	51
CONICAL STOPPERS	23-24-52
CONTAINER FOR URINE	86
CONTAINERS FOR URINE AND BIOLOGICAL SPECIMENS	109
COULTER® CELL COUNTER CUP	103
CRYSTALLISATION VESSELS	95
CUVETTE FOR OLLI®	104
CUVETTES FOR AMELUNG®	105
CUVETTES FOR FIBRINTIMER®	105
CUVETTES HOLDER	101
CYLINDRICAL JARS WITH RIBBED CAP	42-60
CYLINDRICAL TEST TUBES	105
D	
DEEP TRAY, LOW FORM, STACKABLE	30-30
DEEP TRAY, LOW FORM WITH HANDLES AND DRAINING HOLES	31
DEEP TRAYS	30
DESICCATOR PLATES	64
DISCONNECTORS - TAPERED	18
DISKS FOR BUCHNER FUNNELS	66
DISPENSING BOTTLE	40
DISPOSABLE	106
DISPOSABLE DROPPING PIPETTES - BELLOW TYPE	125

ALPHABETICAL INDEX

DISPOSABLE PETRI DISHES	126
DISPOSABLE STIRRER FOR CUVETTES	101
DISPOSABLE TUBES	106
DOSILAB	132
DOSIPET	130
DOSIPET ACCESSORIES	131
DOSIPET B	130
DOSIPET HF	131
DOSIPET S	131
DOUBLE BALL WITH NET	25
DOUCHE CANS OR IRRIGATORS	87
DRAINING RACK	70
DROPPING BOTTLES - RANVIER TYPE	41
DROPPING BULBS WITH RIM	25
DRYING TUBES - TAPERED	18
E	
ELECTRONIC	22
EMBEDDING RINGS	127
EMPTY BOXES FOR RACKED PIPETTE FILTER TIPS	124
EMPTY BOXES FOR REFILL	119
ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE SYSTEM	110
EVAPORATING DISHES	98
F	
FAECES CONTAINER	108
FILTRATION AND VACUUM DESICCATORS	64
FINE TIP 200 ML	115
FINNED PLUGS FOR DISPOSABLE TUBES	106
FIRST EYD EMERGENCY EYE WASH STATION	44
FIXED VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - FIXOPET	136
FLOW INDICATOR, BALL	18
FLOW INDICATOR, PADDLE WHEEL	18
FORCEPS	71
FRIGO BOX, SQUARE	32
FUNNEL HOLDER	70
FUNNELS, BUCHNER	66
G	
GAS SAMPLING BALOONS	24
GENERAL PURPOSE FUNNELS	28
GLASS FIBER SPATULAS	71
GRADUATED BEAKERS LOW FORM	97
GRADUATED BEAKERS, LOW FORM - CLASS B	50
GRADUATED BOTTLE	43
GRADUATED BURETTES	54
GRADUATED CONICAL CENTRIFUGE TUBES	107
GRADUATED CONICAL TEST TUBES	107
GRADUATED MEASURING CYLINDERS, SHORT FORM	49
GRADUATED MEASURING CYLINDERS, SHORT FORM	49
GRADUATED MICRO TEST TUBES	102
GRADUATED NARROW NECK BOTTLES	36-38
GRADUATED NARROW NECK BOTTLES - WITHOUT CAPS	38
GRADUATED, SEPARATING FUNNEL	53
GRADUATED SQUARE BOTTLES WIDE NECK	36
GRADUATED TALL FORM MEASURING CYLINDERS - CLASS B	48
GRADUATED WIDE NECK BOTTLES	36-37-38
GREY TRAYS	31

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

H	
HAND OPERATED VACUUM PUMP	66
HEAVY-WALLED CARBOY BOTTLES, NARROW NECK	45
HEAVY-WALLED CARBOY BOTTLES, WIDE NECK	45
HOSES	20-21
HOSES CONNECTORS	16
HOSES K30	20
HOSES K70	20
HOSES SELECTOR	21
HOT GRIP	26
I	
ICE BUCKET	29-83
IMHOFF CONE STAND	54
INDUSTRIAL SCOOPS	19
INDUSTRIAL TANKS	46
INOCULATING LOOPS AND NEEDLES	125
INPUT POT	87
INPUT TRAYS	29
INTEGRAL EYE WASH BOTTLE M45	44
INTEGRAL WASH BOTTLES	41
INVALID CUP	86
ISOFLEX LABORATORY HOSES	19
K	
KIDNEY DISH	86
L	
LABOFILL PRO - CORDLESS ELECTRONIC PIPETTE FILLING DEVICE	143
LINING FOR GLASS TAPERS	94
LONG SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS	39
LONG-STEM FUNNELS	67
L-SHAPED SPREADERS	126
"L" UNTAPERED CONNECTORS	16
M	
MAGNETIC STIRRER, NON-ELECTRIC	27
MALE BED BOTTLE WITH CAP	87
MEASURING JUGS, LONG FORM	51
MEASURING JUGS, SHORT FORM	51
MEASURING SCOOPS	19
METAL TRAYS FOR HISTOLOGY	126
MICROPIPETTES - PLURIPET PRO	138
MICROSCOPE COVER	61
MICROSCOPE SLIDE BOXES	57
MICROSCOPE SLIDE STORAGE AND DUST COVER	56
MICRO TEST TUBE RACK PREPARATION	81-103
MICRO TEST TUBES	102
MICRO TEST TUBES WITH CAPS FOR COBAS-BIO® AND COBAS MIRA®	102
MICROTITRE PLATES	124
MINIFIX	142
MONO-BALL FOR VACUUM WITH TWO VALVES	25
MONO-BALL WITH VALVE AND HOSES	25
MULTICHANNEL VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES	139
MULTICHANNEL VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES - MULTIPET	135
MULTIPET PRO	139
N	
NARROW NECK BOTTLES - GREY	37
NARROW NECK BOTTLES WITH WHITE TAMPER-EVIDENT CAP	37
NON-RETURN VALVE	66
O	
ORANGE K32 HOSES	20
OVERTURNABLE SEPTA	24

P	
PASTEUR PIPETTE	125
PESTLES SERRATED	27
PIPETTE/BURETTE RINSING SET, AUTOMATIC	74
PIPETTE FILLER WITH ADAPTER	76
PIPETTE FILLER WITH PLUNGER	77
PIPETTE JAR	75
PIPETTE PUMPS	77
PIPETTE STAND	75
PIPETTE STAND, VERTICAL	75
PIPETTE TRAY FOR DRAWER	76
POLICEMEN STIRRING RODS	29
POWDER FUNNELS	28
PRO-STAND – ROTATING BENCH HOLDER FOR MICROPIPETTES SERIES “PRO”	141
R	
RECTANGULAR BASE	72
RODS FOR CLOT DETACHMENT AND EXTRACTION	125
ROUND BOTTOM FLASK	98
ROUND BOTTOM FLASK HOLDER	72
ROUND BOWL	30-87
S	
SAFETY BOX	32-84
SAFETY BOX RACK	32-84
SAFETY SHIELDS	23
SAMPLE CONTAINERS	97
SAMPLE CUP STOPPERS	104
SAMPLE TUBE	98
SAMPLE VIALS	26-60
SAMPLING BOTTLE FOR URINE	86
SCHILLING BURETTES	54
SCINTILLATION VIALS	103
SCREW CAP CONTAINER	108
SCREW CAP CONTAINERS	26-60
SEDIMENTATION IMHOFF CONE	54
SEPARATING FUNNEL HOLDER	70
SEROPET	144
SET OF 7 ADAPTERS (GUKO)	24
SHORT SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS	39
SLIDE DISPENSER	57
SLIDE MAILER	57
SLIDE STORING SYSTEM	56
SNAP-ON LID CONTAINERS	61
SNAP-ON LIDS CONTAINERS	110
SPARE “O” RINGS	65
SPARE PARTS SET	137
SPARE VACUUM RETENTION VALVE	65
SPECIMEN CONTAINER	107
SPRAY BOTTLE	40
STAINING JAR HELLENDHAL TYPE	59
STAINING JAR SCHIFFERDECKER TYPE	59
STAINING JAR WITH 2 LIDS	58
STAINING RACK	58
STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168	38-39-53
STERILE DISPOSABLE PIPETTE TIPS WITH FILTER	121
STERILIZATION INDICATOR TAPE	33
STIRRER BLADES FOR BALLOON FLASKS	90
STIRRING BALL, MAGNETIC	92
STIRRING BARS, CROSSHEAD	92
STIRRING BARS, CYLINDRICAL	91
STIRRING BARS, DISC	93
STIRRING BARS, DOUBLE ENDED	92

STIRRING BARS, MAGNETIC	91
STIRRING BARS, MAGNETIC WITH PIVOT RING	93
STIRRING BARS, OVAL	92
STIRRING BARS RETRIEVERS, MAGNETIC	93
STIRRING PADDLES	28
STIRRING RODS	28
STOPCOCKS	22
STOPPERS FOR DISPOSABLE TEST TUBES	106
STOPPERS WITH HOSES CONNECTIONS	23
STORAGE BOX FOR 4 RACKS	59
STRAIGHT CONNECTORS TAPERED	17
SUPPLE CONNECTORS	91
T	
TANKS WITH SPIGOT	46
TAPE	94
TAPERED STOPPERS	94
TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB® SAMPLE CUP	104
TECHNOTRATE ACCESSORIES	133
TECHNOTRATE DIGITAL BURETTE	133
TEST TUBE CAPS	81
TEST TUBE RACKS	81
TEST TUBE RACKS TWO/THREE TIER	83
TEST TUBE RACKS TWO-TIER	83
TEST TUBES	94
TEST TUBES WITH SCREW CAP	110
TEST TUBES WITH SCREW CAPS	105-109
TEST TUBE TRAYS	83
TIMERS	22
TIPS, DISPOSABLE FOR AUTOMATIC MICROPIPETTES	111
TIPS RACK	111
TIPS REFILL	111
TISSUE EMBEDDING CASSETES, UNI TYPE	127
TISSUE EMBEDDING CASSETTES MEGA TYPE	127
TISSUE EMBEDDING SPONGE	127
TISSUE GRINDERS	27
TRAY FOR MICROSCOPE SLIDES	58
TRAYS	30
TRIANGULAR STIRRING BARS, MAGNETIC	93
TUBE-RACK, MICROCENTRIFUGE (1,5 ML)	82
TUBES, WITH RIM	106
“T” UNTAPERED CONNECTORS	16
U	
UNEQUAL STRAIGHT CONNECTORS - TAPERED	17
UNIVERSAL SAFETY PIPETTE BULB	76
UNIVERSAL TEST TUBE RACK	82
URINE CUPS WITH SCREW CAP	109
UV RANGE CUvetTES	100
V	
VACUUM HOSES K120	21
VARIABLE VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - PLURIPET	134
VARIABLE VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - PLURIPET	134
VISCOUS LIQUID PUMPS	67
VISIBLE RANGE CUvetTES	100
VOLUMETRIC FLASKS	97
VOLUMETRIC FLASKS WITH CAP	52
VOLUMETRIC FLASKS WITH SCREW CAP	52-53

W	
WASH BOTTLES	40
WASH BOTTLE SCREW CAPS	39
WATCH GLASSES	27-91
WATER JET PUMP	65
WEIGHING BOTTLES	26
WIDE MOUTH WASH BOTTLES, GRADUATED	41
WIDE NECK BOTTLES	96
WIDE NECK BOTTLES WITH BLACK TAMPER-EVIDENT CAP	37
Y	
“Y” UNTAPERED CONNECTORS	16

ALPHABETISCHES
STICHWORTVERZEICHNIS

DOSILAB	132
DOSIPET	130
DOSIPET B	130
DOSIPET HF	131
DOSIPET S	131
DOSIPET ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	131
KARTELL® ОТДЕЛА ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	3
LABOFILL PRO — БЕСПРОВОДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ «ГРУША» ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ПИПЕТОК	143
MINIFIX	142
PRO-STAND – ПОВОРОТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МИКРОПИПЕТОК СЕРИИ «PRO»	141
SEROPET	144
T-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ	16
Y-ОБРАЗНЫЕ 120° ПЕРЕХОДНИКИ	17
Y-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ	16
АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА - PLURIPET	134
АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ С ПОСТОЯННЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗЫ - LABOFIX PRO	140
АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗЫ - PLURIPET PRO	138
АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА - FIXORET	136
АКСЕССУАРЫ TECHNORATE	133
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОРОНКИ	67
БАЛЛОНЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ГАЗА	24
БАНКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ	86
БАНКИ	95
БАЧОК ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ	58
БАЧОК ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ, МОДЕЛЬ ХЕЛЛЕНДА	59
БАЧОК ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ, МОДЕЛЬ SCHIFFERDECKER	59
БУТЫЛКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ ЦЕЛЬНАЯ M45	44
БУТЫЛКА С УЗКИМ ГОРЛОМ, БЕЗ КРЫШКИ	38
БУТЫЛКИ ГРАДУИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ	36
БУТЫЛКИ-ДОЗАТОРЫ ГРАДУИРОВАННОГО ОБЪЕМА	43
БУТЫЛКИ С ПИПЕТКОЙ ТИПА РАНЬЕ	41
БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ	38
БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ С КРЫШКАМИ С КОНТРОЛЕМ ВСКРЫТИЯ	37
БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ - ТЕМНО-СЕРЫЕ	37
БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ	96
БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ С КРЫШКАМИ С КОНТРОЛЕМ ВСКРЫТИЯ	37
БЮРЕТКИ ШИЛЛИНГА	54
ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ K120	21
ВАКУУМНЫЕ ЭКСИКАТОРЫ	64
ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА	29-83
ВЕДРО С НОСИКОМ	31
ВОДОСТРУЙНЫЙ НАСОС	65
ВОРОНКИ БЮХНЕРА	66
ВОРОНКИ ДЛЯ ПОРОШКОВ	28
ВОРОНКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	28
ВОРОНКИ С ДЛИННЫМ СТЕБЛЕМ	67
ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ - КЛАСС Б	48-49
ГИБКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ	91
ГЛУБОКИЕ ЛОТКИ	30
Г-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ	16
Г-ОБРАЗНЫЕ ПЕТЛИ	126

ALPHABETICAL INDEX

ГРАДУИРОВАННАЯ БАНКА	43
ГРАДУИРОВАННАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	53
ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ	36
ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ	36-37-38
ГРАДУИРОВАННЫЕ БЮРЕТКИ	54
ГРАДУИРОВАННЫЕ ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ – КЛАСС Б	48
ГРАДУИРОВАННЫЕ, КОНИЧЕСКИЕ МЕНЗУРКИ	51
ГРАДУИРОВАННЫЕ МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ	102
ГРАДУИРОВАННЫЕ, НИЗКИЕ, МЕРНЫЕ СТАКАНЫ	51
ГРАДУИРОВАННЫЕ НИЗКИЕ ЦИЛИНДРЫ	49
ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ, НИЗКИЕ - КЛАСС Б	50
ГРУША ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ С ДВУМЯ КЛАПАНАМИ	25
ГРУША С КЛАПАНОМ И ТРУБКОЙ	25
ГРУШИ ДЛЯ КАПЕЛЬНЫХ ПИПЕТОК С КОЛЬЦОМ	25
ГУБКА ДЛЯ ПРОБ ТКАНЕЙ	127
ГУБКА ДЛЯ ПРОБ ТКАНЕЙ ТИПА «МЕГА»	127
ДВОЙНАЯ ГРУША С СЕТКОЙ	25
ДВУХЪЯРУСНЫЕ ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК	83
ДИСКИ ДЛЯ ВОРОНОК БЮХНЕРА	66
ДИСКИ ДЛЯ ЭКСИКАТОРОВ	64
ДЛЯ ПИПЕТОК	76
ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ	26-128
ЗАЖИМЫ ДЛЯ БЮРЕТОК	71
ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ	71
ЗАПОРНЫЕ КРАНЫ	22
ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ	23
ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР	32-84
ИЗДЕЛИЯ ИЗ PFA ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ	96
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ ТКАНЕЙ	27
ИСПАРИТЕЛИ	98
КАНИСТРЫ С КРАНОМ	46
КАНИСТРЫ ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ	46
КАПСУЛЫ	95
КАССЕТА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ И КРЫШКА	56
КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ ТКАНЕЙ ТИП UNI	127
КЛАПАН ДЛЯ ЭКСИКАТОРА	65
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА	94
КЛЕЙКИЕ ЭТИКЕТКИ	42
КОЛЬЦА ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПРОБ	127
КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ МОЙКИ ПИПЕТОК	74
КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРЫ-PLURIPET/ FIXORET	137
КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ (GUKO)	24
КОНИЧЕСКИЕ КОЛБЫ ЭРЛЕНМАЙЕРА	53
КОНИЧЕСКИЕ КРЫШКИ	23-52
КОНИЧЕСКИЕ МЕНЗУРКИ	51
КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ	24-94
КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ С 1 ИЛИ 2 ОТВЕРСТИЯМИ	23
КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ С НИПЕЛЕМ ДЛЯ ШЛАНГА	23
КОНИЧЕСКИЕ, ЦЕНТРИФУЖНЫЕ, ГРАДУИРОВАННЫЕ ПРОБИРКИ	80
КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ	80
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БУТЫЛОК	43

АЛФАВИТНЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОБ	107
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МОЧИ	86
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЭНТЕРОКЛИЗМЫ	87
КОНТЕЙНЕР-ХОЛОДИЛЬНИК	32
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КАЛА	108
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КАЛА С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ	108
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ	109
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ	109
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ	26-60
КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ	97
КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ	26-108
КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ	60
КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ	110
КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ	61
КОНУС IMHOFF® ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕДИМЕНТАЦИИ	54
КОРОБКА НА 4 ШТАТИВА	59
КОРОБКИ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ	57
КОРПОРАТИВНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА: ISO 9001:2015	4
КРЕСТООБРАЗНЫЙ ПЕРЕХОДНИК	17
КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ	95
КРУГЛОДОННАЯ КОЛБА	98
КРУГЛЫЙ ТАЗ	87
КРЫШКИ ДЛЯ КЮВЕТ	101
КРЫШКИ ДЛЯ ПРОБИРОК	81
КРЫШКИ ДЛЯ ПРОМЫВАЛОК	39
КРЫШКИ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ПРОБ	104
КРЫШКИ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПРОБИРОК	106
КРЫШКИ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ (С ДЛИННЫМ НОСИКОМ)	39
КЮВЕТЫ ДЛЯ AMELUNG®	105
КЮВЕТЫ ДЛЯ FIBRYNTIMER®	105
КЮВЕТЫ ДЛЯ OLL®	104
КЮВЕТЫ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ	100
КЮВЕТЫ ДЛЯ УФ-ДИАПАЗОНА	100
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ PTFE	90
ЛЕНТА-ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ	33
ЛОПАСТИ МЕШАЛОК ДЛЯ КОЛБ	90
ЛОПАСТНЫЕ МЕШАЛКИ	28
ЛОТКИ	30
ЛОТОК В ФОРМЕ ПОЧКИ	86
ЛОТОК ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ	29
ЛОТОК ДЛЯ ПИПЕТОК ДЛЯ ЯЩИКА	76
ЛОТОК ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ	58
ЛОТОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИПЕТОК	76
МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА	27
МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ	91
МАГНИТНЫЕ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ	91
МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, КАТУШКООБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	92
МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, ОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	92
МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, ШАРОВИДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	92
МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ С КОЛЬЦЕВЫМ УТОЛЩЕНИЕМ	93
МАГНИТНЫЙ ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	93
МЕРНАЯ ЛОЖКА	19
МЕРНЫЕ КОЛБЫ	97

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ	52-53
МЕРНЫЕ КОЛБЫ С КРЫШКАМИ	52
МЕРНЫЕ СТАКАНЫ, ДЛИННЫЕ	51
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ ДЛЯ ГИСТОЛОГИИ	126
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕТЛИ	125
МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ	102
МИКРОПРОБИРКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ COBAS-BIO® И COBAS MIRA®	102
МИКРОТИТРАЦИОННЫЕ ПЛАНШЕТЫ/МИКРОМЕТОДЫ	124
МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МИКРОПИПЕТКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗЫ — MULTIPET PRO	139
МОЧЕПРИЕМНИК МУЖСКОЙ С КРЫШКОЙ	87
МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА - MULTIPET	135
НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ТРУБОК	21
НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ	44
НАКОНЕЧНИКИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KARTELL, СОВМЕСТИМЫ С БОЛЬШИНСТВОМ СТАНДАРТНЫХ МАРОК ПИПЕТОК	112-113
НАСАДКИ НА ПИПЕТКИ	77
НАСАДКИ НА ПИПЕТКИ С ПОРШНЕМ	77
НАСОС ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ	67
НАСТОЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ МИКРОПИПЕТОК	137
НИЗКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ	97
НОРМАЛИЗОВАННЫЕ КРЫШКИ ДЛЯ МЕРНЫХ КОЛБ DIN 168	53
ОДНОРАЗОВЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ ПИПЕТКИ С ГОФРИРОВАННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ	125
ОДНОРАЗОВЫЕ КЮВЕТЫ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ	100
ОДНОРАЗОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ МИКРОПИПЕТОК	111
ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОБИРКИ С БОРТИКОМ	106
ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ С ФИЛЬТРОМ	121
ОДНОСТОРОННИЙ КЛАПАН	66
ОПОРА ДЛЯ КОНУСА	54
ОРАНЖЕВЫЕ ШЛАНГИ K32	20
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШТАТИВОВ	81
ОТСОСНЫЕ БУТЫЛИ	45
ОЧИСТКА ПЛАСТИКОВОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ	154
ПАЛОЧКИ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	93
ПАЛОЧКИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ СГУСТКОВ	125
ПАЛОЧКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ	28-101
ПАСТЕРОВСКАЯ ПИПЕТКА	125
ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ТРУБОК	16
ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ТРУБ С РАЗЛИЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ	17
ПЕСТИКИ ЗУБЧАТЫЕ	27
ПИЩЕЦЕТЫ	71
ПЛАНШЕТ НА ВОСЕМЬ ЛУННОК	61
ПЛАНШЕТ НА ТРИ ЛУНКИ	61
ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ	57
ПОДКЛАДНОЕ СУДНО	87
ПОДСТАВКА ДЛЯ КРУГЛОДОННЫХ КОЛБ	72
ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРОБИРОК	83
ПОДСТАВКА ПОД КЮВЕТЫ	101
ПОИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕЖАЩИХ БОЛЬНЫХ	86
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ СОЕДИНЯЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ	94
ПРИХВАТКА ДЛЯ ГОРЯЧИХ ПРЕДМЕТОВ	26
ПРОБИРКИ	94

ПРОБИРКИ ДЛЯ ПРОБ	98
ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ	107
ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРИФУГИ	107
ПРОБИРКИ ОДНОРАЗОВЫЕ	106
ПРОБИРКИ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ	109-110
ПРОБИРКИ С ЗАКРУЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ	105
ПРОБКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПРОБИРОК	106
ПРОБКИ С ЗАВОРАЧИВАЮЩИМИСЯ КРАЯМИ	24
ПРОМЫВАЛКА С ШИРОКИМ ГОРЛОМ И ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ТРУБКОЙ	41
ПРОМЫВАЛКА, ЦЕЛЬНОЛИТАЯ	41
ПРОМЫВАЛКИ	40
ПРЯМЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ	17
ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ	40
ПУСТЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ	119
ПУСТЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ НАКОНЕЧНИКОВ С ФИЛЬТРОМ	124
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ	18
РАСХОДОМЕР ЛОПАСТНОЙ	18
РАСХОДОМЕР ШАРИКОВЫЙ	18
РЕЗИНОВАЯ ГРУША С ТРЕМЯ КЛАПАНАМИ И ПЕРЕХОДНИКОМ	76
РУЧНОЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС	66
СЕГМЕНТЫ ДЛЯ COBAS MIRA®	101
СЕРЫЙ ЯЩИК	31
СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЭ	110
СМЕННЫЙ БЛОК	111
СОВМЕСТИМОСТЬ БЕСТАРНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ KARTELL	112
СОВМЕСТИМОСТЬ НАКОНЕЧНИКОВ С ФИЛЬТРОМ KARTELL	121
СОКРАЩЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	146
СТАКАН ДЛЯ ЦИТОМЕТРА COULTER®	103
СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ BOEHRINGER ES 300®, ES 600®	103
СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ CENTRIFIGHEM®, TECHNICON®, BECKMAN®	104
СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®	104
СТАКАНЫ	95
СТАКАНЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ, НИЗКИЕ - КЛАСС Б	50
СТАНДАРТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ DIN 168	39
СТАНДАРТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ DIN 168	38
СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ	56
СТЕНДОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПИПЕТОК	72-77
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА	154
СТОЙКА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ	72
СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ	70
СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫЕ ФЛАКОНЫ	103
ТАЗ	30
ТАЙМЕР	22
ТОЛСТОСТЕННЫЕ БУТЫЛИ ДЛЯ КИСЛОТ С УЗКИМ ГОРЛОМ	45
ТОЛСТОСТЕННЫЕ БУТЫЛИ ДЛЯ КИСЛОТ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ	45
ТОНКИЙ НАКОНЕЧНИК 200 µL	115
ТРУБКИ ДЛЯ ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ	18
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУША	76

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК	82
УПАКОВАННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ	111
УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА	65
ФУТЛЯР ДЛЯ МИКРОСКОПА	61
ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ	57
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	148-150-152
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ	147
ЦИЛИНДР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ	87
ЦИЛИНДР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИПЕТОК	75
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БАНКИ С КРЫШКАМИ	42
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БАНКИ С РЕБРИСТЫМИ КРЫШКАМИ	60
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРОБИРКИ	105
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ	80
ЦИФРОВАЯ БЮРЕТКА TECHNOTRATE	133
ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА	27-91
ЧАШКИ ПЕТРИ ОДНОРАЗОВЫЕ	126
«ЧИСТЫЕ» И ЭКОЛОГИЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ	147
ШЛАНГИ	20-21
ШЛАНГИ K30	20
ШЛАНГИ K70	20
ШЛАНГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ISOFLUX	19
ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ	71
ШПАТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ	29
ШТАТИВ	111
ШТАТИВ ДЛЯ ВОРОНОК	70
ШТАТИВ ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОРОНОК	70
ШТАТИВ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО КОНТЕЙНЕРА	32-84
ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК	81-103
ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК (1,5 мл)	82
ШТАТИВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ СТЕКОЛ	58
ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	75
ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК КРУГЛЫЙ	75
ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК ДВУХ/ТРЕХЪЯРУСНЫЕ	83
ШТАТИВЫ СБОРНЫЕ	81
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЙМЕРЫ	22
ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НИЗКИЙ С РУЧКАМИ И СЛИВНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ	31
ЯЩИК СКЛАДИРУЕМЫЙ ВЫСОКИЙ	31
ЯЩИК СКЛАДИРУЕМЫЙ НИЗКИЙ	30

ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



VERBINDUNGSTÜCKE FÜR SCHLÄUCHE

PP

Die Verbindungsstücke sind autoklavierbar. Die angegebenen Maße sind sowohl Nennmaße als auch exakte Maße, da die Elastizität der Schläuche die Auswahl des Typs des geeigneten Verbindungsstücks beeinflusst. Es wird empfohlen, den Schlauchwähler Art. 1759 zu verwenden, um den „Anschluss“ zu prüfen, so können die optimalen Maße des zu verwendenden Verbindungsstücks bestimmt werden. Erhältlich in Packungen zu 100 Stück und Packung zu 10 Stück.

LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS:
EU-RICHTLINIE 10/2011

HOSES CONNECTORS

PP

Autoclavable. Dimensions are shown as both nominal and exact as elasticity of hoses will influence the choice of size. Use hoses selector Art.1759 to determine "grip". This will then give equivalent crest dimension for the particular connector concerned. Available in packages of 10 or 100 pcs.


SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING
TO: EC REGULATION 10/2011

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ТРУБОК

PP

Выдерживают автоклавирование. Указаны номинальные и фактические размеры, так как выбор размера будет зависеть от эластичности трубок. Для определения «обхвата» и подбора переходника подходящего внешнего диаметра можно использовать набор для определения диаметра трубок (кат. №1759). Имеются упаковки по 100 и по 10 штук. ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО:

• НОРМЕ ЕС 10/2011



“T”-VERBINDER

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar. Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.

“T” UNTAPERED CONNECTORS

PP

Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable. Useful for any hoses system and vacuum line.

T-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование. Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
459	70459	4	3,3 / 3,6	1,6
460	70460	6	4,5 / 5,4	3,7
461	70461	8	6,9 / 7,6	4,4
462	70462	10	8,7 / 9,5	6,3
463	70463	12	10,7 / 11,5	8,2
520	70520	14	12,7 / 13,7	10,0
521	70521	16	14,7 / 15,6	12,1



“Y”-VERBINDER

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar. Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.

“Y” UNTAPERED CONNECTORS

PP

Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable. Useful for any hoses system and vacuum line.

Y-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование. Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
464	70464	4	3,2 / 4,0	2,3
465	70465	6	4,7 / 5,7	3
466	70466	8	6,6 / 7,6	4,6
467	70467	10	8,9 / 9,9	5,5
468	70468	12	10,5 / 11,6	7,9
525	70525	14	12,8 / 13,7	9,6
526	70526	16	14,7 / 15,7	11,5



“L”-VERBINDER

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar. Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.

“L” UNTAPERED CONNECTORS

PP

Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable. Useful for any hoses system and vacuum line.

Г-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование. Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
1250	71250	4	3,5 / 4,0	1,3
1251	71251	6	5,2 / 5,7	2,5
1252	71252	8	6,9 / 7,8	4,5
1253	71253	10	8,7 / 9,9	6,0
1254	71254	12	10,7 / 11,8	8,0
1255	71255	14	12,6 / 13,7	10,5
1256	71256	16	14,6 / 15,6	11,6

DREIWEG-VERBINDER

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar. Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.

120° "Y" TAPERED CONNECTORS

PP

Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable. Useful for any hoses system and vacuum line.

Y-ОБРАЗНЫЕ 120° ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование. Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диам.	Scheitel OD mm min/max Crest O.D. mm min/max Нар. диам. гребня, мм мин./макс	Tiefpunkt OD mm max./minc-plai Valley O.D. mm max/min Нар. диам. бороздки, мм макс./мин	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
527	70527	4 / 5 / 6	4,1 / 5,1	3,8 / 4,7	1,5
528	70528	6 / 7 / 8	5,5 / 7,2	5,2 / 7,0	2,7
529	70529	8 / 9 / 10	7,0 / 9,2	6,9 / 8,8	4,7
530	70530	10 / 11 / 12	9,9 / 11,5	9,8 / 10,7	5,5
531	70531	12 / 13 / 14	12,0 / 14,2	11,1 / 13,2	7,6
532	70532	14 / 15 / 16	13,7 / 15,5	13,0 / 14,9	9,6



KREUZVERBINDER

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar. Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.

4 WAY CONNECTOR

PP


Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable. Useful for any hoses system and vacuum line.

КРЕСТООБРАЗНЫЙ ПЕРЕХОДНИК

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование. Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Tiefpunkt/Scheitel OD mm Valley/Crest O.D. mm Бороздка/гребень нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
1410	71410	3,5	3,0 / 3,4	1,5
1411	71411	6	4,8 / 5,6	2,7
1412	71412	8	6,9 / 7,4	4,6
1413	71413	10	8,7 / 9,5	7,0
1414	71414	12	10,4 / 11,5	8,0
1415	71415	13,5	12,3 / 13,5	9,5
1416	71416	15	14,3 / 15,4	11,6



EINTEILIGE VERBINDER, GERADE

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar. Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen.

STRAIGHT CONNECTORS TAPERED

PP


Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable. Useful for any hoses system and vacuum line.

ПРЯМЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование. Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Scheitel OD mm min./max Crest O.D. mm min/max Нар. диаметр гребня, мм мин./макс.	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
510	70510	4 / 5 / 6	3 / 4,5 / 5,5	2
511	70511	6 / 7 / 8	4,5 / 7 / 8,2	3,5
512	70512	8 / 9 / 10	6,3 / 9 / 11	4,5
513	70513	10 / 11 / 12	8,3 / 10,5 / 13	6,5
514	70514	12 / 13 / 14	10 / 13 / 15	8,5
515	70515	14 / 15 / 16	12 / 14,5 / 17	10,5



VERBINDER FÜR SCHLÄUCHE MIT UNTERSCHIEDLICHEM Ø

PP

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Gezähntes Ende für eine perfekte Abdichtung und höhere Rutschfestigkeit. Autoklavierbar. Geeignet für Schlauchsysteme und Vakuumleitungen. Konischer Anschluss für unterschiedliche Durchmesser am Ein- und Ausgang.

UNEQUAL STRAIGHT CONNECTORS - TAPERED

PP


Excellent chemical and temperature resistance. With serrations to hold hoses tightly and prevent slipping. Autoclavable. Useful for any hoses system and vacuum line. Inlet and outlet have different diameters.

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ТРУБ С РАЗЛИЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ

PP

Отличная химическая и температурная устойчивость. Снабжены зубчиками для плотной фиксации трубок и предотвращения их скольжения. Выдерживают автоклавирование. Применяется с любыми типами обвязок и вакуумных линий. Коническое соединение с разными диаметрами входного и выходного отверстий.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Nominal O.D.	Crest O.D. mm min/max	Bore mm
877	70877	4 / 6 / 8 8 / 10 / 12	3,7 / 8,2 7,0 / 11,8	1,6 / 4,6
878	70878	4 / 6 / 8 12 / 14 / 16	3,7 / 7,8 11,5 / 16,0	1,6 / 7,5
879	70879	8 / 10 / 12 12 / 14 / 16	7,1 / 12,0 11,3 / 15,9	4,6 / 7,5



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



ZWEITEILIGE VERBINDER, GERADE

PE

Polyethylen Zweiteiliger Verbinder, ideal zur Verbindung von Glasrohren, Gummi- und Kunststoffschläuchen usw.

DISCONNECTORS - TAPERED

PE

These quick disconnectors are useful for joining hoses of glass, rubber or plastic. Connectors fit tightly together. Replace expensive adapters.

РАЗЪЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ

PE

Состоят из двух компонентов, используются для соединения стеклянных, резиновых, пластиковых трубок и т.п.

Art. (100pcs)	Art. (10pcs)	Außendurchmesser (Nennwert) Nominal O.D. Ном. нар. диаметр	Scheitel OD mm max./min Crest O.D. mm max/min Нар. диаметр гребня, мм макс./мин.	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
434	70434	4 / 5 / 6	3,5 / 6,0	1,6
435	70435	6 / 7 / 8	5,3 / 7,6	2,7
436	70436	8 / 9 / 10	7,2 / 9,7	3,6
535	70535	10 / 11 / 12	9,3 / 12,2	5,5
536	70536	12 / 13 / 14	11,0 / 14,4	7,3
537	70537	14 / 15 / 16	13,2 / 16,0	8,8



TROCKENROHRE, KONISCH ZULAUFEND

PP

Ideal für die Gasentfeuchtung. Versehen mit zwei Schnappdeckeln und einem konischen Schlauchanschluss für Schläuche mit einem Durchmesser von 8-9-10 mm.

DRYING TUBES - TAPERED

PP

Ideal for drying gases. The two ends have push-on tapered connections to take rubber hoses of 8,9,10 mm diameters.

ТРУБКИ ДЛЯ ХЛОРИДА КАЛЬЦИЯ

PE

Используются для осушки газов. Снабжены двумя крышками и резиновыми трубками для труб диаметром 8-9-10 мм..

Art.	Ø mm / Länge mm Ø mm / Tube length mm Диаметр мм/длина, мм	Gesamtlänge mm Overall length mm Общая длина, мм	Anschluss Nennwert OD mm Connect nom. O.D. mm Соединение ном. нар. диаметр, мм	Scheitel OD mm Crest O.D. mm Гребень нар. диам. мм
446	20x100	170	8 - 10	7,8 / 10,0
447	20x150	220	8 - 10	7,8 / 10,0
448	20x200	270	8 - 10	7,8 / 10,0



DURCHFLUSSMESSER MIT KUGEL

SAN

Für einen Flüssigkeitsdurchfluss ab 50 ml/Min. in horizontaler Position und 140 ml/Min. in vertikaler Position. Mindestluftfluss 3 Liter/Min. in horizontaler Position und 8 Liter/Min. in vertikaler Position. Die Rotationsgeschwindigkeit der Kugel verhält sich proportional zum Durchfluss, die Verwendung von korrosiven Flüssigkeiten und Temperaturen über +50°C sollten vermieden werden.

FLOW INDICATOR, BALL

SAN

For liquid flow from 50 ml/min. in horizontal position, and 140 ml/min. in vertical position. Minimum air flow 3 litres/min. horizontal and 8 litres/min. vertical. Speed of rotation of ball proportional to flow. Not to be used with corrosive fluids or over +50°C.

РАСХОДОМЕР ШАРИКОВЫЙ

SAN

Измеряет скорость потока жидкости от 50 мл/мин в горизонтальном направлении или 140 мл/мин – в вертикальном. Минимальная скорость воздушного потока – 3 л/мин (горизонтального) и 8 л/мин (вертикального). Скорость вращения шарика пропорциональна скорости потока, не следует использовать с коррозирующими жидкостями и при температурах выше +50° C.

Art.	Abmessungen mm Dimensions mm Размеры, мм	Anschluss OD Connect O.D. mm Соединение нар. диаметр
538	102x14x57h	6,5 - 10



DURCHFLUSSMESSER MIT FLÜGELRAD

SAN

Für den Durchfluss von Flüssigkeiten bis 5 ml/Sek. Das Flügelrad dreht sich frei und die Rotationsgeschwindigkeit verhält sich proportional zur Durchflussmenge. Maximale empfohlene Durchflussmenge bis 95 ml/Sek., 2 bar Maximaldruck. Die Verwendung von korrosiven Flüssigkeiten und Temperaturen über +85°C sollte vermieden werden. Kann mit Gasen verwendet werden.

FLOW INDICATOR, PADDLE WHEEL

SAN

For liquid flows down to 5 ml/sec. Wheel spins freely and speed of rotation is proportional to flow rate. Maximum recommended flow rate up to 95 ml/sec. Max 2 bar pressure. Not to be used with corrosive fluids or over +85°C. Can be used with gases.

РАСХОДОМЕР ЛОПАСТНОЙ

SAN

Для жидкостей со скоростью тока до 5 мл/сек. Колесико свободно вращается, и скорость вращения пропорциональна скорости потока. Рекомендуемая максимальная скорость потока – до 95 мл/сек. Максимальное давление – 2 бара. Не использовать с коррозирующими жидкостями и при температурах выше +85° C. Допускается использование в газовой среде.

Art.	Abmessungen mm Dimensions mm Размеры, мм	Anschluss OD Connect O.D. mm Соединение нар. диаметр
539	90x15x40h	6 - 11

SCHAUFELN

PP

Schaufeln aus Polypropylen mit einer geeigneten Form, um die Handhabung des Probenmaterials zu vereinfachen. Flache Basis und abgerundete Ecken vereinfachen die Reinigung.

MEASURING SCOOPS

PP

PP scoops shaped conveniently for sampling. Flat bottom with beveled angles for easy cleaning.

МЕРНАЯ ЛОЖКА

PP

Мерная ложка из полипропилена, форма, облегчающая забор продукта. Плоское основание и округленные углы упрощают мытье.

Art.	Inhalt ml / Capacity ml / Объем мл	Dim. mm
1057	10	32x103x16
1058	25	43,8x137,3x21
1059	50	55,4x163,7x26
1060	100	67,2x201,7x34
1062	250	94x261,5x43,7
1063	500	112x315x55
1064	1000	141x386,6x69,4



SCHAUFELN

HDPE

Diese Schaufeln aus HDPE sind besonders für die Verwendung bei hohen Anforderungen in der Industrie konzipiert. Sie besitzt eine runde Form, um die Handhabung des Probenmaterials zu vereinfachen.

INDUSTRIAL SCOOPS

HDPE

This scoop, made of HDPE, is particularly designed for heavy industrial use. Features a round shaped design to facilitate complete transfer of sampling material.

МЕРНАЯ ЛОЖКА

HDPE

Мерная ложка из полиэтилена (HDPE), специально разработанная для промышленного применения. Закругленные края облегчают перенос забранного материала.

Art.	Inhalt ml Capacity ml Объем мл	Länge cm Length cm Длина, см
1110	250	25
1111	500	30
1066	1000	35
1112	1500	40



LABORSCHLÄUCHE ISOFLEX

PVC

Autoklavierbare PVC-Schläuche, transparent, phthalatfrei. Lieferung in 20-Meter-Rollen.

Technische Eigenschaften

Farbe: farblos
Geruch: keiner
Geschmack: keiner
Alterung: keiner
Oxidierung: keiner

Chemische Beständigkeit

Starke Säuren: gut
Schwache Säuren: hervorragend
Starke Basen: gut
Schwache Basen: hervorragend
Organische Lösungsmittel: schwache

ISOFLEX LABORATORY HOSES

PVC

Autoclavable PVC hoses, transparent, phthalates free. Supplied in 20 meter rolls

Technical data

Colour: clear
Odour: none
Taste: none
Ageing: none
Oxidation: none

Chemical resistance

Strong acids: good
Weak acids: excellent
Strong alkalis: good
Weak alkalis: excellent
Organic solvents: fair

ШЛАНГИ ЛАБОРАТОРНЫЕ ISOFLEX

PVC

Шланги из прозрачного ПВХ, выдерживают автоклавирование. Поставляются в мотках по 20 м.

Технические характеристики


Цвет: прозрачный
Запах: отсутствует
Вкус: отсутствует
Износ: отсутствует
Окисление: отсутствует

Химическая стойкость

К концентрированным кислотам: хорошая
К разбавленным кислотам: отличная
К концентрированным щелочам: хорошая
К разбавленным щелочам: отличная
К органическим растворителям: удовлетворительная



Art.	Innendurchmesser / mm I.D. Ø mm Внутренний Ø / мм	Außendurchmesser / mm O.D. Ø mm Ø нар. / мм	Stärke mm Thickness mm Толщина, мм
1760	0,8	2,4	0,8
1761	2,0	4,0	1,0
1762	4,0	6,0	1,0
1763	5,0	8,0	1,5
1764	6,0	9,0	1,5
1765	7,0	11,0	2,0
1766	8,0	12,0	2,0
1767	10,0	14,0	2,0
1768	12,0	17,0	2,5



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



SCHLÄUCHE K30

PVC

Flexibel und transparenter Schlauch. Hergestellt aus ungiftigem Material. Geeignet als Komponente für medizinische Geräte und für die Verwendung in der Industrie und im Krankenhaus. DEHP-frei. Temperatur: -15°C/+60°C. Konform mit PhEur 3.1.1.1 / USP XXXII 2009. **SH. 65 +/- 5**

Art.	Dim. mm
3890	3x5
3891	4x6
3892	5x8
3893	6x9
3894	8x12
3895	10x14
3896	12x17

HOSES K30

PVC

Flexible and transparent hoses manufactured in atoxic material. Suitable as components for medical devices, industrial and hospital products. DEHP free. Temperature: -15°C/+60°C. Conform to PhEur 3.1.1.1 / USP XXXII 2009. **SH. 65 +/- 5**

Dim. mm	L mt
3x5	20
4x6	20
5x8	20
6x9	20
8x12	20
10x14	20
12x17	20

ШЛАНГИ K30

PVC

Гибкие и прозрачные шланги изготовлены из нетоксичных материалов. Пригодны для использования в качестве компонентов для медицинских приборов, изделий промышленного и медицинского назначения. Не содержат ДЭГФ. Температура: -15°C/+60°C. Соответствуют PhEur 3.1.1.1 / USP XXXII 2009. **SH. 65 +/- 5**



SCHLÄUCHE K70

SILIKON

Flexibel und transparent, geeignet als Komponente für medizinische Geräte. Konform mit FDA 21CFR§177,2600, PhEur 3.1.9, ISO 10993-5. Temperatur: -50°C/+200°C. **SH A 60 +/- 5.**

Art.	Dim. mm	L mt
3920	1x3	10
3921	2x4	10
3922	3x5	10
3923	4x6	10
3924	5x8	10
3925	6x9	10

HOSES K70

SILICONE

Flexible and transparent, suitable as components for medical devices. Conform to FDA 21CFR§177,2600, PhEur 3.1.9, ISO 10993-5. Temperature: -50°C/+200°C. **SH A 60 +/- 5.**

Art.	Dim. mm	L mt
3926	7x11	10
3927	8x12	10
3928	9x13	10
3929	10x14	10
3930	13x17	10
3931	14x19	10

ШЛАНГИ K70

СИЛИКОН

Гибкие и прозрачные, пригодны для использования в качестве компонентов для медицинских приборов. Соответствуют FDA 21CFR§177,2600, PhEur 3.1.9, ISO 10993-5. Температура: -50°C/+200°C. **SH A 60 +/- 5.**



SCHLÄUCHE

PTFE

Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Basen und Lösungsmittel. Temperaturen bis +260 °C. Autoklavierbar. **SH D 55/65.**

Art.	Dim. mm
3900	2x4
3901	3x5
3902	4x6
3903	6x8
3904	7x9
3905	8x10
3906	9x11
3907	10x12
3908	12x14

HOSES

PTFE

Excellent resistance to acids, bases and solvents. Temperature up to +260°C. Autoclavable. **SH D 55/65.**

Dim. mm	L mt
2x4	5
3x5	5
4x6	5
6x8	5
7x9	5
8x10	5
9x11	5
10x12	5
12x14	5

ШЛАНГИ

PTFE

Превосходная стойкость к кислотам, щелочам и растворителям. Температура использования до +260°C. Выдерживают автоклавирование. **SH D 55/65.**



ORANGEFARBENE SCHLÄUCHE K32

NATURGUMMI

Utilizados para transferir gases o líquidos no corrosivos, ácidos de concentración media. Temperatura +70 °C/-35 °C. **SH A 60 +/- 5.**

Art.	Dim. mm
3860	3x5
3861	4x7
3862	5x8
3863	6x9
3864	6x12
3865	8x12
3866	9x13
3867	10x14
3868	12x17

ORANGE K32 HOSES

NATURAL RUBBER

Useful for gases, non-corrosive liquids and medium concentration acids. Temperature: +70°C/-35°C. **SH A 60 +/- 5.**

Dim. mm	L mt
3x5	10
4x7	10
5x8	10
6x9	10
6x12	10
8x12	10
9x13	10
10x14	10
12x17	10

ОРАНЖЕВЫЕ ШЛАНГИ K32

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

Можно использовать для газов, некоррозирующих жидкостей и кислот средней концентрации. Температура использования: +70°C/-35°C. **SH A 60 +/- 5.**

SCHLÄUCHE K120 FÜR VAKUUM

PARAGUMMI

Für Luft, Wasser, saure und alkalische Lösungen mit mittlerer Konzentration, Schleifmittel, oxigenierte Lösungsmittel usw. Temperatur: +70°C/-40°C.

SH 45 +/- 5.

VACUUM HOSES K120

PARA RUBBER

Hoses suitable for air, water, medium concentration acids and alkaline solutions, abrasive products, oxygenized solvents etc. Temperature: +70°C/-40°C.

SH 45 +/- 5.

ВАКУУМНЫЕ ШЛАНГИ K120

ПАРА-КАУЧУК

Подходят для воздуха, воды, кислотных или щелочных растворов средней концентрации, абразивных материалов, окисленных растворителей и др. Температура эксплуатации: +70°C/-40°C.

SH 45 +/- 5.

Art.	Dim. mm	L mt
3885	5x15	6
3886	6x18	6
3887	8x16	6
3888	12x21	6



SCHLÄUCHE

NEOPREN

Für gewöhnliche Laboranwendungen, säure- und lösungsmittelbeständig, nicht für Benzol und affine Stoffe geeignet. Temperatur: +85°C/-35°C.

SH A 65 +/- 5.

HOSES

NEOPRENE

For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, benzole and similar excluded. Temperature: +85°C/-35°C.

SH A 65 +/- 5.

ШЛАНГИ

НЕОПРЕН

Шланги общего назначения для лабораторий, устойчивы к кислотам и растворителям, за исключением бензола и производных. Температура эксплуатации: +85°C/-35°C.

SH A 65 +/- 5.

Art.	Dim. mm	L mt
3880	4x6	20
3881	6x9	20
3882	8x12	10
3883	10x14	10



SCHLÄUCHE

LATEX

Schlauch mit glatter und transparenter Oberfläche, Dichte 0,92. Im Autoklav sterilisierbar. SH A 40 +/- 5.

HOSES

LATEX

Hoses with smooth and transparent surface. Density 0.92. Autoclavable. SH A 40 +/- 5.

ШЛАНГИ

ЛАТЕКС

Шланги с гладкими и полупрозрачными стенками. Плотность 0,92. Выдерживают автоклавирование. SH A 40 +/- 5.

Art.	Dim. mm	L mt
3870	4x7	10
3871	6x9	10
3872	8x12	10
3873	12x17	10



SCHLAUCHWÄHLER

ABS VERDE

Erlaubt die Auswahl von Kunststoff-, und Gummischläuchen sowie Glasröhrchen nach dem Innen- und Außendurchmesser. Verfügbare Innendurchmesser: 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25 mm. Verfügbare Außendurchmesser: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21 mm.

HOSES SELECTOR

ABS GREEN


Hoses selector gives nominal O.D. and I.D. of hoses. Use to determine 'grip' for connectors. Selector includes following gauges: ID'S mm 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25. OD'S mm 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21.

НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАМЕТРА ТРУБОК

ABS ЗЕЛЕНый

Позволяет определить номинальный наружный и внутренний диаметр пластмассовых, стеклянных или резиновых трубок. В наличии имеются трубки следующих внутренних диаметров, мм: 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25. Наружных диаметров мм: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21.

Art.	Dim. mm
1759	90x165



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



ABSPERRHÄHNE

PP UND HDPE

Ideale Absperrhähne für Flüssigkeiten und Gase mit niedrigem Druck (Betriebsdruck 0,5 bar) oder leichtem Vakuum. Der Körper aus Polyethylen mit hoher Dichte und der Schlüssel aus Polypropylen erlauben ein leichtes Drehen, ohne Schmiermittel verwenden zu müssen. Alle Absperrhähne verfügen über gerade Durchgangsöffnungen.

STOPCOCKS

PP AND HDPE

Ideal for liquids and gases under low pressure (operating pressure 0,5 bar) or low vacuum. HDPE body interfaces with PP tap giving a smooth turning action requiring no lubricants. All are straight bored.

ЗАПОРНЫЕ КРАНЫ

PP И HDPE

Идеальны для жидкостей и газов под низким давлением (рабочее давление 0,5 бар) или низким вакуумом. Контактная поверхность корпуса из полиэтилена повышенной плотности и полипропиленового крана способствуют плавному скольжению и не требуют смазки. Все прямые.

Art.	OD (Nennwert) mm Nominal O.D. mm Нар.диам. мм	Öffnung mm Bore mm Отверстие, мм
374	8	4,9
371	10	7
376	13	10,9
379	15	12,7



MINUTENZÄHLER

GEHÄUSE AUS ABS

Das Modell der mechanische Timer Clip ist tragbar (Taschenformat) (Genauigkeit 3%) und besitzt einen Vollausschlag von 60 Minuten. Das Modell "Onehand" verfügt über dieselben Leistungseigenschaften des Modells Clip mit dem Vorteil, dass es mit nur einer Hand aufgezogen werden kann.

TIMERS

ABS CASE

The Clip model is portable and pocket size, with mechanical movement (accuracy 3%) and timing up to 60 minutes. The Onehand has the same performance as the Clip but with the advantage that it can be rewound using one hand only.

ТАЙМЕР

КОРПУС ABS

Модель Clip портативная и/или карманного размера с механической установкой времени до 60 минут (точность 3%). Модель Onehand обладает всеми этими характеристиками и, кроме того, имеет преимущество: ее можно заводить одной рукой.

Art.	Mod.	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
900	Clip	56,6x56,5x28	Weiß / White / Белый
901	Onehand	Ø 72,5x29,5	Weiß - Schwarz / White - Black / Белый / Черный



ELEKTRONISCHER ZEITMESSER

ABS-HALTER

Dieser Halter ist batterieversorgt und mit einem 4-ziffrigen Display und einer Anzeigedauer von 19 Stunden und 59 Minuten ausgestattet. Ein Tonsignalgeber zeigt den Ablauf der eingestellten Zeit an. Er verfügt über einen Halter, Clip und Magneten.

ELECTRONIC TIMERS

ABS CASE

It is battery operated and has a 4 digits display up to 19 hours 59 minutes. An alarm sounds at the end of the set time. Supplied with support, clip and magnet.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЙМЕРЫ

ABS-ПЛАСТИК

Работает от батареи, снабжен 4-цифровым дисплеем, показывающим до 19 часов 59 минут. По истечению заданного времени включается звуковой сигнал. В комплект поставки входят опора, зажим и магнит.

Art.	Mod.	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
902	Elektronisch / Electronic / Электронный	50x62x23	Weiß / White / Белый

SCHUTZSCHIRME

PMMA

Die Schutzschirme aus Polymethylmetakrylat sind in zwei verschiedenen Stärken erhältlich, sie sind sehr stabil und mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Das Modell 571 dient dazu, das Labpersonal vor gefährlichen chemischen Substanzen, Aerosol und Spritzern zu schützen. Das Modell 572 wurde eigens konzipiert, um einen entsprechenden Schutz zu gewährleisten, wenn Betastrahlen aussendende Isotope, einschließlich P32, verwendet werden.

SAFETY SHIELDS

PMMA

The safety shields are available in two sizes with different thicknesses and are made of high quality, clear acrylic; are free standing, portable and stable, and are all fitted with non-skid feet. Art. 571 is designed to provide laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing. Art. 572 is designed to provide additional protection from radiations while using beta emitting isotopes, including P32.

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ

PMMA

Имеется два вида, различающиеся размером и толщиной. Изготовлены из высококачественного прозрачного акрила. Устанавливаются на поверхность, портативные и устойчивые, имеют нескользящие ножки. Кат. № 571 разработан для лабораторий и лечебных организаций и предназначен для защиты лица от опасных веществ, аэрозолей и брызг. № 572 обеспечивает дополнительную защиту от радиации при работе с бета-излучающими изотопами, в т. ч. P32.

Art.	Dim. mm	Abmessungen mm / Thickness mm / толщина мм
571	242x365h	5
572	305x480h	9



572

571

KEGELSTOPFEN MIT ZWEI SCHLAUCHANSCHLÜSSEN

PP

Standardsteigung 1:10 geeignet, um eine perfekte Dichtung auf geschliffenen Oberflächen sicherzustellen. Schlauchanschluss Ø mm 8 - h mm 20.

STOPPERS WITH HOSES CONNECTIONS

PP

Standard taper 1:10 ensuring perfect sealing action. Hose-adapters Ø mm 8 - Length 20 mm.

КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ С НИППЕЛЕМ ДЛЯ ШЛАНГА

PP

Стандартное коническое соединение 1:10 обеспечивает полную герметичность. Пробка с ниппелем диаметр мм 8 - h мм 20.

Art.	NS-Schliff NS Cone Конус NS	Unterer Durchmesser. mm lower Ø mm Внутренний Ø
1816	29 / 32	26,2



KEGELSTOPFEN

ROTES GUMMI

Stopfen aus rotem Gummi für allgemeine Laboranwendungen. **AUTOKLAVIERBAR UND DURCHBOHRBAR**

CONICAL STOPPERS

RED RUBBER

General-purpose laboratory red rubber stoppers. **AUTOCCLAVABLE AND PIERCEABLE**

КОНИЧЕСКИЕ КРЫШКИ

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Крышки из красной резины для общелaboratorного использования. **АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ И ПРОКАЛЫВАЕМЫЕ**

Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж. Ø mm	h mm	Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж. Ø mm	h mm
1129	9	6	18	1139	30	21	29
1131	12	9	18	1140	32	25	34
1132	13	10	18	1142	37	28	37
1133	15	11	18	1143	42	32	41
1134	16	12	20	1144	45	34	45
1135	18	13	22	1145	48	37	50
1136	20	14	24	1146	54	41	53
1137	23	16	26	1147	60	43	60
1138	26	19	28	1148	65	52	70



KEGELSTOPFEN MIT EINER UND ZWEI BOHRUNGEN

ROTES GUMMI

AUTOKLAVIERBAR

CONICAL 1 AND 2 HOLE STOPPERS

RED RUBBER

AUTOCCLAVABLE

КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ С 1 ИЛИ 2 ОТВЕРСТИЯМИ

КРАСНАЯ РЕЗИНА

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ

Art. 1 hole	Art. 2 holes	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж. Ø mm	Ø mm	h mm	Art. 1 hole	Art. 2 holes	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж. Ø mm	Ø mm	h mm
3820	-	12	9	3	18	3830	3846	37	28	6	37
3821	-	13	10	3	18	3831	3847	42	32	6	41
3822	-	14	11	3	18	3832	3848	45	34	6	45
3823	-	16	12	3	20	3833	3849	48	37	6	50
3824	3840	18	13	3	22	3834	3850	54	41	6	53
3825	3841	20	14	3	24	3835	3851	58	43	6	60
3826	-	23	16	6	26	3836	3852	65	52	6	70
3827	-	26	19	6	28	-	3842	23	16	3	26
3828	-	30	21	6	29	-	3843	26	19	3	28
3829	3845	32	25	6	34	-	3844	30	21	3	29



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



KEGELSTOPFEN

SILIKON

Autoklavierbar.

CONICAL STOPPERS

SILICONE

Autoclavable.

КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ

СИЛИКОН

Выдерживают автоклавирование.

Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	h mm
3800	9	6	18
3801	12	9	18
3802	13	10	18
3803	15	11	18
3804	16	12	20
3805	18	13	22
3806	20	14	24
3807	23	16	26
3808	26	19	28

Art.	Upper Ø mm Верх. Ø mm	Lower Ø mm Ниж Ø mm	h mm
3809	30	21	29
3810	32	25	34
3811	37	28	37
3812	42	32	41
3813	45	34	45
3814	48	37	50
3815	54	41	53
3816	60	48	60



WENDEVERSCHLÜSSE

SILIKON

Durchbohrbare Stopfen für die Entnahme mithilfe von Spritzen von Lösungen und Suspensionen aus verschlossenen Behältern. Für Lebensmittel verwendbar.
H: Höhe des Wendeteils
h: Höhe des unteren Teils

OVERTURNABLE SEPTA

SILICONE

Pierceable stoppers to withdraw solutions and suspensions from closed containers, using syringes. Suitable for use in food and beverage industry.
H: height of overturnable section
h: height of lower section

ПРОБКИ С ЗАВОРАЧИВАЮЩИМИСЯ КРАЯМИ

СИЛИКОН

Пробки, которые можно проколоть иглой шприца и отобрать жидкость из закрытых контейнеров. Подходят для использования в пищевой промышленности.
H: Высота заворачивающейся части
h: Высота нижней части

Art.	H/h mm	lower Ø mm	N/S
1190	9 / 8	7	-
1191	14 / 8	10	-
1192	20 / 10	13	-
1193	20 / 10	15	14 / 23

Art.	H/h mm	lower Ø mm	N/S
1194	20 / 11	16	-
1195	18 / 12	20	19 / 26
1196	25 / 17	24	-
1197	28 / 22	31	29 / 32



GASSAMMELBEUTEL

LATEX

Gassammelbeutel aus Latex mit Volumen zwischen 1000 cc und 8000 cc

GAS SAMPLING BALLOONS

LATEX

Latex balloons with volume range from 1,000 cc to 8,000 cc

БАЛЛОНЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ГАЗА

ЛАТЕКС

Баллоны из латекса объемом 1000 и 8000 куб. см

Art.	Vol. cc	nominal Ø mm
1230	1000	130
1231	1500	150
1232	2000	160
1233	4000	200
1234	5000	230
1235	8000	250



SET MIT 7 FILTERADAPTERN (GUKO)

NEOPREN

Halter für Büchnerfilter.

SET OF 7 ADAPTERS (GUKO)

NEOPRENE

Supports for Büchner funnels.

КОМПЛЕКТ ИЗ 7 ПЕРЕХОДНИКОВ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ (ГУКО)

НЕОПРЕН

Опоры для воронок Бюхнера.

Art.	N.	Außendurchmesser Ext. Ø mm Ø нар	Innendurchmesser Int. Ø mm Ø Внутренний	h mm
420	1	21x11	17x7	21
	2	27x16	22x11	22
	3	37x22	31x16	25
	4	46x29	39x22	29
	5	58x38	50x30	35
	6	69x45	60x36	40
	7	86x57	75x46	45

**GEBLÄSEBALL MIT VENTIL UND
SCHLAUCH**

ROTES GUMMI

In der Regel für die Aspiration für
Pelletbüretten und Zerstäuber verwendet.

**MONO-BALL WITH VALVE AND
HOSES**

RED RUBBER

Suitable for Pellet burette charging or for
vaporizers.

**ГРУША С КЛАПАНОМ И
ТРУБКой**

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Удобна для заполнения бюреток
Пеллета или испарителей.

Art.	Ø mm
3910	46



**GEBLÄSEBALL FÜR VAKUUM MIT
ZWEI VENTILEN**

ROTES GUMMI


**MONO-BALL FOR VACUUM WITH
TWO VALVES**

RED RUBBER

**ГРУША ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РАЗРЕЖЕНИЯ С ДВУМЯ
КЛАПАНАМИ**

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Art.	Ø mm
3911	46



DOPPELPUMPE MIT NETZ

ROTES GUMMI

Geeignet für das Befüllen von
automatischen Büretten und Säulen bei
der Flashchromatographie.

DOUBLE BALL WITH NET

RED RUBBER

Suitable for automatic burettes and
flashchromatography columns.

ДВОЙНАЯ ГРУША С СЕТКОЙ

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Используется для наполнения
автоматических бюреток и колб для
хроматографического анализа.

Art.	Ø mm
3912	46
3913	53



PIPETTENSaugBÄLLE MIT RAND

LATEX

Verwendet für Ranvier-Tropfenzähler und
Pasteurpipetten.

DROPPING BULBS WITH RIM

LATEX

Suitable for Ranvier dropping tubes and
Pasteur pipettes.

**ГРУШИ ДЛЯ КАПЕЛЬНЫХ
ПИПЕТОК С КОЛЬЦОМ**

ЛАТЕКС

Подходят для капельных пипеток
Ранвье и пастеровских пипеток.

Art.	h mm	Cap.	Shore
3914	45 mm (+ - 5 mm)	2 cc	40+/-5



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



HITZGRIFFSCHUTZ (HOT-GRIP)

SILIKONGUMMI

Schützt die Hände beim Ergreifen heißer (bis +260°C) und kalter (bis -57°C) Behälter. Rutschfeste Innenfläche.

HOT GRIP

SILICON RUBBER

It provides protection against hot containers up to +260°C and cold containers down to -57°C. Internal relief surface.

ПРИХВАТКА ДЛЯ ГОРЯЧИХ ПРЕДМЕТОВ

СИЛИКОНОВЫЙ КАУЧУК

Обеспечивает защиту от горячих контейнеров, до температуры +260°C, и холодных контейнеров - до -57°C. Внутренняя поверхность рельефная.

Art.	Dim. mm
3915	185 x 96



BEHÄLTER MIT ANGEHÄNGTEM DECKEL

LDPE

Mehrzweckbehälter mit angehängtem Deckel (Sicherheitsflasche) für Proben jeglicher Art. Leicht und unzerbrechlich. Können als Wiegebehälter verwendet werden. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

SAMPLE VIALS

LDPE

General purpose containers with push on hinged lids. Flat bottomed. Lightweight and unbreakable. Can be used as weighing containers. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ

LDPE

Контейнеры общего назначения с закрывающимися откидными крышками для образцов любого типа. Легкие и небьющиеся. Можно использовать для взвешивания. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Wall thick. mm	Weight g
730	1	8	32	0,98	0,71
731	2,5	14	31,5	0,83	1,55
737	5	15	49	0,93	2,5
732	8	17,2	57,6	1,20	3,5
733	7	22,8	32,9	1,35	3,5
734	20	24,8	74,5	1,6	9,7
735	35	31	74,5	1,6	14
736	25	31,3	52,5	1,6	61



BEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

LDPE

Absolut dicht schließend, ideal für Quecksilber etc. Kleine Mengen flüssiger oder fester Proben können aufgrund der Barrieren im Inneren leicht aus diesen Behältern entnommen werden. Sie sind außerdem sehr haltbar, dickwandig und verfügen über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011

SCREW CAP CONTAINERS

LDPE

Ideal for storing mercury etc. Leakproof. Small quantities of liquid or solid samples can be taken out by pipette/spatulas without the hindrance of internal shoulders. Sturdy, heavy walled with excellent chemical resistance.

SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

LDPE

Идеальны для хранения ртути и др. Не протекают. Не имеют горлышка, поэтому небольшие количества жидкости или твердых образцов можно легко извлечь. Крепкие, с толстыми стенками, обладают прекрасной химической устойчивостью. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø O.D mm	Ø I.D mm	h mm	Wall thick. mm	Weight g
910	5	21	17,6	35,7	1,7	11
911	10	21	17,6	58,4	1,7	13
912	30	35	31	53	2	22
913	60	35	31	94,2	1,7	29
914	90	54,5	50	63,4	2,2	44
916	180	54,5	50	109,6	2,2	61



WÄGGLÄSER

PP

Diese leichten, autoklavierbaren, mehrfach verwendbaren Behälter verringern die Korrekturen durch die Tara bei Präzisionsmessungen, zum Lieferumfang gehört ein luftdichter Eindrückdeckel. Optimale Beständigkeit gegen Säuren. Der obere Rand kann zusammengedrückt werden, um das Umfüllen von Flüssigkeiten zu erleichtern. Den Deckel vor der Autoklavierung abnehmen.

WEIGHING BOTTLES

PP

Reduce the tare weight correction with these light weight, autoclavable, re-usable translucent bottles. Airtight push on lids included. Highly resistant to acid attack. No internal shoulders to allow use of spatulas. Tops can be squeezed to assist pouring. Remove lid before autoclaving.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ

PP

Легкие, требующие минимальной корректировки веса тары, полупрозрачные многоразовые контейнеры, выдерживающие автоклавирование. Снабжены плотно закрывающимися крышками. Высокая устойчивость к кислотам. Для удобства выливания жидкости можно сжать с изделие по бокам. Перед автоклавированием снимайте крышки.

Art.	ml	Ext. Ø mm	Height mm	Tare g	Art.	ml	Ext. Ø mm	Height mm	Tare g
340	23	30	48	8	346	50	59	34	18
342	20	40	29	8	347	190	59	88	28
343	60	40	69	14	348	360	70	118	40
345	30	49	29	10					

UHRGLASSCHALE

PP

Mit Standfläche, die das Umstürzen verhindert. Hitzebeständigkeit bis + 120 °C.

WATCH GLASSES

PP

Very stable having a moulded base. Can withstand temperatures up to 120°C.

ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА

PP

Очень устойчивые, с прессованным основанием. Выдерживают температуру до +120°C.

Art.	Gewicht g / Weight g / Bec g	Ø mm
452	3,7	60
454	5,5	79
455	10	99
456	15	118,5



GEWEBE-GRINDER

BOROSILIKATGLAS

Der Gewebe-Grinder besteht aus zwei separat zu bestellenden Komponenten: Borosilikatglasmörser (Artikel 6102 bis 6150) und PTFE-Pistill (Artikel 6302 bis 6350). Ideal für kleine Gewebemengen. Zwischen dem PTFE-Pistill und dem Borosilikatmörser besteht ein Zwischenraum von 0,15 – 0,25 mm. Bei den angegebenen Volumina handelt es sich um Arbeitsvolumina. Die Erzeugung übermäßiger Hitze vermeiden, da diese ein Blockieren verursachen könnte.

TISSUE GRINDERS

BOROSILICATE GLASS

Tissue grinder is composed by two components to be ordered separately: Borosilicate glass mortar (items 6102 to 6150) and PTFE pestle (items 6302 to 6350). Ideal for small amounts of tissue. PTFE pestle has 0.15 - 0.25 mm clearance with borosilicate mortar. Volumes stated are working volumes. Avoid excessive generated heat as could cause binding.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ ТКАНЕЙ

БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО

Измельчитель для тканей состоит из двух компонентов, заказываемых по отдельности: ступки из боросиликатного стекла (кат. от № 6102 до № 6150) и пестика из ПТФЭ (кат. от № 6302 до № 6350). Идеально подходит для небольшого количества тканей. Зазор между пестиком и ступкой из боросиликатного стекла 0,15 - 0,25 мм. Указанные объемы являются рабочими. Избегайте избыточного образования тепла во избежание фиксации материала.

Art.	ml	Working Ø mm	h mm
6102	2	8	120
6105	5	12	135
6110	10	15	150

Art.	ml	Working Ø mm	h mm
6115	15	16	155
6130	30	25	175
6150	50	32	195



GEZAHNTE PISTILLEN

KOPF AUS PTFE
STIEL AUS EDELSTAHL

Das Pistill sollte kombiniert mit dem Borosilikatmörser zum Zerstößen von Proben verwendet werden. Ideal für harte Materialien wie Tumorgewebe. Der Durchmesser des Pistillstiels beträgt 6,5 mm.

PESTLES SERRATED

HEAD MADE OF PTFE
SHAFT MADE OF STAINLESS STEEL

Pestle should be used in combination with borosilicate mortar for sample crushing. Ideal for tough materials such as tumors. Pestle shaft diameter is 6,5 mm.

ПЕСТИКИ ЗУБЧАТЫЕ

ГОЛОВКА ИЗ ПТФЭ
ВАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Пестики следует использовать в сочетании со ступкой из боросиликатного стекла для дробления образцов. Идеально подходит для плотных образцов, таких как опухоли. Диаметр вала пестика 6,5 мм.

Art.	ml	h mm
6302	2	230
6305	5	235
6310	10	270
6315	15	270
6330	30	270
6350	50	270



TURBINENRÜHRER

PP - ABS

Wird durch eine Wasser- oder Druckluftturbine mit einem Druck zwischen 1 und 2,5 kg/cm² angetrieben. Eine Stromversorgung ist nicht notwendig und daher ist dieser Rührer vor allem für den Einsatz in Umgebungen bestimmt, wo es u.a. aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, Elektromotoren zu verwenden. Standfläche mm 8÷14. Kann auf den Arbeitstisch gestellt oder an einer Halterung befestigt werden (unser Artikel 267). Versehen mit Schläuchen.

MAGNETIC STIRRER, NON-ELECTRIC

PP - ABS

This unique stirrer is operated either by water pressure between 1 and 2.5 Kg/cm² (15 to 40 psi) or by air pressure. No electric supply is needed thus eliminating heat, shock and explosion hazard. Corrosion proof allplastic construction. Can be used on the bench or clamped to a stand with 12 mm (1/2") diameter (our part. 267). Supplied complete of tubes.

МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА

PP - ABS

Конструкция приводится в движение либо под воздействием давления 1 до 2,5 кг/см² либо воды, либо воздуха. Таким образом, наличие источника электропитания не требуется, поэтому, изделие может использоваться там, где из соображений безопасности или по другим мотивам использование электроприводов невозможно. Опорная плита 8÷14 мм. Может устанавливаться на столе или стойке (арт.№ 267). В комплект входят трубки.

Art.	Dim. mm	Outlet tube mm	Inlet tube mm
203	Ø 128,5x61,3h	3,4	13,20



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



PULVERTRICHTER

PP

Autoklavierbare Trichter mit 60°-Winkel. Große Öffnung vermeidet Pulverbrückenbildung beim Umfüllen. Gerippte Außenseite beugt Druckverschluss vor. Geeignet für Flüssigkeiten. Hervorragender chemische Beständigkeit.

POWDER FUNNELS

PP

60° angle, autoclavable funnels. Large bore avoids bridging of powders during transfer. Ribbed outside to avoid pressure lock. Can be used with liquids. Excellent chemical resistance.

ВОРОНКИ ДЛЯ ПОРОШКОВ

PP

60° воронки, выдерживающие автоклавирование. Большое отверстие позволяет избежать затора порошков. Снаружи снабжены ребрами, предотвращающими зажим под действием давления. Могут использоваться с жидкостями. Отличная химическая устойчивость.

Art.	H tot mm	Ext. dim. Ø mm	Stem Ø mm	ml	Stem l mm
171	57	60	15	45	18
167	79,8	80	15	94	22,20
168	88,5	100	25	200	24,80
169	106,3	120	30	360	27,10
170	142	150	36	730	39,90
166	166	180	43	1290	48,80



UMFÜLLTRICHTER

HDPE

HDPE Trichter für allgemeine Anwendungen und eine große Auswahl an Flüssigkeiten, mit rundem Rand, um das Überfließen zu verhindern. Mit externen Rippen, um Gegendruck zu vermeiden, und mit einer Öse zum bequemen Aufhängen des Trichters.

GENERAL PURPOSE FUNNELS

HDPE

Tough, robust, general purpose funnels suitable for a wide range of liquids. Upstand on rim to reduce possible overflow. Ribbed on outside to eliminate back pressure. Hanging eye for storage.

ВОРОНКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

HDPE

Твердые, прочные воронки общего назначения подходят для самых разнообразных жидкостей. Имеют бортики по краям для защиты от перелива. Снаружи имеются ребра, препятствующие накоплению избыточного давления.

Art.	Top Ø mm	Upstand	ml	Stem Up. Ø mm	Stem l mm
4171	80	4,2	100	13	27
172	110	5	300	14,7	38
173	130	5,8	450	20	43
174	140	6,5	750	24	52
175	180	7	1500	30	68,5
176	220	8,5	2750	35	81,0
177	260	6,5	4000	38	75,0
178	310	12,5	5500	43	80,0
4179	420	16	10000	57	138



BLATTRÜHRER

PP

Die Schaufeln sind auf eine Stahlstange gepresst, die mit Polypropylen mit einem Durchmesser von 8mm und einer Länge von 350mm ummantelt ist.

STIRRING PADDLES

PP

The blades are made of chemically resistant PP and are fixed to a steel rod covered with PP with a diameter of 8 mm x 350 mm long.

ЛОПАСТНЫЕ МЕШАЛКИ

PP

Лопастные изготовлены из химически стойкого пропилен и укреплены на стальном стержне, покрытом полипропиленом, с диаметром 8 и длиной 350 мм.

Art.	Description	Larg./Width mm	h mm
428	Modell mit zwei Rührflügeln / Model with two fixed blades / Модель с двумя закрепленными лопастями	39	15
430	Modell mit "U"-Form / "U" shaped model / U-образная модель	65	78
431	Modell mit zwei verstellbaren Rührflügeln – mit Rührflügeln Model with two collapsible paddles – fully extended / Модель с двумя складывающимися лопастями – полностью раздвигается	57	
432	Modell mit zwei verstellbaren Rührflügeln – mit offenen Rührflügeln 98,5 Model with two collapsible paddles – fully extended Модель с двумя складывающимися лопастями – полностью раздвигается	98,5	



STANGENRÜHRER

PVC

PVC Fest und unzerbrechlich. Ideal als Alternative zu Glasrührern.

STIRRING RODS

PVC

Rigid, light and unbreakable. The ideal replacement for glass rods.

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

PVC

Жесткие, легкие и небьющиеся. Идеальная замена стеклянным палочкам.

Art.	Ø mm	Länge mm / Lenght mm / Длина, мм
497	7,15	250
498	7,15	300
499	7,15	350

RÜHRSPATEL

PP

Aus einem Stück gegossen, mit Enden in Spatelform

POLICEMEN STIRRING RODS

PP

White, one-piece rod with flattened ends forming two small spatulas.

ШПАТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

PP

Полипропилен.Цельная палочка с уплощенными концами в форме небольших шпателей.

Art.	Länge mm / Lenght mm / Длина, мм
828	244



EISBEHÄLTER

PUR-SCHAUMSTOFF

Der Behälter ist mit einem Deckel mit zwei Seitengriffen ausgestattet. Stärke 15 mm ca. Rot. Hervorragende Isoliereigenschaften. Mit Trockeneis oder zerkleinertem Eis sowie Kühlmischungen verwendbar. Kurzzeitig gegen flüssigen Stickstoff beständig.

ICE BUCKET

EXPANDED PUR

Equipped with lid and two side-handles. Thickness of about 15 mm. Red colour. Excellent isolating feature. Can be used with dry or minced ice and cooling mixtures. Liquid nitrogen resistant for a few minutes.

ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА

ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН

На контейнере имеется крышка и две боковые ручки. Толщина ок. 15 мм. Цвет красный. Превосходные теплоизолирующие свойства. Может использоваться для хранения сухого и колотого льда, а также охлаждающих смесей. Контакт с жидким азотом выдерживает несколько минут.

Art.	Cap. lt	Ø mm	h mm
1000	4,5	270	200



RECHTECKIGE SCHALEN

PVC

Sehr nützlich in Schreibtischschubladen zum Aufbewahren kleiner Gegenstände wie Magnetrührstäbchen, Verbinder usw. Das mittlere der fünf Fächer kann für Pipetten genutzt werden. Robust.

INPUT TRAYS

PVC

Very useful in desk drawers to store small objects like magnetic stirrers, connectors etc. Central part of five compartment tray can be used for pipettes. Sturdy.

ЛОТОК ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

PVC

В ящиках столов очень удобно хранить мелкие предметы, такие как магнитные мешалки, соединители, переходники и т.п. Центральная часть лотка с пятью отделениями может использоваться для пипеток. Прочный.

Art.	Mater.	Cavity	Dim. compart. mm	Dim. mm
953	PVC	12	90x90	303x403x63
954	PVC	5	100x185 (4)	304x404x64
			100x385 (1)	



RECHTECKIGE SCHALEN

PP/PVC

Sehr nützlich für kleine Objekte, die in einer Schublade aufbewahrt werden sollen, wie Bleistifte, Kugelschreiber, Gummis, Lineale, Magnetrührstäbchen, Verbinder usw. Das Mittelabteil der Schale mit 5 Vertiefungen kann für das Ablegen von serologischen Pipetten verwendet werden.

INPUT TRAYS

PP/PVC

Art. 548 is a tough 12 liters autoclavable tray for a variety of uses. Can hold 18x500 ml or 12x1 lt bottles.

Art. 952 is a strong PVC tray for holding sample bottles with base diameter not greater than 22 mm. Ideal for 7 ml (1/4oz) Bijou bottles or specimen tubes. Each of nine rows can hold 12 of such bottles making a total capacity of 126.

ЛОТОК ДЛЯ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ

PP/PVC

Очень удобен для мелочей — линеек, ластиков, карандашей и т.п., хранящихся в ящиках стола. Центральную секцию с 5 ячейками можно использовать для пипеток.

Art.	Mat.		Dim. compart. mm	Internal dim. mm	Ext. dim. mm
548	PP	lt 12		253x413x110	348x493x110
952	PVC	Vertiefungen / Cavity / Ячейки	25 (width)	300x355x42	350x300x40



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



SÄUREFESTE SCHALE

PVC

Diese Tablette, mit gestreiften Böden, sind für verschiedene Anwendungen nützlich. Stapelbar.

DEEP TRAYS

PVC

With the ribbed bases, these trays are useful for different applications. Stackable.

ГЛУБОКИЕ ЛОТКИ

PVC

С ребристым основанием, идеальны для различных целей. Штабельные.

Art.	Dim int. mm	Dim ext. mm
280	200x150x45	245x195x50
281	250x200x60	305x250x60
282	320x260x70	385x325x75
283	350x300x80	420x375x85
284	430x330x90	505x405x95
285	520x420x90	600x495x100
286	675x530x100	765x620x110
288	540x420x180	635x515x190



SCHÜSSEL

PP

Weißer Schüssel in weißer Farbe mit Rand, 20 Minuten bei +121°C autoklavierbar. Ausgesprochen robuste Struktur. Im unteren Bereich des Rands sind zwei Griffe integriert, um den Transport zu erleichtern.

ROUND BOWL

PP

White bowl with rim, autoclavable at 121°C for 20 minutes. Sturdy structure. Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.

TA3

PP

Полипропилен. Белый с бортиком, выдерживает автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут. Конструкция прочная. В нижней части бортика расположены две ручки, облегчающие процесс переноса.

Art.	Vol. lt	Ø mm	h mm
258	10	350	160



TABLETTS UND SCHALEN

PS STOSSFESTES

Geeignet für allgemeine Laboranwendungen.

TRAYS

HIGH IMPACT PS

Suitable for general laboratory use.

ЛОТКИ

PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Идеальны для различных целей лаборатории.

Art.	Dim ext. mm	Dim int. mm	Art.	Dim ext. mm	Dim int. mm
5701	201x151x21	170x110x10	5709	202x151x81	140x90x70
5702	303x151x21	270x120x10	5710	303x151x81	240x90x70
5703	353x252x21	320x220x10	5711	352x252x81	290x190x70
5704	254x254x21	220x220x10	5712	252x252x82	200x200x70
5705	201x151x41	150x100x30	5713	408x300x21	380x270x10
5706	303x151x42	260x110x30	5714	409x300x42	360x250x30
5707	353x253x41	310x210x30	5715	408x299x81	340x240x70
5708	252x252x42	210x210x30			



STAPELBARER KASTEN NIEDRIGE SERIE

HDPE

Stapelbare tiefe Kästen aus HDPE mit Griffen.

DEEP TRAY, LOW FORM, STACKABLE

HDPE

Stackable deep trays made of HDPE with handles.

ЯЩИК СКЛАДИРУЕМЫЙ НИЗКИЙ

HDPE

Штабелируемые глубокие лотки из полиэтилена высокой плотности с ручками

Art.	Cap. lt	Dim. ext. mm	Farbe / Colour / Цвет
542	10	310x430x100	Weiß / White / Белый
543	16	350x540x115	Weiß / White / Белый
544	20	410x470x145	Weiß / White / Белый

**NIEDRIGER ABLAGEKASTEN
MIT GRIFFEN UND
DRÄNAGEÖFFNUNGEN**

HDPE

Niedriger, rechteckiger Kasten mit Drainageöffnungen auf allen Seiten.

**DEEP TRAY, LOW FORM WITH
HANDLES AND DRAINING HOLES**

HDPE

Rectangular tray with draining holes on all sides. Stackable with recessed rim to allow ventilation.

**ЯЩИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НИЗКИЙ
С РУЧКАМИ И СЛИВНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**

HDPE

Низкий прямоугольный ящик со сливными отверстиями по всем сторонам

Art.	Dim. mm	h mm	Cap. lt
547	350x540	115	16



**STAPELBARER KASTEN HOHE
SERIE**

HDPE

Stapelbar. Hohe Beständigkeit gegen organische und anorganische Säuren. Robust, mit Hebegriffen und Verstärkungsrippen für eine lange Lebensdauer.

**DEEP TRAY, HIGH FORM,
STACKABLE**

HDPE

Can be stacked. High resistance to organic and inorganic acids. Robust with lifting lugs and strengthening ribs to ensure long life.

**ЯЩИК СКЛАДИРУЕМЫЙ
ВЫСОКИЙ**

HDPE

Могут штабелироваться. Высокая устойчивость к органическим и неорганическим кислотам. Прочные, снабжены подъемными скобами и усиливающими ребрами, увеличивающими их срок эксплуатации.

Art.	Dim. ext. mm	h mm	Cap. lt
602	315x450	200	20
603	370x625	255	46
604	440x730	310	72
605	500x600	445	100



GRAUER KASTEN

HDPE

Praktischer Allzweckkasten, kann zur Lagerung gestapelt werden.

GREY TRAYS

HDPE

Useful general purpose trays that can be stacked for storage.

СЕРЫЙ ЯЩИК

HDPE

Практичные ящики общего назначения, могут штабелироваться при хранении.

Art.	Cap. lt	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
3371	27	340x455x250	Grau / Grey / Серый
3372	40	350x560x304	Grau / Grey / Серый
3373	75	460x760x310	Grau / Grey / Серый



EIMER MIT AUSGUSS

LDPE

Eimer aus Polyethylen mit Ausguss und Litereinteilung.

BUCKET WITH SPOUT

LDPE

Graduated bucket by liter with pouring spout.

ВЕДРО С НОСИКОМ

LDPE

Градированное ведро с носиком, градуировка до 1 л.

Art.	Cap. lt	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
905	9	Ø 280 h 250	Weiß / White / Белый
906	12	Ø 300 h 280	Weiß / White / Белый
907	17	Ø 340 h 310	Weiß / White / Белый



ALLGEMEINE LABORANWENDUNGEN

GENERAL PURPOSE LABWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



SICHERHEITSBOX

PC

Aus vollständig autoklavierbarem Polycarbonat hergestellt. Geeignet für den Transport von Reagenzgläsern, Behältern, Flaschen, Kunststoffbeuteln und gebrauchsfertigen Spritzen, wenn hermetische Dichtigkeit notwendig ist. Entwickelt, um einen hohen Standard an Sicherheit auch beim Transport von Zytostatika vom Zubereitungsraum bis zum Ort der Verabreichung zu gewährleisten. Völlig transparent und kontrollierbar, um vor dem Öffnen das Vorliegen von eventuellen Undichtigkeiten der transportierten Behälter zu prüfen. Der Deckel ist mit einer hermetischen Sicherheitsdichtung aus Silikon versehen, die gewährleistet, dass Flüssigkeiten oder Zytostatika im Falle einer Leckage oder eines versehentlichen Verschütten der Flaschens oder Kunststoffbeutels nicht aus dem Behälter austreten können. Ausgestattet mit vier Verriegelungsglaschen, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Behälters beim Herunterfallen verhindern. Abgerundete Innenecken und das besondere Design der Innenseite der unteren Schale gewährleisten eine sichere, einfache und effektive Reinigung. Das Symbol "Biogefährdung" ist so auf dem Deckel aufgedruckt, dass es dauerhaft haltbar ist. PC Komplett mit Edelstahlgriff nach AISI 304 für den einfachen Transport sowie einer Gebrauchs- und Wartungsanleitung.



Art.	Dim. ext. mm	Dim. int. base mm	Cap. lt
569	391x175x172 h	137x325	4,5

Art.	Beschreibung / Description / Описание
8569	Set 4 Haken / Set 4 sidelocks / Набор из 4 зажимов
8570	Silikondichtung / Silcon gasket / Силиконовые уплотнения

HALTER FÜR SICHERHEITSBOX

EDELSTAHL

Ist für 10 Urinprobenbehälter bis zu 200 ml und 4 Stuhlprobenbehälter mit bis zu 30 ml konzipiert.



Art.	Dim. mm
570	145x322x60

SAFETY BOX RACK

STAINLESS STEEL

Designed for 10 urine containers up to 200 ml size and 4 stool containers 30 ml size.

ШТАТИВ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО КОНТЕЙНЕРА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Разработан для установки 10 контейнеров для мочи размером до 200 мл и 4 контейнеров для кала размером 30 мл.

KÜHLBOX

PS STOSSFESTES

Kühlbehälter aus thermoplastischem Material mit Wärmeisolierung durch Isolierkammern aus Polyurethan; für Lebensmittel zugelassen und daher vollständig ungiftig. Für die Art. 3705, 3706 sind Kühlelemente mit 0,5 kg Flüssigkeit, Art. 3707, erhältlich. Innerhalb von Art. 3706 1 St. Art. 569.



FRIGO BOX, SQUARE

HIGH IMPACT PS

Low temperature containers made of high impact thermoplastic material, thermally isolated by means of a polyurethane isolating jacket; non-toxic and therefore 100% foodsafe. A 0.5 Kg cooling block, art. 3707, is available for art. 3705, 3706. Inside art.3706 1pc. art. 569.

КОНТЕЙНЕР-ХОЛОДИЛЬНИК

PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Низкотемпературные контейнеры из термопластического материала высокой прочности, с термоизоляцией из полиуретана; нетоксичны, и, следовательно, на 100% безопасны для хранения пищевых продуктов. кат. № 3705, 3706 в наличии имеются 0,5-кг жидкий охлаждающий элемент кат. №3707. Внутри кат.3706 1 шт. кат. 569.

Art.	Cap. lt.	Dim ext mm	Dim int mm	Art.	Beschreibung / Description / Описание
3705	25	230x400x390h	180x350x375h	3707	Kühlelement mit 0.5 kg Flüssigkeit für unsere Artikel 3705/3706
3706	32	270x490x380h	235x405x290h		Plastic container with 0.5 kg of cooling liquid for art. 3705 / 3706 0,5-кг жидкий охлаждающий элемент кат.№ 3705/3706

STERILISIERINDIKATOR

KLEBEBAND

Der **Artikel 1052** wird aus semi-gekrepptem, imprägniertem Papier und klebendem Naturgummi gefertigt. Zur Verwendung mit einzelnen Einheiten (z. B. Packungen, Behälter), um die Sterilisationsbehandlung zu bestätigen und zwischen bearbeiteten und nicht bearbeiteten Einheiten zu unterscheiden. Nach der Sterilisation wechseln die Indikatorstreifen ihre Farbe von Durchsichtig zu Braun. (Voraussetzung für den Farbwechsel: 10 Minuten Dampf bei 121°C oder 2 Minuten bei 134°C). Bleifrei. Kann bei sachgemäßer Lagerung bis 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum verwendet werden.

NICHT VORGESEHEN FÜR DEN EINSATZ ALS VALIDIERUNGSSYSTEM FÜR STERILISATIONSVERFAHREN.

Der **Artikel 1051** ist ein Klebeband mit guter Beständigkeit gegen Hitze und Feuchte; besonders geeignet als Hinweis für trockene Sterilisation (POUPINEL-Methode). Hergestellt aus semi-gekrepptem, imprägniertem Papier und klebendem Silikon; nach der Anwendung leicht ablösbar. Nach der Sterilisation wechseln die „V“-Indikatorstreifen ihre Farbe von Hellgrün zu Braun (Voraussetzung für den Farbwechsel: 30 Minuten trockene Hitze bei 155°C). Bleifrei. Kann bei sachgemäßer Lagerung bis 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum verwendet werden.

NICHT VORGESEHEN FÜR DEN EINSATZ ALS VALIDIERUNGSSYSTEM FÜR STERILISATIONSVERFAHREN.

Beide Bänder entsprechen ISO 11140/2015 Typ 1

STERILIZATION INDICATOR TAPE

ADHESIVE PAPER TAPE

Art. 1052 is made by impregnated semi-creped paper and adhesive natural rubber. To be used with individual units (i.e. packs, containers) to confirm sterilization treatment and to distinguish between processed and unprocessed units. After sterilization, indicator strips change from clear colour to brown. (minimum conditions for change are: steam 10 min 121°C or 2 min 134°C). Lead free. If correctly stocked, it can be used till 3 years from production date. NOT INTENDED FOR USE AS VALIDATION SYSTEM OF STERILIZATION PROCESS.

Art. 1051 is an adhesive tape with good resistance to heat and damp; it's particularly recommended for indicating dry sterilization (POUPINEL method). Made by semi-creped, impregnated paper and adhesive Silicone it is easy to remove after treatment. After sterilization the "V" indicators strips changes colour from light green to brown (minimum conditions for change are: dry heat 30 minutes at 155°C). Lead free. If correctly stocked, it can be used till 3 years from production date. NOT INTENDED FOR USE AS VALIDATION SYSTEM OF STERILIZATION PROCESS.

Both tapes are in conformity with ISO 11140/2015 Type 1

ЛЕНТА-ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

Изделие **кат. №1052** изготовлено из пропитанной полукрепированной бумаги и адгезивного натурального каучука. Используется с индивидуальными изделиями (т.е., упаковками, контейнерами) в качестве индикатора при стерилизации и для того, чтобы отличить обработанные и необработанные изделия. После стерилизации цвет индикатора меняется с прозрачного на коричневый. (минимальные условия для изменения: пар в течение 10 мин. при температуре +121°C или в течение 2 мин. при температуре +134°C). Не содержит свинца. При соблюдении правил хранения может использоваться до 3 лет с даты изготовления. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в КАЧЕСТВЕ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в КАЧЕСТВЕ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ.

Изделие **кат. №1051** - это клейкая лента с хорошей устойчивостью к воздействию тепла и влаги; особенно рекомендуется в качестве индикатора при сухой стерилизации (метод POUPINEL). Изготовлено из пропитанной полукрепированной бумаги и силиконового клея, легко удаляется после обработки. После стерилизации «V»-образные индикаторы меняют цвет со светло-зеленого на коричневый (минимальные условия для изменения: сухое тепло в течение 30 мин. при температуре +155°C). Не содержит свинца. При соблюдении правил хранения может использоваться до 3 лет с даты изготовления. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в КАЧЕСТВЕ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для ИСПОЛЬЗОВАНИЯ в КАЧЕСТВЕ ВАЛИДАЦИИ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ.

Обе ленты отвечают требованиям стандарта ISO 11140/2015, тип 1



1052

1051

Art.	Type of sterilization	Length mt	Height mm
1052	Autoclave	50	19
1051	Poupinelmethode (trocken) Poupinel method (dry heat) Сухожаровая	50	19

FLASCHEN UND ZUBEHÖR

BOTTLES AND ACCESSORIES

БУТЫЛКИ И ЕМКОСТИ



GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN

PE (KÖRPER) PP (VERSCHLUSS)

Hält äußerst hohem Druck stand, bevor es zum Zerplatzen kommt. Mit Löchern auf der Flasche oder Verschluss für das Anbringen von Etiketten versehen. Platz für vertrauliche Hinweise zwischen Einsatzstöpsel und Verschluss. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

GRADUATED WIDE NECK BOTTLES

PE (BODY) PP (CAP)

Will withstand considerable pressure before rupture. Secured by tagging points on bottle and cap. Confidential notes can be placed in the space between insert sealing plug and cap. **SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: • EC Regulation 10/2011**

ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PE (КОРПУС) PP (КРЫШКА)

Выдерживают значительное давление до разрыва. На бутылке и крышке предусмотрены места для маркировки. Между герметизирующей пробой и крышкой можно вложить информационную табличку. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
408	50	10	40	77	24
409	100	20	48	89	24
410	250	25	61	126	34,5
411	500	50	75	158	34,5
412	1000	100	93	200	45
413	2000	100	115	247	45



RECHTECKIGE, GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN

PE (KÖRPER) PP (VERSCHLUSS)

Platzsparende Flaschen, ideal für langfristiges Aufbewahren von Proben. Die annähernde Graduierung erlaubt es, die Füllmengen ohne Zylinder/Messbecher zu reproduzieren. Die Griffe lassen sich einfach sichern. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

GRADUATED SQUARE BOTTLES WIDE NECK

PE (BODY) PP (CAP)

Space saving bottles, ideal for long term storage of samples. Graduations allow reproducible filling without the use of cylinders/beakers. Easy grip caps can be wired down for security. **SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: • EC Regulation 10/2011**

БУТЫЛКИ ГРАДУИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PE (КОРПУС), PP (КРЫШКА)

Бутылки, позволяющие оптимально использовать имеющееся пространство, идеальные для долгосрочного хранения образцов. Градуировка позволяет определить примерный объем содержимого без использования мерных стаканов/цилиндров. Зажимные крышки могут закрепляться проволокой. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	ml	Grad. ml	Dim. mm	Mouth Ø mm
608	25	5	32x34x52	18
609	50	10	38x38x70	24
610	100	20	42x48x90	34,5
611	250	50	57x60x110	34,5
612	500	100	70x80x138	45
613	1000	100	80x103x176	58
614	2000	100	100x134x210	58



GRADUIERTE ENGHALSFLASCHEN

PE (KÖRPER) PP (VERSCHLUSS)

Doppelabdichtung mit Innenverschluss für eine perfekte Dichtigkeit. Schräg geformte Schultern verringern mögliche Restablagerungen. Kein Entweichen von Flüssigkeiten. Markierungspunkte auf Schulter und Verschluss sichern ein manipulationssicheres Verschließen. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

GRADUATED NARROW NECK BOTTLES

PE (BODY) PP (CAP)

Double sealing with insert cap to assure tightness. Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits. No leaking. Tagging points on shoulder and cap ensures tamper proof closure. Easy grip cap. **SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: • EC Regulation 10/2011**

ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ

PE (КОРПУС), PP (КРЫШКА)

Двойной запор посредством вкладыша для обеспечения герметичности. Покатые стенки снижают вероятность образования осадка. Отсутствие утечек. Петельки на стенках и крышке обеспечивают защиту от вскрытия. Зажимная крышка. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
317	50	10	39	70	18,5
319	125	20	46	107	18,5
323	250	25	60	131	23
324	500	50	74	157	23
325	1000	100	94	205	33
326	2000	100	112	266	33

ENGHALSFLASCHEN - DUNKELGRAU

PE

Vollständig undurchsichtige Flaschen, ideal für lichtempfindliches, flüssiges oder festes Material. Mit Innenverschluss und Kappe ausgestattete Flaschen, um eine perfekte Dichtigkeit zu gewährleisten. Mit Löchern auf der Flaschenschulter versehen, um das Anbringen von Sicherheitssiegeln oder Etiketten zu erlauben.

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
3171	50	10	39	70	18,5
3191	125	20	46	107	18,5
3231	250	25	60	131	23
3241	500	50	75	157	23
3251	1000	100	95	208	33
3261	2000	100	112	266	33

NARROW NECK BOTTLES - GREY

PE

Completely opaque. Excellent for all photosensitive material whether liquid or solid. Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits. No leaking. Insert plug for maximum security. Easy grip cap.

БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ - ТЕМНО-СЕРЫЕ

PE

непрозрачные бутылки, идеальные для светочувствительных как жидких, так и твердых материалов. Снабжены вкладышем, обеспечивающим герметичность, и специальными петельками, которые можно использовать для пломбировки или крепления информационных табличек.



FLASCHEN MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS

HDPE (KÖRPER) PP (VERSCHLUSS)

Mit Schraubverschluss und Abreißsiegel versehen. Ideal für Anwendungen, bei denen das unerwünschte Öffnen nach dem Befüllen nicht möglich sein soll.

NARROW NECK BOTTLES WITH WHITE TAMPER-EVIDENT CAP

HDPE (BODY) PP (CAP)

The tamper-evident cap incorporates a safety ring which is secured when the cap is screwed on to the bottle. Opening the bottle breaks the safety ring, showing signs of interference.

БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ С КРЫШКАМИ С КОНТРОЛЕМ ВСКРЫТИЯ

HDPE (КОРПУС) PP (КРЫШКА)

Снабжены закручивающейся крышкой с кольцом, предохраняющим от несанкционированного вскрытия. Идеальны для использования в ситуациях, когда открытия бутылки после наполнения нежелательно.



Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø	Thread
15700	50	36	84	17,5	22 / 410
15701	100	44	101	17,5	22 / 410
15702	250	60	136	22,5	28 / 410
15703	500	74	170	22,5	28 / 410
15704	1000	90	222	22,5	28 / 410

FLASCHEN MIT SICHERHEITSVERSCHLUSS

HDPE (KÖRPER) PE (VERSCHLUSS)

Mit Schraubverschluss und Abreißsiegel versehen. Ideal für Anwendungen, bei denen das unerwünschte Öffnen nach dem Befüllen nicht möglich sein soll.

WIDE NECK BOTTLES WITH BLACK TAMPER-EVIDENT CAP

HDPE (BODY) PE (CAP)

The tamper-evident cap incorporates a safety ring which is secured when the cap is screwed on to the bottle. Opening the bottle breaks the safety ring, showing signs of interference.

БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ С КРЫШКАМИ С КОНТРОЛЕМ ВСКРЫТИЯ

HDPE (КОРПУС) PE (КРЫШКА)

снабжены закручивающейся крышкой с кольцом, предохраняющим от несанкционированного вскрытия. Идеальны для использования в ситуациях, когда открытие бутылки после наполнения нежелательно.



Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø
15710	250	60	137	30
15711	500	74	177	30
15712	1000	90	229	30

GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN, GENORMT

PE

Flaschen für allgemeine Anwendungen mit Graduierung, erfüllen die Lebensmittelvorschriften. Langer Hals mit Gewinde sichert absolut festen Verschluss. Breiter Hals für einfaches Einfüllen und Ausleeren von Flüssigkeiten und Pulver. Erfüllen die Normen DIN 13316 und 168. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

GRADUATED WIDE NECK BOTTLES

PE

Graduated, general purpose bottle meeting Food and Drug regulations with pictograms. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PE

Градуированная бутылка общего назначения, с маркировкой соответствия требованиям к обращению с пищевыми и лекарственными изделиями. Резьба на длинном горле обеспечивает герметичность. Широкое горло обеспечивает легкость заполнения и опорожнения как порошком, так и жидкостями. Соответствует стандартам DIN 13316 и 168. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1608	50	10	38	88	24	GL32
1610	100	20	48	105	24	GL32
1612	250	25	60	140	38	GL45
1614	500	100	75	170	38	GL45
1616	1000	100	95	206	55	GL63
1618	2000	100	120	252	55	GL63



FLASCHEN UND ZUBEHÖR

BOTTLES AND ACCESSORIES

БУТЫЛКИ И ЕМКОСТИ



GRADUIERTE WEITHALSFLASCHEN, GENORMT

PP

Graduierte, autoklavierbare Flaschen, die die Lebensmittelnormen erfüllen. Robust und haltbar. Langer Hals mit Gewinde sichert absolut festen Verschluss. Breiter Hals für einfaches Einfüllen und Ausleeren von Flüssigkeiten und Pulver. Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

GRADUATED WIDE NECK BOTTLES

PP

Autoclavable, graduated bottle meeting Food and Drug regulations with pictograms. Very sturdy, ruptureproof bottle. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

ГРАДУИРОВАННЫЕ БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PP

Выдерживающая автоклавирование градуированная бутылка общего назначения, с маркировкой соответствия требованиям к обращению с пищевыми и лекарственными изделиями. Особо прочная и устойчивая к разрывам. Резьба на длинном горле обеспечивает герметичность. Широкое горло обеспечивает легкость заполнения и опорожнения как порошком, так и жидкостями. Соответствует стандартам DIN 13316 и 168. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1621	50	10	38	88	24	GL32
1623	100	20	48	105	24	GL32
1625	250	25	60	140	38	GL45

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1627	500	100	75	170	38	GL45
1629	1000	100	95	206	55	GL63
1631	2000	100	120	252	55	GL63



NORMIERTE ENGHALSFLASCHEN

PP

Autoklavierbare, graduierte Flaschen, ideal für den Transport von toxischen Proben (Abwasser etc.) von der Entnahmestelle ins Analyselabor. Die Flasche kann durch Verwendung der Löcher auf der Flaschenschulter mit einem Sicherheitssiegel verschlossen werden. Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168. Es wird empfohlen, den Verschluss vor dem Autoklavieren zu entfernen. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

GRADUATED NARROW NECK BOTTLES

PP

Autoclavable, graduated, heavy walled bottle. Ideal for transporting toxic waste waters, boiler feed water etc., back to laboratory for analysis as samples can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit. Conforms to DIN 13316 and 168. Remove cap before autoclaving. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

БУТЫЛКИ С УЗКИМ ГОРЛОМ

PP

Градуированные бутылки, идеальны для транспортировки токсичных образцов (водные стоки и т.д.) от места забора пробы до лаборатории для выполнения соответствующих анализов. Бутылка может быть защищена от несанкционированного открытия посредством соответствующих петелек на ободке. Горло и резьба соответствуют нормам DIN 13316 и 168. Перед тем как поместить бутылку в автоклав, рекомендуется снять крышку. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1595	50	10	38	92	13	GL18
1597	100	20	48	108	13	GL18
1599	250	25	60	150	19	GL25
1601	500	100	75	182	19	GL25
1603	1000	100	95	224	23	GL32



NORMIERTE VERSCHLÜSSE FÜR FLASCHEN VOM TYP DIN 168

PP

Genormte Verschlüsse, versehen mit entsprechenden Löchern für das Anbringen von Sicherheitssiegeln. Die Verschlüsse werden für Propylenflaschen verwendet.

STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168

PP

Standardized screw caps for PP bottles DIN 168. Cap tag to avoid sample contamination in transit.

СТАНДАРТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ DIN 168

PP

Стандартные крышки с отверстиями для пломбирования. Крышки предназначены для использования с полипропиленовыми бутылками.

Art.	DIN Std.	Entsprechende Flasche / To suit bottles / Аналогичная бутылка
15950	GL18	1595 - 1597
15990	GL25	1599 - 1601
16030	GL32	1603 - 1621 - 1623
16250	GL45	1625 - 1627
16290	GL63	1629 - 1631



ENGHALSFLASCHEN, GENORMTER HALS, OHNE VERSCHLUSS

PE

Ideal für Proben auf Wasser- und Ölbasis – konische Form, dies stellt ein vollständiges Entleeren der Flasche sicher, die Graduierung erlaubt eine annähernde Bestimmung der Inhaltsmenge. Kann mit den dafür vorgesehenen Löchern auf den Schultern versiegelt werden. Hals und Gewinde erfüllen die Normen DIN 13316 und 168. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

GRADUATED NARROW NECK BOTTLES - WITHOUT CAPS

PE

An ideal bottle for water and oils - there are no shoulders to restrict the flow. They are graduated and so can be used as rough measures. Can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit. Conforms to DIN 13316 and 168. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

БУТЫЛКА С УЗКИМ ГОРЛОМ, БЕЗ КРЫШКИ

PE

Идеальны для водных и масляных образцов – коническая форма гарантирует полное опорожнение, наличие градуировки позволяет осуществлять примерную оценку объема содержимого. Предусмотрена возможность пломбировки для предотвращения несанкционированного открытия посредством использования соответствующих петелек. Горло и резьба соответствуют нормам DIN 13316 и 168. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
15801	50	10	38	90	13	GL18
15821	100	20	48	106	13	GL18
15841	250	25	60	148	19	GL25
15861	500	100	75	180	19	GL25
15881	1000	100	95	222	23	GL32
15901	2000	500	120	271	23	GL32

NORMIERTE VERSCHLÜSSE FÜR FLASCHEN VOM TYP DIN 168

HDPE

Normierte Verschlüsse mit den entsprechenden Löchern für das Anbringen von Sicherheitssiegeln. Die Verschlüsse werden für Flaschen aus PE verwendet.

Art.	DIN Std.	Entsprechende Flasche / To suit bottles / Аналогичная бутылка
15800	GL18	15801 - 15821
15840	GL25	15841 - 15861
15880	GL32	15881 - 15901 - 1608 - 1610 - 1633 - 1634
16120	GL45	1612 - 1614
16160	GL63	1616 - 1618

STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168

HDPE

Standardized screw caps for PE bottles DIN 168.

СТАНДАРТНЫЕ ЗАВИНЧИВАЮЩИЕСЯ КРЫШКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМАМ DIN 168

HDPE

Стандартные крышки снабжены петлями системы защиты от несанкционированного вскрытия. Крышки предназначены для бутылок из ПЭ.



VERSCHLÜSSE FÜR SPRITZFLASCHEN

PE

Für Flaschen Art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

WASH BOTTLE SCREW CAPS

PE

Fit bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

КРЫШКИ ДЛЯ ПРОМЫВАЛОК

PE

Для промывалок кат. №. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.



Art.	DIN Std.
3300	GL18
3301	GL25
3302	GL32

VERSCHLUSS MIT KURZER SPITZTÜLLE

PE

Es werden normierte Enghalsflaschen Art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 und normierte Weithalsflaschen 1608 - 1610 verwendet. Sie sind mit einer Verschlusskappe aus Polyethylen versehen.

LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011

SHORT SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS

PE

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure.

SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011

КРЫШКИ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ (С КОРОТКИМ НОСИКОМ)

PE

Предназначены для использования со стандартными бутылками с узким горлом кат. №. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 и с широким горлом кат. №. 1608 - 1610. Носик закрывается полиэтиленовым колпачком.

ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011



Art.	DIN Std.	Tüllenlänge mm / Spout length mm / Длина носика, мм
3303	GL18	16
3304	GL25	19
3305	GL32	19

VERSCHLUSS MIT LANGER SPITZTÜLLE

PE

Es werden normierte Enghalsflaschen Art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 und normierte Weithalsflaschen 1608 - 1610 verwendet. Sie sind mit einer Verschlusskappe aus Polyethylen versehen.

LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011

LONG SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS

PE

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure.

SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011

КРЫШКИ С КАПЕЛЬНИЦЕЙ (С ДЛИННЫМ НОСИКОМ)

PE

Предназначены для использования со стандартными бутылками с узким горлом кат. №. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 и с широким горлом кат. №. 1608 - 1610. Носик закрывается полиэтиленовым колпачком.

ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011



Art.	DIN Std.	Tüllenlänge mm / Spout length mm / Длина носика, мм
3306	GL18	40
3307	GL25	41
3308	GL32	42

FLASCHEN UND ZUBEHÖR

BOTTLES AND ACCESSORIES

БУТЫЛКИ И ЕМКОСТИ



FLASCHEN MIT ZERSTÄUBER

HDPE

Diese Flaschen sind mit einem Zerstäuber versehen, dessen Strahl geregelt werden kann.

SPRAY BOTTLE

HDPE

Atomizer with adjustment jet.

ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ

HDPE

Снабжены распылителем с возможностью регулирования напора.

Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
327	1000	90	271	22,5



FLASCHEN MIT DRUCKDISPENSER

HDPE-PP

Geeignet für das einzelne bzw. wiederholte Dispensieren von Flüssigkeiten.

DISPENSING BOTTLE

HDPE-PP

Suitable for liquids single and/or continuous dispensing.

ПРОМЫВАЛКИ

HDPE-PP

Предназначена для разового и / или повторяемого дозирования выпуска жидкости.

Art.	ml	Ø mm	h mm	Mouth Ø
328	500	77	229	22,5



SPRITZFLASCHEN

PE

Ideal für destilliertes Wasser, das Austreten der Flüssigkeit erfolgt durch das Ausüben eines entsprechenden Drucks mit der Hand auf den Flaschenkörper. Schlauch mit herausziehbarer Spitze. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

WASH BOTTLES

PE

Ideal for distilled water, the stream of liquid is regulated by hand pressure. Dispensing tip gives ultra-fine stream or can be removed to increase flow. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

ПРОМЫВАЛКИ

PE

Идеальны для дистиллированной воды, выпуск жидкости осуществляется посредством сжатия бутылки рукой с необходимым давлением. Трубка с выдвигающимся кончиком. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
179	50	35	96
180	100	43	115
182	250	60	140
183	500	75	180
185	1000	95	220



SPRITZFLASCHEN

PE

Das Austreten der Flüssigkeit erfolgt durch einen leichten Luftdruck, der durch das Blasen in das gerade Röhrchen angewendet wird. Der Strahl kann leicht mit der Hand gerichtet werden.

WASH BOTTLES

PE

The stream of liquid is obtained by blowing through the straight tube. The direction of the stream of liquid can be controlled by hand.

ПРОМЫВАЛКИ

PE

Выпуск жидкости осуществляется посредством нагнетания воздуха в прямую трубку. Направление струи можно регулировать рукой.

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
680	250	60	140
681	500	75	180
682	1000	95	220

FLASCHEN MIT TROPFENZÄHLER (TROPFFLASCHE) RANVIER-TYP

PE

Die Flaschen sind mit einem Schlauch aus Polyethylen und einer Saugpumpe aus Paragummi ausgestattet.

DROPPING BOTTLES - RANVIER TYPE

PE

Complete with a PE tube with rubber teat.

БУТЫЛКИ С ПИПЕТКОЙ ТИПА РАНВЬЕ

PE

Изделия снабжены полиэтиленовой трубкой и резиновым напорно-всасывающим колпачком.



Art.	Cap. ml	Ø ext. mm	h mm
388	50	35	96
389	100	43	115
391	250	60	140
392	500	75	180
393	1000	95	220

SPRITZFLASCHEN NAHTLOSE AUSFÜHRUNG

PE

Sprühflasche mit nahtlos zusammen mit der Flasche gepresstem Röhrchen, wodurch ein eventuelles Auslaufen der Flüssigkeiten zwischen Verschluss und Röhrchen aufgrund schlechter Dichtigkeit verhindert wird. Verschluss auch verwendbar mit den Flaschen der Reihe 15801 - 1631. Ovale Form, die das Greifen erleichtert und die Stabilität verbessert.

INTEGRAL WASH BOTTLES

PE

Easy squeeze wash bottles with integral moulded tube. Dispensing tip, which is provided with PE closure cap, can be cut back to increase flow. Cap can be use also with bottles series 15801 - 1631. Special shape for easy grip and stability.

ПРОМЫВАЛКА, ЦЕЛЬНОЛИТАЯ

PE

Промывалка с трубкой, штампованной вместе с корпусом флакона, что позволяет полностью исключить возможность течи вследствие недостаточно тесного примыкания крышки к корпусу флакона. Крышки могут быть использованы также для бутылок кат. 15801 - 1631. Овальная форма обуславливает удобный захват при переноске изделия и увеличивает его устойчивость.



Art.	DIN STD	Cap. ml	h mm
1633	GL32	250	140
1634	GL32	500	178

SPRITZFLASCHEN MIT WEITEM HALS UND INTEGRIERTEM STEIGROHR

PE

Weithalsspritzflaschen, die ein leichtes und sicheres Befüllen erlauben, graduert, mit farbigem Verschluss zur Kennzeichnung des Inhalts. Das Steigrohr ist mit dem Verschluss aus einem Stück gefertigt, so dass keine Luft entweichen oder Flüssigkeiten durch den Verschluss auslaufen können. In den folgenden Farben verfügbar: 00 neutral, 04 blau, 06 gelb, 10 rot. Beispiel: 1637-10 Spritzflasche 250 ml roter Verschluss.

WIDE MOUTH WASH BOTTLES, GRADUATED

PE

Wide mouth for easy, safe filling. Colour coded caps for easy identification. Graduated. Ingenious cap designed to avoid involuntary dripping due to pressure build up in bottle - where toxic or radioactive material is being used. Available in the colours: 00 neutral, 04 blue, 06 yellow, 10 red. For example: 1637-10 is a red capped 250 ml wash bottle.

ПРОМЫВАЛКА С ШИРОКИМ ГОРЛОМ И ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ТРУБКОЙ

PE

Промывалки с широким горлом обеспечивают быстрое и точное наполнение, для различения содержимого флакона предусмотрены цветные крышки градуированные. Выдвижная трубка, представляющая единую конструкцию с крышкой исключает любой риск течи воздуха или жидкости через крышку. Цветовая гамма: 00 нейтральный, 04 синий, 06 желтый, 10 красный. Например: 1637-10 промывалка 250 мл с красной крышкой.



Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	Mouth Ø mm	DIN
1637	250	25	60	38	GL45
1638	500	100	75	38	GL45



SELBSTKLEBEETIKETTEN

Transparente und gestanzte Etiketten für Spritzflaschen, Glas- und Kunststoffflaschen für Reagenzien gemäß NFPA (National Fire Protection Agency) einschließlich der entsprechenden Nummern für die Gefahrangaben, Sicherheitshinweise und besondere Hinweise, die in allen Katalogen für Reagenzien angegeben sind.

ADHESIVE LABELS

Types of transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles, as recommended by the NFPA (National Fire Protection Agency). Complete with risk assessment numbers, recommendations for use and special notices shown in reagent catalogues.

КЛЕЙКИЕ ЭТИКЕТКИ

Прозрачные этикетки, предназначенные для промывалок, стеклянных и пластиковых бутылок, и на которых в соответствии с требованиями NFPA (Национальной Ассоциации противопожарной защиты) содержатся цифровые обозначения, соответствующие степени риска, рекомендуемые меры предосторожности и специальные сообщения, указываемые также во всех каталогах химических реагентов.



Art.		Farbe / Colour / Цвет	Dim. mm
5010	Dist. Water	Blau - Blue - синий	130x35
5011	Acetone	Rot - Red - красный	130x35
5012	Methanol	Schwarz - Black - черный	130x35
5013	Isopropanol	Braun - Brown - коричневый	130x35
5014	Ethyl Acetate	Orange - Orange - оранжевый	130x35
5015	Ethanol	Grün - Green - зеленый	130x35
5016	Chloroform	Schwarz - Black - черный	130x35
5018	Methylene Chloride	Schwarz - Black - черный	130x35

ZYLINDRISCHE BEHÄLTER MIT
VERSCHLUSS

PE (BEHÄLTER UND EINSATZ)
PP (DECKEL)

Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halb feste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe.
**LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS:
EU-RICHTLINIE 10/2011**

CYLINDRICAL JARS WITH RIBBED
CAP

PE (JAR AND INSERT) / PP (CAP)

The cylindrical jars are supplied with insert and cap. Thanks to the large neck they are suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances.

**SUITABLE FOR FOODSTUFF
according to:
• EC Regulation 10/2011**

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БАНКИ С
КРЫШКАМИ

ПОЛИЭТИЛЕН (БАНКА И ВСТАВКА) /
ПОЛИПРОПИЛЕН (КРЫШКА)

Цилиндрические банки снабжаются крышками с уплотнительными вкладышами. Благодаря широкому диаметру горла, они подходят для хранения порошков, твердых образцов, кремообразных и полутвердых веществ, кристаллов и гигроскопических субстанций.
**ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm	Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm
1563	70	50	60	36	1567	1000	111	128	85
1564	120	56	71	36	1568	2000	111	235	87
1565	250	69	94	50	1569	1500	111	182	87
1566	500	86	107	70					

FLASCHEN MIT GRADUIERTEM DISPENSER UND VERSTELLBAREM VOLUMEN

PE (FLASCHE) PMP (BEHÄLTER)

Der gradierte, transparente Dispenser aus PMP kann entlang des Steigrohrs verschoben werden, die Höhenvariation verändert die Menge der abgegebenen Flüssigkeit. Das Befüllen erfolgt durch Eindrücken der Flasche, um die Flüssigkeit im Röhrchen nach oben zu drücken. Sobald der gewünschte Füllstand erreicht wird, wird der Druck gelöst und die überschüssige Flüssigkeit wird in die Flasche zurückgesaugt.

ADJUSTABLE VOLUME DISPENSER BOTTLES

PE (BOTTLE) PMP (CONTAINER)

The graduated clear PMP measuring cup slides up and down the tube and the variation in height changes the volume to be dispensed. The dispensed volume remains constant at any preset position of the cup. The cup is filled by squeezing the bottle and forcing the liquid up the tube. When the bottle pressure is released, the excess will be drawn back into the bottle and only the desired volume will remain.

БУТЫЛКИ-ДОЗАТОРЫ ГРАДУИРОВАННОГО ОБЪЕМА

БУТЫЛКА ИЗ РЕ – КОНТЕЙНЕР ИЗ РМР

Градуированный, прозрачный дозатор из ПМР скользит вверх и вниз по трубке, дозированный объем определяется по его высоте. Для заполнения необходимо сжать флакон для подъема жидкости вверх по трубке под воздействием давления. По достижению требуемого уровня необходимо ослабить давление, избыток жидкости вернется назад во флакон.



Art.	Behälter ml Measuring container ml Мерный контейнер мл	Flasche ml Bottle ml Бутылка мл
1475	25	250
1476	25	500
1477	25	1000
1480	50	250
1481	50	500
1482	50	1000



GRADUIERTE FLASCHE

HDPE

Rechteckiger Behälter, platzsparend und mit hoher Standfestigkeit während der Lagerung und beim Gebrauch; bis auf 2 Liter graduert. Mit einem ergonomischen Griff für leichte Handhabung sowie Schraubverschluss.

GRADUATED BOTTLE

HDPE

Specific design with rectangular base thought for easy storage of the bottles on the shelves and for enhanced stability when in use; the ergonomic design of the handgrip allows easy pouring. Screw capped and graduated up to 2.000 ml.

ГРАДУИРОВАННАЯ БАНКА

HDPE

Особая конструкция с прямоугольным основанием, разработанная специально для оптимизированного хранения банок на полках и улучшения их устойчивости при эксплуатации; эргономичный дизайн ручки облегчает переливание. Оборудована завинчивающейся крышкой и градуировкой до 2000 мл.



Art.	Öffnung mm / Mouth I.D. mm / Горло mm	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
479	75	95x115x245	Weiß / White / Белый
480	75	95x115x245	Orange - Orange - оранжевый

FLASCHENTRÄGER

PP

Geeignet für den Transport von 6 und 4 Flaschen mit einem max. Durchmesser von jeweils bis zu 90 und 110 mm. Beide sind aus hochdichtem Polyethylen gefertigt, haben einen ergonomisch geformten Tragegriff und lassen sich einfach stapeln.

BOTTLE-CARRIERS

PP

Designed to carry 6 and 4 bottles, with maximum diameter up to 90 mm and 110 mm respectively. Both of them, made of PP, feature an ergonomic design of the handle and can be easily stacked.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БУТЫЛОК

PP

Предназначен для перевозки 6 и 4 бутылей с максимальным диаметром до 90 мм и 110 мм соответственно. Оба изготовлены из полипропилена, имеют эргономичный дизайн ручки и легко складываются.



Art.	Stellplätze / Places / Кол-во бутылок	Dim. mm
395	6	320x300x200
396	4	310x300x270



FIRST EYD – ERST-HILFE-SET FÜR DIE AUGEN

SCHLAGFESTES PS

Der Halter für die Erste Hilfe bei Augenunfällen, aus stoßfestem Material gegossen, wird auf Anfrage mit einer Augenwaschflasche Art. 383 ausgestattet, die leicht entnommen werden kann. Sie kann mit destilliertem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit für Anwendungen im Bereich der Augenheilkunde verwendet werden. Die Flasche ist mit einer mit Deckel ausgestatteten Augenschale versehen, deren besondere Form ein schnelles und bequemes Auswaschen der Augen ermöglicht, um in das Auge eingedrungene Fremdkörper zu entfernen und schweren Schäden des Sehvermögens vorzubeugen. Der Flaschenkopf ist mit einem automatischen Ventil für den Lufrückfluss versehen, das ein Zurüchlaufen der Flüssigkeit in die Flasche verhindert. Eine Lochscheibe in der Wanne bricht den Wasserstrahl, um diesen so gleichmäßig auf das Auge zu lenken. Die Flasche ist außerdem mit einem Abflussröhrchen für die Flüssigkeit, die das Auge benässt hat, versehen.

FIRST EYD EMERGENCY EYE WASH STATION

HIGH IMPACT PS

Emergency eye wash station moulded in strong high-impact PS. The directions are clearly printed on the support rack and the bottle can be filled with distilled water or other medicated liquid for ophthalmic use. Eye wash bottle art. 383, to be ordered separately, is made of PE provided with an eye cup with snap on cap, carefully designed to allow a quick and immediate flushing to remove foreign matters and prevent serious eye damage. The head has an air-vent valve to assure air refill of free space in the bottle thus preventing draw back of contaminated wash into the bottle. A perforated spray plate in the cup centre breaks up the stream to give the eye a gentle wash. A drain tube releases waste.

НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ

ПРОТИВОУДАРНЫЙ PS

Набор для скорой окулистической помощи, штампованный из противоударного материала, по заявке поставляется в комплекте с легко выдвигаемой бутылкой, предназначенной для средства для промывки глаз кат.№. 383. Изделие наполняют дистиллированной водой или другой жидкостью, используемой в офтальмологии. К бутылке прилагается емкость с крышкой, конструкция которой была разработана специально для промывки глаз наиболее быстрым и удобным образом для удаления инородного тела, попавшего в глаз и предотвращения повреждения органов зрения. Головка оборудована автоматическим клапаном, обеспечивающим поступление воздуха и предотвращающим обратное попадание жидкости вовнутрь бутылки. Диск с отверстиями, установленный по центру емкости, ограничивает поток воды, равномерно распределяя его по главному яблоку. Для отвода жидкости, поступающей после промывки глаза, имеется специальная трубка.



Art.		Dim. mm
2384	Versione Italiana	300x300
2385	Version française	300x300
2386	English version	300x300
2387	Deutsche version	300x300



AUGENWASCHFLASCHE NAHTLOS M45

PE

Die Flasche kann mit destilliertem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit für Anwendungen im Bereich der Augenheilkunde gefüllt werden. Die Flasche ist mit einer mit einem speziell geformten Deckel ausgestatteten Augenwaschschale versehen, deren Form ein schnelles und bequemes Auswaschen der Augen erlaubt, um in das Auge eingedrungene Fremdkörper zu entfernen und schweren Schäden des Sehvermögens vorzubeugen. Der Flaschenkopf ist mit einem automatischen Ventil für den Lufrückfluss versehen, das ein Zurüchlaufen der Flüssigkeit verhindert. Die Augenschale ist mit einer perforierten Platte versehen, die den Strahl fächert und eine gleichmäßige Besprühung der Augen erlaubt. Versehen mit Schlauch zum Abpumpen der verunreinigten Waschlüssigkeit.

INTEGRAL EYE WASH BOTTLE M45

PE

Can be filled with distilled water or any other medicated liquid intended for ophthalmic use. The bottle has an eyecup with a specially designed snap-on cap for fast and convenient eye washing to remove foreign objects and prevent serious damage to vision. An automatic valve is incorporated in the head to admit air and prevent the contaminated eyewash from flowing back into the bottle. The eyecup has a perforated plate to break up the stream and provide a uniform spray to the eye. Also includes a tube to drain the contaminated eyewash.

БУТЫЛКА ДЛЯ ПРОМЫВКИ ГЛАЗ ЦЕЛЬНАЯ М45

PE

Заполняется дистиллированной водой или другой медицинской жидкостью офтальмологического назначения. Бутылка снабжена глазной ванночкой с накладной крышкой, форма которой специально разработана для быстрой и удобной промывки глаз, удаления чужеродных тел и предотвращения серьезных повреждений зрения. В верхней части расположен автоматический клапан, обеспечивающий приток воздуха и предотвращающий обратное движение жидкости в бутылку. Перфорированный диск, расположенный в центре ванночки разбивает поток воды, равномерно направляя его на глаз. Кроме того, имеется трубка отвода жидкости после промывки глаза.

Art.	ml	Dim. mm
383	500	63X73X213

DICKWANDIGE WEITHALSFLASCHEN

HDPE

Sehr robuste große Flaschen, ideal für Flüssigkeiten oder Pulver, mit einer weiten Öffnung ausgestattet, um das Füllen und Entleeren zu vereinfachen. Innenverschluss und Schraubverschluss für höhere Sicherheit. 10l-Flaschen mit Drehstiften für leichteres Gießen. Mit einem robusten Transportgriff versehen.

HEAVY-WALLED CARBOY BOTTLES, WIDE NECK

HDPE

Very resistant bottles, ideal for liquid or powders. Wide mouth for easy filling and emptying. Insert plug added. Caps can be wired down for safety. Tommy bar lugs on 10 litre capacity to assist release. Carrying handles.

ТОЛСТОСТЕННЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ КИСЛОТ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

HDPE

Высокопрочные банки, идеальны для жидкостей и порошков. Широкое горло облегчает наполнение и опорожнение. Предусмотрены защитные вкладыши. Для обеспечения безопасности крышка может быть закреплена проволокой. Для удобства опорожнения на модели объемом 10 литров предусмотрены проушины. Снабжены ручкой для переноски.

Art.	Cap. lt	I.D. Ø mm	E.D. Ø mm	Bottle Ø	h mm
1640	5	84	94	170	340
1642	10	98	108	210	415



DICKWANDIGE ENGHALSFLASCHEN

HDPE

Sehr robuste, dickwandige, grosse Flaschen. Dank O-Dichtringverschluss auslaufsicher. Verschlussklappe lässt sich fest zudrehen. Versehen mit Tragegriffen.

HEAVY-WALLED CARBOY BOTTLES, NARROW NECK

HDPE

Very resistant heavy-walled carboy bottles. O-ring seal cap make them leakproof. The cap can be wired down for added safety. Complete with carrying handles.

ТОЛСТОСТЕННЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ КИСЛОТ С УЗКИМ ГОРЛОМ

HDPE

Высокопрочные толстостенные банки для кислот. Герметичная крышка с уплотнительным кольцом делает их непроницаемыми. Для обеспечения безопасности крышка может быть закреплена проволокой. Снабжены ручкой для переноски.

Art.	Cap. lt	I.D. Ø mm	E.D. Ø mm	Bottle Ø	h mm
1644	5	52,5	62,5	170	345
1646	10	52,5	62,5	210	425
1648	25	79,5	95,5	280	565
1650	50	79,5	95,5	350	700



GROSSE FLASCHEN MIT ABLASSHAHN

HDPE

Besonders robuste große Flaschen (2 mm starke Wände) für die lange Anwendung. Die Flaschen können bei Temperaturen unter 0°C verwendet werden. Sie sind mit einem BSPT-Hahn (3/4") ausgestattet, der mit einem 12 mm hohen Gewinde gekoppelt wird, um eine bessere Dichtigkeit zu garantieren. Das Gewinde muss vor der Verwendung mit einigen Tropfen Vaseline geschmiert werden, um das Zerschrauben zu erleichtern und die Dichtigkeit zu verbessern.

ASPIRATOR BOTTLES, HEAVY DUTY

HDPE

Designed for life time service. Can be used in sub zero temperatures. Very sturdy having thick walls whilst retaining translucency. The 3/4" BSPT spigot (supplied) mates with a 12 mm deep thread in the aspirator for total leakproof performance. Recommended that a few drops of vaseline be put on the thread before assembly.

ОТСОСНЫЕ БУТЫЛКИ

HDPE

Высокопрочные бутылки (с толщиной стенки 2 мм) для долговременной эксплуатации; допускается их использование при температуре ниже 0°C. В комплект входит кран 3/4" BSPT, ввинчивающийся в резьбовое отверстие глубиной 12 мм, что обеспечивает герметичность соединения. Перед сборкой рекомендуется смазать резьбу несколькими каплями вазелинового масла.

Art.	Cap. lt	I.D. Ø mm	E.D. Ø mm	Bottle Ø	h mm
1660	5	52,5	62,5	170	345
1662	10	52,5	62,5	210	425
1664	25	79,5	95,5	280	565
1666	50	79,5	95,5	350	700



Art.	Descr.	Outlet Ø mm	Ø mm
375	Hahn Spigot Кран Englischer Typ mit 3/4"-Anschluss 3/4" BSPT thread С резьбой BSPT 3/4"	8,5	(Einschließlich Gewinde) 26,1 (thread included) (включая резьбу)



**KANISTER MIT ABLASSHAHN****HDPE**

Diese Kanister in den Größen 10 Liter und 20 Liter wurden konzipiert, um Platz im Labor und auf kleinen Produktionslinien zu sparen, indem Wasser, wässrige Lösungen und Lösungsmittel auf kleinem Raum bereitgehalten werden können. Sie werden aus hochdichtem Polyethylen hergestellt und sind für die Verwendung mit Lebensmitteln geeignet. Ein praktischer Griff erleichtert den Transport. Der Ablasshahn ist so angebracht, dass der Kanister senkrecht aufgestellt werden kann und so wird die Verwendung für die Herstellung und den Transport von Flüssigkeiten vereinfacht.

TANKS WITH SPIGOT**HDPE**

These two products, with size 10 liters and 20 liters, are specifically designed to rationalize laboratory and small production line organization, giving the opportunity to optimize water, aqueous solutions and solvents availability in a reduced space. They are made of High Density PE food grade, with a comfortable handle for displacement. The spigot is placed in a position allowing the tank to stand, as to facilitate the use of these tanks in packaging and transporting liquids.

КАНИСТРЫ С КРАНОМ**HDPE**

Эти два изделия емкостью от 10 л. до 20 л. были специально разработаны для максимально рационального использования рабочего пространства лабораторий и небольших производственных помещений и позволяют осуществлять хранение воды, водных растворов и растворителей на ограниченном пространстве. Изготавливаются из полиэтилена высокой плотности, пригодны для хранения пищевых продуктов, снабжены практичной ручкой, облегчающей переноску. Место размещения крана позволяет располагать канистру вертикально, упрощая использование при упаковке и транспортировке жидкостей.



Art.	lt	Dim. mm
1770	10	380x300x160
1771	20	470x370x180

Art.	Ø Gewinde mm / Ø thread mm / Ø резьбы mm
1772	36,50

**STAPELBARE KANISTER****HDPE**

Diese vier Kanister mit 2, 5, 10 und 20 Liter Inhalt, sind, obwohl sie für den Einsatz in der Industrie bestimmt sind, auch für den alltäglichen Einsatz im Labor ideal. Sie bestehen aus hochdichtem Polyethylen und sind für Lebensmittel geeignet. Sie verfügen über einen praktischen Tragegriff und einen Sicherheitsverschluss nach den DIN-Empfehlungen. Sie entsprechen der UNO- Vorschrift für den Transport flüssiger und giftiger Gefahrgüter und sind geeignet für für den Straßen (ADR-RID)-, See (IMOIMDG)- und Luft (IATA-ICAO)-Transport.

INDUSTRIAL TANKS**HDPE**

These four tanks feature a standardised industrial packaging design, with sizes 2, 5, 10 and 20 litres, and even if specifically addressed to a use in industrial packaging, they could result useful in everyday laboratory practice. They are made of High Density PE food grade, with a comfortable handle, and feature a secure seal-cap following DIN recommendations. They are conform to UN regulation on transportation of dangerous and toxic liquids and are suitable for road (ADR-RID), sea (IMO-IMDG) and air (IATA-ICAO) transport.

КАНИСТРЫ ШТАБЕЛИРУЕМЫЕ**HDPE**

Несмотря на то, что изначально эти четыре канистры емкостью 2,5, 10 и 20 литров предназначались для промышленного использования, их польза для стандартной лаборатории несомненна. Изготавливаются из высокопрочного полиэтилена, пригодны для использования в пищевой промышленности. Снабжены ручкой для переноски и крышкой, обеспечивающей герметичное закрытие в соответствии с требованиями DIN. Соответствуют нормам UN на транспортировку опасных и токсичных жидкостей и пригодны для автомобильной (ADR-RID), морской (IMOIMDG) и воздушной (IATA-ICAO) транспортировки.

Art.	lt	Dim. mm	DIN
1780	2	175x155x115	GL45
1781	5	250x195x150	GL51
1782	10	320x225x195	GL51
1783	20	385x295x243	GL51

VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUIERTE ZYLINDER, HOHE FORM - KLASSE B

PP

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) aus speziellem Polypropylen hergestellt, hochgradig durchscheinend, bei +121°C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis +100°C bei Dauergebrauch. Permanente Graduierungen im Reliefdruck für hohe Reproduzierbarkeit, Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, vollständige Abwesenheit von Meniskus. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**



GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE

GRADUATED TALL FORM MEASURING CYLINDERS - CLASS B

PP

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E). Special PP giving very high translucency. Autoclavable to 121°C for 20 min., continuous work at 100°C. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. No wetting. Chemically cleaner than glass. Chemically non-absorbant. Excellent chemical resistance. Pentagon base for added stability. **SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: EC Regulation 10/2011**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
1075	10	2	0,2	+ / - 0,2	13,5	140
1077	25	5	0,5	+ / - 0,5	18	195
1078	50	10	1,0	+ / - 1,0	25,5	199
1079	100	10	1,0	+ / - 1,0	30,5	249
1080	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315
1081	500	50	5,0	+ / - 5,0	55	361
1082	1000	100	10,0	+ / - 10,0	66	439
1094	2000	200	20,0	+ / - 20,0	84	531

GRADUIERTE ZYLINDER, HOHE FORM - KLASSE B

PMP (TPX)

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) hergestellt, vollständig transparent, autoklavierbar, sie können mit Flüssigkeiten mit Temperaturen bis +170°C verwendet werden. Sehr geringe Benetzbarkeit und vollständige Abwesenheit von Meniskus. Permanente Graduierungen im Reliefdruck für hohe Reproduzierbarkeit. Chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, fünfeckige Basis, um ein gutes Standvermögen zu gewährleisten. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**



GRADUATED TALL FORM MEASURING CYLINDERS - CLASS B

PMP (TPX)

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E). Crystal clear. Autoclavable. Can be used for liquids up 170°C. No wetting. No meniscus. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Chemically cleaner than glass. Chemically non-absorbant. Excellent chemical resistance. Pentagon base for added stability. **SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: EC Regulation 10/2011**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
1570	10	2	0,2	+ / - 0,2	13,5	139
1571	25	5	0,5	+ / - 0,5	18,5	195
1572	50	10	1,0	+ / - 1,0	26	199
1573	100	10	1,0	+ / - 1,0	31	249
1574	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315
1575	500	50	5,0	+ / - 5,0	55	361
1576	1000	100	10,0	+ / - 10,0	66	438
1577	2000	200	20,0	+ / - 20,0	84	531

ZYLINDER, HOHE FORM, MIT BLAUER GRADUIERUNG - KLASSE B

PP

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) aus speziellem Polypropylen hergestellt, hochtransparent, bei +121°C bis zu 20 Minuten autoklavierbar und hitzebeständig bis +100°C bei Dauergebrauch. Permanente Graduierungen, Wände mit sehr geringer Benetzbarkeit, vollständige Abwesenheit von Meniskus. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**



BLUE GRADUATED MEASURING CYLINDERS TALL FORM - CLASS B

PP

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E). Special PP giving very high translucency. Autoclavable to 121°C for 20 min., continuous work at 100°C. Permanent graduations. **SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: EC Regulation 10/2011**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
2560	10	2	0,2	+ / - 0,2	13,5	140
2561	25	5	0,5	+ / - 0,5	18	195
2562	50	10	1,0	+ / - 1,0	25,5	199
2563	100	10	1,0	+ / - 1,0	30,5	249
2564	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315
2565	500	50	5,0	+ / - 5,0	55	361
2566	1000	100	10,0	+ / - 10,0	66	439
2567	2000	200	20,0	+ / - 20,0	84	531

ГРАДУИРОВАННАЯ ИЗМЕРНАЯ ПОСУДА

ГРАДУИРОВАННЫЕ ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ - КЛАСС Б

PP

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 6706 - 1981 (E) из специального особо прозрачного полипропилена. Выдерживают автоклавирование при температуре до 121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре 100°C. Нестираемая градуировка, несмачиваемые стенки. Более высокая химическая чистота в сравнении со стеклом. Химически неабсорбирующие. Высокая устойчивость к воздействию химических веществ. Пятиугольное основание обеспечивает повышенную стабильность. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

ГРАДУИРОВАННЫЕ ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ - КЛАСС Б

PMP (TPX)

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 6706 - 1981 (E). Идеально прозрачны. Выдерживают автоклавирование. Могут использоваться для жидкостей с температурой до 170 °C. Несмачиваемые. Отсутствие мениска. Нестираемая выпуклая градуировка. Более высокая химическая чистота в сравнении со стеклом. Химически неабсорбирующие. Высокая устойчивость к воздействию химических веществ. Пятиугольное основание обеспечивает дополнительную стабильность. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ - КЛАСС Б

PP

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 6706 - 1981 (E) из специального особо прозрачного полипропилена. Выдерживают автоклавирование при температуре до 121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре 100°C. Нестираемая градуировка. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE

ГРАДУИРОВАННАЯ И МЕРНАЯ ПОСУДА

51

ZYLINDER, HOHE FORM, MIT BLAUER GRADUIERUNG - KLASSE B

PMP (TPX®)

Nach den ISO-Normen 6706 - 1981 (E) hergestellt, vollständig transparent, autoklavierbar, sie können mit Flüssigkeiten mit Temperaturen bis +170°C verwendet werden. Sehr geringe Benetzbarkeit und vollständige Abwesenheit von Meniskus. Permanente Graduierungen.

LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011

BLUE GRADUATED MEASURING CYLINDERS TALL FORM - CLASS B

PMP (TPX®)

Conforms to ISO 6706 - 1981 (E). Crystal clear. Autoclavable. Can be used for liquids up to 170°C. No wetting. No meniscus. Permanent graduations. **SUITABLE FOR FOODSTUFF according to: EC Regulation 10/2011**

ВЫСОКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ - КЛАСС Б

PMP (TPX®)

Соответствуют нормам ISO 6706 - 1981 (E). Абсолютно прозрачны. Выдерживают автоклавирование. Могут использоваться с жидкостями с температурой до 170°C. Несмачиваемые стенки. Мениск отсутствует. Нестираемая градуировка. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**



Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	Toll. ml	O.D. Ø mm	h mm
2570	10	2	0,2	+ / - 0,2	13,5	139
2571	25	5	0,5	+ / - 0,5	18,5	195
2572	50	10	1,0	+ / - 1,0	26	199
2573	100	10	1,0	+ / - 1,0	31	249
2574	250	20	2,0	+ / - 2,0	41,5	315
2575	500	50	5,0	+ / - 5,0	55	361
2576	1000	100	10,0	+ / - 10,0	66	438
2577	2000	200	20,0	+ / - 20,0	84	531

GRADUIERTE ZYLINDER NIEDRIGE FORM

PP

Niedrige Form, runder Fuß. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Autoklavierbar. Beständige Graduierung, Reliefdruck. Hitzebeständig bis +120°C. Breiter Fuß für höchste Standfestigkeit.

GRADUATED MEASURING CYLINDERS, SHORT FORM

PP

Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 120°C.

ГРАДУИРОВАННЫЕ НИЗКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PP

Низкие с круглым основанием. Превосходная химическая стойкость. Выдерживают автоклавирование. Нестираемая выпуклая градуировка. Выдерживают температуру до 120°C. Оборудованы широким основанием для устойчивости.



Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	O.D. Ø mm	h mm
814	10	2	0,25	16	88
815	25	5	1	22	107
816	50	10	2,5	29	143
817	100	25	5	34	178
820	250	50	10	45,5	264
821	500	100	10	55,5	305
822	1000	200	25	70	332
823	2000	400	50	92	370

GRADUIERTE ZYLINDER NIEDRIGE FORM

PMP (TPX®)

Niedrige Form, runder Fuß. Ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Autoklavierbar. Beständige Graduierung, Reliefdruck. Hitzebeständig bis +170°C. Breiter Fuß für höchste Standfestigkeit.

GRADUATED MEASURING CYLINDERS, SHORT FORM

PMP (TPX®)

Low form, circular base. Excellent chemical resistance. Autoclavable. Permanent graduations moulded into cylinders. Can withstand temperatures up to 170°C.

ГРАДУИРОВАННЫЕ НИЗКИЕ ЦИЛИНДРЫ

PMP (TPX®)

Низкие, с круглым основанием. Превосходная химическая стойкость. Выдерживают автоклавирование. Нестираемая выпуклая градуировка. Выдерживают температуру до 170°C. Оборудованы широким основанием для устойчивости.



Art.	Cap. ml	Grad. ml	Subdivis. ml	O.D. Ø mm	h mm
1332	10	2	0,25	16	87
1333	25	5	1	22	107
1334	50	10	2,5	29	143
1335	100	25	5	34,5	177
1336	250	50	10	46	263
1337	500	100	10	56	302
1338	1000	200	25	71	331
1339	2000	400	50	92	369

VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND VOLUMETRIC PLASTICWARE

ГРАДУИРОВАННАЯ И МЕРНАЯ ПОСУДА



GRADUIERTE MESSBECHER, NIEDRIGE FORM - KLASSE B

PP

Hergestellt nach den ISO-Normen 7056 - 1981 (E) aus neuem hitzebeständigem, hochtransparentem Polypropylen. Autoklavierbar bei +121°C bis zu 20 Minuten und hitzebeständig bis +100°C für die Dauerverwendung. Permanente Graduierung, Reliefdruck, ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

GRADUATED BEAKERS, LOW FORM - CLASS B

PP

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) PP giving very high translucency. Autoclavable at 121°C for 20 mins. continuous work at 100°C. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.

ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ, НИЗКИЕ - КЛАСС Б

PP

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E) из особо прозрачного полипропилена. Выдерживают автоклавирование при температуре 121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре 100°C. Нестираемая выпуклая градуировка. Превосходная химическая устойчивость.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1801	25	1	+ / - 10%	34	49
1802	50	2	+ / - 10%	41	60
1803	100	5	+ / - 10%	51	72
1805	250	10	+ / - 10%	71	95
1806	500	10	+ / - 10%	87	119

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1808	1000	20	+ / - 10%	109	147
1809	2000	50	+ / - 10%	132	183,5
811	3000	500	+ / - 10%	158	201
812	5000	500	+ / - 10%	188,5	229



GRADUIERTE MESSBECHER, NIEDRIGE FORM - KLASSE B

PMP (TPX®)

Hergestellt nach den ISO-Normen 7056 - 1981 (E) und BS 5404. Teil 1 aus hitzebeständigem, hochtransparentem Polypropylen. Autoklavierbar bei +121°C bis zu 20 Minuten und hitzebeständig bis +100°C für die Dauerverwendung. Permanente Graduierung, Reliefdruck, ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

GRADUATED BEAKERS, LOW FORM - CLASS B

PMP (TPX®)

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E). Crystal clear, autoclavable. Will withstand 170°C for short periods. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.

ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ, НИЗКИЕ - КЛАСС Б

PMP (TPX®)

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E). Идеально прозрачны, выдерживают автоклавирование и кратковременное воздействие температуры до 170°C. Несмываемая выпуклая градуировка. Превосходная химическая устойчивость.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1541	25	1	+ / - 10%	34	49
1542	50	2	+ / - 10%	42	60
1543	100	5	+ / - 10%	52	72
1545	250	10	+ / - 10%	71	95
1546	500	10	+ / - 10%	88	119

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1548	1000	20	+ / - 10%	110	146
1549	2000	50	+ / - 10%	133	184
1330	3000	500	+ / - 10%	159	200
1331	5000	500	+ / - 10%	190	228



MESSBECHER, NIEDRIGE FORM MIT BLAUER GRADUIERUNG - KLASSE B

PP

Hergestellt nach den ISO-Normen 7056 - 1981 (E) aus neuem hitzebeständigem, hochtransparentem Polypropylen. Autoklavierbar bei +121°C bis zu 20 Minuten und hitzebeständig bis +100°C für die Dauerverwendung. Permanente Graduierung, Reliefdruck, ausgezeichnete chemische Beständigkeit.

BLUE GRADUATED BEAKERS, LOW FORM - CLASS B

PP

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E) PP giving very high translucency. Autoclavable at 121°C for 20 mins. continuous work at 100°C. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.

СТАКАНЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ, НИЗКИЕ - КЛАСС Б

PP

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E) из особо прозрачного полипропилена. Выдерживают автоклавирование при температуре 121°C в течение 20 минут и постоянную эксплуатацию при температуре 100°C. Нестираемая выпуклая градуировка. Превосходная химическая устойчивость.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1821	25	1	+ / - 10%	34	49
1822	50	2	+ / - 10%	41	60
1823	100	5	+ / - 10%	51	72
1824	250	10	+ / - 10%	71	95
1825	500	10	+ / - 10%	87	119

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1826	1000	20	+ / - 10%	109	147
1827	2000	50	+ / - 10%	132	183,5
818	3000	500	+ / - 10%	158	201
819	5000	500	+ / - 10%	188,5	229



MESSBECHER, NIEDRIGE FORM MIT BLAUER GRADUIERUNG - KLASSE B

PMP (TPX®)

Hergestellt nach den Normen ISO 7056 - 1981 (E) vollständig transparent, autoklavierbar, kurzzeitig hitzebeständig bis +170°C. Permanente Graduierung, hervorragende chemische Beständigkeit.

BLUE GRADUATED BEAKERS, LOW FORM - CLASS B

PMP (TPX®)

Conforms to ISO 7056 - 1981 (E). Crystal clear, autoclavable. Will withstand 170°C for short periods. Permanent graduations are moulded in for reproducibility. Excellent chemical resistance.

СТАКАНЫ С СИНЕЙ ГРАДУИРОВКОЙ, НИЗКИЕ - КЛАСС Б

PMP (TPX®)

Изготовлены в соответствии с нормами ISO 7056 - 1981 (E). Идеально прозрачны, выдерживают автоклавирование и кратковременное воздействие температуры до 170°C. Несмываемая выпуклая градуировка. Превосходная химическая устойчивость.

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1720	25	1	+ / - 10%	34	49
1721	50	2	+ / - 10%	42	60
1722	100	5	+ / - 10%	52	72
1723	250	10	+ / - 10%	71	95
1724	500	10	+ / - 10%	88	119

Art.	Cap. ml	Subdivis. ml	Toll.	O.D. Ø mm	h mm
1725	1000	20	+ / - 10%	110	146
1726	2000	50	+ / - 10%	133	184
1727	3000	500	+ / - 10%	159	201
1728	5000	500	+ / - 10%	190	228

**MESSBECHER MIT GRIFF,
NIEDRIGE FORM**

PP

Autoklavierbar, hochgradig transparent, besonders, wenn sie Flüssigkeit enthält, permanente Graduierung, Reliefdruck, robust, mit Tropfschutz und bequemem Griff ausgestattet. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

**MEASURING JUGS,
SHORT FORM**

PP

Autoclavable, highly translucent especially when filled with liquids. Permanently moulded graduations. Excellent chemical resistance. No drip spout. Thumb grip on handle. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

**ГРАДУИРОВАННЫЕ, НИЗКИЕ,
МЕРНЫЕ СТАКАНЫ**

PP

Выдерживают автоклавирование, высоко прозрачны особенно при наполнении жидкостью, нестираемая, выпуклая градуировка, высокая прочность, наличие носика с каплесборником и удобной ручки для переноски. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Ø mm	h mm
1156	500	25	90	116
1157	1000	50	116	131
1158	2000	50	145	165
1159	3000	100	165	180
1160	5000	250	190	225

**MESSBECHER MIT GRIFF, HOHE FORM**

PP

Autoklavierbar, hochgradig transparent, besonders, wenn sie Flüssigkeit enthält, permanente Graduierung, Reliefdruck, robust, mit Tropfschutz und bequemem Griff ausgestattet.

**MEASURING JUGS,
LONG FORM**

PP

High form graduated jugs made of transparent and autoclavable PP. Permanently moulded graduation.

МЕРНЫЕ СТАКАНЫ, ДЛИННЫЕ

PP

Высокий, градуированный, мерный стакан из прозрачного полипропилена, выдерживает автоклавирование, градуировка несмываемая.

Art.	Cap. ml	Grad. ml	Ø mm	h mm
1086	250	5 / 1	73	119
1087	500	10 / 1	93	140
1088	1000	10 / 1	117	169
1089	2000	20 / 1	149	213
1090	3000	50 / 1	172	240

**MESSBECHER MIT GRIFF, HOHE FORM**

PP

Graduierte Karaffen, hohe Form, aus Polypropylen, transparent autoklavierbar, mit permanenter Gradierung.

**CONICAL MEASURES,
GRADUATED**

PP

Can withstand temperatures up to 120°C. They have a wide base for stability.

КОНИЧЕСКИЕ МЕНЗУРКИ

PP

Выдерживают воздействие температуры до +120°C. Широкое основание обеспечивает стабильность изделия.

Art.	Cap. ml	Grad. ml	h mm
422	100	2	118
423	250	5	164
424	500	10	183
425	1000	20	263

**GRADUIERTE KONISCHE
MESSBECHER**

PMP (TPX®)

Hitzebeständig bis +120°C. Breiter Fuß für höchste Standfestigkeit.

**CONICAL MEASURES,
GRADUATED**

PMP (TPX®)

Can withstand temperatures up to 170°C. They have a wide base for stability.

**ГРАДУИРОВАННЫЕ,
КОНИЧЕСКИЕ МЕНЗУРКИ**

PMP (TPX®)

Широкое основание обеспечивает стабильность изделия. Выдерживают температуру до 170°C.

Art.	Cap. ml	Grad. ml	h mm
1422	100	2	117
1423	250	5	162
1424	500	10	183
1425	1000	20	263



VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND
VOLUMETRIC
PLASTICWAREГРАДУИРОВАННАЯ И
МЕРНАЯ ПОСУДА

TARIERTE KOLBEN MIT STOPFEN

PP

Tarierte Kolben ohne Meniskus, wodurch das Ablesen erleichtert wird, mit gravimetrischem Verfahren auf + 20°C tariert. In einem Stück aus besonders bei Kontakt mit Flüssigkeiten transparentem Polypropylen. Die Enghalsform gewährleistet ein präzises Ablesen. Autoklavierbar und chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Stopfen gehört zum Lieferumfang.

VOLUMETRIC FLASKS WITH CAP

PP

These flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Translucency of PP enhanced when in contact with liquid. Thick walls eliminate distortion. Thin neck make final reading precise. Autoclavable. Chemically non-absorbant. No wetting. Stoppers included.

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С КРЫШКАМИ

PP

Отсутствие мениска облегчает измерение объема. Гравиметрическая калибровка при 20°C, представляют собой цельное штампованное изделие из очень прозрачного особенно при контакте с жидкостями ПП. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками.

Art.	Tol. ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
1484	25 ml: +/- 0,5ml	121	36	12 / 21
1485	50 ml: +/- 1 ml	143	46	14 / 23
1486	100 ml: +/- 1ml	174	58	14 / 23

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
1487	250 ml: +/- 2ml	225	82	19 / 26
1488	500 ml: +/- 5 ml	265	100	19 / 26
1489	1000 ml: +/- 10 ml	325	120	19 / 26



TARIERTE KOLBEN MIT STOPFEN

PMP (TPX®)

Vollständig transparent, ganz ohne Meniskus, daher wird ein leichtes Ablesen gewährleistet. Die Kolben werden mit dem gravimetrischen Verfahren auf +20°C tariert. Sie sind aus einem Stück gefertigt. Die dickwandige Form verhindert Verzerrungen. Der besonders enge Hals gewährleistet eine optimale Präzision beim Ablesen. Autoklavierbar, und chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Stopfen gehört zum Lieferumfang.

VOLUMETRIC FLASKS WITH CAP

PMP (TPX®)

These crystal clear volumetric flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise. Autoclavable to 170°C. Chemically cleaner than glass and chemically non-absorbant. No wetting. Stopper included.

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С КРЫШКАМИ

PMP (TPX®)

Идеально прозрачны. Полное отсутствие мениска облегчает измерение объема. Гравиметрическая калибровка при 20°C, представляют собой цельное штампованное изделие с толстыми стенками для исключения деформаций. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками.

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
2485	50 ml: +/- 1 ml	143	46	14 / 23
2486	100 ml: +/- 1ml	174	58	14 / 23
2487	250 ml: +/- 2ml	225	82	19 / 26

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
2488	500 ml: +/- 5 ml	265	100	19 / 26
2489	1000 ml: +/- 10 ml	325	120	19 / 26



KEGELSTOPFEN (KONISCHE STOPFEN)

PE

Kegelstopfen nach den Normen DIN 12242. Körper mit 6 Reliefringen, um die Dichtigkeit auch bei nicht perfekt standardisierten Oberflächen sicherzustellen.

CONICAL STOPPERS

PE

Stoppers manufactured to DIN Standards 12242 ensuring sealing action on non-standard surfaces.

КОНИЧЕСКИЕ КРЫШКИ

PE

Конические крышки соответствуют нормам DIN 12242. Корпус с 6 выпуклыми кольцами обеспечивает герметичность даже при нестандартной форме поверхности.

Art.	NS Cone	Lower Ø mm	Farbe / Colour / Цвет
1240	7 / 16	5,9	Violett / Violet / фиолетовый
1241	10 / 19	8,1	Blau / Blue / лазурный
1242	12 / 21	10,4	Grün / Green / зеленый
1243	14 / 23	12,2	Braun / Brown / коричневый
1244	19 / 26	16,4	Gelb / Yellow / желтый
1245	24 / 29	21,1	Rot / Red / красный
1246	29 / 32	25,8	Schwarz / Black / черный
1247	34 / 35	30,9	Weiß / White / белый



TARIERTE KOLBEN MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PP

Tarierte Kolben, ganz ohne Meniskus, daher wird ein leichtes Ablesen gewährleistet, mit dem gravimetrischen Verfahren auf 20°C tariert, aus einem Stück aus Polypropylen gefertigt, vollständig transparent besonders bei Kontakt mit Flüssigkeiten. Die enghalsige Form erlaubt ein präzises Ablesen. Autoklavierbar und chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Schraubverschluss gehört zum Lieferumfang.

VOLUMETRIC FLASKS WITH SCREW CAP

PP

These flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Translucency of PP enhanced when in contact with liquid. Thick walls eliminate distortion. Thin neck make final reading precise. Autoclavable. Chemically non absorbant. No wetting. Screw caps included.

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PP

Полное отсутствие мениска облегчает измерение объема. Гравиметрическая калибровка при 20°C, представляют собой цельное штампованное изделие из прозрачного, особенно при контакте с жидкостями ПП. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками.

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	DIN STD
1430	25 ml: +/- 0,5ml	121	36	GL18
1431	50 ml: +/- 1 ml	143	46	GL18
1432	100 ml: +/- 1ml	174	58	GL18

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
1433	250 ml: +/- 2ml	225	82	GL25
1434	500 ml: +/- 5 ml	265	100	GL25
1435	1000 ml: +/- 10 ml	325	120	GL25

TARIERTE KOLBEN MIT
SCHRAUBVERSCHLUSS

PMP (TPX®)

Vollständig transparent, ganz ohne Meniskus, daher wird ein leichtes Ablesen gewährleistet. Mit dem gravimetrischen Verfahren auf 20°C tarirt. Sie sind aus einem Stück gefertigt. Die dickwandige Form verhindert Verzerrungen. Der besonders enge Hals gewährleistet eine optimale Präzision beim Ablesen. Autoklavierbar und chemisch reiner als Glas, da keine Übertragungen und Absorptionen auftreten. Stopfen gehört zum Lieferumfang.

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	DIN STD
2490	50 ml: +/- 1 ml	143	46	GL18
2491	100 ml: +/- 1 ml	174	58	GL18
2492	250 ml: +/- 2 ml	225	82	GL18

VOLUMETRIC FLASKS WITH
SCREW CAP

PMP (TPX®)

These crystal clear volumetric flasks create no meniscus so final readings are easy. Calibrated gravimetrically at 20°C. Thick walls eliminate distortion. Thin necks make final measurement precise. Autoclavable to 170°C. Chemically cleaner than glass and chemically nonabsorbant. No wetting. Screw caps included.

Art.	ml	h mm	O.D. Ø mm	NS / DIN
2493	500 ml: +/- 5 ml	265	100	GL25
2494	1000 ml: +/- 10 ml	325	120	GL25

МЕРНЫЕ КОЛБЫ С ЗАВИНЧИВА-
ЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PMP (TPX®)

Идеально прозрачны, полное отсутствие образования мениска облегчает измерение объема, калиброваны гравиметрическим методом при температуре +20°C, представляют собой цельное штампованное изделие с толстыми стенками для исключения деформаций. Форма узкого горлышка обеспечивает высокую точность показаний. Выдерживают автоклавирование, характеризуются более высокой химической чистотой в сравнении со стеклом, благодаря отсутствию способности поглощения химических веществ. Поставляются в комплекте с крышками.

GENORMTE STOPFEN FÜR
KOLBEN DIN 168

PP

In Übereinstimmung mit DIN 168 genormte Stopfen mit den entsprechenden Löchern zum Anbringen der Sicherheitsiegel. Die Stopfen sind für Kolben aus Polypropylen zu verwenden.

STANDARDIZED SCREW CAPS
FOR BOTTLES DIN 168

PP

Standardized screw caps for PP bottles DIN 168. Cap tag to avoid sample contamination in transit.

НОРМАЛИЗОВАННЫЕ КРЫШКИ
ДЛЯ МЕРНЫХ КОЛБ DIN 168

PP

Нормализованные заворачивающиеся крышки для бутылок из полипропилена DIN 168. Бирки на крышках позволяют избежать путаницы с образцами во время перевозки.

Art.	DIN STD
15950	GL18
15990	GL25
16030	GL32
16250	GL45
16290	GL63



ERLENMEYERKOLBEN

PP

Für allgemeine Laboranwendungen. Versehen mit normiertem Hals. Autoklavierbar.

CONICAL ERLNMEYER FLASKS

PP

For general laboratory use. Provided with standardized neck. Autoclavable.

КОНИЧЕСКИЕ КОЛБЫ
ЭРЛЕНМАЙЕРА

PP

Предназначены для общих лабораторных работ. Со стандартизированным горлом. Выдерживают автоклавирование.

Art.	Grad. ml	Cap. ml	NS-Normschliff / Neck NS / Конус NS
1460	10	50	14 / 23
1461	25	125	14 / 23
1462	25	250	19 / 26
1463	50	500	24 / 29
1464	50	1000	29 / 32
1465	100	2000	34 / 35

VERSEHEN MIT GRADUIERTEM
TRENTRICHTER.

PMP (TPX®)

Hergestellt aus vollständig transparentem Material mit permanenter Graduierung, Reliefdruck, leicht entleerbar, da der Trichter mit einem Schraubverschluss im unteren Teil versehen ist, der auch eine leichte Reinigung erlaubt.

GRADUATED, SEPARATING FUNNEL

PMP (TPX®)

Crystal clear funnel with permanent graduations moulded into body. Needle control for precise control of flow (important for end point). No wetting. Top unscrews and valve can be detached for thorough cleaning. Autoclavable. Excellent chemical resistance. Complete with stopper.

ГРАДУИРОВАННАЯ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА

PMP (TPX®)

Абсолютно прозрачная воронка с градуировкой, наносимой при формовке изделия. Оборудована игольчатым регулятором для контроля расхода (важно для конечной точки). Не смачивается. Крышка отвинчивается, клапан отсоединяется при очистке. Выдерживает автоклавирование. Обладает превосходной химической устойчивостью. Оборудована пробкой.

Art.	Cap. ml	Grad. ml	to level ml	NS DIN
978	500	2,0 5,0 25,0	20 50 500	29 / 32



VOLUMENMESSGERÄTE

GRADUATED AND
VOLUMETRIC
PLASTICWAREГРАДУИРОВАННАЯ И
МЕРНАЯ ПОСУДАIMHOFFTRICHTER ZUR
SEDIMENTATION

SAN

Hergestellt aus vollständig transparentem Material mit permanenter Graduierung, Reliendruck, leicht entleerbar, da der Trichter mit einem Schraubverschluss im unteren Teil versehen ist, der auch eine leichte Reinigung erlaubt. Standardkegel DIN 12672

SEDIMENTATION IMHOFF CONE

SAN

Crystal clear Imhoff cone. Permanently moulded graduations. Easy draining via PP screw plug in the base. Back flush cleaning easily effected. Conforms to DIN 12672

КОНУС ИМХОФ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕДИМЕНТАЦИИ

SAN

Изготовлены из полностью прозрачного материала с постоянной градуировкой, наносимой при формовке, наличие у основания закручивающейся крышки позволяет осуществлять легкий слив и упрощается промывку изделия. Конусы соответствуют стандарту DIN 12672

Art	Cap. ml	Int. ml	Grad. to level	Volumetric tol.	Top Ø mm	Base Ø mm (no cap)	Tot h mm
1055	1000	0 - 2	0,1	+/- 5%	Ext.: 124,50 Int.: 117,70 Tol. +/- 0,3	Ext.: 18,70 Int.: 8,70 Tol. +/- 0,3	With cap
		2 - 10	0,5	+/- 5%			478,40
		10 - 100	1,5	+/- 5%			Without cap
		100 - 300	10,0	+/- 5%			474,70
		300 - 1000	50,0	+/- 5%			Tol.: +/- 0,3



HALTER FÜR IMHOFFTRICHTER

PMMA

IMHOFF CONE STAND

PMMA

ОПОРА ДЛЯ КОНУСА

PMMA

Art.	Beschreibung / Description / Описание	Stellplätze / Places / места	Dim. mm
1056	Halter für Imhofftrichter Sedimentation Imhoff cone stand Опора для конуса	2	150x300x294h



SCHILLINGBÜRETTEN

PE/PMMA

Automatische Schillingbüretten aus Kunststoff (gemäß DIN-Normen 12.700, Klasse B). Mit Präzisionshahn für das tropfenweise Befüllen versehen. Flasche aus PE mit Fuß aus PE-LD.

SCHILLING BURETTES

PE/PMMA

Automatic plastic Schilling burettes (according to DIN 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.

БЮРЕТКИ ШИЛЛИНГА

PE/PMMA

Автоматические пластиковые бюретки Шиллинга (соответствующие нормам DIN 12.700, КЛАСС Б). Оборудованы капельным дозатором. Полиэтиленовая емкость с основанием из полиэтилена низкой плотностью.

Art	Cap. Bürette/Burette/бюретка ml	Cap. Flasche/Bottle/Емкость ml	Divis. min. mm
1980	25	1000	0,1
1981	50	1000	0,1



GRADUIERTE BÜRETTEN

FEP / PMMA / PTFE

Hochpräzisionsbüretten aus Kunststoff (gemäß den Normen DIN 12.700 - Klasse B), besonders für Routinearbeiten geeignet. Die Kombination von drei unterschiedlichen Kunststoffmaterialien (FEP / PMMA / PTFE) erlaubt eine optimale Beständigkeit gegen chemische Substanzen. Der Hahn ist mit einem Schlüssel aus FEP versehen, selbstschmierendes Material, das eine perfekte Dichtigkeit erlaubt.

GRADUATED BURETTES

FEP / PMMA / PTFE

High precision plastic burettes (according to DIN 12.700 standards - Class B), particularly useful for routine work to eliminate the danger of glass breakages. The combination of different plastic materials (FEP / PMMA / PTFE) provides good resistance to chemicals. The stopcock assembly is moulded in one piece, with FEP key; requiring no lubricant and providing a leak-proof seal.

ГРАДУИРОВАННЫЕ БЮРЕТКИ

ФЭП / ПММА / ПТФЭ

Высокоточные пластиковые бюретки (соответствующие нормам DIN 12.700, КЛАСС Б), удобные для выполнения рутинных операций. Сочетание трех различных пластиковых материалов (ФЭП / ПММА / ПТФЭ) обуславливает высокую устойчивость к воздействиям химических реагентов. Кран снабжен замком из ФЭП, не требующим смазки и обеспечивающим высокую герметичность.

Art.	Cap. ml	Divis. min. ml	Länge mm / Length mm / Длина mm
1997	10	0,1	580
1998	25	0,1	480
1999	50	0,1	740

MIKROSKOPIE UND MIKROBIOLOGIE

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

МИКРОСКОПИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ

OBJEKTTRÄGERSCHRÄNKCHEN

STOSSFESTES PMMA UND STAHL

Objektträgersystem für die Klassifizierung und Aufbewahrung, hergestellt aus stoßfestem PMMA und Stahl.

In ästhetisch ansprechendem halbtransparentem Eisgrau und einem robusten Metallgestell für hohe Stabilität. Leicht, zweckmäßig, stabil und langlebig.

Mit 4 Schubfächern, Abdeckung und 4 Standfüßen (Art. 946L1) oder alternativ 4 Gelenkrädern für komfortables Verschieben (Art. 945L1).

Jedes Schubfach kann bis zu 13 Objektträgerhalter (Art. 921) und transparente Abdeckplatten (Art. 920) aufnehmen (separat zu bestellen).

Jedes Schubfach bietet Platz für 100 Objektträger, die komfortabel entnommen werden können. Die Fächer sind nummeriert.

Die transparenten Abdeckungen ermöglichen ein schnelles Prüfen der Inhalte und schützen die Objektträger vor Staub und anderen Fremdkörpern.

Das komplette Objektträgersystem kann somit bis zu 5.200 Objektträger aufnehmen.

SLIDE STORING SYSTEM

HIGH IMPACT PMMA AND STEEL

Slide storing system designed for the classification and storage of microscope slides, made of high impact PMMA and steel.

The semi-transparent ice color gives an attractive appearance while the metal structure makes it stable, while ensuring the value of lightness, functionality, strength and durability.

It is composed of 4 sliding drawers, a closing cover and four fixed support feet (code 946L1) or, as alternative, four swivel castors to guarantee mobility (code 945L1).

Each single drawer can hold up to 13 supports for slides (code 921) and transparent cover plates (code 920), to be ordered separately.

Each slides support can contain 100 microscope slides, easily extractable.

Each cavity is numbered. The transparent lids guarantee an easy check of the contents, protecting the slides from dust and other foreign bodies.

The complete Storing System can therefore contain up to 5.200 slides.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПММА И СТАЛЬ

Система хранения из высокопрочного ПММА и стали, предназначенная для классификации и хранения предметных стекол.

Полупрозрачный ледяной цвет придает привлекательность, в то время как металлическая структура создает стабильность, обеспечивая при этом легкость, функциональность, прочность и долговечность.

Система состоит из 4 выдвижных ящиков, закрывающей крышки и четырех неподвижных опорных ножек (код 946L1) или, в качестве альтернативы, четырех поворотных колесиков для обеспечения мобильности (код 945L1).

В каждый отдельный ящик вмещается до 13 штативов для стекол (код 921) и прозрачных крышек (код 920), заказ которых выполняется отдельно.

В каждый штатив можно уложить 100 легко извлекаемых стекол. Каждая полость пронумерована.

Прозрачные крышки гарантируют легкую проверку содержимого, защищая стекла от пыли и других посторонних предметов.

Таким образом, полная система хранения может вмещать до 5200 стекол.

Art	Beschreibung / Description / Описание	Dim mm
946L1	Objektträgerschränkchen mit Standfüßen Slide storing system with feet Система хранения стекол на ножках	490 x 475 x 700 h
945L1	Objektträgerschränkchen mit Gelenkrollen Slide storing system with swivel castors 4 неподвижные опорные ножки	490 x 475 x 780 h

ZUBEHÖR

ACCESSORIES

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Art	Beschreibung / Description / Описание
947L1	Set mit 4 Gelenkrollen set of 4 swivel castors комплект из 4 поворотных колесиков
948L1	4 feste Standfüße 4 fixed support feet 4 неподвижные опорные ножки

HALTER FÜR OBJEKTTRÄGER UND DECKEL

ABS / PS

Ideal für Aufnahme einer großen Anzahl von Objektträgern der Größe 76x26mm. Jeder Halter fasst bis zu 100 Objektträger. Jede Vertiefung ist nummeriert. Daten können auf der Innen- oder Außenseite der Endplatten verzeichnet werden. Wir empfehlen die Verwendung des Deckels aus Polystyrol (Art. 920), der die Objektträger gegen Staub und andere Fremdkörper schützt. Können aufbewahrt werden in den Schränken (Art. 930).

MICROSCOPE SLIDE STORAGE AND DUST COVER

ABS / PS

Ideal for storage of large quantities of 76x26 mm microscope slides. Each unit will accommodate 100 slides. Each cavity is numbered. Batch data can be written on either the inside or outside of the end plates. It is strongly recommended that the covers (Art. 920) are used to avoid dust and other foreign bodies. These can then be stored in the cabinets (Art. 930).

КАССЕТА ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ И КРЫШКА

ABS / PS

Идеальна для хранения большого числа предметных стекол, всегда доступных и легко 76x26 мм. В каждом блоке может разместиться 100 предметных стекол. Каждая ячейка пронумерована. Данные о партии могут быть записаны внутри или снаружи концевой пластины. Для защиты образцов от попадания пыли и других инородных тел рекомендуется использовать крышку (кат.№ 920). Кассеты могут храниться в шкафах (кат. 930).

Art.	Beschreibung / Description / Описание	Dim. mm
921	Für Objektträger / 100 place slide storage / для предметных стекол	360x38x100h
920	Deckel für 921 / Dust cover for Art. 921 / Крышка для 921	345x35x40h

OBJEKTTRÄGERBOX

PS STOSSFESTES

Ausgesprochen platzsparend. Die Boxen können ohne Bruchgefahr übereinander gestapelt werden. Die Stellplätze sind einzeln nummeriert und mit einer Indexkarte zur Präparateklassifizierung versehen. Aufnahmerillen für Objektträger der Größe 76x26 mm.

Art.	No. places	Dim. mm	h mm
276	25	98x83	38
277	50	230x97	35
278	100	230x180	35

MICROSCOPE SLIDE BOXES


HIGH IMPACT PS

The slots are well spaced for easy handling of 76x26 mm slides. Each slot is clearly numbered and can be cross referenced with corresponding index card. Lids are totally removable. The 50 and 100 place boxes have locating lugs so boxes can be stacked. Virtually unbreakable.

КОРБОКИ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКЛ

PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Конструкция этих изделий была специально разработана с целью предотвращения нагромождений, их поломка при установке одной на другую практически невозможна. Каждой ячейке присваивается индивидуальный номер, возможна установка карточек для классификации препаратов. Размеры ячеек для установки предметных стекол составляют 76x26 мм.



VERSANDMÄPPCHEN FÜR OBJEKTTRÄGER

PE

Sie bilden einen robusten Schutz für Objektträger der Größe 76x26mm beim Versand der Laborbefunde. Jeder Objektträger besitzt seinen eigenen Stellplatz mit Halterippen, um eine Beschädigung der Laborbefunde zu verhindern. Sie sind besonders für zytologische und geologische Proben geeignet.

SLIDE MAILER

PE

Strong protection for 76x26 mm specimen slides during transportation. Each slide has its own compartment with support bars at 55 mm centres to protect subject matter from being scuffed. Particularly useful for cytologic and geological specimens.

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

PE

Представляют собой надежную защиту для предметных стекол, размеры которых составляют 76x26мм, при пересылке образцов: для каждого предметного стекла предусмотрен отдельный отсек с опорными нервюрами для предотвращения повреждения образца. Особенно удобны эти футляры для перевозки цитологических и геологических образцов.



VERSANDBOX FÜR OBJEKTTRÄGER

PP

Ideal zum Versand und zur Aufbewahrung von 5 oder 10 Objektträgern. Besonders dickwandig und robust, dadurch werden die Objektträger besonders vor Bruch geschützt, der Objektträger reicht ca. 20 mm über den Rand des Behälters hinaus, daher kann er leicht entnommen werden. Das Gewinde des Verschlusses ist sehr hoch und versiegelt den Behälter sicher für den Versand.

SLIDE MAILER

PP

Ideal for storing and shipping 5 to 10 microscope slides. Unbreakable, chemically inert, the container will also hold up to 12 ml as a specimen vial; 20 mm of slide projects above jar, allowing easy removal. The thread of cap is very deep allowing leakproof seal for shipment. Supplied with small loop on cap for tagging. Cap should be taped for shipment.

ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПЕРЕСЫЛКИ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

PP

Контейнер, идеальный для пересылки или хранения от 5 до 10 предметных стекол. Повышенная толщина стенок придает изделию особую прочность, предохраняя стекла от случайных повреждений; стекла выступают за край контейнера на 20 мм, это позволяет легко их вынуть. Крышка снабжена глубокой резьбой, обеспечивающей надежное закрытие контейнера при перевозке.



OBJEKTTRÄGERSPENDER

ABS / PS

Für berührungslose Ausgabe von Objektträgern der Größe 76x26mm. Fasst bis zu 50 Objektträger. Eine Abdeckung schützt vor Staub. Die Objektträger können einzeln entnommen werden, wenn die Rädchen seitlich am Fuß betätigt werden, die wiederum die Objektträger über Gummirollen hinausbefördern.

SLIDE DISPENSER

ABS / PS

For finger print free dispensing of 76x26 mm microscope slides. Up to 50 slides can be put in the magazine. A cover protects the slides from dust. Each slide is dispensed by rotating the knurled knob on either side of the moulded base. Rubber rollers at the sides of the slides ease out the slide which can then be handled by the edges.

ПОДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

ABS / PS

Подающее устройство для предметных стекол 76x26 мм, позволяющее избежать отпечатков, остающихся от пальцев. В обойму загружается до 50 стекол. Крышка защищает предметные стекла от попадания пыли. Подача стекол осуществляется вращением ручек, расположенных с каждой стороны литого основания. Резиновые валики по обеим сторонам стекла выталкивают его наружу, затем стекло можно перемещать, взявшись за края.




Art.	Dim. mm
540	100x120x140h

MIKROSKOPIE UND MIKROBIOLOGIE

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

МИКРОСКОПИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ



OBJEKTTRÄGERTABLETTST

PVC

Diese Objektträgertabletts sind dazu gedacht, Standardobjektträger der Größe 76x26mm zu archivieren. Der weiße Boden erlaubt es, die Färbungen der Objektträger leicht zu unterscheiden. Gute Ablagefläche für das Ablesen von Serien.

TRAY FOR MICROSCOPE SLIDES

PVC

Moulded in white PVC for easy identification of different dyes on the slides. Ideal work station for 76x26 mm slides. Designed for easy removal of slides.

ЛОТОК ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

PVC

Разработаны специально для классификации и архивирования стандартных стекол размерами 76x26мм. Белое дно позволяет легко различать цвета образцов на стеклах. Представляет собой идеальную рабочую основу для чтения ряда образцов.

Art.	No. places	Dim. mm
672	20	190x340x8
673	40	190x660x8



FÄRBETROG

PMP (TPX®)

Färbetrog aus PMP für die Verwendung mit dem Artikel 354. Der Trog ist mit zwei Deckeln versehen, einer für den Schutz gegen Verdunstung der Flüssigkeit bei Nichtgebrauch, der andere mit einem Schlitz, in den der Stiel des Einsatzes während des Färbvorgangs eingesteckt wird. Xylen kann den Färbetrog nach zwei Tagen bei Raumtemperatur angreifen.

STAINING JAR WITH 2 LIDS

PMP (TPX®)

Moulded in PMP for use with Art. 354. Supplied with 2 lids - one lid for use when dish is not in use, providing evaporation-free storage of staining liquid - the other lid with special opening to allow handle of staining rack Art 354 to be inserted; Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

БАЧОК ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ

PMP (TPX®)

Бачок из ПМП, предназначенный для использования с изделиями кат.№ 354. Поставляется с двумя крышками, одна предназначена для закрытия бачка, когда он не используется, для защиты красителя от испарения, другая – используется во время окрашивания и имеет специальную прорезь для ручки штатива. Ксилол может разъедать материал, если время контакта при температуре окружающей среды превышает два дня.

Art.	Dim. int. mm
353	74x95x63



EINSATZ FÜR DAS EINFÄRZEN VON OBJEKTTRÄGERN

PP

Einsatz aus Polypropylen mit Griff für 20 Objektträger der Größe 76x26mm, zusammen mit dem Färbetrog Art. 353 zu verwenden.

STAINING RACK

PP

Staining rack made of PP with horizontal tray, holds 20 slides 76x26 mm (3"x1"). For use with Art. 353.

ШТАТИВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ СТЕКОЛ

PP

Штатив из полипропилена с ручкой для 20 стекол 76x26мм, предназначен для использования в комплекте с бачком кат.№ 353

Art.	No. places	Rack Dim mm
354	20	86,5 x 72,20 x 21,5 h

FÄRBETROG NACH HELLENDHAHL

PMP (TPX®)

Färbetrog aus PMP für 8 Objektträger (oder 16 Paare) für das Einfärben von Objektträgern der Größe 76x26 mm. Zum Lieferumfang gehört ein Deckel aus PMP; Xylen kann den Färbetrog chemisch nach 2 Tagen bei Raumtemperatur angreifen.

STAINING JAR HELLENDHAL TYPE

PMP (TPX®)

PMP staining jar holds 76x26 mm (3"x1") slides vertically. Eight grooves. Supplied with PMP cover. Can accommodate 16 slides back to back. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

БАЧОК ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ, МОДЕЛЬ ХЕЛЛЕНДА

PMP (TPX®)

Бачок из ПМП, вмещает 8 предметных стекол 76x26мм (или 16, соединенных попарно) для окрашивания. Снабжен крышкой из ПМП, ксилол может разъедать материал, если время контакта при температуре окружающей среды превышает два дня.



Art.	Dim. mm
355	58x53,5x86

FÄRBETROG TYP SCHIFFERDECKER

PMP (TPX®)

Färbetrog für 10 Objektträger (oder 20 Paare) für die Einfärbung von Objektträgern der Größe 76x26mm. Zum Lieferumfang gehört ein Deckel aus PMP; Xylen kann den Färbetrog nach zwei Tagen bei Raumtemperatur angreifen.

STAINING JAR SCHIFFERDECKER TYPE

PMP (TPX®)

PMP staining jar for 76x26 mm (3"x1") slides. Ten grooves. Supplied with PMP cover. Can accommodate 20 slides back to back. Xylene can cause etching after 2 days at room temperature.

БАЧОК ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ,МОДЕЛЬ SCHIFFERDECKER

PMP (TPX®)

Бачок из ПМП, вмещает 10 предметных стекол 76x26мм (или 20, соединенных попарно) для окрашивания. Снабжен крышкой из ПМП. Ксилол может разъедать материал, если время контакта при температуре окружающей среды превышает два дня.



Art.	Dim. int. mm
351	76x65x45

BOX FÜR 4 EINSÄTZE

PS

Mit Platz für bis zu 4 Einsätze Art. 1100 für insgesamt bis zu 100 Objektträger

STORAGE BOX FOR 4 RACKS

PS

Storage box only; can take up to 4 staining racks. Art. 1100, for a total quantity of 100 slides.

КОРОБКА НА 4 ШТАТИВА

PS

Позволяет установить до 4 штативов кат.№ 1100 на общее количество 100 предметных стекол для микроскопа.



Art.	Dim. mm	h mm
1103	169,5x192,6	40,7

MIKROSKOPIE UND MIKROBIOLOGIE

MICROSCOPY AND MICROBIOLOGY

МИКРОСКОПИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ



ZYLINDRISCHE BEHÄLTER MIT GERIFFELTER VERSCHLUSSKAPPE

PE (BEHÄLTER UND EINSATZ)
PP (DECKEL)

Die zylindrischen Behälter werden komplett mit Innenschluss und Verschlusskappe geliefert. Aufgrund der besonders großen Halsweite sind sie geeignet für Pulver, Feststoffproben, cremige oder halb feste Stoffe, Kristalle sowie hygroskopische Stoffe. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

CYLINDRICAL JARS WITH RIBBED CAP

PE (JAR AND INSERT) / PP (CAP)

The cylindrical jars are supplied with insert and cap. Thanks to the large neck they are suitable for powders, solid specimen, creamy or semisolid substances, crystals and hygroscopic substances.

SUITABLE FOR FOODSTUFF according to:
• EC Regulation 10/2011

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ БАНКИ С РЕБРИСТЫМИ КРЫШКАМИ

ПОЛИЭТИЛЕН (БАНКА И ВСТАВКА) /
ПОЛИПРОПИЛЕН (КРЫШКА)

Цилиндрические банки снабжаются крышками с уплотнительными вкладышами. Благодаря широкому диаметру горла, они подходят для хранения порошков, твердых образцов, кремообразных и полутвердых веществ, кристаллов и гигроскопических субстанций. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm
1563	70	50	60	36
1564	120	56	71	36
1565	250	69	94	50
1566	500	86	107	70

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Mouth I.D. mm
1567	1000	111	128	85
1568	2000	111	235	87
1569	1500	111	182	87



BEHÄLTER MIT ANGEHÄNGTEM DECKEL

LDPE

Mehrzweckbehälter mit angehängtem Deckel (Sicherheitsflasche) für Proben jeglicher Art. Leicht und unzerbrechlich. Können als Wiegebehälter verwendet werden. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

SAMPLE VIALS

LDPE

General purpose containers with push on hinged lids. Flat bottomed. Lightweight and unbreakable. Can be used as weighing containers. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ

LDPE

Контейнеры общего назначения с закрывающимися откидными крышками для образцов любого типа. Легкие и небьющиеся. Можно использовать для взвешивания. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Wall thick. mm	Weight gr.
730	1	8	32	0,98	0,71
731	2,5	14	31,5	0,83	1,55
737	5	15	49	0,93	2,5
732	8	17,2	57,6	1,20	3,5
733	7	22,8	32,9	1,35	3,5
734	20	24,8	74,5	1,6	9,7
735	35	31	74,5	1,6	14
736	25	31,3	52,5	1,6	61

BEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

LDPE

Absolut dicht schließend, ideal für Quecksilber etc. Kleine Mengen flüssiger oder fester Proben können aufgrund der Barrieren im Inneren leicht aus diesen Behältern entnommen werden. Sie sind außerdem sehr haltbar, dickwandig und verfügen über eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. **LEBENSMITTELGEEIGNET GEMÄSS: EU-RICHTLINIE 10/2011**

SCREW CAP CONTAINERS

LDPE

Ideal for storing mercury etc. Leakproof. Small quantities of liquid or solid samples can be taken out by pipette/spatulas without the hindrance of internal shoulders. Sturdy, heavy walled with excellent chemical resistance. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

LDPE

Идеальны для хранения ртути и др. Не протекают. Не имеют горлышка, поэтому небольшие количества жидкости или твердых образцов можно легко извлечь. Крепкие, с толстыми стенками, обладают прекрасной химической устойчивостью. **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: НОРМЕ ЕС 10/2011**



Art.	Cap. ml	Ø O.D. mm	Ø I.D. mm	h mm	Wall thick. mm	Weight gr.
910	5	21	17,6	35,7	1,7	11
911	10	21	17,6	58,4	1,7	13
912	30	35	31	53	2	22
913	60	35	31	94,2	1,7	29
914	90	54,5	50	63,4	2,2	44
916	180	54,5	50	109,6	2,2	61

BEHÄLTER MIT AUFSTECKKAPPE

PS MIT DECKEL AUS PE

Zylindrische Behälter aus PS-Material mit weiter Öffnung, zu verschließen mit Aufsteckkappe.

SNAP-ON LID CONTAINERS

PS WITH PE CAP

Cylindrical containers in PS material, wide mounth with snap on lid.

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАЩЕЛКИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PS, КРЫШКА ИЗ PE

Контейнеры цилиндрической формы из полистирола с широким горлом и герметично защелкивающейся крышкой

Art.	Ø mm	h mm	Cap. mm
2580	34	41	30
2585	34	60	35



SCHALE MIT DREI RUNDEN VERTIEFUNGEN

PE

Besonders geeignet für colormetrische Bestimmungen.

COLORIMETRIC TRAY

PE

With three round depressions. Particularly useful for colorimetric tests.

ПЛАНШЕТ НА ТРИ ЛУНКИ

PE

Особенно удобен для цветных реакций.

Art.	Dim. mm	Cell Ø mm	Cell dept. mm
356	28x85	21	7



SCHALE MIT ACHT VERTIEFUNGEN

PS

Besonders geeignet für colormetrische Bestimmungen.

COLORIMETRIC 8 CELL TRAY

PS

For colorimetric assay.

ПЛАНШЕТ НА ВОСЕМЬ ЛУНОК

PS

Для цветных реакций.

Art.	Dim. mm	Cell Ø mm	Cell dept. mm
357	95x57	15	2



ABDECKHAUBE FÜR MIKROSKOP

PMMA

Durchsichtige Acrylharzabdeckung, quadratische Basis; schützt vor Staub und anderen Verschmutzungen.

MICROSCOPE COVER

PMMA

Clear acrylic resin microscope cover with a square base; protects against dust and dirt.

ФУТЛЯР ДЛЯ МИКРОСКОПА

PMMA

Прозрачный футляр из акриловой смолы для микроскопа с квадратным основанием; защищает от попадания пыли и грязи.

Art.	Dim. mm
216	300x307x400h



FILTRIERUNG UND VAKUUM - PUMPEN

FILTRATION AND VACUUM - PUMPS

ФИЛЬТРОВАНИЕ И ВАКУУМ - НАСОСЫ



VAKUUMFILTRATION EXSIKKATOR

PP / PC

Implosionsgeprüfte Exsikkatoren, beständig gegen ein Vakuum von bis zu -740 mmHg (Absolut-Zero: -760 mm/Hg) mit einem Verlust von nicht mehr als 20 mmHg in 24 Stunden. Die obere transparente Haube ist aus Polycarbonat und wird mit dem unteren Teil aus Polypropylen verbunden, wobei die Dichtigkeit durch einen Ring aus Neoprengummi sichergestellt wird, der in eine dafür bestimmte Rille eingelegt wird. Der Deckel ist mit einem Dichtungsventil aus Polycarbonat mit einer Feinregulierung (Nadelventil) aus Polyethylen versehen (Art. 229), durch leichte Drehung kann die Luft ohne Turbulenzen eingelassen werden. Auf den Dichtungsring wird eine dünne Fettschicht geschmiert, um die Entstehung des anfänglichen Vakuums zu erleichtern. Die Exsikkatoren sind mit einem Inneneinsatz versehen, der als Behälter für das Kalziumchlorid oder ein anderes Trocknungsmittel dient.

Gebrauchshinweise:

- Die Haube aus PC entfernen - die Proben hineingeben
- das Dichtungsventil öffnen (Nadelventil) - den Pumpenschlauch an das Nadelventil des Exsikkators anschließen, um das Vakuum herzustellen
- das Dichtungsventil schließen.

FILTRATION AND VACUUM DESICCATORS

PP / PC

Implosion proof desiccators. Will take vacuum of -740 mm Hg with loss (absolut zero: -760 mm/Hg) not exceeding 20 mm Hg in 24 hours. The transparent polycarbonate cover seals onto a neoprene 'O' ring set into the flange of the PP base. A little grease spread on the 'O' ring will assist in establishing initial vacuum. Within the desiccator is a removable pan for holding a drying agent. Vacuum release tap/non return valve assembly is included (Art. 229); specially grooved stopper in this assembly allows air, when required, to be re-admitted very slowly to avoid disturbing the contents.

Usage Instructions:

- remove the cover in PC - insert the samples in the pan
- open the vacuum retention valve (PE needle) connect the tube of the pump to the desiccator spigot in order to create vacuum close the vacuum retention valve

ВАКУУМНЫЕ ЭКСИКАТОРЫ


PP / PC

Эксикаторы выдерживают имплозию и позволяют создать вакуум - 740 мм рт.ст. со снижением, не превышающим 20 мм. рт.ст. в сутки. Верхняя прозрачная крышка из поликарбоната снабжена неопреновым уплотнительным кольцом и присоединяется к нижней полипропиленовой части. На крышке находится уплотнительный клапан из поликарбоната и кран с полиэтиленовой пробкой (кат. №229). Этот кран, посредством легкого вращения, позволяет впустить воздух без перемешивания. При начальном создании вакуума рекомендуется смазать уплотнительное кольцо тонким слоем масла. Внутри эксикатора находится емкость с хлористым кальцием или другим веществом, используемым в качестве осушителя.

Примечания по эксплуатации:

- снять крышку из поликарбоната – положить образцы внутрь
- открыть уплотнительный клапан (кран с пробкой) – соединить кран эксикатора с трубой насоса для создания вакуума
- закрыть уплотнительный клапан.

Art.	Vol. lt	Ø int mm	Ext. h mm	nt. h mm
550	2,15	150	190	135
230	4,35	200	230	175
554	9,20	250	300	225



EXSIKKATOR-EINSÄTZE

PP

Hergestellt aus Polypropylen, ideal als Ablage für Tiegel oder andere Behälter (Petrischalen usw.) bei Raumtemperatur. Nicht geeignet für Verwendung mit heißen Tiegeln.

DESICCATOR PLATES

PP

These plates made of PP are extremely useful as a support for crucibles, Petri dishes etc. Use at room temperature. Not suitable for use with hot crucible.

ДИСКИ ДЛЯ ЭКСИКАТОРОВ

PP

Диски, изготовленные из полипропилена, удобны в качестве подставки под тигли, чашки Петри т. п. Используются при комнатной температуре. Не подходят для горячих тиглей.



Art.	Tiefe x Ø / depth x Ø / глубина x Диаметр	Exsikkator / Dessicator / Эксикатор
551	7x140,5	550
231	7,3x189	230
553	7x238	554

VENTIL FÜR EXSIKKATOR
PC MIT NADELVENTIL AUS PE

Dichtungsventil für Exsikkators Art. 550-223-554

Art.	Ext. Ø Anschluss / Ext Ø tubing connection / Наружный Ø трубного соединения
229	8.10mm ±0.2

DICHTUNGSRINGE
NEOPRENO

Art.	Beschreibung / Description / Описание
555	Ring für 550 / "O" ring for Art. 550 / Кольцо для 550
556	Ring für 230 / "O" ring for Art. 230 / Кольцо для 230
557	Ring für 554 / "O" ring for Art. 554 / Кольцо для 554

SPARE VACUUM RETENTION VALVE
PC WITH PE NEEDLE

Vacuum retention valve for desiccators codes 550-230-554

SPARE "O" RINGS
NEOPRENE RUBBER
КЛАПАН ДЛЯ ЭКСИКАТОРА
PC С ИГЛОЙ ИЗ PE

Уплотнительный клапан для эксикаторов кат. № 550-223-554

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА
НЕОПРЕН

WASSERSTRAHLVAKUUMPUMPE
PP

Diese Vakuumpumpe kombiniert ein ausgezeichnetes Saugvermögen mit einem beschränkten Wasserverbrauch sowohl bei Niedrigdruck (0,5 – 1 kg/cm²) als auch bei Hochdruck (10 kg/cm²). In der Saugleitung befindet sich ein Rückschlagventil, das den Rückfluss des Wassers verhindert, wenn der Druck geringer wird. Außerdem ist die Pumpe zur Reinigung vollständig demontierbar.

Das Diagramm zeigt die Pumpenleistung bei den unterschiedlichen Betriebsbedingungen. Beispiel: Wasserdruck 1 Atm Vakuum, das in einem 5-Liter-Behälter bei 15 mm/Hg erreicht werden kann: Auspumpzeit 20 Minuten.

WATER JET PUMP
PP


This pump will work on pressures up to 10 Kg/cm². Built in non return valve to eliminate back flow. Useful for sucking to waste any split chemicals as well as for filter work. Easily dismantled for cleaning. Autoclavable.

The graph below details the performance of the pump under different conditions. Example: Operating pressure of water: 1 Kg/cm². Attained Vacuum: 15 mm/Hg. Will evacuate a 5 litre container in about 20 minutes.

ВОДОСТРУЙНЫЙ НАСОС
PP

Этот вакуумный насос сочетает в себе отличную мощность всасывания с ограниченным потреблением воды, а также низкое давление (0,5 – 1 кг/см²) с высоким (10 кг/см²). Во всасывающую линию встроен односторонний клапан, препятствующий обратному ходу воды в случае понижения давления. Легко разбирается при необходимости очистки.

На графике представлены рабочие характеристики насоса при различных условиях. Например, давление воды составляет 1 атм. Время, необходимое для опорожнения 5 л контейнера при вакууме 15 мм/рт.ст. составляет 20 минут.



Art.	Beschreibung Description Описание	Ext. Ø h ₂ O tube	Ext. Ø vacuum tube	mmHg	bar
1395	Vakuumpumpe Water jet vacuum pump Водоструйный вакуумный насос	11,85 mm	9 mm	191,50	9,804
1396	Packung mit 5 Anschlüsse für Art. 1395 Tube connectors for Art. 1395 (5 pcs. pack) Трубные переходники для кат. 1395 (5 шт. в упаковке)				

FILTRIERUNG UND VAKUUM - PUMPEN

FILTRATION AND VACUUM - PUMPS

ФИЛЬТРОВАНИЕ И ВАКУУМ - НАСОСЫ



ABSPERRVENTIL FÜR VAKUUM

PP MATERIAL INNENEINSATZ:
DUTRAL

Das Absperrventil wird zwischen der Wasserpumpe und dem Vakuumbehälter in die Saugleitung eingefügt, um den Wasserrückfluss beim Sinken des Drucks zu verhindern. Max. Betriebsdruck 2 BAR (entspricht etwa 28.4 P.S.I.). Min. Betriebsdruck 0,07 BAR bei Raumtemperatur (20°C). **LEBENSMITTELGEEIGNET gemäß: EU-Richtlinie 10/2011**

NON-RETURN VALVE

PP INNER DISC: DUTRAL

Prevents water back-flow when pressure falls. Useful for any tubing system and vacuum line. Maximum safe working pressure: 2 BAR (equal approx. 28.4 P.S.I.). Minimum safe working pressure 0,07 BAR at room temperature (20°C). **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

ОДНОСТОРОННИЙ КЛАПАН

PP МАТЕРИАЛ ВНУТРЕННЕГО
ДИСКА: ДЮТРАЛ

Предназначен для предотвращения обратного потока воды при падении давления. Устанавливается на любую трубную обвязку или вакуумную линию. Максимальное безопасное рабочее давление составляет 2 БАРА (около 28,4 фунтов/кв. дюйм). Минимальное безопасное рабочее давление – 0,07 БАРА при комнатной температуре (20°C). **ПРИГОДНЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО: • НОРМЕ ЕС 10/2011**

Art.	Nominal O.D. Ø mm	Valley O.D. mm	Kegelanschluss für Schläuche mm Tapered conn. tubes Ø mm Коническое соединение для трубной обвязки mm
418	8 / 9 / 10	7,8 / 10,0	7,8 / 10,0
419	12 / 13 / 15	9,5 / 12,5	9,5 / 12,5



BÜCHNERTRICHTER

PP

Robust, leicht, aus zwei Teilen gepresst. Die Teile können zum Reinigen leicht auseinander genommen werden. Unzerbrechlich, korrosions- und hitzebeständig, autoklavierbar und mit optimaler chemischer Beständigkeit.

FUNNELS, BUCHNER

PP


Robust, lightweight. Unbreakable and resistant to corrosion and heat. Two piece construction. Top and bottom can be separated for easy and total cleaning. Autoclavable. Excellent chemical resistance.

ВОРОНКИ БЮХНЕРА

PP

Прочные, легкие, изготавливаются из двух деталей. При необходимости очистки легко разбираются. Неломкие, устойчивые к воздействию коррозии и тепла; допускается стерилизация в автоклаве, высокая химическая устойчивость.

Art.	Filter Ø mm	Holes mm	Cap. ml	Stem length mm	Art.	Filter Ø mm	Holes mm	Cap. ml	Stem length mm
437	42,5	1,2	40	47	441	90	2,5	390	68
438	55	1,1	70	57	442	110	2,5	810	92
439	70	2	180	57	443	160	2,75	2100	105
440	80	2	285	65	445	240	3,0	6000	143



SIEBEINLAGE FÜR BÜCHNERFILTER

PE

Aus hochdichtem Polyethylenetz, zur Einlage zwischen Filterpapier und Trichter. Verhindert das Verstopfen der Filterporen. Lochgröße 300 micron (µm).

DISCS FOR BUCHNER FUNNELS

PE

Useful interface between filter paper and perforated Buchner plate. Avoids clogging of filter holes. Texture 300 micron (µm).

ДИСКИ ДЛЯ ВОРОНОК БЮХНЕРА

PE

Изготавливаются из полиэтилена повышенной прочности, служат для поддержки фильтровальной бумаги, предохраняя фильтры от забивания. Структура 300 микрон (µm).

Art.	Ø mm	Für Art. / For Art. / Для кат.	Art.	Ø mm	Für Art. / For Art. / Для кат.
835	45	437	839	90	441
836	55	438	840	110	442
837	70	439	843	160	443
838	80	440	844	240	445



HAND-VAKUUMPUMPE MITYVAC STOSSFESTES POLYSTYROL

Hand-Vakuumpumpe mit Vakuummeter (Art. 1399), leicht, tragbar. Es wird ein Vakuum bis zu 625 mm Hg erreicht. Die Pumpleistung beträgt 15 ml pro Hub. Mit Belüftungsventil, um den Luftdruck wiederherzustellen, ohne die Anschlüsse zu lösen. Es kann ein positiver Druck für das Überleiten von Flüssigkeiten erzeugt werden Standardanschluss für Leitungen mit 1/4" Innendurchmesser.

HAND OPERATED VACUUM PUMP HIGH IMPACT PS

Light, portable hand operated vacuum pump. Attains a vacuum of 625 mm Hg (25"). Pumping rate is 15 ml per stroke. Built in vacuum release valve. Can be used as pressure pump by transferring release valve cap to vacuumport. Nozzle fits standard 6 mm (1/4") i.d. tubing.

РУЧНОЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС PS ПРОТИВОУДАРНЫЙ

Легкий, портативный, ручной вакуумный насос в комплекте с вакуумметром (кат. №1399). Позволяет создать вакуум до 625 мм рт.ст. Производительность 15 мл за один ход. Оснажен клапаном для возврата атмосферного давления без демонтажа соединений. Для перекачки жидкостей может вырабатывать положительное давление. Стандартное соединение для трубной обвязки с внутренним диаметром 6 мм (1/4").

Art.	Beschreibung / Description / Описание
1398	Modell ohne Vakuummeter / Hand operated vacuum pump / Модель без вакуумметра
1399	Modell mit Vakuummeter / With vacuum gauge / Модель с вакуумметром

ANALYSETRICHTER
PP

Für alle gewöhnlichen Laboranwendungen. Trichterkörper mit um 60° geneigten Wänden, mit Rillen, die Abmessungen sind für verschiedene Standard- und Faltenfilter geeignet. Im Autoklav sterilisierbar.

Art.	Ø mm	Cap. ml	Stem length mm	Stem Ø mm	Tot. L mm
145	27	3,5	37	4	56,3
146	37	10	37	5	63,4
147	46	20	43	5	79
148	66	50	62	10	112
150	81	100	70	11	132

ANALYTICAL FUNNELS
PP

Designed specifically for analytical chemistry. Each size takes a standard size filter paper. Body of funnel is exact 60° angle. Provided with external and internal ribs. Autoclavable.

Art.	Ø mm	Cap. ml	Stem length mm	Stem Ø mm	Tot. L mm
152	100	200	82	11	161,5
153	120	350	86	11	184
155	150	700	115	14	238
156	183	1250	140	14	293

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОРОНКИ
PP

Разработаны специально для лабораторных исследований. Ребристые стенки корпуса наклонены под углом 60°, размеры соответствуют разным типам фильтров как стандартных, так и складчатых. Выдерживают автоклавирование.


LANGSTIELIGE TRICHTER
PP

Trichterkörper mit exaktem 60°-Winkel, mit Rillen. Der lange Stiel füllt sich mit der Filtrierflüssigkeit und erzeugt so unter dem Filter einen Unterdruck, der die Filtrierung beschleunigt.

Art.	Ø mm	Cap. ml	Stem length mm	Stem Ø	Tot. L mm
162	65	50	150	8	194
164	78,5	100	143	8	206
165	103,5	225	145	8	194

LONG-STEM FUNNELS
PP

The 60° angles sides are provided with ribs for fast filtration and allow the use of standard size filter papers.

**ВОРОНКИ С ДЛИННЫМ
СТЕБЛЕМ**
PP

Стенки с углом наклона 60°, с ребрами. Наполнение длинного стебля отфильтрованной жидкостью создает под фильтром депрессию, способствующую увеличению скорости фильтрации.


**PUMPEN FÜR VISKÖSE
FLÜSSIGKEITEN**
PP

Dispenserpumpe aus Polypropylen mit Hebel, mit einer Leistung von 22-23 Litern pro Minute. Die Pumpleistung beträgt ca. 300 ml pro Hub. Es können stark visköse Flüssigkeiten umgefüllt werden (wie Öl SAE 90). Ausgabetülle um 360° ausrichtbar. Komplett mit Saugrohr.

Art.	Mod.	Cap. ml	Gewindeanschluss / Threading attach / Резьбовое соединение
2004	MR60	± 300	2"


VISCOUS LIQUID PUMPS
PP

Dispensing pump made of PP operated by a unique lever-action stroke. Delivery of approximately 10 ounces (ab. 300 ml) per stroke, with capability of 6 gallons per minute (ab. 22-23 litres/min). Will handle the most viscous materials (equivalent to SAE 90 oil). Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing. Complete with shank.

**НАСОС ДЛЯ ВЯЗКИХ
ЖИДКОСТЕЙ**
PP

Насос-дозатор из полипропилена, управляется нажатием на рычаг, при этом перекачивается ок. 22-23 литров в минуту. За один ход перекачивается ок. 300 мл. Позволяет работать с высоковязкими жидкостями (экв. масла SAE 90). Выходная трубка может вращаться на 360°. В комплекте с подающей трубой





ABTROPFSTÄNDER FÜR GLASWAREN

PS STOSSFESTES

Besteht aus einer 4 mm dicken Tragplatte, die aus einem Stück gegossen ist, sie ist mit 72 Aufnahmebohrungen versehen, in die die entsprechenden Aufsteckstäbe gesteckt werden, die jegliches Auslaufen verhindern, um so die Gefahr einer biologischen Kontamination zu verhindern. Die Ablaufrinne ohne NaHTLinien sammelt die Abflussflüssigkeit und leitet sie in den entsprechenden Ablaufschlauch. Zum Lieferumfang gehören 72 Aufsteckstäbe, die mit Druck eingesteckt werden und für Objekte mit einer Öffnung von über 15 mm bestimmt sind. Zusätzlich liegen 11 Aufsteckstäbe für Objekte mit kleinem Durchmesser wie Reagenzgläser und ähnliches bei. Die Aufsteckstäbe können jederzeit leicht wieder entfernt werden, um Objekte mit besonderen Formen einzufügen. Dieser Ablaufständer rostet nicht und blättert nicht ab. Zum Lieferumfang gehören eine Gebrauchsanleitung und Haken für die Wandmontage. Mehrere Ablaufständer können nebeneinander montiert werden, um ein wandmontiertes Regalsystem zu erhalten. Ein Dränagesystem wird mitgeliefert (Anschluss + Schlauch).

DRAINING RACK

HIGH IMPACT PS

The back plate of the 72 place support is made from a single mould of 4 mm rigid HIPS. The peg sockets have closed ends eliminating leakage and consequent biohazards. The seamless drip channel collects waste which drains via drain tube provided. 72 push in pegs which can accommodate items with "neck" bore in excess of 15 mm are supplied and 11 small pegs of diameter 6 mm for small diameter items such as test tubes. They are easily removable for cleaning or to accommodate particularly shaped items. This rack will not stain or rust. Comes complete with mounting kit, draining hose, and fixing template. Additional racks can be joined together to make a bank of racks, using the joining plugs provided. Supplied with draining kit (connector + tubes). Discharging tube: internal 11 mm, external 13 mm.

СУШИЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ

УДАРОПРОЧНЫЙ PS

Состоит из цельной опорной плиты толщиной 4 мм с 72 несъемными отверстиями для штырей, исключающими утечку и загрязнения биологического типа. Капли жидкости стекают прямо в желоб, а оттуда удаляются через специально предназначенную дренажную трубку. В комплект входят 72 вдавливаемых в отверстия штырьки для предметов с отверстиями не менее 15 мм и 11 штыри для предметов с небольшим диаметром (пробирки и т. п.). Эти штырьки легко вынимаются, позволяя устанавливать предметы нестандартной формы. В комплект этой нержавеющей и нецветущей сушилки входят инструкции по эксплуатации и монтажные крюки. Несколько сушилок можно смонтировать вместе, образовав сушильную панель. Предусмотрено сливное приспособление (переходник + труба).

Art.	Stellplätze / No. places / Кол-во мест	Dim. mm
213	72	450x630x110

Art.	Desc.	Pegs l. x Ø
1213	Kleine Aufsteckstäbe (11 Stück/Packung) Small pegs (pack of 11 pcs.) Маленькие шпильки (11 шт. в упаковке)	95x6
21308	Standardaufsteckstäbe (Packung 72 Stück) Std. pegs (pack of 72 pcs.) Штырьки стандартные (упак. 72 шт.)	95x15



TRICHTERHALTER

PP

Einzel- und Doppeltrichterhalter, für Trichter von 25 (mitgelieferter Adapter) - 170 mm. Ohne Adapter kann der Halter für Pulvertrichter mit einem Stiel Durchmesser von bis zu 35 mm verwendet werden. Zur Befestigung an Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm.

FUNNEL HOLDER

PP

Single or double holder for funnels as small as 25 mm (with adaptor supplied) and up to 170 mm. Without adaptor it can be used with powder funnels with stem diameter not exceeding 35 mm. Two olives provided for use with rods from 8 to 14 mm.

ШТАТИВ ДЛЯ ВОРОНОК

PP

Одинарный или двойной держатель для воронок от 25 мм (с адаптером, входящим в комплект) до 170 мм. Без адаптера можно закреплять воронки для порошков с диаметром стебля не более 35 мм. Допускается закрепление на штативах диаметром от 8 до 14 мм.

Art.	Plätze / Places / Мест	Trichter mm / Funnel mm / Воронка, мм
268	1	25 - 170
269	2	25 - 170



TRICHTERHALTER FÜR SCHEIDETRICHTER

PP

Hufeisenförmiger Halter, der eigens für Scheidetrichter gedacht ist, wird mit zwei konischen Adaptern zur Befestigung an Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm geliefert. Der Halter kann nicht mit Trichtern mit einem Durchmesser unter 75 mm verwendet werden.

SEPARATING FUNNEL HOLDER

PP

Horseshoe funnel holder especially for separating funnels. Supplied with two 'olives' so will fit supporting rod diameters 8 to 14 mm. Cannot be used with funnels below 75 mm diameter.

ШТАТИВ ДЛЯ ДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВОРОНОК

PP

Держатель в форме подковы, разработанный специально для воронок делительных, снабжен двумя коническими переходниками, позволяющими устанавливать на стержень изделия диаметром от 8 до 14 мм. Не пригоден для использования с воронками, диаметр которых меньше 75 мм.

Art.	Plätze / Places / Мест	Trichter mm / Funnel mm / Воронка, мм
970	1	125 - 1000

KEGELSCHLIFFKLAMMERN

POM

Kunststoffklammern für die sichere Verbindung von konischen Glasgelenken mit genormtem Schliff. Rostfrei, verkratzen das Glas nicht. Je nach Größe in verschiedenen Farben erhältlich. Autoklavierbar

Art.		Farbe / Colour / Цвет
31019	10 / 19	Grün / Green / зеленый
31423	14 / 23	Gelb / Yellow / желтый
31926	19 / 26	Blau / Light Blue / лазурные
32429	24 / 29	Grün / Green / зеленый
32932	29 / 32	Rot / Red / красный
33435	34 / 35	Orange / Orange / оранжевый
34540	45 / 40	Braun / Brown / коричневый

CLAMPS FOR GLASS JOINTS

POM

Plastic clamps for safe connection of standard-finish glass conical joints. Corrosion proof, do not scratch glass. Available in various colours according to dimension. Autoclavable

ЗАЖИМЫ ДЛЯ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ

POM

Пластиковые зажимы для безопасного соединения конических стеклянных переходников, прошедших нормализующую шлифовку. Не подвержены коррозии, не царапают стекло. Имеются различные цвета в зависимости от размера. Выдерживают автоклавирование



LABORSPATEL

GLASFASERVERSTÄRKTES NYLON

Ein Spatelsortiment für allgemeine Anwendungen, haltbar und preisgünstig, nach den DIN-Normen 12890, mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit. Auch als Doppelspatel oder Spatel mit Löffel erhältlich. AUTOKLAVIERBAR

GLASS FIBER SPATULAS

GLASS FIBRE FILLED NYLON

Made according to DIN 12890. A range of robust, inexpensive general purpose spatulas. Excellent chemical resistance. Scraper plus spoon or double scraper configuration. Suitable for use in food and beverage industry. **AUTOKLAVABLE.**

ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ

НЕЙЛОН СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Ряд шпателей общего назначения, недорогих, прочных, соответствующих нормам DIN 12890, обладающих превосходной химической устойчивостью. Представлены две разновидности: шпатель с обоими концами либо шпатель на одном конце - ложка на другом. **ВЫДЕРЖИВАЮТ АВТОКЛАВИРОВАНИЕ.**



Art.	Typ / Type / Тип	Length mm	Cap. of spoon
594	Doppelspatel / Flat ends / Двойной шпатель	150	
595	Doppelspatel / Flat ends / Двойной шпатель	180	
596	Löffelspatel / Spoon ends / Шпатель-ложка	180	1,5
593	Löffelspatel / Spoon ends / Шпатель-ложка	210	1,8

PINZETTEN

POM

Flexible Pinzetten mit hohem Elastizitätsmodul. Autoklavierbar.

FORCEPS

POM

Self-sprung forceps with rounded ends. Autoclavable.

ПИНЦЕТЫ

POM

Гибкие, пружинящие пинцеты. Допускается автоклавирование



Art.	Farbe / Colour / Цвет	Length mm
500	Gelb / Yellow / желтый	118
501	Gelb / Yellow / желтый	145
503	Gelb / Yellow / желтый	253

BÜRETTENKLEMMEN

PP

Zur Befestigung an Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm, mit Haltegummis für die Bürette ausgestattet. Die Bürette wird nicht von den Haltefingern bedeckt, wenn sie montiert ist, daher sind die Graduierung und der Miniskus der gesamten Bürette leicht sichtbar. Mit Edelstahlfeder versehen.

BURETTE CLAMPS


PP

Boss head supplied with two olives so that the clamp can fit on to support rods having diameters 8 - 14 mm. Stainless steel spring loaded centre arm holds burette firmly against the two outer arms and is protected by rubber grips. Graduations and meniscus are visible at all times. Suitable for all burettes.

ЗАЖИМЫ ДЛЯ БЮРЕТОК

PP

Изготовлены в виде конструкции с соединителем для стержней диаметром от 8 до 14 мм и резиновыми стопорными прокладками для фиксации бюреток. После установки поверхность бюретки полностью открыта, мениск и градуировка видны из любой точки. В комплект входит пружина из нержавеющей стали.



Art.	Ø rod mm	No. clamps
139	8 - 14	1
140	8 - 14	2

**STATIVPLATTE MIT STANGE****PP MIT VERCHROMTEM MESSING**

Die Stangen haben eine Standardlänge von 25 cm. Die Stangen sind ausbaubar, das heißt sie können aneinandergeschraubt werden, um eine größere Höhe zu erreichen. Im Lieferumfang sind 2 Stangen enthalten.

RECTANGULAR BASE**PP WITH CHROMIUM PLATED BRASS ROD**

The rods are 25 cm standard length. Rods can be screwed into one another to obtain desired height. Each base is supplied with two rods.

СТОЙКА С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ**PP С ХРОМИРОВАННЫМ ЛАТУННЫМ СТЕРЖНЕМ**

Стандартная длина стержней 25 см. Разборные стержни, вкручиваемые один в другой до получения желаемой длины. Каждое основание поставляется в комплекте с двумя стержнями.

Art.	Beschreibung / Description / Описание	Dim mm
266	Zentrale Einstecköffnung mit 2 Stangen / Base with centre hole and 2 rods / Центральное отверстие с 2 стержнями	290x147x14
267	Seitliche Einstecköffnung mit 2 Stangen / Base with off-centre hole and 2 rods / Боковое отверстие с 2 стержнями	290x147x14
264	Stange aus verchromtem Messing, 25 cm, 12 Ø mm / Spare rod 25 cm long and 12 mm Ø / Хромированный латунный стержень, 25 cm, 12 Ø mm	

**RUNDKOLBENSTÄNDER****PP**

Runder Rundkolbenständer mit stufiger Innengestaltung für Rundkolben aller Größen (kleine Rundkolben bis 10 Liter Inhalt), kann auch mit heißen Rundkolben bis +100 °C verwendet werden, ohne Schaden zu nehmen (+120 °C nur kurzzeitig). Autoklavierbar.

ROUND BOTTOM FLASK HOLDER**PP**

Round bottomed flasks from the smallest up to 10 litres can be supported safely on the internal "steps" of this support. Hot flasks up to 100°C (120°C for short periods) can be supported without damaging the holder. Autoclavable.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КРУГЛОДОННЫХ КОЛБ**PP**

Опора с канавками по внутренней поверхности позволяет устанавливать круглодонные колбы от небольшого объема до 10 л. Выдерживает контакт с горячими колбами при температуре до +100°C (+120° в течение короткого периода времени) без повреждения рабочей поверхности. Выдерживает автоклавирование.

Art.	Stufenanzahl / No. of int. steps / Кол-во внутренних канавок	Ø mm	h mm
271	10	160	49

**PIPETTEN-TISCHSTÄNDER****PMMA**

Dieser Pipettenständer aus besonders durchsichtigem Polymethylmethacrylat (PMMA) ist hochwertig verarbeitet, die Pipetten sind von allen Seiten gut sichtbar. Versehen mit vier schrägen Stützebenen und einer weißen Abdeckung. Die vier separaten Fächer eignen sich für die Aufnahme serologischer Pipetten aus Kunststoff oder Glas unterschiedlicher Kapazitäten (von 1 bis zu 50ml). Nicht mit ultraviolettem Licht bestrahlen.

BENCH PIPETTE HOLDER**PMMA**

This bench pipette holder, made of particularly clear polymethylmethacrylate (PMMA), has high level finishes and its content can be seen from any angle. Complete with four tilted support shelves and white top. The four separate compartments are ideal for housing plastic or glass serologic pipettes of various capacities (from 1 ml to 50 ml). Do not shine ultraviolet light on it.

СТЕНДОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПИПЕТОК**PMMA**

Стендовый держатель пипеток из особого чистого полиметилакрилата (ПММА), высокий уровень исполнения позволяет рассмотреть его содержимое под любым углом. Снабжен четырьмя наклонными опорными полками и белой крышкой. Четыре отдельные отсека идеальны для размещения пластиковых или стеклянных серологических пипеток различного объема (от 1 мл до 50 мл). Воздействие УФ-излучения не допускается.

Art.	Places	Dim. mm	Dim. mm (compart.)
1115	4	300x100x420 h	290x85x89 h

**AUTOMATISCHER
PIPETTENWASCHER**

PE / PP

Automatisches Pipettenreinigungssystem hoher Qualität, das mit hoher Geschwindigkeit arbeitet. Für Pipetten bis zu einer Länge von 600 mm sowie Büretten nach Mohr. Es löst das Problem einer schnellen und sicheren Reinigung auch in Laboren, in denen mit radioaktiven, korrosiven oder toxischen Substanzen gearbeitet wird. Der Entleerungssiphon erlaubt einen ständigen Wasseraustausch. Der Boden aus elastischem Polyethylen verhindert die Gefahr eines Bruchs der Pipetten. Es kann ein Behälter mit zwei oder drei Einsätzen verwendet werden, um zwei oder drei Glaswarengruppen gleichzeitig einzuweichen. Der obere Rand ist mit einem Schutzring ausgestattet, der gleichzeitig eine Befestigungsbasis für den Zulaufanschluss bietet (Schlauch nicht im Lieferumfang enthalten, Innendurchmesser 13 mm). Der Einsatz ist mit einem höhenverstellbaren Ring versehen, um die Pipetten in Gruppen zusammenzuhalten. Empfohlenes Basis-Set:

Pipetten	Büretten
1x217	1x215
2x222	2x219
1x221	2x1219
	1x218

**PIPETTE/BURETTE RINSING SET,
AUTOMATIC**

PE / PP

High quality and high speed automatic rinsing system. Can wash pipettes with maximum length of 600 mm or Mohr's burette. It solves the problem of washing pipettes quickly and safely, even in laboratories where radioactive, corrosive or toxic products are used. A continuous water exchange is allowed thanks to an emptying process based on siphon technology. The elastic PE bottom eliminates the risk of pipette breaking. Two or three soaking baskets can be used to soak simultaneously several glassware groups. The upper edge has a protective ring and provides a fixing base for the supply connector (pipe not supplied; Ø inner tube: 13mm). The soaking basket is equipped with adjustable height ring to keep pipettes grouped.

Suggested basic set:

Pipettes	Burettes
1x217	1x215
2x222	2x219
1x221	2x1219
	1x218

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
МОЙКИ ПИПЕТОК**

PE / PP

Высококачественная и высокоскоростная автоматическая система для мойки. Позволяет выполнять мойку пипеток или бюреток Мора максимальной длиной 600 мм быстро и безопасно, включая лаборатории, где работают с радиоактивными, едкими и токсичными веществами. Наличие сифона в системе опорожнения позволяет осуществлять непрерывную замену воды. Дно из эластичного полиэтилена исключает риск поломки пипетки. Предусмотрена возможность использования контейнера с двумя-тремя корзинами для одновременного замачивания нескольких партий стекла. Верхний край имеет защитное кольцо для фиксирования основания для выпускного переходника (трубка не входит в комплект; внутр. диаметр трубки 13 мм). Корзина для замачивания снабжена кольцом, регулирование высоты которого позволяет держать пипетки вместе. Рекомендуемый комплект:

Пипетки	Бюретки
1x217	1x215
2x222	2x219
1x221	2x1219
	1x218



217

215



218

221



222

219

Art.	Beschreibung Description Описание	Ø mm	Höhe des Einsatzes mm Basket h mm Высота корзины, мм	h mm
215	Automatischer Pipettenwascher Automatic burette washer Автоматическая мойка для бюреток	173	-	980
217	Automatischer Pipettenwascher Automatic pipette washer Автоматическая мойка для пипеток	170	-	734
218	Pipettenbehälter Pipette Jar Контейнер для пипеток	165	-	650
219	Pipettenkorb Pipette basket Корзина для пипеток	145	280	645
221	Pipettenbehälter Pipette Jar Контейнер для пипеток	165	-	503
222	Pipettenkorb Pipette basket Корзина для пипеток	145	280	495
1219	Erweiterung für 219 Extension handle for 219 basket Ручка для корзины кат. 219	-	-	-

PIPETTENSTÄNDER

PP

Für max. 18 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm und max. 10 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 15 mm. Der Fuß ist mit kleinen Ablauflöchern versehen. Zum Lieferumfang gehört eine Befestigungsklemme, mit der sich die Höhe an der Stange regulieren lässt. Ist für Stangen mit einem Durchmesser zwischen 8 und 14 mm geeignet; ideal ist unser Ständer mit rundem Fuß Art. 262.

Art.	Beschreibung / Description / Описание	Ø mm
265	Pipettenständer mit 18 kleinen und 10 großen Fächern / 18 small and 10 large holes places / Штатив для 18 маленьких пипеток и 10 больших	175
262	Runder Fuß mit PVC-Stange / Circular base with PVC rod / Круглое основание со стержнем из ПВХ	230

PIPETTENSTÄNDER

PP

Für max. 8 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 7 mm und max. 8 Pipetten mit einem Durchmesser von bis zu 15 mm. Der Fuß ist mit kleinen Ablauflöchern versehen.

Art.	Dim. mm	h mm
255	200x75	150

RUNDER PIPIETTENHALTER

PP

Pipettenhalter für den Arbeitstisch, aus Polypropylen. Das Pipettenkarussell bietet Platz für bis zu 94 Pipetten. Das Pipettenkarussell bietet Platz für bis zu 94 Pipetten mit einem Durchmesser von nicht mehr als 14 mm.

Art.	Ø mm	h mm
261	230	470

ZYLINDERFÖRMIGER BEHÄLTER FÜR PIPIETTEN

PP

Ausgesprochen vielseitig einsetzbar, besonders geeignet, um die Pipetten spitzenschonend aufzubewahren, die Bruchgefahr wird vermieden. Der Ständer kann verwendet werden, um die Pipetten zu autoklavieren (die Abdeckung aus PE abnehmen). Die Druckabdeckung schützt die Pipetten vor Staub und während des Transports, der runde, geschweißte Fuß gewährleistet ausgezeichnete Standfestigkeit. Kann einfach verkürzt werden, oder als Behälter für das Einweichen von Pipetten, die gewaschen werden sollen, verwendet werden.

Art.	Ø mm	h mm	h inter. mm
592	82	426	410

PIPETTE STAND, VERTICAL

PP

Accommodates 18 pipettes with diameters not exceeding 10 mm, plus 10 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage. Boss head (supplied) allows for the holder to be raised or lowered on supporting rod of 8-14 mm using the olivessupplied. Use the custom designed dished base unit with PVC rod (Art 262) to complete the system.

PIPETTE STAND, VERTICAL

PP

Accommodates 8 pipettes with diameters not exceeding 7 mm, plus 8 pipettes with diameters not exceeding 15 mm. Small holes in base allow drainage.

PIPETTE STAND

PP

PP desktop pipette holder. Rotating base, holds up to 94 pipettes with a diameter not exceeding 14 mm. The swivel stand accommodates up to 94 pipettes with a diameter not exceeding 14mm

PIPETTE JAR

PP

Very versatile. Particularly suitable for storing pipettes. Rugged. No more chipped ends as pipettes are cushioned by PP. The jar, but not the PE cap, can be autoclaved at 120°C for 20 minutes. Tight fitting cover protects pipettes during transportation and from dust etc. Welded flanged base gives excellent stability. Can be easily cut down to suit shorter length pipettes. It can also be used for soaking pipettes that need to be washed.

ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

PP

Вмещает до 18 пипеток диаметром, не превышающим 10 мм, и 10 пипеток диаметром, не превышающим 15 мм. На основании предусмотрены небольшие дренажные отверстия. В комплект входит зажимное кольцо, которое позволяет регулировать высоту стержня на опоре. Возможно соединение со стержнем диаметром от 8 до 14 мм; для этого идеально подходит выпускаемая нами опора на круглом основании кат. № 262.

ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

PP

Вмещает до 8 пипеток диаметром, не превышающим 7 мм, и 8 пипеток диаметром, не превышающим 15 мм. На основании предусмотрены небольшие дренажные отверстия.

ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТОК КРУГЛЫЙ

PP

Настольный штатив для пипеток. Вращающаяся подставка вмещает до 94 пипеток диаметром не более 14 мм.

ЦИЛИНДР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИПЕТОК

PP


Универсален, идеально пригоден для хранения пипеток, предохраняя их от повреждения и откалывания кончиков. Может использоваться для стерилизации пипеток в автоклаве (при этом следует снять крышку из полиэтилена). Плотнo закрывающаяся крышка защищает пипетки от попадания пыли, а также во время транспортировки, круглое припаянное основание обеспечивает превосходную устойчивость изделия. Изделие можно легко укоротить, а также использовать как контейнер для замачивания пипеток при мойке.



PIPETTEN UND ZUBEHÖR

PIPETTES AND ACCESSORIES

ПИПЕТКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



UNIVERSALABLAGETABLETT FÜR PIPETTEN

PVC

Für Pipetten verschiedener Größe. Kann 7 Pipetten längs (mit max. 20 mm Durchmesser) oder 16 Pipetten seitlich (mit einem Durchmesser von max. 10 mm) aufnehmen. Der Halter kann vielseitig und nicht nur für Pipetten verwendet werden.

PIPETTE TRAY FOR DRAWER

PVC

Can accommodate 7 pipettes with overall stem diameter not exceeding 20 mm longitudinally or 16 pipettes with stem diameter not exceeding 10 mm laterally. Very useful work station holder not only for pipettes.

ЛОТОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИПЕТОК

PVC

Предназначен для пипеток различных размеров. Вмещает 7 пипеток в длину (диаметром не больше 20 мм) или 16 пипеток в ширину (диаметром не больше 10 мм). Очень удобная подставка, которую можно использовать не только для пипеток.

Art.	Dim. mm	h mm
996	216x283	40



SCHUBFACHGERECHTES ABLAGETABLETT FÜR PIPETTEN

PVC

Für ca. 30 Pipetten bestimmt. Mit 4 Ablagefächern für Pipetten mit 1-2-5-10 ml.

PIPETTE TRAY FOR DRAWER

PVC

Designed to hold about 30 pipettes. It has 4 compartments to accommodate pipettes of 1-2-5-10 ml capacities.

ЛОТОК ДЛЯ ПИПЕТОК ДЛЯ ЯЩИКА

PVC

Конструкция позволяет вмещать около 30 пипеток. Разделен на 4 отделения для пипеток объемом 1-2-5-10 мл.

Art.	Dim. mm	h mm
252	300x426	30



GUMMI-PIPETTIERBÄLLE MIT 3 VENTILEN UND ADAPTER

ROTES GUMMI

Gummi-Pipettierball, mit drei Glas-Ventilkugeln und Bedienung per Handdruck. Ohne Metallteile, korrosionsfrei. Geeignet für alle Flüssigkeiten außer solchen, die Gummi angreifen, sowie für Vollpipetten und zylindrische Pipetten mit unterschiedlichem Fassungsvermögen. Inklusive Adapter für Pipetten mit einem Fassungsvermögen über 20 ml (bis 100 ml).

PIPETTE FILLER WITH ADAPTER

RED RUBBER

A moulded rubber bulb, with three glass ball valves which can be controlled by finger pressure. There are no metal parts to corrode and the filler can be used with all liquids except those that attack rubber. Can be used on bulb or cylindrical pipettes of different capacity. Complete with adapter for pipettes with capacities more than 20 ml (up to 100 ml).

РЕЗИНОВАЯ ГРУША С ТРЕМЯ КЛАПАНАМИ И ПЕРЕХОДНИКОМ

КРАСНАЯ РЕЗИНА

Резиновая груша для пипеток с тремя сферическими стеклянными клапанами, управляемая нажатием пальцев. Отсутствие металлических деталей, подверженных коррозии. Наполнитель можно использовать с любыми жидкостями, за исключением жидкостей с агрессивным воздействием на резину. Может использоваться для шаровых или цилиндрических пипеток различной емкости. Поставляется в комплекте с переходником для пипеток с объемом выше 20 мл (до 100 мл).

Art.
200



UNIVERSALPIPETTIERHILFE

ROTES GUMMI UND SILIKON

Saugkolben aus rotem Gummi und Silikon für Pipetten von bis zu 25 ml.

UNIVERSAL SAFETY PIPETTE BULB

RED RUBBER AND SYLICON

Red rubber and silicone pipette bulb for pipettes up to 25ml.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУША ДЛЯ ПИПЕТОК

КРАСНЫЙ КАУЧУК И СИЛИКОН

Груша для пипеток до 25 мл. из красной резины и силикона

Art.
208

PIPETTIERHILFE

PP

Für alle Pipettenarten aus Glas und Kunststoff. Ansaugen und Dosierung mit Rädchen. Durch Druck auf den Hebelarm tritt die Flüssigkeit komplett aus.

PIPETTE PUMPS

PP

Suction and dispensing is achieved by rotating the wheel. A pressure lever ensures that all liquid is evacuated.

НАСАДКИ НА ПИПЕТКИ

PP

Подходят как для стеклянных, так и для пластиковых пипеток всех типов. Всасывание и дозировка жидкости производится посредством движения колесика. Полный спуск жидкости производится посредством нажатия на рычаг.

Art.	Für Pipetten / For pipettes / На пипетки	Farbe / Colour / Цвет
5050	2 ml	Blau / Blue / синий
5051	10 ml	Grün / Green / зеленый
5052	25 ml	Rot / Red / красный



SICHERHEITSPIPETTIER- UND -DOSIERHILFE

ABS, HDPE UND PA6

Bequeme Handhabung. Das Füllen der Pipette erfolgt durch einfaches Betätigen des Stößels. Leicht tarterbar durch Drehen der oberen Zwingen für wiederholtes Befüllen. Gummihalter stabilisiert die Pipette. Körper mit Graduierung, gegossen aus gelbem ABS.

PIPETTE FILLER WITH PLUNGER

ABS, HDPE AND PA6

Comfortable grip. Simply press plunger and release to fill pipette. Knurled cap adjusts the plunger stroke for repeating preset volume. Rubber chuck will hold pipette securely and safely. Will handle pipettes up to 10 ml. Provided with graduations on the body. Moulded in yellow ABS.

НАСАДКИ НА ПИПЕТКИ С ПОРШНЕМ

ABS, HDPE, ПОЛИАМИД (PA6)

Удобный захват. Пипетка заполняется одним нажатием на поршень. Для установки поршня на забор нужного объема используется гофрированный колпачок. Резиновый зажим надежно и безопасно удерживает пипетку. Может использоваться для работы с пипетками до 10 мл. На корпус нанесена градуировка. Отлит из желтого АБС.

Art.	Ø mm	h mm	Max. capacity pipettes ml
198	40	100	10



PIPETTEN-TISCHSTÄNDER

PMMA

Dieser Pipettenständer aus besonders durchsichtigem Polymethylmethacrylat (PMMA) ist hochwertig verarbeitet, die Pipetten sind von allen Seiten gut sichtbar. Versehen mit vier schrägen Stützebenen und einer weißen Abdeckung. Die vier separaten Fächer eignen sich für die Aufnahme serologischer Pipetten aus Kunststoff oder Glas unterschiedlicher Kapazitäten (von 1 bis zu 50ml). Nicht mit ultraviolettem Licht bestrahlen.

BENCH PIPETTE HOLDER

PMMA

This bench pipette holder, made of particularly clear polymethylmethacrylate (PMMA), has high level finishes and its content can be seen from any angle. Complete with four tilted support shelves and white top. The four separate compartments are ideal for housing plastic or glass serologic pipettes of various capacities (from 1 ml to 50 ml). Do not shine ultraviolet light on it.

СТЕНДОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПИПЕТОК

PMMA

Стендовый держатель пипеток из особого чистого полиметилакрилата (PMMA), высокий уровень исполнения позволяет рассмотреть его содержимое под любым углом. Снабжен четырьмя наклонными опорными полками и белой крышкой. Четыре отдельные отсека идеальны для размещения пластиковых или стеклянных серологических пипеток различного объема (от 1 мл до 50 мл). Воздействие УФ-излучения не допускается.

Art.	Plätze / Places / Мест	Dim. mm	Dim. mm (compart.)
1115	4	300x100x420 h	290x85x89 h



REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR

TEST TUBES AND ACCESSORIES

ПРОБИРКИ И АКСЕССУАРЫ



ZYLINDRISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PP

Im Autoklav sterilisierbar. Säurefest und temperaturbeständig bis +120°C. Ausgezeichnete Transparenz. Nicht zu verwenden über offener Flamme.

CENTRIFUGE TUBES, CYLINDRICAL

PP

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Cannot be used with naked flame. Can also be used as conventional test tubes. Very good translucency.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ

PP

Выдерживают автоклавирование. Выдерживают температуры до 120°C. С бортиками. Высокая химическая устойчивость. Запрещается использовать при открытом огне. Могут использоваться в качестве стандартных пробирок. Высокая прозрачность.

Art.	ml	Ø ext. mm	h mm	RPM	RCF X G
302	7	12	100	4000	3000
303	16	17	101	4000	3000
305	31	24	93	4000	3000
306	48	30	104	4000	3000
307	70	35	99,5	4000	3000
308	110	40	119	4000	3000



KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PP

Hohe chemische Festigkeit; autoklavierbar. Temperaturbeständig bis +120 °C. Den direkten Kontakt mit der Flamme vermeiden.

CONICAL CENTRIFUGE TUBES

PP

High chemical resistance; autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Cannot be used with naked flame.

КОНИЧЕСКИЕ ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ПРОБИРКИ

PP

Высокая химическая устойчивость; выдерживает автоклавирование. Выдерживает температуры до 120°C. Запрещается использовать при открытом огне.

Art.	ml	Ø mm	h mm	RPM	RCF X G
300	10	16	108	4000	3000
301	15	18	120	4000	3000



GRADUIERTE, KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PP

Im Autoklav sterilisierbar. Temperaturbeständig bis +120°C. Mit Rand. Hohe chemische Festigkeit. Nicht zu verwenden über offener Flamme. Auch geeignet als normales Reagenzglas. Ausgezeichnete Transparenz.

CONICAL CENTRIFUGE TUBES, GRADUATED

PP

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 120°C. Rimmed. High chemical resistance. Good transparency especially when in contact with liquids. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

КОНИЧЕСКИЕ, ЦЕНТРИФУЖНЫЕ, ГРАДУИРОВАННЫЕ ПРОБИРКИ

PP

Выдерживают автоклавирование, устойчивы к воздействию высокой температуры до +120°C. Градуировка нестираемая. Высокая химическая и механическая устойчивость. Высокая прозрачность. Не использовать с открытым огнем.

Art.	ml	Graduat.	Ø mm	h mm	RPM	RCF X G
2300	10	0,2	16	107	4000	3000
2302	15	0,2	18	118	4000	3000



GRADUIERTE, KONISCHE ZENTRIFUGENGLÄSER

PMP (TPX[®])

Im Autoklav sterilisierbar, hitzebeständig bis +170°C. Perfekt transparent. Optimale chemische und mechanische Beständigkeit. Unauslöschliche Graduierung. Den direkten Kontakt mit der Flamme vermeiden.

CONICAL CENTRIFUGE TUBES, GRADUATED

PMP (TPX[®])

Autoclavable. Can withstand temperatures up to 170°C. Rimmed. High chemical resistance. Crystal clear. Cannot be used with naked flame. Can be used as conventional test tubes.

КОНИЧЕСКИЕ, ЦЕНТРИФУЖНЫЕ, ГРАДУИРОВАННЫЕ ПРОБИРКИ

PMP (TPX[®])

Выдерживают автоклавирование, устойчивы к воздействию высокой температуры до +170°C. Идеально прозрачны. Высокая химическая и механическая устойчивость. Градуировка нестираемая. Не использовать с открытым огнем.

Art.	ml	Graduat.	Ø mm	h mm	RPM	RCF X G
1387	10	0,2	16	107	4000	3000
1388	15	0,2	18	118	4000	3000

**VERSLÜSSE FÜR
REAGENZGLÄSER**

PE

Sie passen perfekt für alle Reagenzgläser aus Kunststoff und Glas.

Art.	Ø mm	Ø Reagenzgläser mm / Ø test tubes mm / Диаметр пробирки, мм
650	10,5	12
651	14	16
652	14,5	16
654	16	18
655	22	24
656	28	30
657	33	35
658	38	40
659	15,5	17

TEST TUBE CAPS

PE

Caps to fit plastic or glass test tubes.

КРЫШКИ ДЛЯ ПРОБИРОК

PE

Идеально подходят как для пластиковых, так и для стеклянных пробирок


**GESTELL FÜR
MIKROREAGENZGLÄSER**

PP

Besonderes Design, Platz für 20 Mikroreagenzgläser, die auf zwei Ebenen mit nummerierten Vertiefungen angeordnet (1-10, 11-20) sind, wird der Artikel 295 verwendet, können mehrere Gestelle verbunden werden. Optimal für die Vorbereitung von Proben. Autoklavierbar.

**MICRO TEST TUBE RACK -
PREPARATION**


PP

Unique, dual level design for holding 20 tubes in pre-numbered cavities (1-10; 11-20). Racks have locations on base to enable attachment in rows, or back to back to each other, using optional linking clips (Art.295). Excellent for preparation work. Autoclavable.

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК

PP

Оригинальная конструкция, вмещает 20 микропробирок, расположенных на двух уровнях в пронумерованных отверстиях (1-10; 11 - 20), используя устройство кат. № 295 можно соединить несколько штативов вместе (кат.295). Незаменим при подготовке образцов. Выдерживает автоклавирование.



Art.	Beschreibung / Description / Описание	Plätze / Places / Мест	Dim. mm	h mm
296	Rack	20	90x210	49
295	Linking Clips			

ANBAUREAGENZGLASGESTELL

PP

Speziell entwickelt für die Titrierung. Die Reagenzgläser werden aufrecht gestützt. Ihr Inhalt ist jederzeit sichtbar. Temperaturbeständig bis + 120 °C. Geeignet für das Wasserbad.

TEST TUBE RACKS

PP

Specifically designed for titration work. The test tubes are held in position by the upstand support. All the contents of the test tubes are visible all the time. Can with stand temperatures up to 120°C. Can be used in water baths.

ШТАТИВЫ СБОРНЫЕ

PP

Специально разработаны для титрования. Пробирки удерживаются в заданном положении посредством вертикальной опоры. Все содержимое пробирок видно в любой момент. Могут выдерживать температуру до 120°C. Могут использоваться для водяной бани.

Art.	Plätze / Places / Мест	Ø mm	Dim. mm
130	10	16	55x220x62,6
131	9	18	55x220x65
135	8	20	54x220x65,5


**UNTERSATZ ZUM VERBINDEN
DER REAGENZGLASGESTELLE**

PP

Mit diesem Untersatz werden 2 Reagenzglasgestelle der Serie Art. 130 - 135 ganz einfach verbunden. Er ist ausgesprochen nützlich für colorimetrische Analysen oder für die Aufbewahrung von Standardpräparaten.

**BASE PLATE FOR TEST TUBE
RACKS**

PP

Base plate that can hold two of Art 130 to 135 series test tube racks in the slots provided. Useful for colorimetric analysis and to stock standard samples.

**ОСНОВАНИЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ
ШТАТИВОВ**

PP

Позволяет легко соединить два штатива из серии кат.№.130-135. И, следовательно, незаменимы при проведении colorиметрических анализов и хранения приготовленных стандартных образцов.

Art.	Plätze / Places / Мест	Dim. mm
134	2	156x202x13,5






REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR

REAGENZGLASGESTELL MIKRO (1,5 ML)

PP

Reagenzglasgestell mit zwei Etagen, in vier Farben erhältlich. Es handelt sich um ein vielseitig einsetzbares, autoklavierbares Gestell, es kann sowohl trocken als auch im Wasserbad oder im Gefrierschrank verwendet werden. Jedes Reagenzglasgestell ist mit einem alphanumerischen Raster versehen, das im Reliefdruck auf der oberen Etage angebracht ist und eine einfache Kennzeichnung der Proben erlaubt. Das Gestell ist für 100 Reagenzgläser zu 1,5 ml - mit oder ohne Verschluss - oder für 50 Reagenzgläser zu 1,5 ml mit offenem Verschluss bestimmt. Die Reagenzglasgestelle sind auch befüllt stapelbar und sind mit einer entsprechenden Oberfläche für das Anbringen von Beschriftungsetiketten auf beiden Seiten versehen (für Strichcodes usw.).

Weiß (03)
Blau (04)
Gelb (06)
Rot (10).



TEST TUBES AND ACCESSORIES

TUBE-RACK, MICROCENTRIFUGE (1,5 ML)

PP

Two-tier, available in four different colours. These versatile racks are autoclavable and can be used dry, in water baths or in freezers. Each rack has an alpha-numeric reference for easy sample identification. Can accommodate 100x1,5 ml tubes with closed caps or without caps, and 50x1,5 ml tubes with open caps. Racks are stackable even when loaded and have (purpose) designed label spaces on each side (for bar coding, etc.).

White (03)
Blue (04)
Yellow (06)
Red (10)

ПРОБИРКИ И АКСЕССУАРЫ

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК (1,5 МЛ)

PP

Двухуровневый штатив для пробирок, цветовая гамма представлена четырьмя цветами; представляет собой универсальную опору, выдерживает автоклавирование, может использоваться как в сухой среде, так и на водяной бане и в морозильной камере. На каждом штативе имеются выгравированные буквенно-числовые изображения, облегчающие распознавание образцов. Вместимость – 100 пробирок по 1,5 мл с закрытой крышкой или без крышки и 50 пробирок по 1,5 мл пробирок с открытыми крышками. Штативы для пробирок штабелируемы даже с установленными пробирками, на них предусмотрена специальная поверхность для наклеивания этикеток с обеих сторон (для штрих-кода и т.п.).

белый (03)
синий (04)
желтый (06)
красный (10).

Art.	Плätze / Places / Мест	Dim. mm	Ø Oberer Durchmesser Bohrungen mm Top Ø holes mm Ø верхних отверстий, мм	Ø Unterer Durchmesser Bohrungen mm Bottom Ø holes mm Ø нижних отверстий, мм
563	100	109,5x263x45	10,8	7,7

UNIVERSALREAGENZGLASGESTELLE

PP

Gestelle mit großer Kapazität, bis +121°C für 10 Minuten autoklavierbar. Sie können trocken oder im Wasserbad verwendet werden, ohne dass Gefahr des Aufschwimmens besteht. Die Geometrie und das Design behindern die Zirkulation der Flüssigkeit nicht, so dass für alle Reagenzgläser die gleiche Temperatur gewährleistet wird. Sie können im Gefrierschrank verwendet werden, ohne zu verformen oder zu zerbrechen. Die obere Etage ist mit einem alphanumerischen Raster im Reliefdruck zur einfachen und schnellen Identifikation der Proben versehen. Die Farben erlauben außerdem eine eindeutige, fehlersichere Kodifizierung der Probenbatches, die ans Labor gesandt werden. Die leeren Gestelle können platzsparend gestapelt werden, um Ordnung zu schaffen. In den folgenden Farben verfügbar.

UNIVERSAL TEST TUBE RACK

PP

Large capacity racks. Autoclavable at +121°C for 10 minutes. Can be used dry, wet, in waterbaths. Will not float. Special design allows samples to be incubated at same temperature. Can be used in freezers without deforming or going brittle. Will not rot, rust or deform. Alpha numerical grid reference on top tier for easy identification of samples. Colour coded for bath work. Stackable when empty.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК

PP

Штативы большой вместимости, стерилизуются автоклавом при температуре до +121°C в течение 10 минут. Могут использоваться в обычных условиях, а также установленными на водяную баню – не всплывают; форма изделий не создает препятствий для циркуляции жидкости и установления одинаковой температуры во всей пробирке. Пребывание штативов в морозильной камере не делает их ломкими и не приводит к деформации. Не ржавеют и не деформируются. Табличка с буквенно-цифровыми обозначениями, установленная на верхнем ярусе, облегчает работу с образцами. Для исключения возможных ошибок при работе с разными партиями образцов, присланными в лабораторию, используются цветовые обозначения. Пустые штативы могут устанавливаться друг на друга для освобождения пространства и с целью поддержания порядка на рабочем месте.

Art.	Anzahl der Löcher No. holes Кол-во отверстий	Format der Löcher Hole format Форма отверстий	Ø Löcher mm Ø holes Ø отверстий, мм	Dim. mm
564*	90	6x15	13	105x246x57
565*	60	5x12	16	105x246x72
566*	40	4x10	20	105x246x72
567*	40	4x10	25	125x295x85
568*	24	3x8	30	112x300x85

In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03) - Blau (04) - Gelb (06) - Rot (10).
 Available in the following colours: White (03) - Blue (04) - Yellow (06) - Red (10).
 Предусмотрен выпуск следующих цветов: белый (03), синий (04), желтый (06), красный (10).

**REAGENZGLASGESTELL MIT
ZWEI UND DREI ETAGEN**

PP

Leicht, unzerbrechlich;
traditionelles Reagenzglasgestell.
Temperaturbeständig bis +120°C.
Autoklavierbar.

**TEST TUBE RACKS TWO/THREE
TIER**

PP

Lightweight, unbreakable traditional
pattern test tube racks. Can withstand
temperature up to 120° C. Autoclavable.

**ШТАТИВЫ ДЛЯ ПРОБИРОК
ДВУХ/ТРЕХЪЯРУСНЫЕ**

PP

Легкие, небьющиеся, традиционные
штативы для пробирок. Выдерживают
температуру до 120° C. Выдерживают
автоклавирование.

Art.	Etagen No. tiers Ярусы	Plätze Places Мест	Ø Löcher mm Ø holes Ø отверстий, мм	Dim. mm	h mm
559	3	12	12	190x60	80
560	3	12	20	190x60	80
562	3	24	20	375x65	95
370	2	10	18	250x60	74


**REAGENZGLASGESTELL MIT
ZWEI ETAGEN**

PMMA (PLEXIGLAS)

Solide Reagenzglasgestelle aus PMMA,
die kleinsten Löcher im unteren Bereich
gewährleisten einen sicheren Halt des
Reagenzglases.

TEST TUBE RACKS TWO-TIER

PMMA (PLEXIGLAS)

Sturdy test tube racks made of glass
clear PMMA (Plexiglas). Smaller holes in the
lower tier of the rack hold the test tubes
safely.

**ДВУХЪЯРУСНЫЕ ШТАТИВЫ
ДЛЯ ПРОБИРОК**

PMMA (ПЛЕКСИГЛАС)

Прочные штативы из PMMA, отверстия
более мелкого диаметра на нижнем
ярусе прочно удерживают пробирки.

Art.	Posti Places Мест	Ø obere Öffnungen mm Ø upper holes mm Ø верхних отверстий, мм	Ø untere Öffnungen mm Ø lower holes mm Ø нижних отверстий, мм	Dim. mm
889	12	32	20	90,2x255,4x81
890	12	38	22	97,5x289x81
891	12	44	22	110,5x316,5x81


TABLETTES FÜR REAGENZGLÄSER

PS SCHAUMSTOFF

Sehr nützliche Tabletts für große
Anzahl von Reagenzgläsern. Tiefe
Aufnahmelöcher sorgen für stabilen
Halt der Reagenzgläser und Ampullen.
Leicht, stapelbar. Seitliche Vertiefungen
erleichtern das Anheben. Der Art.
1175 kann Mikroreagenzgläser nach
Eppendorf® Art. 298 aufnehmen

TEST TUBE TRAYS

EXPANDED PS


Very useful trays for large quantities of
test tubes. Holes are deep enough to
keep test tubes, vials etc. stable. Light
weight. Stackable. Finger recesses to aid
lifting. 1175 will take Eppendorf® tubes
type Art. 298.

ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРОБИРОК

ВСПЕННЫЙ PS

Очень практичные подставки для
большого числа пробирок. Глубина
отверстий достаточна, чтобы обеспечить
устойчивость пробирок, емкостей и т. п.
Легкие. Штабелируемые. Углубления
для пальцев, облегчающие подъем.
В1175 устанавливаются пробирки типа
Eppendorf® кат. 298.

Art.	Plätze Places Мест	Ø Löcher mm Ø holes Ø отверстий, мм	Lochtiefe mm Depth of hole mm Глубина отверстий, мм	Dim. mm
1175	250	8,5	15	220x220x32
1177	119	14,5	18	220x220x32
1179	96	16,5	22	220x220x32


EISBEHÄLTER

PUR SCHAUMSTOFF

Der Behälter ist mit einem Deckel
und zwei Seitengriffen versehen:
Stärke 15 mm ca. Rot. Hervorragende
Isoliereigenschaften. Mit Trockeneis oder
zerkleinertem Eis und Kühlmischungen
verwendbar. Kurzzeitig gegen flüssigen
Stickstoff beständig.

ICE BUCKET

EXPANDED PUR

Equipped with lid and two side-handleless.
Thickness of about 15 mm. Red colour.
Excellent isolating feature. Can be used
with dry or minced ice and cooling
mixtures. Liquid nitrogen resistant for a
few minutes.

ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА

ВСПЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАН

На контейнере имеется крышка и
две боковые ручки. Толщина ок. 15
мм. Цвет красный. Превосходные
теплоизолирующие свойства. Может
использоваться для хранения сухого и
колотого льда, а также охлаждающих
смесей. Контакт с жидким азотом
выдерживает в течение нескольких
минут.

Art.	Cap. lt	Ø mm	h mm
1000	4,5	270	200



REAGENZGLÄSER UND ZUBEHÖR

TEST TUBES AND ACCESSORIES

ПРОБИРКИ И АКСЕССУАРЫ



SICHERHEITSBOX

PC

Aus vollständig autoklavierbarem Polycarbonat hergestellt. Geeignet für den Transport von Reagenzgläsern, Behältern, Fläschchen, Kunststoffbeuteln und gebrauchsfertigen Spritzen, wenn hermetische Dichtigkeit notwendig ist. Entwickelt, um einen hohen Standard an Sicherheit auch beim Transport von Zytostatika vom Zubereitungsraum bis zum Ort der Verabreichung zu gewährleisten. Völlig transparent und kontrollierbar, um vor dem Öffnen das Vorliegen von eventuellen Undichtigkeiten der transportierten Behälter zu prüfen. Der Deckel ist mit einer hermetischen Sicherheitsdichtung aus Silikon versehen, die gewährleistet, dass Flüssigkeiten oder Krebsmedikamente im Falle einer Leckage oder eines versehentlichen Verschüttens der Fläschchen oder Kunststoffbeutel nicht aus dem Behälter austreten können. Ausgestattet mit vier Verriegelungsglaschen, die ein unbeabsichtigtes Öffnen des Behälters beim Herunterfallen verhindern. Abgerundete Innenecken und das besondere Design der Innenseite der unteren Schale gewährleisten eine sichere, einfache und effektive Reinigung. Das Symbol "Biogefährdung" ist so auf dem Deckel aufgedruckt, dass es dauerhaft haltbar ist. Komplett mit Edelstahlgriff für den einfachen Transport sowie einer Gebrauchs- und Wartungsanleitung. Komplett mit Edelstahlgriff für den einfachen Transport sowie einer Gebrauchs- und Wartungsanleitung.



Art.	Dim. ext. mm	Dim. int. base mm	Cap. lt
569	391x175x172 h	137x325	4,5

Art.	Beschreibung / Description / Описание
8569	Set 4 Haken / Set 4 sidelocks / Набор из 4 зажимов
8570	Silikondichtung / Silcon gasket / Силиконовые уплотнения

SAFETY BOX

PC

Made of polycarbonate and fully autoclavable. Designed for transporting tubes, containers, vials, plastic bags and ready-to-use syringes whenever an airtight seal is required. Designed to provide a high degree of safety when transporting antitubercular drugs from the Preparation Center to the site where they will be administered. Completely clear to enable inspection for possible container leakage before opening. The cover has a hermetic silicon safety seal to ensure containment of fluids or anti-tumor drugs and protects against leakage and/or accidental spill from bottles or seepage from plastic bags. Closes using 4 safety locks preventing accidental opening if the box is dropped. Inside the box, beveled edges and the special design of the bottom guarantee safe, simple and efficient cleaning. An indelible biological hazard symbol is moulded on the outside of the cover. Includes a stainless steel AISI 304 handle for ease of transport and an instruction sheet on use and maintenance.

ЗАЩИТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

PC

Сделан из поликарбоната, выдерживает автоклавирование. Идеальное решение для обеспечения герметичности и безопасной транспортировки пробирок, контейнеров, пластиковых пакетов и шприцов, готовых к использованию. Спроектирован для обеспечения повышенного уровня безопасности, в том числе и при транспортировке противоопухолевых препаратов из Центра подготовки к месту выдачи. Полностью прозрачные с целью обеспечения возможности проверки на предмет утечек из перевозимых контейнеров до открытия. На крышке предусмотрена герметизирующая силиконовая прокладка, создающая барьер для флюидов или противоопухолевых препаратов в случае протекания и/или случайного пролития из флаконов или утечек из пластиковых пакетов. На замке предусмотрены четыре предохранительные зажима, предупреждающие случайное открытие контейнера в случае падения. Закругленные углы и специальная форма внутренней поверхности корпуса позволяют легко, быстро и эффективно очищать контейнер. На наружной поверхности крышки корпуса устойчивой краской нанесен биологической опасности. С ручкой из нержавеющей стали AISI 304 для удобной транспортировки и инструкцией по эксплуатации и техобслуживанию.

HALTER FÜR SICHERHEITSBOX

EDELSTAHL

Ist für 10 Urinprobenbehälter bis zu 200 ml und 4 Stuhlprobenbehältern mit bis zu 30 ml konzipiert.



SAFETY BOX RACK

STAINLESS STEEL

Designed for 10 urine containers up to 200 ml size and 4 stool containers 30 ml size.

ШТАТИВ ДЛЯ ЗАЩИТНОГО КОНТЕЙНЕРА

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Вмещает 10 контейнеров для мочи объемом до 200 мл и 4 контейнера для кала объемом 30 мл.

Art.	Dim. mm
570	145x332x60



BECHER FÜR KRANKE

PP

Im Autoklav sterilisierbar. Leicht demontierbar und waschbar.

INVALID CUP

PP

Autoclavable. Removable lid for cleaning purposes.

ПОИЛЬНИК ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ

PP

Допускается автоклавирование. Легко разбирается и моется.

Art.	ml
192	200



NIERENSCHALE

PP

Optimale chemische und thermische Beständigkeit. Im Autoklav sterilisierbar.

KIDNEY DISH

PP

Excellent chemical and temperature resistance. Autoclavable.

ЛОТОК В ФОРМЕ ПОЧКИ

PP

Высокая химическая и термическая устойчивость. Допускается автоклавирование

Art.	Länge mm / Length mm / Длина mm	h mm	Cap. ml
257	260	55	850 ca



URINSAMMELFLASCHE

PE

Wird im Krankenhaus für Clearancetests an während des Tages gesammelten Urinproben verwendet. Vierkantbehälter, der so konzipiert wurde, dass bei der Aufbewahrung Platz gespart und die Standfestigkeit beim Gebrauch verbessert wird, bis auf 2 Liter graduert, mit einem ergonomischen Griff und einem Schraubverschluss ausgestattet.

SAMPLING BOTTLE FOR URINE

PE

Used in hospital for clearance testing on urine collected during the whole day long. Specific design with rectangular base, thought for easy storage of the bottles in the ward's cabinets and for enhanced stability when in use; the ergonomic design of the handgrip allows easy pouring. Screw capped and graduated up to 2.000 ml.

БАНКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ

PE

Используется в больницах для проведения анализа клиренса мочи, собранной в дневное время. Прямоугольный контейнер, форма которого была разработана специально для оптимизации использования пространства в шкафах больничных помещений, улучшения устойчивости изделия при эксплуатации, градуирован до 2 л, снабжен эргономичной рукояткой и закрывающейся крышкой.

Art.	Öffnung mm / Mouth I.D. mm / Горло mm	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
479	75	95x115x245	Weiß / White / Белый
480	75	95x115x245	Orange / Amber / оранжевый



URINSAMMELFLASCHE

PE

Graduiert bis 2500 ml, mit Becherkappe für die Probenentnahme versehen.

SAMPLING BOTTLE FOR URINE

PE

Graduated up to 2500 ml. Supplied with cap for easy sampling.

БАНКА ДЛЯ СБОРА МОЧИ

PE

Градуировка до 2500 мл. Снабжены крышками для более удобного забора проб.

Art.	Ø Halsöffnung / Mouth Ø mm / Ø горла	Ø Flasche mm / Bottle Ø mm / Ø банки. mm	h mm	Grad. ml
482	73	130	250	100

URINSAMMELKANISTER

PE

Graduiert bis 2500 ml, mit Becherkappe für die Probenentnahme versehen.

CONTAINER FOR URINE

PE

Graduated up to 2500 ml. Supplied with cap for easy sampling.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА МОЧИ

PE

Градуировка до 2500 мл. Снабжены крышками для более удобного забора проб.

Art.	Mouth Ø mm	Width mm	Length	h mm	Grad. ml
481	73	115	245	160	250

URINFLASCHE FÜR MÄNNER MIT
VERSCHLUSS

PE

Art.	ml
591	1000

MALE BED BOTTLE WITH CAP

PE

Art.	ml
591	1000

МОЧЕПРИЕМНИК МУЖСКОЙ С
КРЫШКОЙ

PE

Art.	ml
591	1000

BETTPFANNE

PP

Aus Propylen, kann im Autoklav bei +120°C sterilisiert werden.

BED PAN

PP

Moulded in white PP. Can withstand temperatures up to 120°C.

ПОДКЛАДНОЕ СУДНО

PP

Изготовлено из полипропилена, допускается автоклавирование при температуре до +120°C.

Art.	ml
586	2500

Dim. mm
507x285x69

AUFBEWAHRUNGSSTÄNDER
FÜR CHIRURGISCHES BESTECK
UND THERMOMETER

PP

Bequeme Behälter mit runder Basis, um eine ausgezeichnete Standfestigkeit zu gewährleisten, sehr nützlich für chirurgisches Besteck oder Thermometer. Die Behälter können zum Einweichen oder zur Nasssterilisation verwendet werden, außerdem sind sie im Autoklav sterilisierbar. Autoklavierbar.

INPUT POT

PP

Smaller pot very useful in storing or wet sterilising dissecting instruments. Larger pot for longer instruments. They could also be used as drip containers or soak jars. Wide base makes them very stable. Autoclavable.

ЦИЛИНДР ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

PP

Удобные контейнеры с круглым основанием, обеспечивающим их максимальную устойчивость, применяются для хранения скальпелей и других хирургических инструментов, а также термометров. Могут использоваться для замачивания или влажной стерилизации. Допускается также стерилизация в автоклаве.

Art.	Ø base. mm	Ø cylinder mm	h exter. mm	h inter. mm	ml
142	98	60	106,5	100	230
143	147	89	199,7	190	1100



BEHÄLTER FÜR KLISTIERSPRITZE

PP

Mit flacher Rückwand und Aufhängeöse. Autoklavierbar.

DOUCHE CANS OR IRRIGATORS

PP

Provided with flat back and suspension tag. Autoclavable.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
ЭНТЕРОКЛИЗМЫ

PP

Снабжены плоской спинкой и подвесным отверстием. Выдерживают автоклавирование.

Art.	Graduated ml Graduated up to ml Градированная, мл	Innen-Ø Schlauch. Int tube Ø mm Внутр. diam. трубки мм
590	2000	9,90



SCHÜSSEL

PP

Weißer Schüssel mit Rand, für 20 Minuten bei +121°C autoklavierbar. Besonders haltbar. Im unteren Bereich des Rands sind zwei Griffe integriert, die den Transport erleichtern.

ROUND BOWL

PP

White bowl with rim, autoclavable at 121°C for 20 minutes. Sturdy structure. Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.

КРУГЛЫЙ ТАЗ

PP

Белый с бортиком, выдерживает автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут. Очень прочная конструкция. В нижней части бортика расположены две ручки, облегчающие процесс переноса.

Art.	Vol. lt	Ø mm	h mm
258	10	350	160



FLUOROWARE

LABORARTIKEL AUS PTFE

PTFE (Polytetrafluorethylene) sind Polymere mit einem hohen Molekulargewicht, die dank ihrer idealen chemischen, elektrischen und thermischen Eigenschaften vielfältig eingesetzt werden; ihr Reibungskoeffizient ist sehr niedrig. Ihre wichtigsten Merkmale sind im Folgenden aufgeführt.

PRAKTISCH ABSOLUTE CHEMISCHE TRÄGHEIT GEGENÜBER REAGENZIEN UND LÖSUNGSMITTELN
Sie sind verwenbar in stark korrosiven Umgebungen und kontaminieren empfindliche Materialien in hochreinen oder korrosiven Anwendungen nicht.

SEHR HOHE WÄRMEBESTÄNDIGKEIT
Verwendbar bei Temperaturen von -200°C bis +300°C, thermischer Abbau tritt erst bei +400°C ein.

AUSSERGEWÖHNLICHE ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN
Extrem hoher elektrischer Widerstand, niedrige dielektrische Konstante und niedriger dielektrischer Verlustfaktor.

EXZELLENT ANTI-HAFT-EIGENSCHAFTEN
Selbstschmierend und stoßfest, Härte und Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen.

ANWENDUNGEN
Chemisch: sehr hoher chemischer Widerstand gegenüber Säuren, Basen und Lösungsmitteln ist typisch für Fluorid-Polymere; sie werden daher in Komponenten in den Bereichen Petrochemie, chemische Industrie und Lebensmittelindustrie eingesetzt. Aufgrund ihrer physiologischen Trägheit assen einige Behörden ihren Einsatz bei Kontakt mit elektrischen Lebensmitteln zu: hervorragende dielektrische Eigenschaften; sind selbstlöschend und wetterfest und daher in diesem Bereich immer gefragter. Mechanisch: ihr sehr niedriger Reibungskoeffizient macht sie ideal auch für Anwendung mit extrem niedrigen Lasten.

Die auf den nachfolgenden Seiten abgebildeten Magnetührstäbchen haben einen Magnetkern aus Alnico V, dem sie ihre lange Lebensdauer und hoh Leistungsfähigkeit verdanken. Diese agneten sind eingekapselt in ein PTFE-Gehäuse. Strenge Qualitätskontrollen garantieren die korrekte Lage des Magnetkerns, die Qualität der Oberfläche, die Bruchfestigkeit sowie Konstanz der Dicke der Außenbeschichtung.

HALBMONDRÜHRER FÜR RUNDKOLBEN

PTFE

Diese Rührer haben eine besondere Form, die ein wirksames Rühren auch am Boden des Rundkolbens erlaubt, und sind mit einem zentralen Keil mit 9mm großen Löchern versehen. Das Keigelenk erlaubt das Einführen des Rührers in den Hals des Rundkolbens.

FLUOROWARE

PTFE LABORATORY ARTICLES

PTFEs (Polytetrafluorethylene) are polymers with high molecular weight that are widely used owing to their optimum chemical, electrical and thermal properties; their friction coefficient is very low. The essential features are the following.

PRACTICALLY TOTAL CHEMICAL INERTIA WITH REAGENTS AND SOLVENTS
They can be used in the more corrosive environments and do not contaminate the more sensitive materials in ultra-pure or corrosive applications.

VERY HIGH THERMAL STABILITY
Use temperature from -200°C to +300°C thermal degradation does not occur before +400°C

EXCEPTIONAL ELECTRICAL PROPERTIES
Extremely high electrical resistance low dielectric constant and low dielectric loss factor

OUTSTANDING NON-STICK PROPERTIES
Self-lubricating and shockproof features, toughness and flexibility even at low temperatures

APPLICATIONS
Chemical: very high chemical resistance to acids, alkali and solvents is typical of the fluoride polymers; it is therefore used for components in the petrochemical and chemical industry alimentary: physiologically inert, it is approved by some Authorities for uses in contact with foods electrical: excellent dielectric, self-extinguishing and stability in bad weather features make it increasingly used in this sector mechanical: its low friction coefficient makes it usable for very low load applications

The magnetic stir bars shown on the following pages have internal magnets in Alnico V that gives them of high duration and power features. These magnets are encapsulated in first quality PTFE cases. The strict quality controls applied to these products ensure correct positioning of the magnetic core, the quality of the external surface, breakage resistance and constancy of the thickness of the external covering.

STIRRER BLADES FOR BALLOON FLASKS

PTFE

Will fit all standard button-tip stirring shafts. "Long groove" keyhole (Ø mm 9) provides easy insertion into flask neck and proper positioning for stirring action. Can be used continuously at temperatures up to 250°C and, for short intervals, to 300°C.

FLUOROWARE

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ PTFE

PTFE (политетрафторэтилен) представляют собой полимеры с высоким молекулярным весом, широко используемые, благодаря своим оптимальным химическим, электрическим и термальным свойствам, коэффициент трения которых очень низок. Их основные характеристики следующие.

ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕАГЕНТАМ И РАСТВОРИТЕЛЯМ
Они могут использоваться в самых агрессивных средах, не загрязняют сверхчувствительные материалы в условиях высокой очистки или коррозионности.

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Использование при температуре от -200°C до +300°C Термическая деструкция начинается после +400°C

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Исключительно высокое электрическое сопротивление, низкая диэлектрическая постоянная и низкий коэффициент диэлектрических потерь.

УНИКАЛЬНЫЕ АНТИПРИГРЯНЫЕ КАЧЕСТВА
Самосмазывающие и антиударные свойства, твердость и гибкость даже при низких температурах

ПРИМЕНЕНИЕ
Химическое производство: очень высокая химическая устойчивость к кислотам, щелочам и растворителям характерна для всех фторсодержащих полимеров; поэтому они используются в качестве компонентов в химической и нефтехимической промышленности Пищевая промышленность: физиологическая инертность, некоторые сертифицирующие органы разрешают их контакт с пищевыми продуктами Электроустановки: отличные диэлектрические свойства, самозатухаемость и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям обуславливают их все более широкое использование в секторе механики: низкий коэффициент трения позволяет использовать их для установок с низкой нагрузкой.

Магниты, находящиеся внутри магнитных мешалок, показанных на следующей странице сделаны из материала Alnico V, обеспечивающего их высокую прочность и силовые качества. Эти магниты помещены в первоклассные кожухи из PTFE. Строгий контроль качества, применяемый к этим изделиям, гарантирует правильное положение магнитного сердечника, качество наружной поверхности, устойчивость к разрывам и равномерную толщину наружного покрытия.

ЛОПАСТИ МЕШАЛОК ДЛЯ КОЛБ

PTFE

Особая форма этого изделия с отверстием в форме длинной прорези 9мм, позволяет перемешивать содержимое, в том числе, и на дне колбы. Наличие этого отверстия позволяет легко ввести мешалку через горло колбы.



Art.	Length mm	Fits flasks lt
690	64	0,5
691	75,23	1
692	105,40	2 / 3
693	122,53	5
694	149,05	12 / 22

FLUOROWARE

FLUOROWARE

FLUOROWARE

UHRGLASSCHALEN

PTFE

Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit. Die Uhrglasschalen können dauerhaft bei Temperaturen bis zu +250°C eingesetzt werden.

Art.	Ø mm
643	52,76
644	76,32
645	99,39
646	126,36
647	153,92

WATCH GLASSES

PTFE

Superior chemical, mechanical and heat resistance. Can be used safely for continuous service at temperatures up to 250°C.

ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА

PTFE

Высокая химическая и термическая устойчивость. Могут постоянно использоваться при температуре до +250°C.



GELENKVERBINDER

PTFE

Mit diesen Gelenkverbindern können Glasrohre mit unterschiedlichen Winkeln verbunden werden. (Standardkegelschliff DIN 12242).

SUPPLE CONNECTORS

PTFE

Specially designed to connect to misaligned glass tubes. Chemically inert. Taper conforms to DIN 12242 Standard.

ГИБКИЕ СОЕДИНИТЕЛИ

PTFE

Необходимы для соединения разноосевых стеклянных трубок. (Конусы соответствуют стандарту DIN 12242).



Art.	Lower Ø mm	Upper Ø mm	h mm
1047	20,65	112,83	24,11
1048	25,70	130,34	29,63
1049	31,36	117,44	34,40

RÜHRSTÄBCHEN, ZYLINDRISCH

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Runde Form, glatte Wände, für jeden Zweck geeignet.

STIRRING BARS, CYLINDRICAL

MAGNET PTFE COATED

Rounded shape, smooth walls, all-purpose.

МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ,
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Округлая форма, гладкие стенки, общее назначение.

Art.	Ø mm	Length mm	Art.	Ø mm	Length mm
748	3	8	763	6	35
749	3	6	764	8	40
750	4,5	12	698	8	50
751	4,5	15	699	8	45
756	6	20	704	10	60
757	6	25	705	10	70
758	6	30			



MAGNETRÜHRSTÄBCHEN

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Für die unterschiedlichsten Anwendungsbedingungen geeignet. Sie gewährleisten Wirtschaftlichkeit und einen höheren Grad an Turbulenzen bei niedrigen Drehzahlen. Sie ergänzen das Spektrum der gewöhnlichen Magnetührstäbchen und stellen eine wertvolle Alternative dar. Die unten angegebenen Größen sind als Nenngrößen mit einer Toleranz von ±5% in der Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen.

STIRRING BARS, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Designed for a wide variety of applications. Savings guaranteed. Stronger mixing action at lower speeds. Can be used as an addition to any standard magnetic stir bar range, creating a viable alternative. The sizes shown below are nominal, with ±5% tolerance in length and ±10% in diameter

МАГНИТНЫЕ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Предназначены для различных областей использования. Гарантируют экономичность и повышенный уровень турбулентности при низких скоростях. Являются ценной альтернативой традиционным магнитным перемешивателям. Указаны номинальные размеры с погрешностью ±5% по длине и ±10 по диаметру.

Art. ECONOMY	Length mm	Ø mm
766	12	3
767	25	8
768	40	8
769	50	8





FLUOROWARE

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN ELLIPSENFORM

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Ideal für Behälter oder Flaschen mit
rundem Boden.

FLUOROWARE

STIRRING BARS, OVAL

MAGNET PTFE COATED

Ideal for containers or bottles with round
bottom.


FLUOROWARE

МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, ОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Идеален для контейнеров или бутылей с
круглым дном.

Art.	Length mm	Ø mm
683	20	10
684	25	12
685	30	16
686	35	16
687	40	20
688	50	20
689	64	20



MAGNETRÜHRSTÄBCHEN KUGEL

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Ideal für Reagenzgläser oder für
Rührbewegungen am Rand.

STIRRING BALL, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Ideal for test tubes or for eccentric
stirring movements.

МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, ШАРОВИДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Идеален для пробирок или для
хаотичного перемешивания.

Art.	Ø mm
770	12,57



MAGNETRÜHRSTÄBCHEN RUND MIT KREUZKOPF

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Spezielle Form für kleine Behälter.
Besonders wirksame Rührbewegung.

STIRRING BARS, CROSSHEAD

MAGNET PTFE COATED

Special shape for small containers.
Particularly effective stirring action.

МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, КРЕСТОБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Особая форма для небольших
контейнеров. Особенно эффективное
перемешивание.

Art	Dim. mm	H mm.
771	10x10	8
772	14x14	12
773	17x17	13



MAGNETRÜHRSTÄBCHEN HANTELFORM

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN
HANTELFORM

Exzellente Zentrierung, und geringer
Oberflächenkontakt starke
Verwirbelung auch bei niedriger
Geschwindigkeit.

STIRRING BARS, DOUBLE ENDED

MAGNET PTFE COATED

Excellent centering, limited contact
surface and high turbulence even at low
speeds.

МАГНИТНЫЕ, ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ, КАТУШКОБРАЗНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Отличная центровка, ограниченная
контактная поверхность, высокая
турбулентность даже при низких
скоростях.

Art.	Ø mm	Length mm
775	19,87	37,11
776	19,72	56,50

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN STERN

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Gewölbte Form für gute Zentrierung.
Besonders wirksame Rührbewegung.

STIRRING BARS, DISC

MAGNET PTFE COATED

Convex shape to get good centring.
Particularly effective stirring action.

МАГНИТНЫЙ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЙ
КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Выпуклая форма обеспечивает хорошую
центровку. Обеспечивает особенно
эффективное перемешивание.

Art	Dim. mm	H mm.
777	10x10	6
778	20x20	10
779	30x30	12

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN
DREIECKIGMIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Keilförmig. Ideal für das Auflösen
von Feststoffen und das Mischen von
Sedimenten dank der Kratzfunktion.
Hohe Verwirbelung durch gekantete
Oberflächen auch bei niedriger
Geschwindigkeit.

TRIANGULAR STIRRING BARS,
MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Cuneiform. Ideal for dissolving solids and
mixing sediments thanks to its scraping
action. The angled surfaces create high
turbulence even at low speeds.

МАГНИТНЫЕ,
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ,
ТРЕУГОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Клиновидной формы. Идеальны для
растворения твердых веществ и,
благодаря скребковым действиям,
перемешивания осадка. Наклонные
поверхности создают высокую
турбулентность даже при низких
скоростях.

Art.	Dim. mm
780	5,61x12,21
781	7,39x25,32
782	8,13x33,83
783	10,43x49,61

MAGNETRÜHRSTÄBCHEN MIT
MITTELRINGMIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERN

Die gekanteten Oberflächen erzeugen
eine hohe Verwirbelung auch bei
niedriger Geschwindigkeit. Für Behälter
mit unebenem Boden. Der Gelenkring
verringert die Kontaktfläche und ermöglicht
eine optimale Positionierung des Stabs.

STIRRING BARS, MAGNETIC WITH
PIVOT RING

MAGNET PTFE COATED

The angled surfaces create high
turbulence even at low speed. For
containers with irregular bottom. The
pivot ring reduces the contact surface
and fosters optimal stir bar positioning.

МАГНИТНЫЕ,
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
С КОЛЬЦЕВЫМ УТОЛЩЕНИЕМ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Наклонные поверхности создают высокую
турбулентность даже при низких скоро-
стях. Предназначены для использования в
контейнерах с дном неправильной формы.
Кольцевое утолщение уменьшает площадь
контактной поверхности и обеспечивает
положение элемента, оптимальное для
перемешивания.

Art.	Ø mm	Length mm	Art.	Ø mm	Length mm
786	6	20	793	8	45
787	6	25	794	8	50
788	6	35	797	10	60
789	6	30	799	10	70



MAGNETISIERTE STÄBE

MIT PTFE GEKAPSELTER
MAGNETKERNSTIRRING BARS RETRIEVERS,
MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
МАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

МАГНИТ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ PTFE

Art.	Ø mm	Length mm
710	11	300
712	11	240





FLUOROWARE

SCHLIFFMANSCHETTE FÜR KEGELSCHLIFFSTOPFEN

PTFE

Besonders dafür bestimmt, Kegelschliffstopfen vor dem Blockieren zu schützen. (Standardkegel DIN 12242).

FLUOROWARE

LINING FOR GLASS TAPERS

PTFE

Specially designed to prevent machined glass joints from binding. Conforms to DIN 12242.

FLUOROWARE

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ СОЕДИНЯЮЩИХСЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

PTFE

Разработаны специально для защиты стеклянных соединений от заклинивания. (Конусы соответствуют стандарту DIN 12242).

Art.	NS-Schliff Cone size Конус NS	Innendurchmesser mm Lower Ø mm Внутренний Ø мм
1035	7,5 / 16	6
1036	10 / 19	8
1037	12 / 21	10
1038	14 / 23	12
1039	19 / 26	16

Art.	NS-Schliff Cone size Конус NS	Innendurchmesser mm Lower Ø mm Внутренний Ø мм
1040	24 / 29	21
1041	29 / 32	26
1042	34 / 35	31
1043	45 / 40	41



BAND

PTFE

Für den Schutz von Gewinden jeder Art, um ein Auslaufen zu verhindern. Farbe: weiß.

TAPE

PTFE

Particularly useful to protect any type of screw thread. Colour: white.

КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

PTFE

Используется для защиты резьбовых поверхностей любых типов. Цвет: белый.

Art.	Length mt	Width mm
1053	12	12



REAGENZGLÄSER

PTFE

Diese Schalen besitzen eine ausgezeichnete chemische und mechanische Festigkeit und sind temperaturbeständig (hitzebeständig bis +250°C und kurzzeitig auch bis +300°C).

TEST TUBES

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Will withstand temperatures continuously up to 250°C and for short intervals up to 300°C.

ПРОБИРКИ

PTFE

Исключительная химическая, механическая и термическая устойчивость (выдерживают температуру до +250°C, а при краткосрочном воздействии до +300°C).

Art.	Bottom-type Тип дна	Ø int. mm	Ø ext. mm	h mm	RCF
1400	Konisch / Cónico / конусообразное	15	18	120	25000
1405	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрическое	15	18	100	25000



KEGELSTOPFEN

PTFE

Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit. Selbstschmierend. Steigung: 1:10 – nach DIN-Norm 12242.

TAPERED STOPPERS

PTFE

Excellent chemical and temperature resistance. Self-lubricating. Standard taper: 1:10. According to DIN Standard 12242.

КОНИЧЕСКИЕ ПРОБКИ

PTFE

Высокая химическая и термическая устойчивость. Не нуждаются в смазке. Конусообразность: 1:10 – в соответствии с нормами DIN 12242.

Art.	NS-Schliff Cone size Конус NS	Innendurchmesser mm Lower Ø mm Внутренний Ø мм
1455	14,5 / 23	12,2
1456	19 / 26	16,4
1457	24 / 29	21,1
1458	29 / 32	25,8

BECHER

PTFE

Diese Becher besitzen eine ausgezeichnete chemische und mechanische Festigkeit und sind temperaturbeständig (temperaturbeständig bis +250°C und kurzzeitig auch bis +300°C).

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
717	50	42,23	55,36
718	100	53,85	68,67
720	250	66,58	92,69
721	500	80,50	122,39
723	1000	102,67	157

BEAKERS

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Will withstand temperatures continuously up to 250°C and for short intervals up to 300°C.

СТАКАНЫ

PTFE

Отличная химическая, механическая и тепловая устойчивость. Могут безопасно и продолжительно эксплуатироваться при температуре от -270° C до 250° C. Особенно пригодны для растворения и расщепления кислот и агрессивных химреактивов.



SCHALEN

PTFE

Diese Schalen besitzen eine ausgezeichnete chemische und mechanische Festigkeit und sind temperaturbeständig (hitzebeständig bis +250°C und kurzzeitig auch bis +300°C).

CAPSULES

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Will withstand temperatures continuously up to 250°C and for short intervals up to 300°C.

КАПСУЛЫ

PTFE

Исключительная химическая, механическая и термическая устойчивость (выдерживают температуру до +250°C, а краткосрочно - до +300°C).



Art.	Typ / Type / Тип	ml	Ø mm	h mm
625	Geradwandig / With straight walls / с прямыми стенками	25	42	25
627	Geradwandig / With straight walls / с прямыми стенками	100	80	28

KRISTALLISIERSCHALE

PTFE

Exzellente chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit. Sichere Dauerverwendung von -270° bis +250°. Besonders geeignet für Auflösungen und Aufschlüsse von Säuren und ätzenden Stoffen.

CRYSTALLISATION VESSELS

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Can be used safely for continuous service from -270° C up to 250°C. Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents.

КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ

PTFE

Температура эксплуатации от - 270° до +250°. Особо устойчивы к воздействию кислот и агрессивных смесей.



Art.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
630	25	38	35,64
639	100	64	54,48
634	350	100	62,22

FLASCHEN

PTFE

Exzellente chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit. Sichere Dauerverwendung von -270° bis +250°. Die gesamte Flasche inklusive Schraubverschluss besteht aus PTFE.

BOTTLES

PTFE

Excellent chemical, mechanical and heat resistance. Can be safely used continuously from -270° C up to 250°C. Particularly suitable for dissolutions and digestions with acids and corrosive agents. Entire bottle, including screw cap, is made of PTFE.

БАНКИ

PTFE

Температура эксплуатации от - 270° до +250°. Особо устойчивы к воздействию кислот и агрессивных смесей. Все банки снабжены крышками из ПТФЭ.



Art.	Cap. ml.	Ø mm	h mm	Mouth Ø mm
744	100	52,56	89,82	35,24
745	250	66,74	118,40	42
746	500	80	147,15	51,15
747	1000	102	184,21	57

FLUOROWARE

LABORARTIKEL AUS PFA

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

HERVORRAGENDE THERMISCHE STABILITÄT

Laborartikel aus PFA für die Spurenanalytik bewahren ihre thermische Stabilität von -200 °C bis 260 °C.

KEIN METALLGEHALT

PFA ist ein Erzeugnis, das keine Metalle wie Kalzium, Aluminium, Eisen, Magnesium, Nickel, Kupfer, Mangan oder Zink enthält. Diese Metalle können die Proben nur aus anderen Behältern oder anderen, bereits kontaminierten Proben kontaminieren.

HOHE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

PFA reagiert nicht (inertes Verhalten) mit den meisten Reagenzien, einschließlich Salpetersäure und Salzsäure, die häufig zur Reinigung von Laborartikeln für die Spurenanalytik verwendet werden. Diese Eigenschaft reduziert deutlich das Risiko von Kreuzkontaminationen.

EXZELLENT LANGZEITSTABILITÄT

Die aus PFA hergestellten Gefäße verlängern die Stabilität der Standardlösungen niedriger Konzentration. Diese Stabilität minimiert den Zeitaufwand und die Kosten für den Austausch von Standardlösungen, die für die Spurenanalytik verwendet werden.

DIE HOHE TRANSLUZENZ

Die Transluzenz ist sehr wichtig, um genaue Messungen mit volumetrischen Laborartikeln durchzuführen.

VEREINFACHTE REINIGUNG

Die üblichen Laborartikel für die Spurenanalytik erfordern eine sehr aufwendige und teure Reinigung. Die hydrophoben und Antihafteigenschaften der ausgesprochen glatten Oberfläche der Laborartikel aus PFA vereinfachen die Reinigung und machen sie damit ideal für die Spurenanalytik.

FLUOROWARE

PFA LABWARE

PROPERTIES AND ADVANTAGES

EXCELLENT TEMPERATURE STABILITY

PFA trace analysis labware maintains its stability at temperatures from -200 °C to 260 °C (-328 °F to 500 °F).

NO LEACHABLE METALS

PFA is manufactured without metals such as calcium, aluminum, iron, magnesium, nickel, copper, manganese or zinc. These metals can leach into samples from other containers, and contaminate samples.

SUPERIOR CHEMICAL RESISTANCE

PFA is inert with most reagents, including nitric and hydrochloric acid routinely used in cleaning trace analysis labware. This stability significantly reduces the risk of cross-contamination.

EXCELLENT LONG-TERM STABILITY

PFA containers often extend the stability of low (ppb) concentration standards. Such stability reduces the time and cost of renewing trace analysis standard solutions.

HIGHLY TRANSLUCENT

Translucency is important for making accurate measurements using volumetric labware.

SIMPLIFIED CLEANING

Conventional labware for trace analysis requires time-consuming and expensive cleaning. The hydrophobic and anti-adhesive properties of the exceptionally smooth-surfaced PFA labware simplify the cleaning process, making it ideal for trace analysis.

FLUOROWARE

IZDELIYA IZ PFA DLYA LABORATORIJ

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

ОТЛИЧНАЯ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

Лабораторные изделия из ПФА, предназначенные для выполнения анализов, термостойчивы при температуре от -200°C до +260°C.

АБСОЛЮТНОЕ ОТСУТСТВИЕ МЕТАЛЛОВ.

ПФА не содержит кальция, алюминия, железа, магния, никеля, меди, марганца и цинка. Загрязнение образца этими металлами возможно только при попадании их из другого контейнера, или если образец был уже загрязнен.

ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

ПФА не вступает в реакцию со многими реагентами, включая азотную и соляную кислоту, обычно используемых для очистки лабораторных изделий перед проведением анализа. Это свойство существенно снижает риск перекрестной контаминации.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Контейнеры из ПФА часто продлевают стабильность стандартных при низкой концентрации. Это свойство позволяет сократить время и затраты на обновление стандартных решений для выполнения лабораторных анализов.

ВЫСОКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Для точные измерений посредством волюметрических приборов прозрачность – очень важное свойство.

УПРОЩЕННАЯ ОЧИСТКА

Для традиционных изделий перед использованием их в лабораторных анализах требуется долгая и дорогостоящая очистка. Гидрофобность и отталкиваемость абсолютно гладких поверхностей изделий из ПФА для лабораторий упрощают очистку и делают изделия идеальными для использования при проведении лабораторных анализов.



GROSSE ENGHALSFLASCHEN

PFA

Flaschen aus transparentem Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen – Perfluorpropylen) mit erhöhter Beständigkeit gegen chemische Substanzen, sehr temperaturbeständig (-200°C/+250°C). Die Flasche schließt perfekt, dies wird durch die besondere Form des Verschlusses gewährleistet, der mit einer Dichtlippe ausgestattet ist.

WIDE NECK BOTTLES

PFA

Bottles made of transparent fluorinated resin with high temperature and chemical resistance (-250°C/+270°C). Provided with leakproof closure.

БУТЫЛКИ С ШИРОКИМ ГОРЛОМ

PFA

Изготовлены из прозрачного, фтор-содержащего каучука с повышенной устойчивостью к воздействию химических веществ и высоких температур (-250°C/+270°C). Оборудованы герметично закрывающимися крышками.

Art.	Cap. ml	Thread DiN std.	Ø mm	h mm
1688	50	GL28	37,4	85,7
1689	100	GL28	45,4	113,6
1690	250	GL40	60	148
1691	500	GL40	75,5	178
1692	1000	GL40	95,5	214,8

TARIERTE KOLBEN

PFA

Tarierte Kolben aus transparentem Fluorkunststoff mit ausgezeichneter thermischer Beständigkeit von -250°C bis +270°C, mit normiertem Verschluss aus PTFE. Komplet mit genormten DIN-Verschlüssen aus PFA. Einzeln nach der Norm DIN EN ISO 1042, Klasse "A" tariert. Lasergravierte Nummerierung

VOLUMETRIC FLASKS

PFA

Volumetric flask made of transparent fluorinated resin with high chemical and temperature resistance (-250°C / +270°C). Supplied with standard DIN stoppers in PFA. Individually **Calibrated** ringmark according to DIN EN ISO 1042, class "A", Standards. Laser engraved lot number

МЕРНЫЕ КОЛБЫ

PFA

Мерные колбы изготовлены из прозрачного, фторсодержащего каучука с повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур от -250°C до +270°C. Поставляются со стандартными пробками DIN из ПФА. Снабжены значком о калибровке по стандартам DIN EN ISO 1042, класс "A". Лазерная гравировка номера



Art.	Cap. ml	h mm	DIN STD
1696	50	150	GL18
1697	100	180	GL18
1698	250	235	GL25
1699	500	270	GL25

GRADUIERTE BECHER NIEDRIGE FORM

PFA

Graduierte, tarierte Becher aus PFA (Perfluoralkoxy) Fluorkunststoff mit hoher chemischer und thermischer Beständigkeit (-250°C/+270°C).

GRADUATED BEAKERS LOW FORM

PFA

Transparent, graduated beakers made of PFA (Perfluoralkoxy), a fluorinated resin with high chemical and heat resistance (-250°C/+270°C).

НИЗКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ СТАКАНЫ

PFA

Градуированные прозрачные стаканы из ПФА (перфторалкоксид), фторсодержащего каучука, с повышенной устойчивостью к воздействию химических веществ и высоких температур (-250°C/+270°C).



Art.	Cap. ml	Divis. ml	h mm	Ø mm
1534	25	5 / 1	50	32
1535	50	10 / 1	59	39
1536	100	20 / 1	72	50
1537	250	50 / 1	96	67
1538	500	100 / 1	122	88
1539	1000	100 / 1	143	109

PROBENBEHÄLTER

PFA

Behälter mit Schraubverschluss (PFA) für die Sammlung, den Transport und die Aufbewahrung von Laborproben.

SAMPLE CONTAINERS

PFA

With screw cap (PFA) for sample collection, transport and storage.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПРОБ

PFA

Контейнеры с закручивающейся крышкой (ПФА), предназначенные для отбора, транспортировки и хранения проб.



Art.	Cap. ml	h mm	Ø mm	GL
1672	30	54	38	40
1673	60	90	38	40
1674	90	62	54	56
1675	180	112	54	56

FLUOROWARE

FLUOROWARE

FLUOROWARE



ABDAMPFBEHÄLTER

PFA

Mit Schnappdeckel (PE) für die Vermeidung von Kontaminationen während der Vorbereitung der Probe.

EVAPORATING DISHES

PFA


With snap on lid (PE) for contamination free sample preparation.

ИСПАРИТЕЛИ

PFA

С закрывающейся крышкой (из полиэтилена) во избежание проникновения загрязняющих веществ во время подготовки образцов.

Art.	Cap. ml	h mm	Ø mm
1677	25	25	50
1678	50	54	50



PROBENRÖHRCHEN

PFA

Graduiert in 10 ml-Abständen, mit Schraubverschluss (PFA) GL 25. Für die Vorbereitung von Laborproben, ausgezeichnet für die Zentrifuge (Schüttler) oder Autosampler (Ø 25 mm).

SAMPLE TUBE

PFA

With Calibrated ring-mark at 10 ml, and screw cap (PFA) GL 25. For sample preparation, centrifugation and for Autosampler racks (Ø 25 mm).

ПРОБИРКИ ДЛЯ ПРОБ

PFA

Градированные до 10 мл, снабжены заворачивающимися крышками (ПФА) GL 25. Предназначены для подготовки проб, центрифугирования и установки на штативах типа «автообразцы» (Ø 25 мм).

Art.	Cap. ml	h mm	Ø mm
1671	15	110	22



RUNDBODENBEHÄLTER

PFA

DIN 12348 für die Abdampfung und Destillation hochreiner chemischer Substanzen, für die Verwendung im Vakuum geeignet.

ROUND BOTTOM FLASK

PFA

DIN 12348 (Glass) with standard ground socket. For rotary evaporators and distillation of fine chemicals. For use under vacuum.

КРУГЛОДОННАЯ КОЛБА

PFA

Соответствует нормам DIN 12348 для ротационных испарителей и перегонки химических соединений повышенной чистоты. Для работы в вакуумной среде.

Art.	Cap. ml	N / S	h mm	Ø mm
1540	250	29 / 32	147	88

EINMAL-KÜVETTEN FÜR
SPEKTROPHOTOMETRIE

Küvetten für Anwendungen der Spektrophotometrie im sichtbaren Spektrum. Deutlicher und scharfer Strahlengang mit Angabe der Strahlengangsrichtung. Gefertigt aus optischem PS- und UV-tauglichem PMMA und versehen mit optisch bearbeiteten Wänden (optische Seiten), um entlang des Spektralfelds von 340 bis 800 nm (optisches PS) und von 280 bis 800 nm (UV-taugliches PMMA) Transparenz zu gewährleisten. Erhältlich in den Versionen Makro (4,5 ml), niedrig Semi-Mikro (1,5 ml), hoch Semi-Mikro (2,5 ml), mit 2 oder 4 optischen Seiten. Das Modell mit zwei optischen Seiten ist auf den nicht optisch bearbeiteten Seiten mit Rillen versehen, die eine höhere Griffestigkeit bieten und Positionierungsfehlern vorbeugen. Kompatibel mit den meisten handelsüblichen Spektrophotometern und Photometern. Die Herstellungsverfahren und die Qualitätskontrolle gewährleisten die Reproduzierbarkeit der Küvetten. Abweichungen in der Lichtabsorption werden im Rahmen von $\pm 1\%$ ausgehalten, eine ausgesprochen wichtige Voraussetzung vor allem für Serienanalysen. Die Küvette mit dem Code 1961 mit 4 optischen Seiten und verwendbar im UV-Feld, lässt sich in Spektrofluoro-Techniken einsetzen. Sie wird empfohlen für die Mehrzahl der biologischen und biotechnologischen Routineanwendungen. Staubdichte Verpackung in einem praktischen PS-Schaum-Behälter.

VERPACKUNG:

- Von Art. 1937 bis Art. 1961: 10 Schachteln mit jeweils 100 (insg. 1000 Küvetten) mit Kartell-Markenzeichen.
- Von Art. 81937 bis Art. 81961: 5 Schachteln mit jeweils 100 Küvetten ohne Kartell-Markenzeichen.

DISPOSABLE CUVETTES FOR
SPECTROPHOTOMETRY

Cuvettes for spectrophotometry application in the visible spectrum. Clear and sharp optical path with indication of the optical path direction. They are made of optical PS and UV grade PMMA and are equipped with optically machined walls (optical faces) to ensure optimal transparency along the spectral field from 340 to 800 nm (optical PS) and from 280 to 800 nm (UV grade PMMA). Available in the macro version (4.5 ml), low-form semi-micro (1.5 ml), high-form semi-micro (2.5 ml), with 2 or 4 optical faces. The two optical face version has grooves on the two walls not optically machined to provide a better grip and to prevent positioning errors. They are compatible with most of the spectrophotometers and photometers on the market. The production technology and quality control determine reproducibility of the cuvettes. The absorption changes are kept within the $\pm 1\%$ interval, an extremely important condition especially for analyses in series. **The cuvette code 1961, with 4 optical faces and usable in the UV field, can be used for spectrofluorimetry techniques. It is recommended for most of the common biological and biotechnological applications.** They are packaged in a practical dust-proof support-container made of PS foam containing 100 cuvettes.

PACKING:

- From Art. 1937 to Art. 1961: 10 boxes of 100 cuvettes each (tot. 1000 cuvettes) with Kartell brand.
- From Art. 81937 to Art. 81961: 5 boxes of 100 cuvettes each without Kartell brand.

ОДНОРАЗОВЫЕ КЮВЕТЫ ДЛЯ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

Кюветы для спектрофотометрии применение в спектре видимого излучения. Четкий и резкий оптический путь с указанием его направления. Изготавливаются из оптического полистирола и УФ-стойкого ПММА, оборудуются оптическими стенками специальными машинной обработки (оптические поверхности), обеспечивающими оптимальную прозрачность вдоль спектрального поля от 340 до 800 нанометров (оптический полистирол) и от 280 до 800 нанометров (УФ-стойкий ПММА). Выпускаются следующие модели: макро (4,5 мл), низкая полумикро (1,5 мл), высокая полумикро (2,5 мл), с 2 или 4 оптическими поверхностями. Модель с двумя оптическими поверхностями снабжена канавками, расположенными на двух стенках, не подвергавшихся машинной обработке, обеспечивающими лучший захват и предотвращающими ошибки при позиционировании. Изделия совместимы с большинством спектрофотометров и фотометров, представленных на рынке. Технология изготовления и контроль качества обуславливают воспроизводимость кювет. Изменения поглощения сохраняются в пределах $\pm 1\%$ интервала – крайне важное условие, особенно для анализов, выполняемых последовательно.

Кюветы кат. 1961 с 4 оптическими поверхностями, применимые в среде УФ излучения могут использоваться при выполнении различных операций спектрофлюориметрии. Их рекомендуется использовать в большинстве биологических и биотехнологических производств. Они упаковываются в практичные пыленепроницаемые опоры-контейнеры из пенополистирола, каждый из которых содержит 100 кювет.

УПАКОВКА:

- ОТ КАТ. 1937 ДО КАТ. 1961: 10 коробок по 100 кювет в каждой (итого: 1000 кювет) С МАРКОЙ KARTELL
- ОТ КАТ. 81937 ДО КАТ. 81961: 5 коробок по 100 кювет в каждой БЕЗ МАРКИ KARTELL

КЮВЕТЫ ДЛЯ
СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ

ОПТИЧЕСКИЙ PS

Нар. диам. мм 12x12x45

VISIBLE RANGE CUVETTES

ОПТИКАЛ PS

Dim. Ext. mm: 12x12x45

KÜVETTEN FÜR DIE
SPEKTROPHOTOMETRIE

ОПТИЧЕСКИЙ PS

Außengröße mm: 12x12x45

KÜVETTEN UV GRADE

PMMA UV GRADE

Außengröße mm: 12x12x45

UV RANGE CUVETTES

UV GRADE PMMA

Dim. Ext. mm: 12x12x45

КЮВЕТЫ ДЛЯ УФ-ДИАПАЗОНА

PMMA ДЛЯ УФ-ДИАПАЗОНА

Нар. диам. мм 12x12x45



Art.	Modell Type Модель	Cap. ml	Lichtweg Path length Длина оптического пути	Fenster Window Окно
1937	Macro	4,5	10	
1940	Hohe Form / High form / Макро	2,5	10	4x22
1938	Niedrige Form / Low form / Полумикро	1,5	10	4x31
1960	4 optische Fenster / 4 clear faces / 4 прозрачные поверхности	4,5	10	

Art.	Modell Type Модель	Cap. ml	Lichtweg Path length Длина оптического пути	Fenster Window Окно
1939	Macro	4,5	10	
1941	Hohe Form / High form / Макро	2,5	10	4x22
1948	Niedrige Form / Low form / Полумикро	1,5	10	4x31
1961	4 optische Fenster / 4 clear faces / 4 прозрачные поверхности	4,5	10	

SPATEL FÜR KÜVETTEN

PS

DISPOSABLE STIRRER FOR CUVETTES

PS

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

PS

Art.	Länge mm / Length mm / Длина mm	Ø mm
939	90	3



STOPFEN FÜR KÜVETTEN

LDPE

Druckstopfen aus Polyethylen zum Verschließen der Küvetten mit quadratischem Querschnitt (10x10 mm). Ideal für das Schütteln der Probe oder als Sicherheit im Falle eines versehentlichen Umklippens.

CAP FOR CUVETTES

LDPE

Push-in PE stoppers for closing cuvettes with square openings (10 x 10 mm) Designed to prevent sample spillage caused by jostling and protection if sample is accidentally overturned.

КРЫШКИ ДЛЯ КЮВЕТ

LDPE

Нажимная полиэтиленовая крышка для кюветы с квадратным горлом (10x10 mm). Идеальны при случайной тряске образца для предотвращения переворачивания.

Art.	Dim. mm
1962*	10x10

*Für / For / Для 1937/ 1960 / 1939 / 1961



KÜVETTENSTÄNDER

PE

Für 12 x 12 mm Küvetten (Außenmaß) in senkrechter Position mit stabilem Halt für Vorbereitungsarbeiten oder 12x12 mm Küvetten in waagerechter Position für eine geschützte Lagerung. Im Aufbewahrungsmodus sind die Ständer stapelbar.

CUVETTES HOLDER

PE

Can accommodate 12 x 12 mm cuvettes (ext dim) vertically in firm recesses for preparation work, or 12x12 mm cuvettes horizontally for storage and protection. In storage mode the racks are stackable.

ПОДСТАВКА ПОД КЮВЕТЫ

PE

Вмещает 12 x 12 мм кювет (наруж. диам.), прочно закрепляющихся в вертикальном положении в жестких гнездах для выполнения подготовительных работ, или 12x12 мм кювет в горизонтальном положении для защиты и хранения. При хранении стойки складываются.

Art.	Stellplätze / Places / Число кювет	Küvettentyp mm / Cuvettes mm / Тип кювет mm	Dim. mm
260	12	12x12	170x50x15h



SEGMENTE FÜR COBAS MIRA®-SYSTEME

PMMA

Segmente mit 12 Küvetten im Magazin für Cobas Mira®-Systeme, aus Polymethylmethacrylat (PMMA). Die Herstellungsverfahren und die Qualitätskontrolle gewährleisten die hohe Reproduzierbarkeit. Verfügbar als Rack mit 15 Segmenten für Geräte mit Einzugsmechanik oder als Einzelpackung.

COBAS MIRA® MULTI-CUVETTES

PMMA

12-position polymethyl methacrylate (PMMA) multiple cuvette segments for the Cobas Mira® analyzer. A high-tech production process and stringent quality control guarantee high reproducibility. Available in racks of 15 cuvette segments for devices with continuous throughput or in single segments.

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ COBAS MIRA®

PMMA

Сегмент на 12 кювет Cobas Mira®, изготовленный из полиметилакрилата (PMMA). Технология изготовления и контроль качества определяют высокую воспроизводимость. Поставляются в треках по 15 сегментов, предназначенных для инструментов с тяговыми устройствами, или в штучных упаковках.

Art.	Segment mit 12 Küvetten / 12 cuvettes segment / Трек для 12 кювет
1500	Rack 15 pcs
1501	Einzel / Single / Одиночный





MIKROREAGENZGLAS MIT STOPFEN FÜR COBAS-BIO® UND COBAS MIRA®

PE

Mikroreagenzgläser mit Stopfen aus PE für Cobas Bio® - und Cobas Mira®-Systeme, in vier Farben erhältlich.

MICRO TEST TUBES WITH CAPS FOR COBAS-BIO® AND COBAS MIRA®

PE

Micro test tubes with caps made of HDPE for Cobas Bio® and Cobas Mira® automatic analyzers. Available in four colours.

МИКРОПРОБИРКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ COBAS-BIO® И COBAS MIRA®

PE

Микропробирки с крышкой для приборов Cobas Bio® и Cobas Mira®, выпускаются микропробирки четырех цветов.

Art.	Farbe / Color / Цвет	Ø mm	h mm	Cap. ml
2940-00	Neutral / Neutral / Бесцветный	7,65	35,5	0,70
2940-04	Blau / Blue / синий	7,65	35,5	0,70
2940-06	Gelb / Yellow / Желтая	7,65	35,5	0,70
2940-13	Orange / Red-Orange / Оранжевая	7,65	35,5	0,70



MIKROREAGENZGLÄSER

PP

Hoch-transparentes PP-Reagenzglas für einfaches Testen von Proben. Flacher Verschluss mit mattem Schreibbereich. Flüssigkeitsdicht für die Zentrifuge bei bis zu RCF 21.000 x g. Große abgerundete Öffnungsfläche für einfaches Öffnen/Verschließen und Verschlusskopf mit einem durchbohrbaren 3mm-Bereich. Autoklavierbar mit offenem Verschluss bei 121°C für 20 Minuten. Erhältlich in den Farben: neutral (00), blau (04), gelb (06), rosa (13), grün (12).

MICRO TEST TUBES

PP

High transparency PP tube for easy sample checking. Flat cap with large frosted writing surface. Liquid tight for centrifugation up to RCF 21.000 x g. Large opening tab featuring rounded surfaces for smoother open/close routine and cap top with 3mm pierceable area. Autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap. Available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

PP

Высокопрозрачная пробирка из полипропилена для легкой проверки образцов. Плоская крышка с большой матовой поверхностью для записи. Герметична, выдерживает воздействие центрифуги на скорости до RCF 21.000. Большой открывающийся язычок с закругленными краями обеспечивает мягкое открытие/закрытие. Верхняя крышка с областью для прокалывания размером 3 мм. Выдерживает автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут с открытой крышкой. Предусмотрен выпуск следующих цветов: бесцветный (00), синий (04), желтый (06), розовый (13) и зеленый (12).

Art.	ml	Tipo / Type / Type	Mat.	RCF X g
298	Mit Verschluss / With cap / с крышкой	1,5 Eppendorf®	PP	21.000



MIKROREAGENZGLÄSER

PP UND PE

Aus durchsichtigem PP/PE, ideal für die Probenanalyse. Auch verwendbar für den Versand von Proben. Die Gläser sind beständig gegen eine Zentrifugalkraft von bis zu RCF 11.000 x g. Die Artikel 297 und 1298 sind bei offenem Verschluss autoklavierbar bei 121°C für 20 Minuten.

MICRO TEST TUBES

PP AND PE

Made of clear PP/PE they are ideal for sample analysis. It can be used for sample shipping as well. The tubes can withstand a centrifuge force of up to RCF 11.000 x g. Art. 297 and 1298 autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap.

МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

PP И PE

Изготовлены из прозрачного PP/PE, идеально подходят для анализа образцов, а также, могут применяться для их перевозки. Пробирки выдерживают воздействие центрифуги на макс. скорости до 11.000 RCF. Изделия № 297 и 1298 выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 мин. с открытой крышкой.

Art.	ml	Tipo / Type / Type	Mat.	RCF X g
297	Ohne Verschluss / No cap / без крышки	1,5 Eppendorf®	PP	11.000
1298	Mit Verschluss / With cap / с крышкой	0,5 Eppendorf® / Vitraton Akes®	PP	11.000
1299	Mit Verschluss / With cap / с крышкой	0,5 Beckman®	PE	11.000



GRADUIERTE MICRO PROBENRÖHRCHEN

PP

Sehr nützlich für den Versand von Proben zu Analyse Zwecken. Sie können mit einer entsprechenden Zentrifuge bis max. 11.000 RCF verwendet werden. Flacher Verschluss mit Beschriftungsfeld. Art. 279 ist in folgenden Farben erhältlich: neutral (00), blau (04), gelb (06), rosa (13), grün (12).

GRADUATED MICRO TEST TUBES

PP

Ideal for samples analysis. Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11.000. Flat cap with writing area. Art. 279 available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

ГРАДУИРОВАННЫЕ МИКРОПРОБИРКИ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

PP

Широко применяются при перевозке образцов для последующего анализа. Выдерживают воздействие центрифуги на макс. скорости до 11000 RCF. Плоская крышка с полем для надписи. Кат. № 279 выпускается в следующей цветовой гамме: бесцветный (00), синий (04), желтый (06), розовый (13), зеленый (12).

Art.	ml	Typ / Type / Тип	Mat.	RCF X g
279	Graduiert, mit Verschluss / Graduated with cap / градуированные с крышкой	1,5 Eppendorf®	PP	11.000

**GESTELL FÜR
MIKROPROBENRÖHRCHEN**

PP

Besonderes Design Design, für 20 Probenröhrchen auf zwei Ebenen, mit nummerierten Stellplätzen (1-10; 11-20); wird der Artikel 295 verwendet, können mehrere Gestelle miteinander verbunden werden. Ausgezeichnet für die Vorbereitung der Proben. Autoklavierbar.

**MICRO TEST TUBE RACK
PREPARATION**

PP


Unique, dual level design for holding 20 tubes in pre-numbered cavities (1-10; 11-20). Racks have locations on the base to enable attachment in rows or back to back to each other using optional linking clips. Excellent for preparation work. Autoclavable

ШТАТИВ ДЛЯ МИКРОПРОБИРОК

PP

Оригинальная конструкция, вмещает 20 микропробирок, расположенных на двух уровнях с пронумерованными отверстиями (1-10; 11-20), используя устройство кат. №295 можно соединить несколько штативов вместе. Незаменим при подготовке образцов. Выдерживает стерилизацию автоклавом.

Art.	Mikroprobenröhrchen Test tubes Микропробирка	Farbe Clour Цвет	Stellplätze Places Число пробирок	Dim. mm	h mm
296	298 / 297	Weiß / White / Белый	20	90x210	49
295	Set mit 6 Klemmen für 296 / Pack of 6 linking clips / Набор из 6 зажимов для 296				

**GEFÄß FÜR COULTER®-ZÄHLER**

PS, MIT DECKEL AUS PE

Einweggefäße aus Polystyrol mit Deckel aus Polyethylen für Toa®-Zähler und Royco-Hycel®-Zähler

COULTER® CELL COUNTER CUP

PS, CAP IN PE

Disposable PS beakers for Toa® and Royco-Hycel® cell counters

**СТАКАН ДЛЯ ЦИТОМЕТРА
COULTER®**

PS, КРЫШКА ИЗ PE

Стаканчики одноразового использования из полистирола для цитометрии приборами Toa® и Royco-Hycel®

Art.	Ø mm	h mm
936	30	56

**AMPULLE FÜR
FLÜSSIGZINTILLATION**

PE

Unzerbrechliche Ampullen, geeignet für jede Art der Flüssigszintillation. Dicke Wände zur Vermeidung eines Lösungsverlusts. Spezieller Gewindeverschluss aus Polypropylen für festes Verschließen (Art. 933). Einsteckampullen, Kapazität 4ml, mit Schraubverschluss (Art. 934).

SCINTILLATION VIALS

PE

Unbreakable vials compatible with all liquid scintillation counters. Heavy walled to minimize solvent losses. Special PP screw cap to achieve leakproof closure (Art. 933). Insert vials, capacity of 4 ml, supplied with screw caps, (Art. 934).

**СЦИНТИЛЯЦИОННЫЕ
ФЛАКОНЫ**

PE

Небьющиеся флаконы, совместимые со всеми сцинтилляционными счетчиками. Толстостенные для минимизации потерь растворителя. Особая закручивающаяся крышка из полипропилена обеспечивает герметичное закрытие (кат. 933). Флаконы, предназначенные на установки вовнутрь прибора, снабжены закручивающимися крышками (кат. 934).

Art.		Ø mm	Ohne Deckel Without cap mm Без крышки	Mit Deckel With cap mm С крышкой	ml
933	Macro	26,5	57,50	60,10	20
934	Mini	13,71	52,50	53,60	4

**PROBENBECHER FÜR
BOEHRINGER ES 300®, ES 600®**

PS

Probenbecher aus Polystyrol für Enzymun-Test System Boehringer ES 300® und ES 600®

**BOEHRINGER ES 300®, ES 600®
SAMPLE CUP**

PS

PS sample cup for the Boehringer ES 300® and ES 600® Enzymun-Test System

**СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ
BOEHRINGER ES 300®, ES 600®**

PS

Стаканчик для проб из полистирола для испытательных систем Enzymun-Test System Boehringer ES 300® и ES 600®.

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm
2602	2,5 approx.	11	40





PROBENBECHER FÜR TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®

PS

Probenbecher aus Polystyrol für Analysatoren Technicon®, Beckman® und Konelab®. Für einige ist ein Schnappdeckel als Zubehör erhältlich.

TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB® SAMPLE CUP

PS

PS sample cup for Technicon®, Beckman® and Konelab® analyzers. On some models an optional push-in stopper is available.

СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ TECHNICON®, BECKMAN®, KONELAB®

PS

Стаканчик для проб из полистирола для анализаторов Technicon®, Beckman® и Konelab®. Для некоторых моделей возможно приобретение нажимных крышек по желанию заказчика.

Art.	Typ / Type / Тип	Cap. ml	Ø mm	h mm
2501*	TBK	1,5	13,8	22,6
2502*	TK	2,0	13,7	24,9
2503*	TK	1,5	13,9	24,7
2508	TK	4,0	17,26	37,9

Legend

Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K

* Eindrückdeckel Art.-Nr. 2514 / * Suitable cap art. 2514 / * Крышка Кат. № 2514



PROBENBECHER FÜR CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN®

PS

Probenbecher aus Polystyrol für Analysatoren Centrifichem®, Technicon®, Beckman®. Für einige ist ein Schnappdeckel als Zubehör erhältlich.

CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN® SAMPLE CUP

PS

PS sample cup for Centrifichem®, Technicon® and Beckman® analyzers. An optional push-in stopper is available for some models.

СТАКАНЧИК ДЛЯ ПРОБ ДЛЯ CENTRIFICHEM®, TECHNICON®, BECKMAN®

PS

Стаканчик для проб из полистирола для анализаторов Centrifichem®, Technicon®, Beckman®. Для некоторых моделей возможно приобретение нажимных крышек по желанию заказчика.

Art.	Typ / Type / Тип	Cap. ml	Ø mm	h mm
2510*	Centrifichem®	0,25	14,0	16,0
2511*	TBG	0,50	13,55	24,5

Legend:

Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K - Genseac®: G

* Eindrückdeckel Art.-Nr. 2512 und 2514 / * Suitable cap art. 2512 und 2514 / * Крышка Кат. № 2512 и 2514

2600	Hitachi® Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40	2,00	16,75	38
------	---	------	-------	----



DECKEL FÜR PROBENBECHER

PE

Verfügbar in der verdunstungsgeschützten Ausführung für Probenbecher Art. 2510 und Art. 2511 oder in der Ausführung als Schnappdeckel für die Artikelnummern: 2501 - 2502 - 2503 - 2510 und 2511.

SAMPLE CUP STOPPERS

PE

Available in the anti-evaporation version for Product Code 2510 and 2511 sample cups and in the push-in version for Product Codes 2501 - 2502 - 2503 - 2510 and 2511.

КРЫШКИ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ПРОБ

PE

Выпускается противoisпарительная модель для кат. № 2510 и 2511 и модель с нажимной крышкой для кат. 2501 - 2502 - 2503 - 2510 и 2511.

Art.	Typ / Type / Тип	Ø mm ext.	h mm
2512	Verdunstungsschutz für Art. 2510/2511 Anti evaporation for art. 2510 / 2511 Крышка для защиты от испарений для кат. № 2510/2511	15,7	5,9
2514	Schnappdeckel für Art. 2501/2502/2503/2510/2511 Push-on for art. 2501/2502/2503/2510/2511 Крышка кат. №. 2501/2502/2503/2510/2511	16	8,5



KÜVETTE FÜR OLLI®

PS

Küvetten für Olli-C-analyzer®, in Polystyrolschauboxen mit 192 Stück verpackt, staubdicht.

CUVETTE FOR OLLI®

PS

Cuvettes for Olli-C-analyzer®, packed in PS dust proof boxes containing 192 pcs.

КЮВЕТЫ ДЛЯ OLLI®

PS

Кюветы для прибора Olli-C-analyzer®, упакованные в коробки из вспененного полистирола по 192 шт., защищенные от попадания пыли.

Art.	Cap. ml	Stück pro Packung / pkg. pcs. / Упаковка шт	Ø mm	h mm
2618	4	192	11,85	50,80

KÜVETTEN FÜR FIBRINTIMER®

PS

Küvetten für Fibrintimer®, Gerät für die Bestimmung der Gerinnungszeit, mit 500 Metallstäbchen.

CUVETTES FOR FIBRINTIMER®

PS

Cuvettes for Fibrintimer® supplied with 500 metallic mixers.

КЮВЕТЫ ДЛЯ FIBRINTIMER®

PS

Кюветы для Fibrintimer®, прибора для определения периода коагуляции, оснащенные 500 металлическими перемешивателями.

Art.	Cap. ml	Stück pro Packung / pkg. pcs. / Упаковка шт	Ø mm	h mm
2630	1,3	500	11,9	34,5



KÜVETTEN FÜR AMELUNG®

PS

Küvetten für Amelung®, Gerät für die Bestimmung der Gerinnungszeit. Wird mit 1.000 Metallkugeln geliefert.

CUVETTES FOR AMELUNG®

PS

Cuvettes for Amelung®, determination of coagulation time. Supplied with 1.000 metallic mixer.

КЮВЕТЫ ДЛЯ AMELUNG®

PS

Кюветы для AMELUNG®, прибора для определения времени свертываемости крови. В комплект поставки входят 1000 металлических смесителей.

Art.	Cap. ml	Stück pro Packung / pkg. pcs. / Упаковка шт	Ø mm	h mm
2631	1	1000	18,65 / 11,25	22,8
82631*	1	1000	18,65 / 11,25	22,8

* Ohne Metallstäbe / without mixers / без перемешивателей



ZYLINDERFÖRMIGE REAGENZGLÄSER

PS

Mit Schraubverschluss. Je nach der Anwendung sind diese Gläser nicht steril, steril in Bulkverpackung und steril in Einzelverpackung erhältlich.

CYLINDRICAL TEST TUBES

PS

Tight screw cap Taking into consideration the different applications, they are available sterile single packed, sterile multiple packed and not sterile.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРОБИРКИ

PS

Снабжены закручивающимися крышками. Поставляются как нестерилизованные изделия, так и стерилизованные в стандартной и индивидуальной упаковке.

Art.	Cap. ml	Ø mm	h mm	Desc.
88200	10	16	100	Bulk
88201	10	16	100	Sterile
88202	10	16	100	Indiv. Sterile
88205	15	16	120	Bulk
88207	15	16	120	Indiv. Sterile
88210	20	16	150	Bulk
88212	20	16	150	Indiv. Sterile



REAGENZGLÄSER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PP

Graduierte Probenröhrchen mit Schnellverschluss-Schraubkappen (PE). Auslaufsicher und zentrifugierbar. Durch die Kapfenkonstruktion wird eine Verunreinigung durch Flüssigkeitstropfen auf der Innenfläche vermieden. Die Sterilverpackung (Art. 88304) wird mit aufgesetztem Schraubverschluss auf dem Probenröhrchen geliefert. Erhältlich in: blau (04) - rot (10) - gelb (06) - weiß (03).

TEST TUBES WITH SCREW CAPS

PP

Graduated test tubes with quick closure screw caps (PE). Leak-proof, and suitable for centrifugation. The design of the cap avoids any contamination due to drops of liquid on the inner surface. The sterile packing (Art. 88304) is supplied with the screw cap fitted on the test tube. Available in: blue (04) - red (10) - yellow (06) - white (03).

ПРОБИРКИ С ЗАКРУЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PP

Градированные пробирки с винтовыми крышками (ПЭ). Герметичные, выдерживают обработку в центрифуге. Конструкция крышки позволяет избежать загрязнений внутренней поверхности вследствие скопления капель жидкости. Стерильная упаковка (кат. 88304) поставляется с закручивающейся крышкой, подходящей для пробирки. Выпускаются следующие цвета: синий (04) - красный (10) - желтый (06) - белый (03).

Art.		RCF x g	Ø mm	h mm	Cap. ml
88303		4.000	16	100	13
88304	Beta radiation sterile	4.000	16	100	13



**EINWEG-REAGENZGLÄSER****PS UND PP**

Einweg-Reagenzgläser mit rundem oder konischem Boden, ohne Rand, für Laboranwendungen. Aus Polystyrol oder Polypropylen. Für die Zentrifuge verwendbar.

DISPOSABLE TUBES**PS AND PP**

Disposable round or conical bottom tubes no rim, for laboratory use. Made of PS or PP. Can be used in centrifuge.

ПРОБИРКИ ОДНОРАЗОВЫЕ**PS И PP**

Пробирки одноразовые с круглым или коническим дном, без бортика для общелабораторного использования. Изготовлены из полистирола или полипропилена. Выдерживают воздействие центрифуги.

Art.	Typ / Type / Тип	RCF x g	Ø mm	h mm	Cap. ml	Mat.
88301	Konisch / Conical / конические	1000	16	105	10	PS
88302	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1000	16	100	10	PS
88307	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1300	12	75	5	PS
88306	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	4000	13	75	5	PS
88320	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1000	16	150	20	PS
88310	RIA	1300	11	70	5	PS
88308	Coagulometer	1300	11,5	55	3	PS
88108	Coagulometer	3500	11,5	55	3	PP

**EINWEG-REAGENZGLÄSER, MIT RAND****PS UND PP**

Einweg-Reagenzgläser mit rundem oder konischem Boden, mit Rand, für Laboranwendungen. Aus Polystyrol oder Polypropylen.

DISPOSABLE TUBES, WITH RIM**PS AND PP**

Disposable tubes with round or conical bottom, with rim, for laboratory use. Made of PS or PP. Can be used in centrifuge.

ОДНОРАЗОВЫЕ ПРОБИРКИ С БОРТИКОМ**PS И PP**

Пробирки одноразовые с бортиком с круглым или коническим дном для общелабораторного использования. Изготовлены из полистирола или полипропилена.

Art.	Typ / Type / Тип	RCF X g	Ø mm	h mm	Cap. ml	Mat.
88317	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1300	12	86	5	PS
88319	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	3000	12	86	5	PP
88322	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	1000	16	100	10	PS
88323	Zylindrisch / Cylindrical / цилиндрические	3000	16	100	10	PP
88324	Konisch / Conical / конические	1000	16	100	10	PS
88325	Konisch / Conical / конические	3000	16	100	10	PP

**MIT RIPPEN VERSEHENE VERSCHLÜSSE FÜR EINWEG-REAGENZGLÄSER****LDPE**

Mit Rippen versehene Verschlüsse für Einweg-Reagenzgläser mit einem Durchmesser von 11-13 mm oder 15-17 mm. Besonders sorgfältige Rippung. Verfügbar in folgenden Farben: neutral (00), blau (04), rot (10), grün (12), gelb (06).

FINNED PLUGS FOR DISPOSABLE TUBES**LDPE**

Finned plugs for disposable tubes 11-13 mm or 15-17 mm in diameter. The finned plug has been carefully designed. Available colours: neutral (00), blue (04), red (10), green (12) and yellow (06).

КРЫШКИ РЕБРИСТЫЕ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПРОБИРОК**LDPE**

Ребристые полиэтиленовые крышки для одноразовых пробирок диаметром 11-13 или 15-17 мм. Ребристость выверена. Выпускаются следующие цвета: бесцветный (00), синий (04), красный (10), зеленый (12), желтый (06).

Art.	Reagenzgläser / Test tubes / Пробирки
88305	15 - 17
88309	11 - 13

**VERSCHLÜSSE FÜR EINWEG-REAGENZGLÄSER****PE**

Farbe: Weiß - rot

STOPPERS FOR DISPOSABLE TEST TUBES**PE**

Colour: White - red

ПРОБКИ ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ ПРОБИРОК**PE**

Цвет: Белый - Красный

Art.	Farbe / Colour / Бесцветный	Ø mm
88318	Weiss/White/Белый	11 (RIA)
88321	Rot / Red / Красный	16

GRADUIERTE KONISCHE REAGENZGLÄSER

PP

Mit festschließendem Schraubverschluss aus PP. Roter Verschluss für die sterile Ausführung. Auch in der Ausführung mit Standboden erhältlich. (Resistent bis -80° C). Autoklavierbar bei 121°. Sterile Versionen sind pyrogenfrei.

GRADUATED CONICAL TEST TUBES

PP

Supplied with PP tight screw cap. With red cap if sterile. Available also in the version with self-standing bottom. (Withstand up to -80° C). Autoclavable at +121°C. Sterile versions are pyrogen-free.

ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ

PP

Снабжены полипропиленовыми плотно закрывающимися крышками. Стерильные пробирки снабжены красными крышками. с отдельным основанием. (выдерживают до -80° C). Выдерживает автоклавирование при температуре +121°C. Стерильные версии апилогены.

Art.	RCF X g	Cap. ml.	Dim. mm
84000	5000	15	17x120
84001	5000	15 Sterile	17x120
84016	5000	15 Sterile Single Packed	17x120
84002	8500	50	30x115
84003	8500	50 Sterile	30x115

Art.	RCF X g	Cap. ml.	Dim. mm
84017	8500	50 Sterile Single Packed	30x115
84004*	5000	50	30x115
84005*	5000	50 Sterile	30x115
84018*	5000	50 Sterile Single Packed	30x115

* mit freistehender Basis / with self-standing bottom / с отдельным основанием

GRADUIERTE, KONISCHE REAGENZGLÄSER FÜR DIE ZENTRIFUGE

PP MIT HDPE-VERSCHLUSS

Konische Reagenzgläser mit einem Fassungsvermögen von 15 ml und 50 ml, aus besonders transparentem Polypropylen, mit einem großen weißen Beschriftungsfeld. Beständig gegen Temperaturen zwischen -80° C und 121° C. Ausgestattet mit einem himmelblauen dichten Schraubverschluss, mit geschliffenem Rand, um das Öffnen und Schließen leichter und sicherer zu machen. Der Boden ist konisch, damit die gesamte Probe entnommen werden kann. Die volumetrischen Unterteilungen sind ausgesprochen sichtbar aufgedruckt und sind folgendermaßen vorbereitet: 15 ml-Röhrchen: 2 ml bis 15 ml in Schritten von 0,5 ml, 50 ml-Röhrchen: 5 ml bis 50 ml in Schritten von 2,5 ml. Auch für die Zentrifuge verwendbar: 15 ml-Röhrchen sind für Geschwindigkeiten bis zu 6200 U/Min x g geeignet, während die 50 ml-Röhrchen Geschwindigkeiten bis zu 9.400U/Min x g standhalten. Die sterilisierten Ausführungen wurden mit Betastrahlung behandelt. Ideal für die Sammlung und den Transport von Proben. Die sterilisieren Ausführungen wurden mit Betastrahlen behandelt. Konzipiert für die Sammlung und den Transport von Proben. Sterile Versionen sind pyrogenfrei, endotoxinfrei, autoklavierbar und mit der CE-Kennzeichnung.

GRADUATED CONICAL CENTRIFUGE TUBES

PP WITH HDPE CAP

15 and 50ml graduated conical tubes in high-transparency PP with large whitemarking area. Withstands temperature extremes of -80°C to +121°C. Includes light blue thread-design plug-seal cap with ribbed edge for safe and easy opening and closing. Conical bottom for total sample recovery. Easy-to-read graduations are pre-printed as follows: 15 ml tubes are graduated in 0.5 ml subdivisions from 2 to 15 ml 50 ml tubes are graduated in 2.5 ml subdivisions from 5 to 50 ml. Sterile tubes are irradiated by ionizing beta radiation. Designed for sample collection or transportation. Sterile versions are pyrogen-free, endotoxines/free, autoclavable and carry the CE conformity mark.

ПРОБИРКИ КОНИЧЕСКИЕ ГРАДУИРОВАННЫЕ ДЛЯ ЦЕНТРИФУГИ

PP С КРЫШКОЙ ИЗ HDPE

Конические пробирки объемом 15 и 50 мл, изготавливаются из полипропилена высокой прозрачности, имеют специальную белую поверхность для надписей. Устойчивы к температурному воздействию от -80°C до +121°C. Снабжены герметичными, закрывающимися крышками светлого-голубого цвета, с загнутым краем, облегчающим открытие и закрытие. Дно конической формы для полного восстановления образца. Способ нанесения волюметрической разметки обеспечивает ее отличную видимость; на пробирках 15 мл объемом от 2 до 15 мл цена деления составляет 0,5 мл, на пробирках от 5 до 50 мл – 2,5 мл. Могут использоваться с центрифугой: пробирки 15 мл выдерживают до отн. центр. сил 6.200 x г, а пробирки 50 мл - отн. центр. сил 9.400 x г. Стерильные пробирки, прошедшие обработку бета-излучением. Разработаны для сбора или транспортировки проб. Стерильные версии апилогены, не содержат эндотоксинов, выдерживают автоклавирование, снабжены маркировкой соответствия требованиям ЕС согласно.

Art.	RCF X g	Cap. ml.	Verpackung Pkg / Pkg. / Упаковка	Dim. mm
84006	10.000	15	Bulkverpackung (50 Stck.) / Pack of 50 pcs / множественная (50 шт.)	17x120
84007	10.000	15	Bulkverpackung (50 Stck.), ster. / Pack of 50 pcs - sterile / множественная (50 шт.), стерилизованная	17x120
84008	10.000	15	Einzelverpackung, sterilisiert / Single sterile / индивидуальная, стерилизованная	17x120
84009	10.000	15	Auf Schale (50 Stck.) / 50 pcs on HDPE tray / на поддоне (50 шт.)	17x120
84010	10.000	15	Auf Schale (50 Stck.) / 50 pcs on HDPE tray / на поддоне (50 шт.)	17x120
84011	10.000	50	Bulkverpackung (25 Stck.) / Pack of 25 pcs / множественная (25 шт.)	30x115
84012	10.000	50	Bulkverpackung (25 Stck.), ster. / Pack of 25 pcs - sterile / множественная (25 шт.), стерилизованная	30x115
84013	10.000	50	Einzelverpackung, sterilisiert / Single sterile / индивидуальная, стерилизованная	30x115
84014	10.000	50	Auf Schale (25 Stck.) / 25 pcs on HDPE tray / на поддоне (25 шт.)	30x115
84015	10.000	50	Auf Schale (25 Stck.), ster. / Sterile 25 pcs on HDPE tray / на поддоне (25 шт.), стерилизованная	30x115

PROBENBEHÄLTER

PS MIT DECKEL AUS PE

Transparenter Behälter mit flüssigkeitsdichtem Deckel für unterschiedliche Proben (Speichel, Exsudate usw.). Ideal für Probenentnahme und -transport.

SPECIMEN CONTAINER

PS WITH PE LID

Specimen container made of PS with PE lid. Waterproof closure. Ideal for storage, collection and transportation of specimens.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОБ

PS, КРЫШКА ИЗ PE

Прозрачный контейнер для проб различных типов (слюна, мокрота) с крышкой. Идеален для отбора и транспортировки проб.

Art.	Gesamthöhe (+Deckel) mm Tot. H. (+lid) mm Общ. выс. (+крышка), мм	Außendurchmesser Boden mm Bottom Ext. Ø mm Нар. Ø дна, мм	Außendurchmesser Öffnung mm Mouth Ext. Ø mm Нар. Ø горла, мм	Außendurchmesser Deckel mm Lid Ext. Ø mm Нар. Ø крышки, мм	Nom. Deckel ml Nom. Cap. ml Ном. объем, мл	Randvoll bis Deckel ml Brimful Cap. ml Полный объем, мл
2598 31		36,7	45,20	47,20	22	32



**STUHLPROBENBEHÄLTER****PS MIT DECKEL UND LÖFFEL AUS PP**

Behälter aus Polystyrol für die Entnahme und den Versand von Stuhlproben. Verschluss und Löffel aus in einem Stück gegossenem Polypropylen.

FAECES CONTAINER**PS WITH PP STOPPER AND SPOON**

Particularly designed for collection and delivery of faeces. Made of transparent PS with stopper of PP, incorporating a small spoon to facilitate sample handling.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КАЛА**PS ПРОБКА И ЛОЖЕЧКА ИЗ PP**

Контейнеры из полистирола, предназначенные для сбора и транспортировки проб кала. Полипропиленовая пробка и ложечка представляют собой единую конструкцию.

Art.		Cap. ml.	Ø mm	h mm
600		15	22	63
2595		60	41	55
2695	Sterile	60	41	55

**STUHLPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS****PS MIT VERSCHLUSS AUS PE**

Behälter mit auslaufsicherem Schraubverschluss und Löffel, 25 ml und 60 ml. Auch in einer sterilen Ausführung erhältlich.

SCREW CAP CONTAINER**PS WITH PE SCREW CAP**

Container with leakproof screw cap and spoon, 25 ml and 60 ml. Available sterile.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КАЛА С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ**PS КРЫШКА ИЗ PE**

Контейнер с герметично закрывающейся крышкой и ложечкой, объемом 25 и 60 мл. Поставляются также стерилизованные изделия.

Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm	
5621	Mit Spatel und Löffel With spoon с ложечкой	25	25	90	weißen Deckel-weißer Löffel white cap-white spoon белая крышка - белая ложка
5623	Einzel verpackt und steril mit Spatel + Etikett Indiv. wrapped sterile with spoon + label индивидуальная стерилизованная упаковка со шпателем этикетка	25	25	90	weißer Deckel-weißer Löffel white cap-white spoon белая крышка - белая ложка
5632	Mit Spatel und Löffel With spoon с ложечкой	60	38	65	roter Deckel - weißer Löffel red cap-white spoon красная крышка - белая ложка
5633	Einzel verpackt und steril mit Spatel Indiv. wrapped sterile with spoon индивидуальная стерилизованная упаковка со шпателем	60	38	65	roter Deckel-weißer Löffel red cap-white spoon красная крышка - белая ложка

**BEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS****PP MIT DECKEL AUS PE**

Zylindrische Form, mit großer Öffnung und einem festschließenden Schraubverschluss. In nicht steriler Ausführung und in steriler Ausführung in Einzelverpackung erhältlich.

SCREW CAP CONTAINER**PP WITH PE SCREW CAP**

Cylindrical PP wide mouth containers with screw cap. Available both in sterile single packed and not sterile version.

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ**PP КРЫШКА ИЗ PE**

Контейнеры цилиндрической формы с широким горлом с герметично закрывающейся крышкой. Поставляются также стерильные контейнеры в индивидуальной упаковке.

Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5550		30	35	38
5551	Steriler Einzelpack / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	30	35	38
5560		60	35	70
5561	Steriler Einzelpack / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	60	35	70

URINPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS**PP MIT DECKEL AUS PE**

60 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss, für Urinproben. Die unsterile Ausführung ist mit einem blauen Schraubverschluss versehen. Im Multipack erhältlich. Die sterile Ausführung ist mit einem roten Schraubverschluss versehen. In Einzelpack erhältlich.

URINE CUPS WITH SCREW CAP**PP WITH PE SCREW CAP**

60 ml PP urine cups with screw cap. Non-sterile cups have a blue screw cap and are available in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and are individually wrapped.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ**PP КРЫШКА ИЗ PE**

Контейнеры из полипропилена по 60 мл с заворачивающейся крышкой предназначены для сбора мочи. Нестерилизованная версия поставляется с голубой крышкой и во множественной упаковке. Стерилизованная с красной крышкой в индивидуальной упаковке.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5570		60	38	65
5571	Steriler Einzelpack / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	60	38	65

URINPROBENBEHÄLTER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS**PP MIT DECKEL AUS PE**

150 ml- und 200 ml-Behälter aus Polypropylen mit Schraubverschluss, für Urinproben. Die unsterile Ausführung ist mit einem blauen Schraubverschluss versehen. Im Multipack erhältlich. Die sterile und keimfreie Ausführung sind mit einem roten Schraubverschluss versehen. Mit satinierter Beschriftungsfeld, in Einzelverpackung erhältlich.

URINE CUPS WITH SCREW CAP**PP WITH PE SCREW CAP**

150 and 200 ml PP urine cups with screw cap. Non sterile cups have a blue screw cap and are sold in multi-packs. Sterile cups have a red screw cap and a satinized marking area and are individually wrapped.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ С ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ**PP КРЫШКА ИЗ PE**

Контейнеры из полипропилена по 150 до 200 мл с заворачивающейся крышкой предназначены для сбора мочи. Нестерилизованная версия поставляется с голубой крышкой и во множественной упаковке. Стерилизованная и асептическая - с красной крышкой, наличием специальной сатинированной поверхности для надписи, в индивидуальной упаковке.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm	Subdivis. ml
5640	Blauer Verschluss / Blue cap / Синяя крышка - Bulk	150	58	72	20
5642	Roter Verschluss / Red cap / Красная крышка Aseptische / Aseptic / асептические	150	58	72	20
5641	Roter Verschluss / Red cap / Красная крышка - Sterile	150	58	72	20
5643	Blauer Verschluss / Blue cap / Синяя крышка - Bulk	200	60,6	88	10
5644	Roter Verschluss / Red cap / Красная крышка - Sterile	200	60,6	88	10

BEHÄLTER FÜR URINPROBEN UND BIOLOGISCHE PROBEN**PS MIT VERSCHLUSS AUS PE UND PP**

60 ml- Behälter aus Polystyrol mit Schraubverschluss aus Polyethylen und 200ml-Behälter mit Verschluss aus Polypropylen.

CONTAINERS FOR URINE AND BIOLOGICAL SPECIMENS**PS WITH PE AND PP SCREW CAP**

60 ml PS container with PE screw cap and 200ml with PP screw cap.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ МОЧИ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ**PS КРЫШКА ИЗ PP И PE**

60-мл контейнеры из полистирола с полиэтиленовыми заворачивающимися крышками и 200-мл с полипропиленовыми заворачивающимися крышками.



Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5630		60	35	70
5631	Einzeln verpackt mit Etikett Indiv. wrap. with label в инд. упаковке, с этикеткой	60	38	65
2596		200	64	85
2696	Einzeln verpackt, mit Etikett Indiv. wrap. with label в инд. упаковке, с этикеткой	200	66	85,5

REAGENZGLÄSER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS**PS MIT VERSCHLUSS AUS PE**

Reagenzgläser mit 12ml und 25ml Inhalt aus Polystyrol mit Schraubverschluss aus Polyethylen. Mit rundem Boden und Standboden. Auch in steriler Ausführung in Einzelverpackung. In dieser Ausführung ist das 25ml-Reagenzglas mit einem beschreibbaren Selbstklebeetikett ausgestattet.

TEST TUBES WITH SCREW CAPS**PS WITH PE SCREW CAP**

12ml and 25ml PS tubes with PE screw caps. Tubes have a round bottom and a freestanding skirt. Sterile tubes are available individually wrapped. The 25ml individual tubes have a self-adhesive label for marking.

ПРОБИРКИ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ**PS И КРЫШКА ИЗ PE**

Пробирки до 12 и 25 мл из полистирола с заворачивающимися полиэтиленовыми крышками. Округленное дно, предусмотрено опорное основание. Имеется стерилизованная версия в индивидуальной упаковке. Эта модель, объем которой составляет 25 мл, снабжена самоклеящейся этикеткой для записей.

Art.	Desc.	Cap. ml.	Ø mm	h mm
5600		12	16	102
5601	Sterile Einzelverpackung / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	12	16	102
5620		25	25	90
5622	Sterile Einzelverpackung / Indiv. wrap. sterile / индивидуальная стерилизованная упаковка	25	25	90





REAGENZGLÄSER MIT SCHRAUBVERSCHLUSS

PP

10 ml Probenröhrchen aus PP, nicht graduert, freistehend, mit dicht sitzendem Schraubdeckel in gelber Farbe für einen auslaufsicheren Verschluss.

DISPOSABLE ITEMS

TEST TUBES WITH SCREW CAP

PP

10 ml PP test tubes, not graduated with self-standing base and tight screw cap yellow colour for a leakproof closure. Available also in sterile and individually wrapped version.

ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ПРОБИРКИ С ЗАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ КРЫШКАМИ

PP

Полипропиленовые пробирки объемом 10 мл, неградуированные, с отдельным основанием и плотной заворачивающейся крышкой желтого цвета для герметичного закрытия. Доступен также в стерильной версии и в индивидуальной упаковке.

Art	Descr.	Cap. ml	Ø mm	h mm
5603	Not Sterile	10	16	100
5604	Sterile Einzelverpackung / Sterile Individually wrapped / индивидуальная стерилизованная упаковка	10	16	100
5605	Steril / Sterile / стерилизованный	10	16	100



BEHÄLTER MIT SCHNAPPDECKEL

PS MIT DECKEL AUS PE

Zylindrische Form, mit großer Öffnung und einem festschließenden Schnappdeckel.

SNAP-ON LIDS CONTAINERS

PS WITH PE CAP

Cylindrical containers in PS material, wide mouth with snap on lid.

КОНТЕЙНЕРЫ С ЗАКРЫВАЮЩЕЙСЯ КРЫШКОЙ

PS, КРЫШКА ИЗ PE

Контейнеры цилиндрической формы с широким горлом с герметично закрывающейся крышкой.

Art.	Ø mm	h mm	Cap. ml
2580	35	41	30
2585	35	61	35



BLUTSENKUNGSSYSTEM

PS / PP

Dieses System erlaubt eine schnelle und sichere Ausführung der Messung der Blutsenkungsgeschwindigkeit nach der Westergreenmethode. Das System besteht aus einem Reagenzglas aus Polypropylen in der Größe 12x86 mm, das etikettiert ist, und einem rosafarbenen Deckel mit 0,2ml Natriumzitat. Die Pipette aus Polystyrol ist mit einer im Siebdruckverfahren aufgedruckten Gradierung von 0 bis 170 mm versehen, sie ist mit einem Faserverschluss versehen, dem der Punkt 0 entspricht und einem Kolben, der dank des Drucks im Inneren des Reagenzglases ein schnelles Füllen der Pipette ermöglicht. Durchführung des Tests:

- 1- das Reagenzglas bis zum Zeichen auf dem Etikett mit Blut füllen (1 ml)
- 2 - vorsichtig für die Inversion mischen
- 3 - die Pipette einführen, bis das Blut das Niveau 0 erreicht
- 4 - 60 Minuten warten und ablesen.

ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE SYSTEM

PS / PP

The Sedi-Rate system allows a rapid and safe execution of the ESR test according to the Westergreen method. The system is composed of a tube in PP (12x86 mm) with label, complete with pink-cap containing 0,2 ml sodium citrate. The pipette in PS is silk-screened with a graduation scale from "0" to "170" and is provided with a fibre cap (allowing the blood to reach the 0 level) and with a little piston allowing a quick filling of the pipette thanks to the pressure exerted within the tube. Test procedure:

- 1 - fill the test tube with whole blood up to the mark on the label (1 ml)
- 2 - mix delicately by turning it over
- 3 - insert the pipette until the blood reaches the 0 level
- 4 - wait 60 minutes and read.

СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОЭ

PS / PP

Эта система позволяет быстро и надежно определить СОЭ по методу Вестергрена. Система состоит из полипропиленовой пробирки (12x86 мм), содержащей 0,2 мл цитрата натрия, снабженной этикеткой и розовой крышкой. Пипетка из полистирола с градуировкой от 0 до 170 мм, нанесенной трафаретной печатью, снабжена волокнистой пробкой, уровнем которой соответствует отметка 0, и небольшим поршнем для заполнения пипетки за счет повышения давления внутри нее. Порядок выполнения анализа:

1. напните пробирку цельной кровью до отметки на этикетке (1 мл)
2. осторожно перемешайте, переворачивая пробирку
3. вставьте пипетку и подождите, пока кровь не достигнет отметки «0»
4. через 60 минут оцените результаты.



Art.	Desc.
88435	Reagenzglas aus PP 12x86 mm mit rosafarbenem Verschluss komplett mit Art. 88437 Test tube in PP 12x86 mm with pink cap complete with Art. 88437 Пробирка из ПП 12 x 86 мм с розовой крышкой кат. № 88437
88436	Halter mit 10 nummerierten Stellplätzen für das System SEDI-RATE 10 place numbered rack for SEDI-RATE system Штатив для 10 пробирок, пронумерованных по системе SEDI-RATE
88437	Pipette aus PS / Pipette in PS / Пипетка из ПС

EINWEG-SPITZEN FÜR AUTOMATISCHE MIKROPIPETTEN

Sie werden aus hochreinem Propylen hergestellt und sind kadmiumpf. Sie weisen eine hohe Transparenz und eine ausgezeichnete Wasserabstoßung auf, um die Flüssigkeitsretention an den Innenseiten gering zu halten. Die optimale Zentrierung des Lochs an der Spitze erlaubt eine sichere Richtfähigkeit der Flüssigkeiten beim Entleeren. Diese Spitzen werden für die Verwendung zusammen mit den automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen, garantieren optimale Ergebnisse aber auch, wenn sie mit Mikropipetten anderer handelsüblicher Hersteller verwendet werden. Die Einwegspitzen von Kartell werden in drei verschiedenen Verpackungen angeboten, um die unterschiedlichen Anforderungen am zweckmäßigsten zu erfüllen:

- lose im Beutel
- im Rack
- als Nachfüllbox für das Rack

LOSE IM BEUTEL

Alle Einweg-Spitzen von Kartell werden in dieser Verpackungsart angeboten.

TIPS, DISPOSABLE FOR AUTOMATIC MICROPIPETTES

Manufactured from virgin cadmium-free PP. High clarity and excellent water-repellent properties designed to keep sample retention within the tip to a minimum. The precise centering of the orifice at the end of the tip guarantees reliable directionality of the sample when delivered. These tips are recommended for use with the Kartell automatic micropipettes but deliver excellent results even if used with the most other micropipette brands available on the market. Disposable Kartell tips come in three different package types to satisfy a variety of needs as economically as possible:

- bulk bag
- packed in racks
- refills for reloading racks

BULK BAG

All disposable Kartell tips are available in bulk.

ОДНОРАЗОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ МИКРОПИПЕТОК

Изготавливаются из чистого полипропилена высочайшего качества, не содержат кадмия. Отличаются прозрачностью и высокой степенью гидрофобности для минимального задержания жидкости на внутренних поверхностях. Оптимальная центровка отверстия на наконечнике гарантирует заданное направление движения жидкости при опорожнении. Рекомендуется использовать эти наконечники с автоматическими микропипетками, выпускаемыми Kartell, однако, достижение отличных результатов при использовании пипеток других производителей не вызывает сомнений. Одноразовые наконечники выпускаются в 3 различных упаковках, что позволяет наилучшим образом удовлетворить самые разнообразные требования:

- россыпью в пластиковых пакетах
- в штативах
- штативах в качестве сменного блока.

УПАКОВАННЫЕ В ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

Все наконечники одноразового использования, выпускаемые компанией Kartell, поставляются в упаковке этого типа.

* Die angegebene Kompatibilität von Pipettenspitzen zu Mikroliterpipetten kann sich im Falle von baulichen Veränderungen der Mikroliterpipetten durch den Hersteller ändern.

* The indicated tip/micropipette compatibility may be subject to change, in case of any structural change carried out on micropipette models by manufacturers.

* Указанная совместимость наконечника/микропипетки может быть изменена в случае каких-либо структурных изменений, внесенных производителями в модели микропипеток.



RACK

Einige Spitzen werden auch im Rack angeboten. Die Boxen bestehen aus Polypropylen und sind mit einem Schnappdeckel versehen. Die "Makro"-Spitzen (5.000 µl und 10.000 µl) sind mit einem waagerechten Schiebedeckel versehen. Die Boxen und Spitzen sind bei +121°C und für 20 Minuten autoklavierbar.

RACK

Some disposable tips are also available racked. Boxes containing the racks are in PP and have a snap-on lid. Boxes containing "macro" tips (5,000 µl and 10,000 µl) have a sliding horizontal cover. Containers and tips are autoclavable to +121°C for 20 minutes.

ШТАТИВ

Различные одноразовые наконечники поставляются также и установленными в штатив. Коробки, в которые укладываются наконечники, изготавливаются из полипропилена и снабжаются нажимными крышками. Коробки с «макро» наконечниками (5000 мкл и 10000 мкл) имеют скользящие горизонтальные крышки. Коробки и наконечники выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут.



NACHFÜLLBOX

Ein System mit Gittergestell und Spitzen. Empfohlen für die Wiederverwendung der leeren Boxen nach der Verwendung der Ausführung als Rack. Für mehrere Spitzenausführungen, außer für die "Makro"-Spitzen erhältlich (5.000 µl und 10.000 µl). Als Option sind für alle Nachfüllboxen, außer für die "Makro-Spitzen", leere Boxen aus Polypropylen erhältlich.

REFILL

System comprising a support plate with an array of holes containing pipe tips. Designed for the reuse of empty racked tip boxes once the racked tips are used. It can be used with different tip models, with the exception of the "macro" tips (5,000 µl and 10,000 µl). As an option for all refill tips, with the exception of "macro" tips (5,000 µl and 10,000 µl), spare empty racked tip boxes in PP are available.

СМЕННЫЙ БЛОК

Система состоит решетчатой опоры, заполненной наконечниками. Предусмотрено повторное использование коробки после того, как все наконечники закончатся. Производится для наконечников различных типов, за исключением «макро» (5000 и 10000 мкл). По желанию заказчика для наконечников всех типов кроме «макро» могут поставляться пустые сменные коробки из полипропилена.



KOMPATIBILITÄT LOSE KARTELL-SPITZEN

KARTELL TIPS COMPATIBILITY

СОВМЕСТИМОСТЬ БЕСТАРНЫХ НАКОНЕЧНИКОВ KARTELL

Cod. Puntale Tip Code	Micropipetta Kartell Kartell micropipettes	Rack	Rack Refill	Altre marche micropipette Other micropipette brands
959	PLURIPET PL2, PLURIPET PL10, MiniFIX 5-10, LABOFIX 5, PLURIPET II-2-20	9650	9746	Eppendorf Reference – Research – Research plus – Gilson pipetman P2 – P10 – P20 no ejector – Biohit proline – Brand transferpette – Socorex Acura – Discovery DV10 – Finnpiquette – Thermo – HTL
960	"PLURIPET PL20, PLURIPET PL100, PLURIPET PL200, PLURIPET II-100, PLURIPET II-200, MiniFix 20-25-50-100-200, LABOFIX 10-20-25 -50-100-200"	9641	9749	Eppendorf research – Eppendorf reference – Gilson pipetman p20, p100, p200 – Brand transferpette – Biohit proline pr20/pr50/pr100/pr200 – Finnpiquette research d20/d40/d100/d200 – Nichiryo "5000-dg np20, np100, np200" – Socorex
961	"PLURIPET PL1001, PLURIPET II-1000, MiniFIX 250-500-1000, LABOFIX 250-500-1000"	9640	9748	Eppendorf 100 to 1000 ul – Gilson pipetman p1000 – Biohit proline pr1000 – Brand transferpette up to 1000 ul – Finnpiquette research d1000 – Nichiryo "5000-dg np1000" – Socorex
971	MUTLIPET 8-300, MUTLIPET 12-300	9644	9752	Biohit Proline , M-Line – Gilson Pipetman P200
958	PLURIPET PL20, PLURIPET PL100, PLURIPET PL200, MULTIPET 8-50, MULTIPET 12-50, MULTIPET 8-300, MULTIPET 12-300, MiniFix 20-25-50-100-200, LABOFIX 10-20-25-50-100-200	9643	-	Gilson pipetman p1000 – Eppendorf 100 to 1000 ul – Biohit proline pr1000 – Finnpiquette research d1000 – Nichiryo "5000- dg np1000" – Socorex – Oxford
935	-	9647	9754	Eppendorf all model – Gilson Pipetman P200 – Biohit Proline- Brand Transferpette – Socorex Acura –HTL – Discovery DV200 – Nichiryo – Finnpiquette – Thermo
941	PLURIPET PL1001	9645	9753	Gilson Pipetman P1000 – Eppendorf Research – Biohit Proline –Socorex Acura – HTL – Discovery – Nichiryo – Finnpiquette –Thermo
940	PLURIPET PL20, PLURIPET PL100, PLURIPET PL200, MULTIPET 8-300, MULTIPET 12-300	-	9751	Gilson Pipetman P20-100-200 – Eppendorf – Biohit Proline – Socorex Acura – HTL – Discovery DV20-DV100-DV200 – Nichiryo – Finnpiquette – Thermo
956	PLURIPET PL2, PLURIPET PL10, PLURIPET II-10, MiniFIX 5, LABOFIX 5	9646	9747	Gilson Pipetman P2-10 – Eppendorf – Socorex Acura – HTL – Discovery – Nichiryo – Finnpiquette – Thermo
979	PLURIPET PL20	9657	9745	Eppendorf all model – Gilson Pipetman P20 – HTL – Discovery – Nichiryo – Finnpiquette –Thermo
984	PLURIPET PL5.000, PLURIPET II-5.000	9648	-	Gilson Pipetman P5000 – Socorex Calibra – Nichiryo
964	PLURIPET PL5.000	9649	-	Eppendorf – Biohit – Socorex Acura- HTL Discovery DV5000
943	PLURIPET PL10.000, PLURIPET II-10.000	9848	-	Gilson Pipetman P10000 – Socorex Acura – Calibra – HTL – Discovery DV10000 – Finnpiquette
942	-	-	-	Brand Transferpette – Finnpiquette
944	-	-	-	Gilson Pipetman P20-100-200 – Eppendorf – Biohit Proline , M-Line – Socorex Acura – HTL – Discovery – Nichiryo – Finnpiquette – Thermo
963	-	-	-	Oxford
965	-	-	-	Beckman – Sherwood – Lancer
967	-	-	-	Oxford
968	-	-	-	MLA
969	-	-	-	MLA
957	PLURIPET PL1001	-	-	Gilson – Eppendorf – Biohit – Hamilton

KOMPATIBILITÄT DER KARTELL-SPITZEN MIT DEN GEBRÄUCHLISTEN MARKEN VON MIKROPIPETTEN

KARTELL TIPS COMPATIBILITY WITH MOST COMMON MICROPIPETTE BRANDS

НАКОНЕЧНИКИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ KARTELL СОВМЕСТИМЫ С БОЛЬШИНСТВОМ СТАНДАРТНЫХ МАРОК ПИПЕТОК

Micropipette Brand	Micropipette Cap.	Tips Colour	Bulk pack.	Rack	Rack Refill	Rack econ.	Sterile with filter in rack
Beckman®	5-1000 µl	Neutral	965	-	-	-	-
Biohit® Proline	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	-	9630
Biohit® Proline	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	-
Biohit® Proline	2 - 200 µl	Yellow	960				
Biohit® Proline	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629- 9635 (2-100 uL)
Biohit® Proline	5 - 200 µl	Yellow	958	9641	9749		9632 (5-100 uL)
Biohit® Proline	2 - 300 µl	Neutral	971	9644	9752	-	-
Biohit® Proline	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
Biohit® Proline	50 - 1000 µl	Blue	941	9645-9640	9753-9748	-	9631 Neutral- 9633 Neutral
Biohit® Proline	100 - 1000 µl	Blue	961			-	
Biohit®	200 - 1000 µl	Blue	957	-	-	-	-
Biohit®	1000 - 5000 µl	Neutral	964	9649	-	-	-
Brand® Transferpette	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	-	9630
Brand® Transferpette	2 - 200 µl	Yellow	960	9641 (5-200 uL)	9749 (5-200 uL)	9605	9632 Neutral (5-100 uL)
Brand® Transferpette	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
Brand® Transferpette	100 - 1000 µl	Blue	961	9640 (50-1000 uL)	9748 (50-1000 uL)	-	9631 Neutral (50-1000 uL)
Brand® Transferpette	500 - 5000 µl	Neutral	942	9847	-	-	
Eppendorf®	0,1 - 10 µl	Neutral	956	9646	9747	-	9638
Eppendorf®	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	9624 (0,5-10 uL)	9630
Eppendorf®	2 - 20 µl	Neutral	979	9657	9745	-	9639
Eppendorf®	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	-
Eppendorf®	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629 - 9635 (2-100 uL)
Eppendorf®	2 - 200 µl	Yellow	960	-	-	9605	-
Eppendorf®	5 - 200 µl	Yellow	958	9641	9749	-	9632 Neutral (5-100 uL)
Eppendorf®	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754		9637
Eppendorf®	50 - 1000 µl	Blue	941	9645-9640	9753-9748		9631 Neutral -9633 Neutral
Eppendorf®	100 - 1000 µl	Blue	961	-	-	9615	-
Eppendorf®	200 - 1000 µl	Blue	957	-	-	-	-
Eppendorf®	1000 - 5000 µl	Neutral	964	9649	-	-	-
Finnpiquette®	0,1 - 10 µl	Neutral	956	9646	9747	-	9638
Finnpiquette®	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	-	9630
Finnpiquette®	2 - 20 µl	Neutral	979	9657	9745	-	9639

**KOMPATIBILITÄT DER
KARTELL-SPITZEN MIT DEN
GEBRÄUCHLISTEN MARKEN VON
MIKROPIPETTEN**
**KARTELL TIPS COMPATIBILITY
WITH MOST COMMON
MICROPIPETTE BRANDS**
**НАКОНЕЧНИКИ ПРОИЗВОДСТВА
КОМПАНИИ KARTELL
СОВМЕСТИМЫ С БОЛЬШИНСТВОМ
СТАНДАРТНЫХ МАРОК ПИПЕТОК**

Micropipettes brands	Cap.	Colour	Unpacked	In rack	Refil/Rack	In Rack econ.	With filter in rack
Finnpipette®	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	9629 (2-200 uL)
Finnpipette®	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629- 9635 (2-100 uL)
Finnpipette®	2 - 200 µl	Yellow	960	-	-	9605	-
Finnpipette®	5 - 200 µl	Yellow	958	9641	9749	-	9632 Neutral (5-100 uL)
Finnpipette®	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
Finnpipette®	50 - 1000 µl	Blue	941	9645-9640	9753-9748	-	9631 Neutral- 9633 Neutral
Finnpipette®	100 - 1000 µl	Blue	961	-	-	9615	-
Finnpipette®	500 - 5000 µl	Neutral	942	9847	-	-	-
Finnpipette®	2000 - 10000 µl	Neutral	943	9848	-	-	-
Gilson®	0,1 - 10 µl	Neutral	956	9646	9747	-	9638
Gilson®	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	-	9630
Gilson®	2 - 20 µl	Neutral	979	9657	9745	-	9639
Gilson®	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	-
Gilson®	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629 - 9635 (2-100 uL)
Gilson®	2 - 200 µl	Yellow	960	-	-	9585	-
Gilson®	5 - 200 µl	Yellow	958	9641	9749	-	9632 Neutral (5-100 uL)
Gilson®	2 - 300 µl	Neutral	971	9644	9752	-	-
Gilson®	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
Gilson®	50 - 1000 µl	Blue	941	9645-9640	9753-9748	-	9631Neutral- 9633 Neutral
Gilson®	100 - 1000 µl	Blue	961	-	-	9615	-
Gilson®	200 - 1000 µl	Blue	957	-	-	-	-
Gilson®	1000 - 5000 µl	Light Blue	984	9648	-	-	-
Gilson®	2000 - 10000 µl	Neutral	943	9848	-	-	-
HTL®	0,1 - 10 µl	Neutral	956	9646	9747	-	9638
HTL®	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	-	9630
HTL®	2 - 20 µl	Neutral	979	9657	9745	-	9639
HTL®	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	-
HTL®	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629- 9635 (2-100 uL)
HTL®	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
HTL®	50 - 1000 µl	Blue	941	9645	9753	-	9631 (Neutro) - 9633 (Neutro)
HTL®	1000 - 5000 µl	Neutral	964	9649	-	-	-
HTL®	2000 - 10000 µl	Neutral	943	9848	-	-	-
Kartell®	0,5 - 10 µl	Neutral	959	9650	9746	9624	9630
Kartell®	2 - 200 µl	Yellow	960	9641 (5-200 uL)	9749 (5-200 uL)	9605	"9632 Neutral (5-100 uL)"
Kartell®	100 - 1000 µl	Blue	961	9640 (50-1000 uL)	9748 (50-1000 uL)	-	9631 Neutro (50-1000 uL)
Kartell®	200 - 1000 µl	Blue	957	-	-	9615 (100-1000 uL)	-
Kartell®	1000 - 5000 µl	Neutral	964	9649	-	-	-
Kartell®	1000 - 10000 µl	Neutral	943 (2000-10000 uL)	9648 (2000-10000 uL)	-	-	-
MLA®	5 - 200 µl	Neutral	968	-	-	-	-
MLA®	101 - 1000 µl	Neutral	969	-	-	-	-
Nichiryo®	0,1 - 10 µl	Neutral	956	9646	9747	-	9638
Nichiryo®	2 - 20 µl	Neutral	979	9657	9745	-	9639
Nichiryo®	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	-
Nichiryo®	2 - 200 µl	Yellow	960	-	-	-	-
Nichiryo®	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629
Nichiryo®	5 - 200 µl	Yellow	958	9641	9749	-	9632 Neutral (5-100 uL)
Nichiryo®	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
Nichiryo®	50 - 1000 µl	Blue	941	9645-9640	9753-9748	-	9631Neutral- 9633 Neutral
Nichiryo®	100 - 1000 µl	Blue	961	-	-	-	-
Nichiryo®	1000 - 5000 µl	Blue	984	9648	-	-	-
Oxford® (orig.)	5 - 200 µl	Yellow	958	-	-	-	-
Oxford® (orig.)	5 - 1000 µl	Blue	967	-	-	-	-
Oxford® (orig.)	101-1000 µl	Green	963	-	-	-	-
Sherwood® / Lancer®	5- 1000 µl	Neutral	965	-	-	-	-
Socorex®	0,1 - 10 µl	Neutral	956	9646	9747	-	9638
Socorex®	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	9624 (0,5-10 uL)	9630
Socorex®	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	-
Socorex®	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629
Socorex®	2 - 200 µl	Yellow	960	-	-	9605	-
Socorex®	5 - 200 µl	Yellow	958	9641	9749	-	9632 Neutral (5-100 uL)
Socorex®	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
Socorex®	50 - 1000 µl	Blue	941	9645-9640	9753-9748	-	9631 Neutral- 9633 Neutral
Socorex®	100 - 1000 µl	Blue	961	-	-	9615	-
Socorex®	1000 - 5000 µl	Neutral/ Blue	964-984	9649-9648	-	-	-
Socorex®	2000 - 10000 µl	Neutral	943	9848	-	-	-
Thermo®	0,1 - 10 µl	Neutral	956	9646	9747	-	9638
Thermo®	0,5 - 20 µl	Neutral	959	9650	9746	-	9630
Thermo®	2 - 20 µl	Neutral	979	9657	9745	-	9639
Thermo®	0,1 - 200 µl	Neutral	944	9846	-	-	-
Thermo®	2 - 200 µl	Neutral	940	9643	9751	-	9629- 9635 (2-100 uL)
Thermo®	20 - 300 µl	Neutral	935	9647	9754	-	9637
Thermo®	50 - 1000 µl	Blue	941	9645	9753	-	9631 (Neutro) - 9633 (Neutro)

**INHALT 0,1-10 µL**

Kompatibilität: Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 0,1-10 µL

Compatibility: Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 0,1-10 µL

Совместимость: Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
956	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson® micro	Bulk
9646	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson® micro	Rack
9747	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson® micro	Refill

**INHALT 0,5-20 µL**

Kompatibilität: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, Finnpiquette®, Thermo®, HTL®

CAPACITY 0,5-20 µL

Compatibility: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, Finnpiquette®, Thermo®, HTL®

ОБЪЕМ 0,5-20 µL

Совместимость: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, Finnpiquette®, Thermo®, HTL®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
959	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristall	Bulk
9650	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristall	Rack
9746	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristall	Refill

**INHALT 2-20 µL**

Kompatibilität: Eppendorf®, Gilson®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 2-20 µL

Compatibility: Eppendorf®, Gilson®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 2-20 µL

Совместимость: Eppendorf®, Gilson®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
979	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Bulk
9657	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack
9745	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Refill

**INHALT 2-200 µL**

Kompatibilität: Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 2-200 µL

Compatibility: Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 2-200 µL

Совместимость: Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, Nichiryo®, Biohit®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
960	Gelb / Yellow / желтая	Universal	Bulk
980	Gelb grad. / Yellow grad. / желтый град.	Universal	Bulk

INHALT 5-200 µL

Kompatibilität: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 5-200 µL

Compatibility: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 5-200 µL

Совместимость: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9641	Gelb / Yellow / желтая	Universal	Rack
9749	Gelb / Yellow / желтая	Universal	Refill

INHALT 5-200 µL**Kompatibilität:** Gilson®, Kartell®**CAPACITY 5-200 µL****Compatibility:** Gilson®, Kartell®**ОБЪЕМ 5-200 µL****Совместимость:** Gilson®, Kartell®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
958	Gelb / Yellow / желтая	Gilson®	Bulk

**INHALT 2-200 µL****Kompatibilität:** Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Biohit® Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiette®, Thermo**CAPACITY 2-200 µL****Compatibility:** Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Biohit® Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiette®, Thermo**ОБЪЕМ 2-200 µL****Совместимость:** Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Biohit® Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiette®, Thermo

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
940	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Gilson®	Bulk
9643	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Gilson®	Rack
9751	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Gilson®	Refill

**INHALT 5-200 µL****Kompatibilität:** MLA®**CAPACITY 5-200 µL****Compatibility:** MLA®**ОБЪЕМ 5-200 µL****Совместимость:** MLA®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
968	Neutral / Neutral / бесцветный	MLA®	Bulk

**SPITZE 200 µL – SCHLANKE FORM**

Verwendung mit besonders hohen Reagenzgläsern, deren Boden mit den Standardprodukten oft schlecht erreicht wird. Steril, im Rack mit 96 Stellplätzen verpackt, für Gel Loading konzipiert.

FINE TIP 200 µL

To be used whenever it is difficult to reach the test tubes bottom with the standard products. Sterile rack of 96 fine tips 200 µl, packed conceived for Gel Loading.

ТОНКИЙ НАКОНЕЧНИК 200 µL

В пакетах, предназначены для использования с длинными пробирками, до дна которых невозможно достать при применении стандартных изделий. Стерилизованные, установленные в штатив по 96 шт, предназначенные для использования с гелеобразными веществами.

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
944	Neutral / Neutral / бесцветный	Fine Tip - gel loading	Bulk
9846	Neutral / Neutral / бесцветный	Fine Tip - gel loading	Rack sterile



**INHALT 2-300 µL****Kompatibilität:** Kartell®, Biohit®, Gilson®**CAPACITY 2-300 µL****Compatibility:** Kartell®, Biohit®, Gilson®**ОБЪЕМ 2-300 µL****Совместимость:** Kartell®, Biohit®, Gilson®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
971	Neutral / Neutral / бесцветный	Biohit®	Bulk
9644	Neutral / Neutral / бесцветный	Biohit®	Rack
9752	Neutral / Neutral / бесцветный	Biohit®	Refill

**INHALT 20-300 µL****Kompatibilität:** Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®**CAPACITY 20-300 µL****Compatibility:** Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®**ОБЪЕМ 20-300 µL****Совместимость:** Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
935	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Eppendorf®	Bulk
9647	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Eppendorf®	Rack
9754	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град.	Eppendorf®	Refill

**INHALT 100-1000 µL****Kompatibilität:** Kartell®, Gilson®, Brand®, Nichiryo®, Biohit®, Socorex®, Eppendorf®, Hamilton®**CAPACITY 100-1000 µL****Compatibility:** Kartell®, Gilson®, Brand®, Nichiryo®, Biohit®, Socorex®, Eppendorf®, Hamilton®**ОБЪЕМ 100-1000 µL****Совместимость:** Kartell®, Gilson®, Brand®, Nichiryo®, Biohit®, Socorex®, Eppendorf®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
961	Blau / Blue / синий	Universal	Bulk

INHALT 50-1000 µL**Kompatibilität:** Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®**CAPACITY 50-1000 µL****Compatibility:** Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®**ОБЪЕМ 50-1000 µL****Совместимость:** Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9640	Blau / Blue / синий	Universal	Rack
9748	Blau / Blue / синий	Universal	Refill

**INHALT 50-1000 µL****Kompatibilität:** Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®**CAPACITY 50-1000 µL****Compatibility:** Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®**ОБЪЕМ 50-1000 µL****Совместимость:** Kartell®, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
941	Blau / Blue / синий	Gilson®	Bulk
9645	Blau / Blue / синий	Gilson®	Rack
9753	Blau / Blue / синий	Gilson®	Refill

INHALT 200-1000 µL

Kompatibilität: Kartell®, Gilson®,
Eppendorf®, Biohit®, Hamilton®

CAPACITY 200-1000 µL

Compatibility: Kartell®, Gilson®,
Eppendorf®, Biohit®, Hamilton®

ОБЪЕМ 200-1000 µL

Совместимость: Kartell®, Gilson®,
Eppendorf®, Biohit®, Hamilton®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
957	Blau / Blue / синий	Universal	Bulk

**INHALT 101-1000 µL**

Kompatibilität: MLA®

CAPACITY 101-1000 µL

Compatibility: MLA®

ОБЪЕМ 101-1000 µL

Совместимость: MLA®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
969	Neutral / Neutral / бесцветный	MLA®	Bulk

**INHALT 101-1000 µL**

Kompatibilität: Oxford®

CAPACITY 101-1000 µL

Compatibility: Oxford®

ОБЪЕМ 101-1000 µL

Совместимость: Oxford®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
963	grün / Green / зеленый	Oxford®	Bulk

**INHALT 5-1000 µL**

Kompatibilität: Beckman®, Sherwood®,
Lancer®

CAPACITY 5-1000 µL

Compatibility: Beckman®, Sherwood®,
Lancer®

ОБЪЕМ 5-1000 µL

Совместимость: Beckman®,
Sherwood®, Lancer®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
965	Neutral / Neutral / бесцветный	Beckman®	Bulk



**INHALT 5-1000 µL****Kompatibilität:** Oxford®**CAPACITY 5-1000 µL****Compatibility:** Oxford®**ОБЪЕМ 5-1000 µL****Совместимость:** Oxford®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
967	blau / Blue / синий	Oxford®	Bulk

**INHALT 1000-5000 µL****Kompatibilität:** Kartell®, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®**CAPACITY 1000-5000 µL****Compatibility:** Kartell®, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®**ОБЪЕМ 1000-5000 µL****Совместимость:** Kartell®, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
984	Hellblau / light blue / голубой	Kartell® Pluripet std and Pluripet II, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®	Bulk
9648	Hellblau / light blue / голубой	Kartell® Pluripet std and Pluripet II, Gilson®, Socorex®, Nichiryo®	Rack

**INHALT 1000-5000 µL****Kompatibilität:** Kartell®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®**CAPACITY 1000-5000 µL****Compatibility:** Kartell®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®**ОБЪЕМ 1000-5000 µL****Совместимость:** Kartell®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
964	Neutral / Neutral / бесцветный	Kartell® Pluripet std, Eppendorf®, Biohit®	Bulk
9649	Neutral / Neutral / бесцветный	Kartell® Pluripet std, Eppendorf®, Biohit®	Rack

**INHALT 500-5000 µL****Kompatibilität:** Brand®, Finnipette®**CAPACITY 500-5000 µL****Compatibility:** Brand®, Finnipette®**ОБЪЕМ 500-5000 µL****Совместимость:** Brand®, Finnipette®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
942	Neutral / Neutral / бесцветный	Finnipette®	Bulk
9847	Neutral / Neutral / бесцветный	Finnipette®	Rack

INHALT 2000-10000 µL

Kompatibilität: Kartell®, Gilson®, Socorex®, HTL®, Finnipette®

CAPACITY 2000-10000 µL

Compatibility: Kartell®, Gilson®, Socorex®, HTL®, Finnipette®

ОБЪЕМ 2000-10000 µL

Совместимость: Kartell®, Gilson®, Socorex®, HTL®, Finnipette®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
943	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Bulk
9848	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Rack

**LEERE BOXEN FÜR NACHFÜLLPACKUNG**

Leere Boxen aus Polypropylen, gelb, mit Schnappdeckel, verwendbar zusammen mit der Spitzen-Nachfüllpackung mit einer Kapazität von bis zu 1000 µl.

EMPTY BOXES FOR REFILL

Empty yellow PP boxes with snap-on covers for use with refill tips with capacity up to 1000 µl.

ПУСТЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ

Пустые желтые полипропиленовые коробки с крышками с защелкой для сменных блоков наконечников объемом до 1000 мкл.

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Material / Material / Материал	Typ / Type / Тип
9756-06	Gelb / Yellow / желтая	PP	Standarddeckel / standard lid / стандартная крышка

**INHALT 0,5-10 µL**

PC/PP

Kompatibilität: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®. Rack in polycarbonato contenenti puntali in PP.

CAPACITY 0,5-10

PC/PP

Compatibility: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®. PC Rack containing PP tips.

ОБЪЕМ 0,5-10 µL

PC/PP

Совместимость: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Hamilton®. Rack en PC contenant cônes en PP.

Art.	Farbe Colour Цвет	Material rack Rack material материал штатива	Typ Type Тип	Verpackung Packing Упаковка
9624	Neutral / Neutral / бесцветный	PC	Eppendorf® Cristall	Rack

**INHALT 2-200 µL**

PC/PP

Kompatibilität: Art.9585: Gilson®, Art.9605: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Finnipette®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 2-200 µL

PC/PP

Compatibility: Art.9585: Gilson®, Art.9605: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Finnipette®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 2-200 µL

PC/PP

Совместимость: Art.9585: Gilson®, Art.9605: Kartell®, Eppendorf®, Socorex®, Finnipette®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe Colour Цвет	Material rack Rack material материал штатива	Typ Type Тип	Verpackung Packing Упаковка
9585	Gelb / Yellow / желтая	PC	Gilson®	Rack
9605	Gelb / Yellow / желтая	PC	Universal	Rack





INHALT 100-1000 µL

PC/PP

Kompatibilität: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

CAPACITY 100-1000 µL

PC/PP

Compatibility: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

ОБЪЕМ 100-1000 µL

PC/PP

Совместимость: Kartell®, Eppendorf®, Gilson®, Socorex®, Finnpiquette®, Brand®, Hamilton®

Art.	Farbe Colour Цвет	Material rack Rack material материал штатива	Typ Type Тип	Verpackung Packing Упаковка
9615	Blau / Blue / синий	PC	Universal	Rack

STERILE EINWEGSPITZEN MIT
FILTER FÜR MIKROPIPETTEN

„Aus Polypropylen mit Filter; die Spitzen sind frei von DNasen, RNasen, DNA, ATP, Metallen, Kadmium, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren. Durch Gammastrahlen sterilisiert, 20 Minuten bei +121°C autoklavierbar. Ideal für den Einsatz in der Mikrobiologie, Zellkulturen, Bakteriologie, Virologie, Immunologie und Radioimmunologie. Die Filtereinsätze aus hydrophobem Polyethylen wirken als Barriere gegen die Übertragung von Aerosolen. Die Gefahr ungewollter Kreuzkontaminationen der Proben und der Mikropipetten wird dadurch minimiert. Die Löcher sind so dimensioniert, dass bei einer übermäßigen Ansaugung die vollständige Entleerung der Spitze gewährleistet ist. Diese Spitzen werden für die Verwendung zusammen mit den automatischen Kartell-Mikropipetten empfohlen, garantieren optimale Ergebnisse aber auch, wenn sie mit Mikropipetten anderer handelsüblicher Hersteller verwendet werden.“

Die angegebene Kompatibilität von Pipettenspitzen zu Mikroliterpipetten kann sich im Falle von baulichen Veränderungen der Mikroliterpipetten durch den Hersteller ändern.

STERILE DISPOSABLE PIPETTE
TIPS WITH FILTER

Made of PP and including a filter, these tips are DNase, RNase and DNA free, ATP and metal free, cadmium free, apyrogenic and PCR inhibitor free. Sterilized by gamma radiation, they are autoclavable at +121°C for 20 minutes. Designed for use in molecular biology, cell cultures, bacteriology, virology, immunology and radioimmunology. Hydrophobic PE filters act as a barrier against aerosol contamination, preventing cross-contamination of samples and micropipettes. Tip orifices are sized to completely empty the tip in the event of over-aspiration. Although recommended for use in automatic Kartell micropipettes, these tips deliver optimum results when used with most micropipette brands available on the market.

The indicated tip/micropipette compatibility may be subject to change, in case of any structural change carried out on micropipette models by manufacturers.

ОДНОРАЗОВЫЕ
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ С ФИЛЬТРОМ

Данные наконечники из полипропилена с фильтрами абсолютно не содержат ДНКаз, РНКаз, ДНК, АТФ, металлов, кадмия, апиогенны, без ингибиторов ПЦР. Стерилизуются гамма-излучением, выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут. Идеальны для использования в биомолекулярных, клеточных, микробиологических, вирусологических, иммунологических и радиоиммунологических исследованиях. Гидрофобные качества полиэтиленовых фильтров создают естественный барьер для аэрозоль, предотвращая возможность перекрестной контаминации образцов и пипетки. Размер отверстия наконечника обеспечивает полное опорожнение кончика даже в случае чрезмерного забора материала. Рекомендуется использовать эти наконечники с автоматическими микропипетками, выпускаемыми Kartell, однако при использовании пипеток других производителей достигаются отличные результаты.

Указанная совместимость наконечника/микропипетки может быть изменена в случае каких-либо структурных изменений, внесенных производителями в модели микропипеток.

KOMPATIBILITÄT DER KARTELL-
FILTERSPITZENKARTELL FILTER TIPS
COMPATIBILITYСОВМЕСТИМОСТЬ
НАКОНЕЧНИКОВ С ФИЛЬТРОМ
KARTELL

Cod.	Kartell micropipettes	Other micropipettes brands
9629	PLURIPET PL200, PLURIPET PL20, PLURIPET PL100	Gilson Pipetman P20-100-200 - Eppendorf Research - Biohit Proline - Socorex Acura - HTL – Discovery DV20-DV100-DV200 - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9630	PLURIPET PL2, PLURIPET PL10	Eppendorf reference – research – research plus 0,5:10 ul - gilson pipetman p2 – p10 – p20 no ejector - biohit proline - brand transferpette - socorex acura - discovery dv10 - finnipette - thermo - htl
9631	-	Eppendorf all model - Gilson Pipetman P1000 - Biohit Proline - Brand Transferpette - Socorex Acura - Calibra - HTL – Discovery DV1000 - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9632	PLURIPET PL100	Eppendorf all model - Gilson Pipetman P20-100-200 - Biohit Proline M-line - Brand Transferpette - Socorex Acura – Calibra - HTL – Discovery - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9633	PLURIPET PL1001	Gilson Pipetman P1000 - Eppendorf Research - Biohit Proline - Socorex Acura - HTL – Discovery - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9634	-	Gilson Pipetman P20-100-200 - Eppendorf - Biohit Proline - Socorex Acura - HTL – Discovery DV20-DV100-DV200 - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9635	PLURIPET PL100	Gilson Pipetman P20-100-200 - Eppendorf - Biohit Proline - Socorex Acura - HTL – Discovery DV20-DV100-DV200 - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9637	-	Eppendorf all model - Gilson Pipetman P200 - Biohit Proline - Brand Transferpette - Socorex Acura - HTL – Discovery DV200 - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9638	PLURIPET PL2, PLURIPET PL10	Gilson Pipetman P2-10 - Eppendorf - Socorex Acura - HTL – Discovery - Nichiryo - Finnipette - Thermo
9639	PLURIPET PL20	Eppendorf all model - Gilson Pipetman P20 - HTL – Discovery - Nichiryo - Finnipette - Thermo

**INHALT 0,5-20 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL20, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, Finnpiquette®, Thermo®, HT®

CAPACITY 0,5-20 µL

Compatibility: Kartell® PL20, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, Finnpiquette®, Thermo®, HT®

ОБЪЕМ 0,5-20 µL

Совместимость: Kartell® PL20, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, Finnpiquette®, Thermo®, HT®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9630	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf® Cristal	Rack ster

**INHALT 0,1-10 µL**

Kompatibilität: Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 0,1-10 µL

Compatibility: Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 0,1-10 µL

Совместимость: Gilson®, Eppendorf®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9638	Neutral / Neutral / бесцветный	Gilson®	Rack ster

**INHALT 2-20 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL100, Eppendorf®, Gilson®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 2-20 µL

Compatibility: Kartell® PL100, Eppendorf®, Gilson®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 2-20 µL

Совместимость: Kartell® PL100, Eppendorf®, Gilson®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9639	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster

**INHALT 2-30 µL**

Kompatibilität: Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 2-30 µL

Compatibility: Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 2-30 µL

Совместимость: Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9634	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град	Gilson®	Rack ster

INHALT 2-100 µL

Kompatibilität: Kartell® PL100, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 2-100 µL

Compatibility: Kartell® PL100, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 2-100 µL

Совместимость: Kartell® PL100, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9635	Neutral grad. / neutral grad. / Бесцветный град	Gilson®	Rack ster

**INHALT 5-100 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL100, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 5-100 µL

Compatibility: Kartell® PL100, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 5-100 µL

Совместимость: Kartell® PL100, Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9632	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster

**INHALT 2-200 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL200, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 2-200 µL

Compatibility: Kartell® PL200, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 2-200 µL

Совместимость: Kartell® PL200, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9629	Neutral / Neutral / бесцветный	Universal	Rack ster

**INHALT 20-300 µL**

Kompatibilität: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 20-300 µL

Compatibility: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 20-300 µL

Совместимость: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9637	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster.



**INHALT 50-1000 µL**

Kompatibilität: Kartell® PL1001, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 50-1000 µL

Compatibility: Kartell® PL1001, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 50-1000 µL

Совместимость: Kartell® PL1001, Gilson®, Eppendorf®, Biohit®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9633	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®, Gilson®	Rack ster.

**INHALT 50-1000 µL**

Kompatibilität: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

CAPACITY 50-1000 µL

Compatibility: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

ОБЪЕМ 50-1000 µL

Совместимость: Eppendorf®, Gilson®, Biohit®, Brand®, Socorex®, HTL®, Nichiryo®, Finnpiquette®, Thermo®

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Typ / Type / Тип	Verpackung / Packing / Упаковка
9631	Neutral / Neutral / бесцветный	Eppendorf®	Rack ster.

**LEERE BOXEN FÜR FILTERSPITZEN IM RACK**

Leere Boxen aus Polypropylen, mit Schnappdeckel, für Filterspitzen.

EMPTY BOXES FOR RACKED PIPETTE FILTER TIPS

Empty PP boxes with snapon lid for pipette filter tips.

ПУСТЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ СМЕННЫХ БЛОКОВ НАКОНЕЧНИКОВ С ФИЛЬТРОМ

Пустые коробки из полипропилена с нажимной крышкой, предназначены для наконечников с фильтром

Art.	Farbe / Colour / Цвет	Verpackung / Packing / Упаковка
9756	Hellblau / Light blue / голубой	PP

**MIKROTITIERPLATTEN/PLATTEN FÜR MIKROMETHODEN**

PS

Multiwellplatten mit 96 Wells aus transparentem Polystyrol. In drei Versionen erhältlich: Wells mit flachem Boden, mit Boden in "U"-Form und mit Boden in "V"-Form. Einzeln verpackt. Der zugehörige Deckel aus Polystyrol wird separat geliefert. Erhältlich auch als sterile Version.

MICROTITRE PLATES

PS

Multiple-well plates with 96 sample wells in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells. Single-wrapped. PS covers are sold separately. Available also in sterile version.

МИКРОТИТАЦИОННЫЕ ПЛАНШЕТЫ/МИКРОМЕТОДЫ

PS

Многоячеечные планшеты из прозрачного полистирола на 96 ячеек. Выпускаются три модели: с плоским дном, с овальным дном и с клиновидным дном, поставляются в индивидуальных упаковках. Крышки из полистирола поставляются отдельно. Также выпускаются в стерильном исполнении.

Art.	Desc.	Art der Vertiefung / Well shape / Тип лунок	Vol µl
2620 - 2620/S	96 Vertiefungen / 96 wells / 96 лунок	"□"	404
2621 - 2621/S	96 Vertiefungen / 96 wells / 96 лунок	"U"	282
2622 - 2622/S	96 Vertiefungen / 96 wells / 96 лунок	"V"	220
2623 - 2623/S	Deckel für Platten Lid for microtitration plates Крышка для планшета	2620 / 2621 / 2622	

/S: sterile Version / sterile version / стерильное исполнение

PASTEURPIPETTE

PE

Einwegpipette aus Polyethylen, mit Saugkolben und Graduierung. Die feine Spitze sorgt für eine präzise Dosierung der Probe. Erhältlich unsteril im Multipack und steril im Einzelpack.

Art.	Gesamtlänge mm Tot. Length mm Общ. длина, мм	Stiel Ø mm Stem Ø mm Ø Пипетки, мм	Tropfen/ml Drops/ml Капли/мл	Saugvolumen Bulb Draw Объем пробирки	Grad. ml Градуировка, мл	Grad. intvl. Шаг градуировки	Vpck.St. Pkg. pcs. Упаковка, шт.
329/1	150	2,5	28 +/- 1	4 ml	-	-	Sing. Steril.
330/1	150	5	23	4 ml	1	0,25 ml	Sing. Steril.
334/1	150 +/- 1,50 mm	7,8 +/- 0,30 mm	21	4 ml	3	0,5 ml	Sing. Steril.
88335/1	150	2,5	28 +/- 1	4 ml	-	-	500
88336/1	150	5	23	4 ml	1	0,25 ml	500
88337/1	150 +/- 1,50 mm	7,8 +/- 0,30 mm	21	4 ml	3	0,5 ml	500

PASTEUR PIPE

PE

Disposable PE pipette with bulb and graduations. The slender tip guarantees precision transfer of the sample. Non-sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped.

ПАСТЕРОВСКАЯ ПИПЕТКА

PE

Одноразовые полиэтиленовые пипетки с насосом для всасывания и дозирования материала. Узкий кончик обеспечивает точный выпуск образца. Нестерилизованные пипетки поставляются во множественной упаковке, стерилизованные - в индивидуальной.

EINWEG-TROPFPIPETTEN
TYP PASTEUR

PE

Aus einem Stück gepresste Pasteurpipetten, mit integriertem Faltenbalg. Sie können anstatt der normalen Pipetten mit Gummipipettierball oder den klassischen Pasteurpipetten aus Glas verwendet werden. Mit Graduierung zum Ablesen der angesaugten Flüssigkeitsmenge, vollständig dicht.

DISPOSABLE DROPPING
PIPETTES - BELLOW TYPE

PE

Blow-moulded in one piece with high capacity bellows reservoir for take up and expulsion. Ideal replacement of the traditional glass Pasteur pipette and rubber teat. They are graduated to give an indication of the amount of liquid being taken up and have a strong suction capacity due to the bellow-shaped leakproof bulb.

ОДНОРАЗОВЫЕ КАПЕЛЬНЫЕ
ПИПЕТКИ С ГОФРИРОВАННЫМ
РЕЗЕРВУАРОМ

PE

Изготовлены из цельного куска отливкой дутьем. Идеальная замена традиционным пипеткам с резиновыми грушами или стеклянным пастеровским пипеткам. Имеют градуировку, позволяющую оценить объем набранной жидкости, и обладают сильной всасывающей способностью благодаря гофрированному герметичному резервуару.



GERINNINGSHÄKCHEN

PS STOSSFESTES

Einweg-Stäbchen aus stoßfestem Polystyrol für die Ablösung und Entfernung des Gerinnsels.

RODS FOR CLOT DETACHMENT
AND EXTRACTION

HIGH IMPACT PS

Disposable shock-resistant PS rods for detaching and extracting clots.

ПАЛОЧКИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ И
УДАЛЕНИЯ СГУСТКОВ

УДАРОПРОЧНЫЙ PS

Палочки одноразовые из ударопрочного полистирола предназначены для отделения и удаления сгустков.



Art.	Länge mm / Length mm / Длина, мм
2652	157

IMPFSCHLINGEN

PS STOSSFESTES

Gammabestrahlte Impfschlingen im Polybeutel à 20 Stück. Die neutrale Ausführung hat an einem Ende eine 1-µL-Öse und am anderen eine Impfnadel. Die blaue Ausführung hat an einem Ende eine 10-µL-Öse und am anderen eine Impfnadel.

INOCULATING LOOPS AND
NEEDLES

HIGH IMPACT PS

Gamma irradiated inoculating loops in polybags of 20 pcs. Neutral type has a 1 µl loop at one end and a needle at the other. Blue type has a 10 µl loop at one end and a needle at the other.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕТЛИ

УДАРОПРОЧНЫЙ PS

Петли микробиологические в полиэтиленовых пакетах по 20 шт, стерилизованные γ-излучением. Бесцветные петли имеют вместимость 1 мкл и снабжены иглой на другом конце. Синие петли имеют вместимость 10 мкл и снабжены иглой на другом конце.



Art.	Cap. µl	Farbe / Colour / Цвет	
2650	1	Neutral / Neutral / бесцветный	sterile
2651	10	Blau / Blue / синий	sterile



"L"-STÄBE

PS

Sterile Einweg-Stäbe für Bakteriologieanwendungen, aus Polystyren, "L"-Form mit besonderer Neigung (100°) für einen praktischen Gebrauch. Besonders nützlich für Ausstriche auf Agar. Erhältlich im Einzelpack oder als Multipack mit 5 Stck.

L-SHAPED SPREADERS

PS

Disposable L-shaped sterile PS spreaders for bacteriology with special 100° angling for easier use. Especially handy for dispersing liquids across agar culture plates. Available single-wrapped or in packs of 5.

Г-ОБРАЗНЫЕ ПЕТЛИ

PS

Петли одноразовые стерилизованные из полистерена для бактериологических исследований, Г-образная форма с углом наклона в 100° гарантирует удобство использования. Часто используются для нанесения полос на агаризованных почвах. Поставляются в индивидуальной упаковке либо во множественной – по пять штук.

Art.	Stück pro Packung / Pkg. pcs. / Упаковка шт.	Dim mm
2647	1	146 x 32,5 - Ø 5 mm
2648	5	sterile



EINWEG-PETRISCHALEN

Flache und transparente Einweg-Petrischalen aus Polystyrol. Verschiedene Durchmesser verfügbar, belüftet und unbelüftet oder mit Strahlen sterilisiert. Ausführungen mit 2, 3 und 4 separaten Fächern. Ideal für Routine-Laborarbeiten, bakteriologische Forschung. CE-Kennzeichnung.

- Mit Belüftungskernen im Deckel zur Vorbeugung der Kondenswasserbildung.
- Ohne Belüftungskernen zur Verhinderung der Austrocknung des Nährbodens nach der Inkubation. Reduzierter Gasaustausch außerhalb der Petrischale durch fehlende Kerben.

- Mit β -Strahlen sterilisiert

DISPOSABLE PETRI DISHES

Disposable planar, clear Petri dishes in PS. Available in several diameters, ventilated and unventilated or radiation-sterilized. Styles with 2, 3 and 4 separate compartments. Designed for routine lab work, bacteriological research. CE Marked.

- With aeration notches on the lid to prevent condensation formation.
- Without aeration notches to avoid agar desiccation after incubation. Gas exchange outside Petri dish is reduced thanks to the absence of notches.

- β Beta-ray sterilization

ЧАШКИ ПЕТРИ ОДНОРАЗОВЫЕ

Одноразовые, плоские, прозрачные чашки Петри из полистирола. Выпускается несколько диаметров, вентилируемые и невентилируемые и стерилизованные излучением. Модели с 2, 3 и 4 отсеками. Предназначены для стандартной лабораторной работы и бактериологических исследований. Снабжены маркировкой ЕС.

- с воздушными щелями на крышке, препятствующими образованию конденсата.
- без воздушных щелей во избежание усыхания агара после выдерживания. Газообмен за пределами чашки Петри снижен, благодаря отсутствию щелей.

- стерилизация β бета-излучением

Art.	Ø mm	Typ / Type / Тип
358	90	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями
366	90	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями
359	100	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями
368	60	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями
360	60	Ohne Entlüftung / without triple vents / без трех вентиляционных отверстий
361	120	Ohne Entlüftung / without triple vents / без трех вентиляционных отверстий
362	90	Mit 2 Unterteilungen / with 2 sections / с 2 секторами
363	90	Mit 3 Unterteilungen / with 3 sections / с 3 секторами
364	90	Mit 4 Unterteilungen / with 4 sections / с 4 секторами
365	150	Mit Entlüftung / with triple vents / с тремя вентиляционными отверстиями
369	120x120	Quadratisch mit Entlüftung / square with triple vents / Квадратная, с тремя вентиляционными отверстиями
367	65	Contact
380	65	Contact
3360	60	Ohne Entlüftung / without triple vents / без трех вентиляционных отверстий



METALLSCHALEN FÜR DIE HISTOLOGIE

EDELSTAHL

Aus Edelstahl mit glänzender Oberfläche, um das Abnehmen der Paraffineinbettungen zu erleichtern, erlaubt eine korrekte Zentrierung des Befunds im Paraffinblock. Im 10-Stück-Beutel.

METAL TRAYS FOR HISTOLOGY

STAINLESS STEEL

Made of stainless steel for easy removal of paraffin inclusions: they allow a precise location of the specimen into the paraffin. Packed in bags of 10 pieces.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ ДЛЯ ГИСТОЛОГИИ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Изготовлены из нержавеющей стали с полированной поверхностью, упрощающей выемку вещества, залитого в парафин; позволяют точно расположить образец при заливке. Упакованы в пакеты по 10 шт.

Art.	Ext. dim. mm	Int. dim. mm	Mod.
2923	52x35x11	23x36	Standard
2924	52x35x11,6	7x7	Für Biopsien / biopsy type / Для биопсии

**SCHWÄMME FÜR
EINBETTKASSETTEN****SYNTHETISCHER SCHWAMM**

Schutzschwämme für das Einbetten aus synthetischem Schwamm mit kontrollierter Porosität, kann leicht in Einbettkassetten eingelegt werden. Sehr nützlich für die Vorbereitung von Biopsien sehr kleiner Größe.

TISSUE EMBEDDING SPONGE**SYNTHETIC SPONGE**

Synthetic sponge with a **Calibrated** porosity that can easily be inserted into the tissue embedding cassettes. Very useful for small specimens in biopsy tests.

ГУБКА ДЛЯ ПРОБ ТКАНЕЙ**СИНТЕТИЧЕСКАЯ ГУБКА**

Защитная губка с точно определенной пористостью, легко укладываемая в кассеты для проб тканей. Очень удобна для гистологических образцов небольшого размера.

Art.	Dim. mm	Farbe / Colour / Цвет
2922-04	32x26x2,5	Blau / Blue / синий

**EINBETTKASSETTEN TYP MEGA****POM**

Einbettkassetten Typ Mega für mittelgroße Proben. In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03), Blau (04), Gelb (06), Grün (12), Rosa (13).

**TISSUE EMBEDDING CASSETTES
MEGA TYPE****POM**

Tissue embedding cassettes Mega type for medium to large-sized samples. Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13).

**ГУБКА ДЛЯ ПРОБ ТКАНЕЙ ТИПА
«МЕГА»****POM**

Губка для проб тканей типа «мега» для образцов среднего и большого размера. Выпускаются следующие цвета: белый (03), синий (04), желтый (06), зеленый (12), розовый (13).

Art.	Dim. mm
2925	40x27,5x13

**EINBETRINGE****ABS**

Einbettringe aus ABS. In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03), Blau (04), Gelb (06), Grün (12), Rosa (13)."

EMBEDDING RINGS**ABS**

Embedding rings made from ABS. Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13).

КОЛЬЦА ДЛЯ ЗАЛИВКИ ПРОБ**ABS**

Выпускаются следующие цвета: белый (03), синий (04), желтый (06), зеленый (12), розовый (13).

Art.	Dim. mm
2919	41x28x11

**EINBETTKASSETTE FÜR
HISTOLOGIE, UNI-TYP****POM**

Kassette für das Einbetten in Paraffin Universal Ausführung, Deckel mit doppeltem Clipverschluss, der durch automatisches Brechen des Verschlusses entfernt werden kann. In den folgenden Farben verfügbar: Weiß (03), Blau (04), Gelb (06), Grün (12), Rosa (13), Rot (10).

**TISSUE EMBEDDING CASSETTES,
UNI TYPE****POM**

Tissue embedding cassettes for paraffin inclusions, Universal type, provided with clipon closure lid that can easily be removed. Available in the colours: White (03), Blue (04), Yellow (06), Green (12), Pink (13), Red (10).

**КАССЕТЫ ДЛЯ ЗАЛИВКИ
ТКАНЕЙ ТИП UNI****POM**

Кассеты для заливки тканей в парафин, универсального типа, с защелкивающейся, легко снимаемой крышкой. Выпускаются следующие цвета: белый (03), синий (04), желтый (06), зеленый (12), розовый (13) и красный (10).

Art.	Dim. mm
2921	40x28x6,8



**WIEGESCHALEN****STOSSFESTES PS**

Die Wiegeschalen der Modelle DS und SQ wurden eigens entwickelt, um ein bequemes Hilfsmittel für das Präzisionswiegen zu haben. Sie haben die folgenden Vorteile für den Laboranten:

- hydrophobes HIPS
- sie verformen sich leicht und nehmen Trichterform an
- das Modell DS ist in weißer und schwarzer Farbe verfügbar und gewährleistet so je nach der Farbe der zu wiegenden Probe einen außergewöhnlichen Kontrast.
- Taragewicht wiederholbar: Abweichung unter 5%
- Antistatisch

BALANCE BOATS**HIGH IMPACT PS**

Diamond (DS) and square shaped (SQ) lightweight weighing boats provide an easy and inexpensive system for weighing any medium. They offer the following benefits:

- made of HIPS with hydrophobic surface
- easily fashioned to make a funnel shape
- the DS model is available in either white (03) or black (09) so the operator can easily see that no trace of sample remains adhering to the boat
- reproducible tare weight: batch to batch variation is normally less than 5%
- Antistatic

ЕМКОСТИ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ**ПРОТИВООУДАРНЫЙ PS**

Емкости ромбовидной (DS) и квадратной (SQ) формы были специально разработаны как удобное приспособление для точного взвешивания любых веществ. Они обладают следующими преимуществами:

- изготовлены из высокопрочного полистирола с гидрофобной поверхностью
- легко принимают форму воронки
- ромбовидные модели модели черного или белого цвета по выбору представляют собой контрастную поверхность на повышающую видимость
- одинаковый вес тары: вариативность ниже 5%
- антистатические



Art.	Mod.	Cap. ml	Farbe Colour Цвет	Dim. mm	Gewicht g Weight gr. Масса г	Stück pro Packung Pkg. pcs. Кол-во шт
11100/03	DS	5	Weiß / White / Белый	31x53x5,3	0,30	1000
11101/03	DS	30	Weiß / White / Белый	56x85x14,5	1,00	500
11101/09	DS	30	Schwarz / black / черная	56x85x14,5	1,00	500
11102/03	DS	100	Weiß / White / Белый	96x134,5x18,5	2,90	250
11102/09	DS	100	Schwarz / black / черная	96x134,5x18,5	2,80	250
11103	SQ	7	Weiß / White / Белый	43x43x8	0,50	1000
11104	SQ	100	Weiß / White / Белый	78,5x78,5x23	2,30	1000
11105	SQ	250	Weiß / White / Белый	134x134x23	5,60	1000



LIQUID HANDLING

DOSIPET

Dosipet ist eine Reihe von Dosierern mit einstellbarem, wiederholbarem Dosiervolumen. Gefertigt aus hochfesten Materialien, die eine bemerkenswerte mechanische und chemische Festigkeit gewährleisten. Verfügbar in drei unterschiedlichen Ausführungen, je nach verwendetem Reagenz. Zur Auswahl stehen:

DOSIPET B

Für allgemeinen Gebrauch; besonders geeignet für Reagenzien durchschnittlicher Aggressivität.

DOSIPET S

Nützlich für die Dosierung konzentrierter Säuren, polarer und nicht-polarer Lösungsmittel.

DOSIPET HF

Speziell entwickelt für die Dosierung von Fluorwasserstoffsäure. Komplet mit Ansaug- und Ablassschlauch und einem Adaptor-Set: für Dosipet 2,5/5 und 10 ml Adapter A25, A28, A45, A40; für Dosipet 25/50 und 100 ml Adapter A28, A32/45, A40.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN ALLER DREI REIHEN:

- genaue und schnelle Volumeneinstellung mit dem Analogschieber
- präzise Skaleneinteilung, die die Reproduzierbarkeit der Dosiermengen gewährleistet
- kein Reagenzverlust beim Entlüften oder Befüllen
- Dosierung ohne Blasenbildung
- Komplettransfer der Flüssigkeit durch Kolben bei jeder Bewegung
- Vollständige Rückgewinnung der Flüssigkeit im Ablassrohr durch Drehen um 180° der Ausgusstülle
- Autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten

LIQUID HANDLING

DOSIPET

Dosipet is a series of adjustable volume repetitive dosing devices. They are made of high quality materials ensuring considerable mechanical and chemical resistance. They are available in three different versions, depending on the reagents to be dispensed. Possibility to choose between:

DOSIPET B

For universal use; ideal for use with reagent of average aggressiveness.

DOSIPET S

Useful for dosing concentrated acids, polar and no-polar solvents.

DOSIPET HF

Especially developed for hydrofluoric acid dosing. They are supplied complete with tubes for filling/discharging, as well as with a set of adaptors: for Dosipet 2.5/5 and 10 ml adaptors A25, A28, A45, S40; for Dosipet 25/50 and 100 ml adaptors A28, A32/45, A40.

Technical specifications common to the three series:

- precise and quick volume adjustment using the analogue slider
- precise graduated scale to ensure reproducibility of the dispensed volumes
- no loss of reagent when eliminating air or filling
- dispensing without bubbles forming
- the piston completely transfers the liquid with every movement
- total recovery of the liquid in the discharge tube by turning the delivery tip 180°
- autoclavable at +121°C for 20 minutes

LIQUID HANDLING

DOSIPET

Dosipet — серия дозаторов регулируемого объема аналогичной конструкции. Изготавливаются из высококачественных материалов, обеспечивающих значительную механическую и химическую устойчивость. В зависимости от реагентов, подлежащих дозировке, предусмотрено три различные модели. Предлагается следующий выбор:

DOSIPET B

Для универсального использования, идеальны для реагентов со средней агрессивностью.

DOSIPET S

Пригодны для дозирования концентрированных кислот, полярных и неполярных растворителей.

DOSIPET HF

Специально разработаны для дозирования фтористоводородной кислоты. Поставляются в комплекте с трубками для заполнения/опорожнения, а также наборов переходников: для Dosipet 2,5/5 и 10 мл переходниками A25, A28, A45, A40; для Dosipet 25/50 и 100 мл переходниками A28, A32/45, A40.

Технические характеристики одинаковы для трех моделей:

- точное и быстрое регулирование объема посредством подвижной шкалы
- точная градуированная шкала, обеспечивающая повторяемость отмеренных объемов
- отсутствие потерь реагентов при удалении воздуха или заполнении
- дозирование без образования пузырьков
- перемещение жидкости при каждом движении поршня
- полное восстановление жидкости в выпускной трубке при повороте рычага на 180°
- выдерживают автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут

Alkali	Inorganic Solutions	Acids	Organic Solvents		Hydrofluoric Acid (HF)
			Polar	Non-polar	
Dosipet					
Dosipet S					
					Dosipet HF



DOSIPET B

Verwendbar mit jeder Art von wässriger Lösung (ausgenommen fluorwasserstoffhaltige Lösungen), gekennzeichnet durch praktische Handhabung und Zuverlässigkeit. Versehen mit einem 3.3 Borosilikatglaszylinder und einem Kolben aus PTFE.

DOSIPET B

Series that can be used with every water solution type (except those containing hydrofluoric acid), marked by a high degree of convenience and reliability. It is equipped with a 3.3 borosilicate glass cylinder and PTFE piston

DOSIPET B

Серия моделей, которые можно использовать с любыми водными растворами (кроме содержащих фтористоводородную кислоту), отличающаяся высокой степенью надежности и удобства в эксплуатации. Оснащены 3.3 цилиндрами из боросиликатного стекла и поршнями из PTFE.

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Toll. ml	CV ml	Gewinde GL Thread GL Резьба GL
83002	Dosipet 2	0,25 - 2,5	0,05	± 0,012	0,002	32
83005	Dosipet 5	0,5 - 5,0	0,10	± 0,03	0,005	32
83010	Dosipet 10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83025	Dosipet 25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45
83050	Dosipet 50	5,0 - 50,0	1,00	± 0,30	0,050	45
83060	Dosipet 100	10,0 - 100,0	2,00	± 0,50	0,100	45

DOSIPET S

Hochwertige Komponenten und Qualitätsfertigung machen diese Reihe ideal, um polare und nicht-polare Lösungsmittel (siehe technisches Handbuch), darunter halogenierte Lösungsmittel und konzentrierte mineralische Säuren, einschließlich besonders flüchtige Säuren wie Salpetersäure und Trifluoressigsäure, zu dosieren. Ferner verwendbar mit Peroxiden, Salzsäure und Schwefelsäure. Komplett mit einem Borosilikatgaskolben. Die Reagenzien kommen nur mit aus PTFE gefertigten Komponenten in Berührung.

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Toll. ml	V ml	Gewinde GL / Thread GL / Резьба GL
83070	Dosipet S-10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83071	Dosipet S-25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45
83072	Dosipet S-50	5,0 - 50,0	1,00	± 0,30	0,050	45

DOSIPET S

High quality components and assembly make this series the ideal choice for measuring out organic polar and non-polar solvents (see technical manual), including halogenated solvents, and concentrated mineral acids, including particularly volatile acids such as nitric and trifluoroacetic acids. In addition, they can be used with peroxides, hydrochloric acid and sulphuric acid. It comes with a borosilicate glass piston. The reagents come into contact only with parts made of PTFE.

DOSIPET S

Высококачественные узлы и компоненты делают эту серию идеальным выбором для выполнения замеров органических полярных и неполярных растворителей (см. техническое руководство), включая галоидированные растворители, концентрированные минеральные кислоты, в частности, такие летучие кислоты, как азотная, соляная и серная. Поставляются с поршнями из боросиликатного стекла. Химреагенты контактируют только с деталями из PTFE.



DOSIPET HF

Diese Dosierhilfen wurden speziell für die Verwendung von fluorwasserstoffhaltigen Lösungen entwickelt. Die internen Komponenten, die mit diesen Lösungen in Berührung kommen, sind aus hochwertigen und sehr widerstandsfesten Materialien (PTFE und Platin-Iridium), die in Verbindung mit Fluorwasserstoff völlig inert sind. Komplett mit PTFE-Kolben.

DOSIPET HF

These dosing devices are designed for specific use with hydrofluoric acid solutions. The internal components that come into contact with these solutions are made with high quality and high resistance materials (PTFE and platinum-iridium), completely inert with hydrofluoric acid. Complete with PTFE piston

DOSIPET HF

Эти дозирующие устройства предназначены специально для работы с растворами фтористоводородной кислоты. Внутренние компоненты, контактирующие с этими растворами, производятся из высококачественных и высокостойких материалов (PTFE и платина-иридий), полностью инертных в отношении фтористоводородной кислоты. Снабжены поршнем из PTFE.



Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Prec. ml	V ml	Gewinde GL / Thread GL / Резьба GL
83080	Dosipet HF-10	1,0 - 10,0	0,20	± 0,06	0,010	32
83081	Dosipet HF-25	2,5 - 25,0	0,50	± 0,15	0,025	45

DOSIPET ZUBEHÖR

DOSIPET ACCESSORIES

DOSIPET ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Art.	Desc.
83027	Bernsteinfarbene Flasche 250 ml (GL 32) / Amber bottle 250 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 250 мл (GL32)
83028	Bernsteinfarbene Flasche 500 ml (GL 32) / Amber bottle 500 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 500 мл (GL32)
83011	Bernsteinfarbene Flasche 1000 ml (GL45) / Amber bottle 1000 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 1000 мл (GL45)
83012	Bernsteinfarbene Flasche 2500 ml (GL45) / Amber bottle 2500 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 2500 мл (GL45)
83014	Ansaugschlauch Dosipet 2,5-10 ml / Suction tube Dosipet 2,5-10 ml / Впускная труба Dosipet 2,5-10 мл
83015	Ansaugschlauch Dosipet 25-100 ml / Suction tube Dosipet 25-100 ml / Впускная труба Dosipet 25-100 мл
83017	Ablassschlauch aus (FEP) Dosipet 2,5-10 ml / Discharge tube (FEP) Dosipet 2,5-10 ml / Выпускная труба из FEP Dosipet 2,5-10 мл
83018	Ablassschlauch aus (FEP) Dosipet 25-100 ml / Discharge tube (FEP) Dosipet 25-100 ml / Выпускная труба из FEP Dosipet 25-100 мл
83020	Rückführschlauch Dosipet 2,5-100 ml / Circulation tube Dosipet 2,5-100 ml / Рециркуляционная труба Dosipet 2,5-100 мл
	Set mit 5 Adaptern A25, A28, A38, A40, A45
83023	Set of 5 adapters A25, A28, A38, A40, A45
	Комплект 5 переходников A25, A28, A38, A40, A45
83024	Schlauch für Kalziumchlorid / Calcium chloride tube / Труба для подачи хлористого кальция
83026	Rückschlagventil aus Glas für Anwendungen in kontrollierter Atmosphäre
	Glass non return valve
	Стекло обратный клапан для использования в контролируемой атмосфере
83029	Spiralschlauch aus PTFE für Ferndosierungen Dosipet 2,5-10 ml / Int. ø 2mm / Ext. ø 3mm
	PTFE spiral-wound tubing for Dosipet remote dosing; 2,5-10 ml / Int. ø 2mm / Ext. ø 3mm
	Спиральная труба из ПТФЭ для удаленного дозирования Dosipet 2,5-10 мл / внутренний ø 2mm / внешний ø 3mm
83030	Spiralschlauch aus PTFE für Ferndosierungen Dosipet 25-100 ml / Int. ø 3.4mm / Ext. ø 4.3mm
	PTFE spiral-wound tubing for Dosipet remote dosing; 25-100 ml / Int. ø 3.4mm / Ext. ø 4.3mm
	Спиральная труба из ПТФЭ для удаленного дозирования Dosipet 25-100 мл / внутренний ø 3.4mm / внешний ø 4.3mm





DOSILAB

Dosilab ist eine neue Reihe auf Flaschen aufsetzbarer, verstellbarer Dosierer für eine präzise, fehlerfreie und kostengünstige Dosierung von Chemikalien bei vollkommener Sicherheit für Anwender und das Arbeitsumfeld. Die sechs Modelle der neuen Reihe (0,25 ml bis 100 ml) sind einfach im Gebrauch und lassen sich für Reinigungs- und Pflegearbeiten leicht in ihre Einzelteile zerlegen; autoklavierbar ohne Demontage. Alle internen Komponenten, die während des Gebrauchs mit flüssigen Lösungen in Kontakt gelangen, sind aus PTFE, FEP und Borosilikatglas gefertigt. Daher bieten sie ausgezeichnete Kompatibilität mit allen Reagenzien, außer Fluorwasserstoffsäure. Genaue und schnelle Volumeneinstellung über den Analschieber, weiter optimiert und mit einem internen und externen Sperrsystem gegen versehentliches Verschieben während des Gebrauchs. Ferner kann der Dosierer in der Flasche um 360° gedreht werden. Sorgfältig ausgewählte Rohmaterialien sowie verschiedene Qualitätskontrollen während des Produktionsverfahrens gewährleisten die hohe Präzision und Genauigkeit von Dosilab. Jedes einzelne Gerät ist gemäß des ISO 8655-Standard kalibriert und wird mit eigenem Kalibrierschein geliefert. Lieferung komplett mit fünf Adaptern für die gängigsten Reagenzflaschen (28, 32, 36, 40 und 45 mm) sowie einer praktischen Vorrichtung zur einfachen Neukalibrierung direkt im Labor, gemäß den Anforderungen der GLO/ISO-Standards.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen für hohe Maßgenauigkeit und Widerstandsfähigkeit des Dosierers.
- Vollständig autoklavierbar bei +121°C ohne Zerlegung in Einzelteile.
- PTFE-Kolben mit Silikon-Dichtungsring gewährleistet hohen Genauigkeitsgrad.
- Interner Borosilikatglaszylinder geschützt durch Polypropylenisolierung.
- Ventilgehäuse: PTFE-Körper aus einem Stück, der hohe chemische Festigkeit gewährleistet.
- Verstellbarer Dosierauslauf mit Verschlusskappe als Tropfschutz und zum Schutz vor dem Kontakt mit gefährlichen Chemikalien.
- Genauigkeit & Reproduzierbarkeit: erfüllt die ISO 8655-Richtlinien
- Kompatibilität: hervorragend für alle Reagenzien, einschließlich organischer Lösungsmittel und konzentrierter Säuren, mit Ausnahme von Fluorwasserstoff (HF).
- Neukalibrierung: einfach und schnell mit dazugehörigem Sonderzubehör.

Gegenüberstellung der laut ISO 8655-Standards geforderten Spezifikationen und der technischen Eigenschaften von DOSILAB

Die folgende Tabelle bescheinigt, dass die Spezifikationen von DOSILAB die Anforderungen des internationalen Standards für volumetrische Anwendungen mit Kolbenantrieb ISO 8655 voll erfüllen.

DOSILAB

Dosilab is a serie of adjustable volume bottle top dispenser for dosing chemicals with precision, accuracy and inexpensiveness. It is totally safe for operators and environment. The six models of the line (0,25 ml to 100 ml) are simple to use and easy to disassemble to perform cleaning and maintenance operations; autoclavable without need for disassembly. All the internal components that during use are in contact with liquid solutions are made of PTFE, FEP and borosilicate glass. They therefore possess excellent compatibility with all reagents, except for hydrofluoric acid. Volume adjustment is made precise and quick by using the adjustment knob, further improved and supplied with internal and external locking system, to avoid accidental displacement during use. Furthermore, the dispenser allows a 360° rotation when placed on the bottle. A careful choice of raw materials, as well as several quality controls carried out during production process guarantee Dosilab's high precision and accuracy. Every single appliance is individually Calibrated according to the ISO 8655 standards and it is supplied with its own Calibration certificate. The supply includes five adaptors for use with the most common reagent bottles (28, 32, 36, 40 and 45 mm) and a practical device for easy reCalibrations that can be directly performed in laboratory, in conformity with GLO/ISO standards

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Glass fiber polypropylene body to increase the dimensional accuracy and the robustness of the dispenser
- Completely autoclavable at +121°C without need for disassembly.
- PTFE piston with silicone O-ring ensuring a high degree of accuracy.
- Internal cylinder in borosilicate glass protected by PP sheath.
- Valve housing: PTFE body in a single piece ensuring high chemical resistance.
- Adjustable dispensing spout with closing cap to prevent accidental dripping and contact with dangerous chemical substances
- Accuracy & Reproducibility: according to the ISO 8655 standards
- Compatibility: excellent with all reagents including organic solvents and concentrated acids, except hydrofluoric acid (HF).
- ReCalibration: simple and quick with its special accessory.

Comparison of the specifications required by the ISO 8655 standards and the DOSILAB specifications

The following table certifies that the DOSILAB specifications fully meet the requisites required by ISO 8655, international standard for piston-driven volumetric appliances.

DOSILAB

Dosilab- новая серия дозирующих насадок для бутылей регулируемого объема для точного, аккуратного и дешевого дозирования химических веществ. Их использование абсолютно безопасно как для операторов, так и для окружающей среды. Шесть моделей линии (от 0,25 мл до 100 мл) просты в применении, легко разбираются для стандартной мойки и обслуживания; разборка для автоклавирования не требуется. Все внутренние компоненты, которые во время использования вступают в контакт с жидкостями, изготовлены из PTFE, FEP и боросиликатного стекла. Они обладают отличной совместимостью с реагентами, за исключением фтороводородной кислоты. Объем регулируется точно и быстро посредством подвижной шкалы, еще более усовершенствованной и оснащенной внутренней блокировкой во избежание случайного перемещения во время использования. Дозирующая насадка, устанавливается на бутылке, позволяет осуществлять вращение на 360°. Тщательный отбор сырья и несколько этапов контроля в ходе изготовления гарантируют изделиям Dosilab's высокую точность и аккуратность. Каждое изделие калибруется отдельно в соответствии со стандартами ISO 8655 и поставляется с собственным сертификатом калибровки. В комплект поставки входят пять переходников, подходящих для большинства стандартных бутылей с химреагентами (28, 32, 36, 40 и 45 мм), а также удобное устройство для простой перекалибровки, выполняемой непосредственно в лаборатории, в соответствии с требованиями стандартов GLO/ISO.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из полипропилена со стекловолокном для повышения точности измерения и прочности дозатора
- Полное автоклавирование при температуре +121°C без необходимости разборки.
- Поршень из PTFE с силиконовым уплотнительным кольцом, обеспечивающим высокую точность.
- Внутренний цилиндр из боросиликатного стекла, защищенный полипропиленовым покрытием.
- Кожух клапана: цельный корпус из PTFE, обеспечивающий высокую химическую устойчивость.
- Регулируемый дозирующий носик с закрывающейся крышкой для предотвращения случайного стекания капель и контакта с опасными химическими веществами
- Точность и воспроизводимость: согласно стандарта ISO 8655
- Совместимость: отличная со всеми реагентами, включая органические растворители и концентрированные кислоты, кроме фтороводородной кислоты.
- Рекалибровка: быстро и просто посредством специального устройства.

Сравнение характеристик, требуемое стандартами ISO 8655 и характеристиками DOSILAB

Следующая таблица удостоверяет, что характеристики DOSILAB полностью соответствуют требованиям, установленным ISO 8655, международным стандартам для поршневого волюметрических устройств.

ISO 8655 STD								Dosilab STD			
				Acc.		CV		Acc.		CV	
Art.	Mod.	Vol. ml	Incr. ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml	+/- %	+/- % ml
83082	Dosilab 2	0,25 - 2,5	0,05	0,6	0,15	0,2	0,005	0,6	0,015	0,2	0,005
83083	Dosilab 5	0,5 - 5	0,1	0,6	0,030	0,2	0,010	0,5	0,025	0,1	0,005
83084	Dosilab 10	1 - 10	0,2	0,6	0,060	0,2	0,020	0,5	0,050	0,1	0,010
83085	Dosilab 30	2,5 - 30	0,5	0,6	0,180	0,2	0,060	0,5	0,150	0,1	0,030
83086	Dosilab 60	5 - 60	1	0,6	0,360	0,2	0,120	0,5	0,300	0,1	0,060
83087	Dosilab 100	10 - 100	2	0,6	0,600	0,2	0,200	0,5	0,500	0,1	0,100

Alkali	Inorganic Solutions	Acids	Organic Solvents		Hydrofluoric Acid (HF)
			Polar	Non-polar	
Dosilab					

Art.	Mod.	Cap. ml	Subdiv. ml	Prec. ml	CV ml	Thread GL
83082	Dosilab 2	0,2 - 2,5	0,05	0,015	0,005	30
83083	Dosilab 5	0,5 - 5	0,10	0,025	0,005	30
83084	Dosilab 10	1 - 10	0,20	0,050	0,010	30
83085	Dosilab 30	2,5 - 30	0,50	0,150	0,030	30
83086	Dosilab 60	5 - 60	1,00	0,300	0,060	30
83087	Dosilab 100	10 - 100	2,00	0,500	0,100	30

DIGITALE BÜRETTE "TECHNOTRATE"

Technorate ist die perfekte digitale Burette für eine präzise Titrierung direkt aus der Flasche, sowohl in Laboranwendungen als auch in der Praxis. Erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EN ISO 9001. Die Burette hat einen Kunststoffkörper und ein LCD-Display, das die Dosiermenge kontinuierlich anzeigt. Technorate erlaubt, einen Volumenbereich von 0 bis 50 ml mit Steigerungen um 0,01 ml abzudecken. Die Dosiergeschwindigkeit lässt sich wahlweise auf Schnellmodus oder Tropfenmodus einstellen.

Einfache Kalibrierung

Die permanente Kalibrierung gilt für Wasser bei +20°C. In jedem Fall lässt sich Technorate bei der Verwendung von Flüssigkeiten mit einer anderen Viskosität/Dichte schnell und einfach durch Drücken der entsprechenden Taste neu kalibrieren.

Praktische und schnelle Voreinstellung der Titrervolumina

Ein einfacher Knopfdruck auf die Taste "DOS" reicht, um das Titrervolumen vor einzustellen. Nach einigen Drehungen am Griff und gleichzeitiger Kontrolle des Displays ist der Bürettenzylinder rasch gefüllt. Mit der Speichertaste "MEM" können Sie komplizierte Berechnungen vermeiden.

Einfach und sicher

Durch Drehen um 180° wird die gesamte im Ablassschlauch enthaltene Flüssigkeit in die Flasche abgelassen, keine Flüssigkeiten werden verschüttet. Die mit den Reagenzien in Berührung kommenden Komponenten sind aus hoch widerstandsfähigem Kunststoff.

Die Büretten Technorate werden bei Fertigungsende einzeln geprüft, verfügen über ein Qualitätszertifikat und haben eine eigene Seriennummer. Lieferung komplett mit A25, A28, A32/45 und S45-Gewindestutzen sowie Ansaug-, Ablass- und Rückführschlauch aus PTFE.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Automatische Sperre nach 3 Minuten Nichtgebrauch
- Arbeitstemperatur von +10°C bis +40°C
- Transport und Lagerung nicht bei über +60°C
- Wiederaufladbare Batterie: die intermittierende Anzeige im Display zeigt an, wenn ein Wiederaufladen erforderlich ist, ohne den laufenden Titrationsprozess zu gefährden
- Präzisionsmechanismus erlaubt ein einfaches Befüllen und Entlüften ohne Verluft der Reagenzien
- Dosierung ohne Blasenbildung
- Batterieladegerät: 100-240V/ 50-60Hz

TECHNOTRATE DIGITAL BURETTE

Technorate is a digital burette ideal for exact titrations directly from bottles, both in the laboratory and in the field. Developed in compliance with EN ISO 9001. It has a plastic body and a large liquid crystal display also for continuous display of the dispensed volume. It adequately allows dosage volumes of up to 50 ml with 0.01 ml increases to be covered and the dosage velocity can be selected from fast mode to drop-by-drop mode.

Simple Calibration

Permanent Calibration refers to water at +20°C. In any case, when using liquids with a different viscosity/density, Technorate can easily and quickly be reCalibrated by pressing the dedicated button.

Practical and quick preselection of the titration volumes

Titration volume preselection is made particularly simple by pressing only the dedicated "DOS" button, looking at the display, and with just a few turns of the handle the burette cylinder is filled.

The special memory button ("MEM") helps you avoid complex calculations.

Easy and safe

By turning 180°, the delivery tip makes all the liquid in the discharge tube flows inside the bottle and prevents the spilling of inappropriate liquids. The components that come into contact with the reagents are made of high resistance plastic.

Technorate is tested one by one at the end of production, has quality certification and an individual serial number.

It is supplied in series with A25, A28, A32/45 and S45 threaded adaptators and PTFE aspiration, discharge and recirculation tubes

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- auto-off function after 3 minutes of non-use
- use temperature from +10°C to +40°C
- transport and storage no warmer than +60°C
- rechargeable battery: the intermittent indicator inside the display informs of the need for recharge without jeopardising the titration in progress
- precision mechanism for simple filling and elimination of air without reagent loss problems
- dispensing without bubbles forming
- battery charger: 100-240V/ 50-60Hz

ЦИФРОВАЯ БЮРЕТКА
TECHNOTRATE

Technorate — цифровая бюретка, идеальная для точного титрования непосредственно из бутылок, выполняемого как в лабораторных условиях, так и на месте производства работ. Разработаны в соответствии с EN ISO 9001. Состоят из пластикового корпуса и жидкокристаллического дисплея, на котором постоянно показывается отмерянный объем. Позволяет выполнять дозирование объемов до 50 мл с приращением в 0,01 мл; скорость дозирования может регулироваться от быстрого режима до режима по капле.

Простая калибровка

Постоянная калибровка выполняется по воде при температуре +20°C. В любом случае, при использовании жидкостей с другими вязкостью/плотностью Technorate быстро и просто перекалибровывается нажатием специальной кнопки.

Удобный и быстрый предварительный выбор объемов титрования

Предварительный выбор объема титрования производится очень просто: нажатием специальной кнопки "DOS", глядя на дисплей, и после нескольких поворотов ручки цилиндр бюретки заполняется. Специальная кнопка запоминания ("MEM") помогает избежать сложных вычислений.

Простота и безопасность

Поворотом выпускного рычага на 180° вся жидкость в выпускной трубке перетекает в бутылку без разбрызгивания. Компоненты, контактирующие с химреагентами, изготавливаются из высокопрочных пластиковых материалов.

Каждая бюретка Technorate тестируется отдельно в конце производственного цикла, снабжается сертификатом качества и серийным номером.

Поставляются в комплекте с резьбовыми переходниками A25, A28, A32/45 и S45, выпускными и рециркуляционными трубками из PTFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- автоматическое отключение после 3 минут неиспользования
- температура эксплуатации от +10°C до +40°C
- транспортировка и хранение при температуре не выше +60°C
- аккумуляторная батарея: мигающий индикатор внутри дисплея показывает необходимость в подзарядке, не влияя на выполняемое титрование
- механизм высокой точности для простого заполнения и удаления воздуха без потерь химреактанта
- дозирование без образования пузырьков
- устройство для зарядки батареи: 100-240В — 50-60Гц.



Art.	Mod.	Cap. ml	Incr. ml	Precision ≤ +/- %	CV ≤ +/- %
830250	Technorate	0- 50	0.01	0.2	0.1

TECHNOTRATE-ZUBEHÖR

TECHNOTRATE ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ TECHNOTRATE

Art.	Desc.
83027	Bernsteinfarbene Flasche 250 ml (GL 32) / Amber bottle 250 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 250 мл (GL32)
83028	Bernsteinfarbene Flasche 500 ml (GL 32) / Amber bottle 500 ml (GL32) / Бутылка из желтого стекла 500 мл (GL32)
83011	Bernsteinfarbene Flasche 1000 ml (GL45) / Amber bottle 1000 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 1000 мл (GL45)
83012	Bernsteinfarbene Flasche 2500 ml (GL45) / Amber bottle 2500 ml (GL45) / Бутылка из желтого стекла 2500 мл (GL45)
83016	Ansaugschlauch / Suction tube / Впускная труба
83019	Ablassschlauch / Discharge tube / Выпускная труба
83020	Rückführschlauch / Circulation tube / Рециркуляционная труба
83021	Batterieladegerät 220 V-50 Hz / Battery charger 220 V-50 Hz / Зарядное устройство 220 В 50 Гц
83023	Set mit 5 Adaptern / Set of 5 adapters / Комплект 5 переходников A25, A28, A38, A40, A45
83024	Schlauch für Kalziumchlorid / Calcium chloride tube / Труба для подачи хлористого кальция
83026	Rückschlagventil aus Glas für Anwendungen in kontrollierter Atmosphäre / Glass non return valve / Стекланный обратный клапан для использования в контролируемой атмосфере





AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM VOLUMEN - PLURIPET

Die Linie PLURIPET besteht aus acht Ein-Kanal- Mikropipetten mit variablem Volumen, versehen mit einem genauen und präzisen Dosiermechanismus. Die Pipetten decken den Kapazitätsbereich von 0,2 µl bis 10.000 µl ab. Die Modelle PL2 und PL10 sind ideal für Molekularbiologietechniken. Die Modelle PL20, PL100, PL200 und PL1.000 eignen sich für die Dosierung kleiner Mengen wässriger Flüssigkeiten mit mittlerer Viskosität und Dichte. Die Makropipetten PL5.000 und PL10.000 sind konzipiert für die Dosierung großer Mengen eher dickflüssiger und viskoser wässriger Flüssigkeiten. Sie verfügen über einen speziellen Filter, der den Innenkolben schützt und die Lebensdauer verlängert, da er Verschmutzungen vorbeugt. Die Pipetten werden geliefert mit einem Rekalibrierungsschlüssel und einem selbstklebenden Halter zur Befestigung am Labortisch. Jede Pipettenpackung enthält ein Zertifikat, das die Einzelkalibrierung bescheinigt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Handgriffanbindung gewährleistet eine komfortable, nicht ermüdende Griffbarkeit
- Volumen durch Drehen am Entleerungsknopf oder am dafür vorgesehenen Zylinder einstellbar
- großes Display für einfaches Ablesen des eingestellten Mengenwertes
- die spezifische Knopf Farbe jeder Mikropipette dient der einfachen Identifizierung des nutzbaren Mengenintervalls
- in der Höhe verstellbarer Spitzenabwerfer erlaubt die Aufnahme vieler verschiedener Spitzen; er lässt sich für ein leichteres Auswaschen zerlegen
- Kalibrierungsvorrichtung gewährleistet eine schnelle und genaue Rekalibrierung
- die robuste Struktur des Körpers aus PVDF gewährleistet eine hohe mechanische und chemische Festigkeit
- komplett autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten
- die in der Struktur verbauten Materialien sind resistent und langlebig und erlauben die Belichtung mit UV-Strahlen
- **EN ISO 8655-konform**

VARIABLE VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - PLURIPET

Eight variable volume single-channel micropipettes make up the PLURIPET line equipped with an accurate and precise pipetting mechanism. They cover the range of capacities from 0.2 µl to 10,000 µl. The PL2 and PL10 models are ideal for molecular biology techniques. The PL20, PL100, PL200 and PL1.000 models are useful for dispensing small volumes of aqueous fluids of moderate density and viscosity. The PL5.000 and PL10.000 macropipettes are ideal for dispensing large volumes of rather thick and viscous aqueous fluids. They are equipped with a special filter that protects the internal piston by increasing its lifetime and preventing contaminations. They are supplied complete with a reCalibration device and adhesive support for attachment to the laboratory bench. Individually Calibrated with their certificates included in the package.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- the handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the volume can be selected by turning the emptying button or turning the cylinder supplied for the purpose
- the large display ensures simple reading of the set volume value
- the button of each micropipette has a specific colour so identification of the usable volume interval is simple
- the tip ejector is adjustable in height to house a large variety of tips and is can be disassembled to simplify cleaning operations
- the reCalibration device ensures quick and precise reCalibrations
- the robust structure of the PVDF body ensures high mechanical and chemical resistances
- totally autoclavable at +121°C for 20 minutes
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- **in accordance with EN ISO 8655**

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА - PLURIPET

В линию PLURIPET входят восемь одноканальных микропипеток переменного объема, снабженных механизмом точного и аккуратного пипетирования. Диапазон их вместимости варьируется от 0,2 мкл до 10000 мкл. Модели PL2 и PL10 используются при выполнении работ, связанных с микробиологией. Модели PL20, PL100, PL200 и PL1.000 предназначены для дозирования небольших объемов водянистых жидкостей со средней плотностью и вязкостью. Макропипетки PL5.000 и PL10.000 идеальны для дозирования больших объемов достаточно плотных и вязких водянистых жидкостей. Они снабжены специальным фильтром, который защищает внутренний поршень, увеличивая его срок эксплуатации и предотвращая загрязнения. Поставляются в комплекте с устройством для перекалибровки и адгезивной опорой для установки на лабораторном стенде. Каждая пипетка калибруется отдельно с приложением соответствующего сертификата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- рычажное соединение обеспечивает удобный захват, не требующий усилий
- выбор объема производится поворотом кнопки опорожнения или поворотом специально предусмотренного для этого цилиндра
- большой дисплей обеспечивает легкость считывания установленного значения объема
- кнопка каждой микропипетки окрашена в свой цвет для упрощения идентификации используемого интервала объема
- выбрасыватель наконечника регулируется по высоте в зависимости от различных наконечников и может отсоединяться от пипетки для упрощения очистки
- устройство перекалибровки обеспечивает быстроту и точность повторных калибровок
- прочный корпус из поливинилденфторида (PVDF) обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость
- полное автоклавирувание при температуре +121°C в течение 20 минут
- материалы, из которых изготовлен корпус, прочные и устойчивые, воздействие УФ-излучения допускается
- **в соответствии с EN ISO 8655**

Art.	Micropipette mod.	Cap. (µl)	Incr.	Acc. (%)	Repeatability P (%)	Kartell tips compatibility
1296-10	Pluripet PL 2	Min. 0,2 1,0 Max 2,0	0,002 µl	± 1,2 ± 2,7 ± 1,5	≤ 6,0 ≤ 1,3 ≤ 0,7	959 / 956
1319-10	Pluripet PL 10	Min. 0,5 5,0 Max 10,0	0,02 µl	± 4,0 ± 1,0 ± 0,5	≤ 4,0 ≤ 0,8 ≤ 0,4	959 / 956
1300-10	Pluripet PL 20	Min. 2 10 Max 20	0,02 µl	± 4,0 ± 1,0 ± 0,8	≤ 3,0 ≤ 0,7 ≤ 0,4	960 / 958 / 940 / 979
1321-10	Pluripet PL 100	Min. 10 50 Max 100	0,2 µl	± 1,6 ± 1,0 ± 0,8	≤ 0,8 ≤ 0,4 ≤ 0,3	960 / 958 / 940
1301-10	Pluripet PL 200	Min. 20 100 Max 200	0,2 µl	± 1,2 ± 1,0 ± 0,6	≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,3	960 / 958 / 940
1322-10	Pluripet PL 1000	Min. 100 500 Max 1000	2 µl	± 0,9 ± 0,7 ± 0,6	≤ 0,45 ≤ 0,25 ≤ 0,25	961 / 941
1325-10	Pluripet PL 5000	Min. 1000 2500 Max 5000	10 µl	± 0,6 ± 0,6 ± 0,5	≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,2	964 / 984
1329-10	Pluripet PL 10000	Min. 1000 5000 Max 10000	20 µl	± 2,5 ± 0,8 ± 0,2	≤ 0,6 ≤ 0,3 ≤ 0,2	943

MEHRKANALIGE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM AVOLUMEN - MULTIPET

Mehrkanalige Mikropipetten mit Luftkissen, ideal für die Pipettierung in Multiwell-Platten für ELISA - Dosierungen, in der Molekularbiologie sowie für DNA - Amplifikationen. Dank der speziellen Struktur aus PP/PVDF sehr leicht und praktisch. Der Dosierungsmechanismus ermöglicht präzise Arbeitsvorgänge und die mit nur einer Hand mögliche Einstellung ist einfach und erfolgt schrittweise. Das exklusive Arbeitssystem reduziert die für die Dosierung und Ansaugung erforderliche Kraft und verringert die für das Einsetzen und Auswerfen der Spitzen benötigte Kraft erheblich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Menge durch Drehen am Entleerungsknopf oder am dafür vorgesehenen Zylinder leicht einstellbar
- großes Display gewährleistet einfaches Ablesen des festgelegten Mengenwertes
- die Koni von MULTIPET sind voneinander unabhängig, somit verteilt sich die Haltekraft für die 8 oder 12 Spitzen gleichmäßig: ein minimaler Druck ist für das Einsetzen und Auswerfen der Spitzen ausreichend. Die Bewegung der Koni erlaubt ferner Schwingungsbewegungen der Mikropipetten während des Bestückungsvorgangs
- der untere Teil dreht sich frei um 360°, der verstellbare Auswerfer erlaubt die Aufnahme vieler verschiedener Spitzen und lässt sich für ein leichteres Auswaschen herausnehmen
- vollständig autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten, keine Rekalibrierung erforderlich
- die in der Struktur verbauten Materialien sind widerstandsfähig und langlebig und erlauben eine Belichtung mit UV-Strahlen
- Pipetten werden einzeln kalibriert, der Packung liegt das entsprechende Zertifikat bei
- **EN ISO 8655-konform**

MULTICHANNEL VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES - MULTIPET

Multichannel micropipettes with air cushion ideal for dispensing in multiwell plates for ELISA dosages, molecular biology and DNA amplifications. The special PP/PVDF structure makes them lightweight and comfortable. The pipetting mechanism makes the work very precise and the adjustment, which can be carried out with just one hand, is simple and progressive. The exclusive operation system reduces the force necessary for executing the pipetting and suction; it considerably reduces the force necessary for inserting and ejecting tips.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The volume can be easily selected by turning the emptying button or turning the cylinder supplied for the purpose
- the large display ensures easy reading of the set volume value
- the MULTIPET cones are independent, so the required force for securing the 8 or 12 tips is uniformly distributed: minimum pressure suffices for inserting and ejecting them. In addition, the movement of the cones allows the micropipette to oscillate during the loading operations
- the lower part can freely turn 360°, the ejector is easily adjustable to house a large variety of tips and can be removed for cleaning
- they are totally autoclavable at +121°C for 20 minutes, without having to recalibrate them
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- individually calibrated with their certificates included in the package;
- **in accordance with EN ISO 8655**

МУЛЬТИКАНАЛЬНЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЕМА - MULTIPET

Мультиканальные микропипетки с воздушной подушкой, идеальные для дозирования реагентов в мультислуночные планшеты ELISA, проведения микробиологических исследований и амплификаций ДНК. Особая конструкция из PP/PVDF делает их легкими и удобными. Механизм пипетирования обеспечивает высокую точность выполняемых операций, а регулирование, осуществляемое одной рукой, выполняется легко и постепенно. Уникальная рабочая система уменьшает усилие, необходимое для пипетирования и всасывания, а также существенно снижает усилие, необходимое для вставки и сброса наконечников.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- выбор объема производится поворотом кнопки опорожнения или поворотом специально предусмотренного для этого цилиндра
- большой дисплей обеспечивает легкость считывания установленного значения объема
- конусы MULTIPET автономны, поэтому усилие, необходимое для крепления 8 или 12 наконечников распределяется равномерно: для их вставки и сброса необходимо минимальное давление. Кроме того, движение конусов обуславливает колебания микропипетки во время загрузки
- нижняя часть легко поворачивается на 360°, сбрасыватель легко регулируется для установки различных наконечников и снимается для очистки
- полное автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут без необходимости в повторной калибровке
- материалы, из которых изготовлен корпус, прочные и устойчивые, воздействие УФ-излучения допускается
- каждое изделие калибруется отдельно с приложением соответствующего сертификата
- **в соответствии с EN ISO 8655**



Art.	Micropipette mod.	Cap. µl	Acc. (%)	Repeatability P (%)	Kartell tips compatibility
1417.10	Multipet 8 channel	Min. 5 Max. 50	± 4.0 ± 1.6	≤ 0.3 ≤ 1.0	958
1418.10	Multipet 12 channel	Min. 5 Max. 50	± 4.0 ± 1.6	≤ 0.3 ≤ 1.0	958
1326.10	Multipet 8 channel	Min. 50 Max. 300	± 1.6 ± 1.0	≤ 1.5 ≤ 0.8	958 / 940 / 971
1328.10	Multipet 12 channel	Min. 50 Max. 300	± 1.6 ± 1.0	≤ 1.5 ≤ 0.8	958 / 940 / 971



AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT FESTEM VOLUMEN - FIXOPET

Die Linie FIXOPET besteht aus elf Einzel-Kanal-Mikropipetten mit festem Volumen und höchster Präzision. Der verfügbare Kapazitätsbereich reicht von 5 µl bis 1.000 µl. Jede Pipette ist mit einem verstellbaren Spitzenabwerfer versehen, um jegliche Gefahr der Verschmutzung auszuschließen. Die strukturellen Eigenschaften dieser Mikropipetten reduzieren die für die Dosierung erforderliche Kraft erheblich. Ideal für klinische und Forschungsanwendungen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Handgriffgestaltung gewährleistet eine komfortable, nicht ermüdende Griffbarkeit
- Drehvorrichtung für Spitzenabwurf belastet die Daumensehnen nicht
- der abnehmbare Abwerfer ermöglicht die Verwendung mit Probespitzen mit besonders enger Öffnung
- das integrierte Rekalibrierungssystem gewährleistet eine schnelle und genaue Rekalibrierung
- die robuste Struktur des Körpers aus PVDF gewährleistet eine hohe mechanische und chemische Festigkeit
- die in der Struktur verbauten Materialien sind resistent und langlebig und erlauben die Belichtung mit UV-Strahlen
- komplett autoklavierbar bei +121°C für 20 Minuten
- **EN ISO 8655-konform**

LIQUID HANDLING

FIXED VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES - FIXOPET

The FIXOPET line is formed by eleven single channel micropipettes with fixed volume of high precision. The capacities available range from 5 µl to 1,000 µl. Each of them is equipped with adjustable tip ejector in order to eliminate any risk of contamination. The structural features of these micropipettes considerably reduce the force necessary for pipetting. Ideal for clinical and educational uses.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The special handle connection ensures a more comfortable and non-fatiguing grip
- the rotary device for the tip ejection does not create strain on the tendons of the thumb
- the removable ejector allows it to be used with test tubes having a particularly narrow opening
- the integrated reCalibration system ensures quick and precise reCalibrations
- the robust structure of the body made of PVDF ensures high mechanical and chemical resistances
- the materials used for the structure are resistant and durable, and permit exposure to U.V. rays
- totally autoclavable at +121°C for 20 minutes
- **in accordance with EN ISO 8655**

LIQUID HANDLING

АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ МИКРОПИПЕТКИ ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА - ФИХОПЕТ

В линию FIXOPET входят одиннадцать одноканальных микропипеток высокой точности. Диапазон их вместимости варьируется от 5 мкл до 1000 мкл. Для предотвращения загрязнения каждая из них снабжена регулируемым сбрасывателем наконечника. Особенности конструкции этих микропипеток позволяют существенно снизить усилия, необходимые для пипетирования. Идеальны для использования в клинических и обучающих целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- специальное рычажное соединение обеспечивает удобный захват, не требующий усилий
- вращающееся устройство для сброса наконечника не вызывает растяжение сухожилия большого пальца
- съемный сбрасыватель может быть использован с пробирками с особенно узкими отверстиями
- встроенная система перекалибровки обеспечивает быструю и точную повторную калибровку
- прочный корпус из поливинилденфторида (PVDF) обеспечивает высокую механическую и химическую стойкость
- материалы, из которых изготовлен корпус, прочные и устойчивые, воздействие УФ-излучения допускается
- полное автоклавирование при температуре +121°C в течение 20 минут
- **в соответствии с EN ISO 8655**

Art.	Micropipette mod.	Cap. (µl)	Acc. (%)	Repeatability P (%)	Kartell tips compatibility
1303-10	Fixopet FX 5	5	± 2.0	≤ 1.0	956 / 959 / 979
1304-10	Fixopet FX 10	10	±1.2	≤ 0.5	956 / 959 / 979
1305-10	Fixopet FX 20	20	± 0.9	≤ 0.4	956 / 959 / 979
1306-10	Fixopet FX 25	25	± 0.9	≤ 0.4	956 / 959
1307-10	Fixopet FX 50	50	± 0.9	≤ 0.3	960
1308-10	Fixopet FX 100	100	± 0.9	≤ 0.3	958 / 940 / 968 / 944
1309-10	Fixopet FX 200	200	± 0.9	≤ 0.2	960 / 958 / 940 / 968 / 944 / 971 / 935
1310-10	Fixopet FX 250	250	± 0.6	≤ 0.2	941 / 961 / 957 / 963 / 967
1311-10	Fixopet FX 500	500	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967
1312-10	Fixopet FX 750	750	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967
1313-10	Fixopet FX 1000	1000	± 0.6	≤ 0.2	961 / 941 / 957 / 963 / 967

ERSATZTEILESET UND ZUBEHÖR - PLURIPET/ FIXOPET

Ersatzteil -Set:

- 1 Konus
- 2 Dichtungen aus PTFE
- 2 O-ringe
- 1 Mutter

SPARE PARTS SET

Spare part set:

- 1 cone
- 2 PTFE seal
- 2 O-ring
- 1 cone nut

КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРЫ- PLURIPET/ FIXOPET

комплект запасных частей:

- 1 конус
- 2 прокладки из ПТФЕ
- 2 уплотнительных кольца
- 1 гайка

Art.	Model
1350	FX 5 - FX 10
1351	FX 20 - FX 25
1352	FX 50
1353	FX 100
1354	FX 200
1355	FX 250 - FX 500
1356	FX 750 - FX 1000
1340	PL 2
1341	PL 10
1342	PL 20
1343	PL 100
1344	PL 200
1345	PL 1001
1346	PL 5000
1347	PL 10000
1368	PL 5000 - PL 10000 5 Ersatzfilter - 5 Spare filters - 5 сменных фильтров

TISCHSTÄNDER FÜR EINKANAL-MIKROPIPETTEN

PLEXIGLASS

Halter aus transparentem Kunststoff für 3 bis 6 Kartell-Mikropipetten (Pluripet, Pluripet Pro, Fixopet, Labofix Pro) oder andere Marken. Robust, leicht zu reinigen, dank breitem Boden große Standfestigkeit. Mit Strahlung sterilisierbar. **AUTOKLAVIERBAR.**

BENCH HOLDERS FOR SINGLE CHANNEL MICROPIPETTES


PLEXIGLASS

Bench holder in transparent plastic material for 3 up to 6 Kartell micropipettes (Pluripet, Pluripet Pro, Fixopet, Labofix Pro) or other brands. Strong structure, easy cleaning, wide base allowing great stability. Radiation sterilizable. **AUTOKLAVABLE**

НАСТОЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ МИКРОПИПЕТОК

ПЛЕКСИГЛАС

Настольный держатель из прозрачного пластикового материала, вмещающий от 3 до 6 микропипеток Kartell (Pluripet, Pluripet Pro, Fixopet, Labofix Pro) или других производителей. Прочная конструкция, легкая очистка, широкое основание, обеспечивающее высокую устойчивость. Радиационная стерилизация. **ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОКЛАВИРОВАНИЕ.**



Art.	Desc.	Ø	Dim. mm
1314	Halter für 6 Mikropipetten / Stand for 6 micropipettors monochannel / Подставка для 6 микропипеток	25 mm	290x140
1315	Halter für 3 Mikropipetten / Stand for 3 micropipettors monochannel / Подставка для 3 микропипеток	25 mm	145x70





LIQUID HANDLING

**AUTOKLAVIERBARE
MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM
VOLUMEN – PLURIPET PRO**

Diese Mikropipetten-Linie ist ideal für Anwendungen in der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Immunologie und analytischen Chemie.

Die Mikropipetten Pluripet Pro 5.000 und 10.000 sind ideal für die Abgabe großer Mengen eher dichter und viskoser wässriger Flüssigkeiten.

Sie zeichnen sich durch eine fortschrittliche Kalibrierungstechnologie (UniCal®-System) aus, die eine schnelle Neukalibrierung des Instrumentes mit einem einzigen Arbeitsvorgang ermöglicht.

Die µAir™-Technologie ermöglicht es, den Totraum zwischen Spitzenhalterkonus und Stößel zu reduzieren.

Diese Innovationen gewährleisten hohe Präzision und Genauigkeit und machen sie für Anwendungen in Forschungslaboren, Routineanalysen und im pädagogischen Bereich nützlich.

Der eingebaute Spitzenabwerfer ermöglicht einen einfachen Zugang zu Engpassbehältern und -reagenzgläsern.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Präzise, ergonomische, ultraleichte Pipette mit einer Struktur aus Polycarbonat und glatter Außenfläche für eine einfache Reinigung
- Großes Display für vierstellige Zahlen
- Dank der innovativen UniCal®-Kalibrierungstechnologie ist eine schnelle Neukalibrierung in weniger als 15 Sekunden und mit einem einzigen Arbeitsvorgang möglich
- Die unterschiedliche Farbcodierung der Dosiertaste erleichtert die Identifizierung des gewünschten Volumenbereichs während der täglichen Laborroutine.
- Die innovative µAir™-Technologie gewährleistet Genauigkeit und Präzision, die über die Anforderungen der ISO-Norm 8655 hinausgehen, und der ultraweiche Stößel verbessert den Benutzerkomfort selbst bei stundenlangem Pipettieren erheblich.
- Komplett autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten
- Entspricht der Norm DIN EN ISO 8655-2 und wird in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß den Normen der ISO 8655 individuell kalibriert. Der Kalibrierschein ist im Lieferumfang des Geräts enthalten.

LIQUID HANDLING

**VARIABLE VOLUME
AUTOCLAVABLE
MICROPIPETTES- PLURIPET PRO**

This line of micropipettes is useful for applications in Molecular Biology, Microbiology, Immunology and Analytical Chemistry.

Pluripet Pro 5.000 and 10.000 micropipettes are ideal for dispensing large volumes of rather dense and viscous aqueous fluids.

They're characterized by advanced calibration technology (UniCal® system), allowing to recalibrate the instrument quickly and with one single operation. The µAir™ technology allows to reduce the dead space between the tip holder cone and the plunger.

These innovations ensure high precision and accuracy making them useful for applications in research laboratories, routine analysis and educational field. The in-built tip ejector allows an easy access to narrow neck containers and tubes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Precise, ergonomic, ultra-light weighted pipette, with a structure made of polycarbonate and smooth outer surface allowing easy cleaning.
- Large 4-digit display
- The innovative UniCal® calibration technology allows a quick recalibration in less than 15 seconds and with a single operation
- The different colour coding of the dispensing button facilitates the identification of the desired volume range during the daily laboratory routine.
- The innovative µAir™ technology ensures accuracy and precision better than the ISO 8655 standard by minimizing dead air space between the piston and the liquid in the tip.
- Ultra soft plunger force, with its 1st step plunger force being only 8.95N and the 2nd step plunger force being only 16.85N. The soft plunger greatly improves user comfort even during long hours of pipetting
- Fully autoclavable at +121°C for 20 minutes
- Conform to DIN EN ISO 8655-2 standard and individually calibrated in an ISO 17025 accredited laboratory according to ISO 8655 standards. Calibration certificate is provided within the instrument.

LIQUID HANDLING

**AVTOKLAVIERBARE
MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM
VOLUMEN – PLURIPET PRO**

Эта серия микропипеток предназначена для применения в молекулярной биологии, микробиологии, иммунологии и аналитической химии.

Микропипетки Pluripet Pro 5.000 и 10.000 идеально подходят для дозирования относительно больших объемов довольно плотных и вязких водных растворов.

Они оснащены передовой системой калибровки UniCal®, обеспечивающей калибровку за одну операцию. Технология µAir™ уменьшает мертвый объем между конусом держателя наконечника и плунжером.

Эти инновации обеспечивают высокую точность и воспроизводимость дозирования, что делает данные пипетки незаменимыми в исследовательских лабораториях, при проведении повседневных анализов и в сфере образования.

Встроенный сбрасыватель наконечников облегчает работу с емкостями с узким горлом и пробирками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точная, эргономичная, очень легкая пипетка из поликарбоната с гладкой наружной поверхностью, что облегчает очистку.
- Большой 4-разрядный дисплей
- Инновационная технология калибровки UniCal® позволяет быстро перекалибровать пипетку менее чем за 15 секунд с помощью одной единственной операции
- Разноцветная маркировка кнопок дозирования облегчает правильный выбор пипеток в зависимости от объема дозирования во время повседневной работы в лаборатории.
- Инновационная технология µAir™ обеспечивает точность и воспроизводимость дозирования, превосходящие требования стандарта ISO 8655, за счет минимизации мертвого объема между поршнем и жидкостью в наконечнике.
- Сверхмягкий ход плунжера: усилие для хода плунжера на первом этапе составляет всего 8,95 Н, а на втором этапе — всего 16,85 Н. Мягкий ход плунжера значительно повышает комфорт даже при длительной работе с пипеткой.
- Возможность автоклавирования при температуре +121°C в течение 20 минут.
- Соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 8655-2 и индивидуальная калибровка в лаборатории, аккредитованной по ISO 17025, в соответствии с требованиями серии стандартов ISO 8655. Сертификат калибровки прилагается.

Art.	Micropipette mod.	Cap. µl	Incr. µl	Acc. %	Acc. µl	CV %	CV µl	Kartell tips compatibility
12960-03	Pluripet Pro 2	0,2:2	0,01	2,00	0,04	1,20	0,024	959
13190-03	Pluripet Pro 10	0,5:10	0,05	1,00	0,10	0,50	0,05	959
13000-03	Pluripet Pro 20	2:20	0,10	0,80	0,16	0,40	0,08	959
13210-03	Pluripet Pro 100	10: 100	0,50	0,60	0,60	0,20	0,20	960
13010-03	Pluripet Pro 200	20: 200	1,00	0,60	1,20	0,20	0,40	960
13220-03	Pluripet Pro 1000	100:1000	5,00	0,60	6,00	0,20	2,00	961
13250-03	Pluripet Pro 5000	500: 5000	20,00	0,60	30,00	0,20	10,00	984
13290-03	Pluripet Pro 10000	1000:10000	50,00	0,60	60,00	0,20	20,00	943

MEHRKANALIGE MIKROPIPETTEN MIT VARIABLEM VOLUMEN – MULTIPET PRO

Mehrkanalige Mikropipetten, nützlich für die Pipettierung in Multiwell-Platten für ELISA-Dosierungen, im molekularen Screening sowie in DNA-Amplifikationen. Sie zeichnen sich durch eine fortschrittliche Kalibrierungstechnologie (UniCal®-System) aus, die eine schnelle Neukalibrierung des Instrument mit einem einzigen Arbeitsvorgang ermöglicht. Die μ Air™-Technologie ermöglicht es, den Totraum zwischen Spitzenhalterkonus und Stößel zu reduzieren.

Diese Innovationen gewährleisten hohe Präzision und Genauigkeit und machen sie für Anwendungen in Forschungslaboren, Routineanalysen und im pädagogischen Bereich nützlich. Das Polycarbonat-Gehäuse macht diese Mikropipetten langlebig, leicht, kratzfest und schmutzabweisend, und der eingebaute Spitzenabwerfer ermöglicht einen einfachen Zugang zu Enghalsbehältern und -reagenzgläsern. Der Kopf der Mikropipetten kann um 360° gedreht werden, was eine flexible Nutzung gewährleistet. Somit kann der Drehwinkel gewählt werden, der am besten zur Anordnung des Arbeitsplatzes passt, an dem die Arbeit ausgeführt werden muss.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Ergonomische, ultraleichte Pipette mit einer Struktur aus Polycarbonat und einer glatten Außenfläche für eine einfache Reinigung
- Großes Display für vierstellige Zahlen
- Flexibler Einsatz dank des drehbaren Mikropipettenkopfes
- Die unterschiedliche Farbcodierung der Dosiertaste erleichtert die Identifizierung des gewünschten Volumenbereichs während der täglichen Laborroutine
- Dank der innovativen UniCal®-Kalibrierungstechnologie ist eine schnelle Neukalibrierung in weniger als 15 Sekunden und mit einem einzigen Arbeitsvorgang möglich
- Komplett autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten
- Individuell kalibriert in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß ISO 8655-Standards. Der Kalibrierschein ist im Lieferumfang des Geräts enthalten.

MULTICHANNEL VARIABLE VOLUME MICROPIPETTES- MULTIPET PRO

Multichannel micropipettes useful for applications in multiwell plates for ELISA dosage, molecular screening, kinetic studies and DNA amplifications.

They're characterized by advanced calibration technology (UniCal® system), allowing to recalibrate the instrument quickly and with one single operation. The μ Air™ technology allows to reduce the dead space between the tip holder cone and the plunger.

These innovations ensure high precision and accuracy making them useful for applications in research laboratories, routine analysis and educational field. Polycarbonate housing material makes these micropipettes durable, lightweight, scratch proof and dirt resistant.

The head of the micropipettes can be rotated 360°, ensuring flexible use. The user can thus select the rotation angle that best suits the layout of the workstation on which he must operate.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Ergonomic ultra-light weighted pipette, with a structure made of polycarbonate and smooth outer surface allowing easy cleaning.
- Large 4-digit display
- Flexible use thanks to the rotating micropipette head
- The different colour coding of the dispensing button facilitates the identification of the desired volume range during the daily laboratory routine
- The innovative UniCal® calibration technology allows a quick recalibration in less than 15 seconds and with a single operation
- Fully autoclavable at +121°C for 20 minutes
- Individually calibrated in an ISO 17025 accredited laboratory according to ISO 8655 standards. Calibration certificate is provided within the instrument.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ МИКРОПИПЕТКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ОБЪЕМОМ ДОЗЫ — MULTIPET PRO


Многоканальные микропипетки, предназначенные для работы с многолуночными планшетами для иммуноферментного анализа (ELISA), молекулярного скрининга, кинетических исследований и амплификации ДНК. Они оснащены передовой системой калибровки UniCal®, обеспечивающей калибровку за одну операцию. Технология μ Air™ уменьшает мертвый объем между конусом держателя наконечника и плунжером.

Эти инновации обеспечивают высокую точность и воспроизводимость дозирования, что делает данные пипетки незаменимыми в исследовательских лабораториях, при проведении повседневных анализов и в сфере образования.

Корпус из поликарбоната придает этим микропипеткам прочность, легкость, стойкость к царапинам и загрязнениям. Головка микропипеток может поворачиваться на 360°, что существенно повышает гибкость в работе. Пользователь может самостоятельно настроить угол поворота линейки наконечников, соответствующий конфигурации используемой рабочей станции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Эргономичная сверхлегкая пипетка из поликарбоната с гладкой наружной поверхностью, облегчающей очистку.
- Большой 4-разрядный дисплей.
- Гибкость в работе благодаря поворотной головке.
- Разноцветная маркировка кнопок дозирования облегчает правильный выбор пипеток в зависимости от объема дозирования во время повседневной работы в лаборатории.
- Инновационная технология калибровки UniCal® позволяет быстро перекалибровать пипетку менее чем за 15 секунд с помощью одной единственной операции
- Возможность автоклавирувания при температуре +121°C в течение 20 минут.
- Индивидуальная калибровка в лаборатории, аккредитованной по ISO 17025, в соответствии с требованиями серии стандартов ISO 8655. Сертификат калибровки прилагается.



Art.	Mod.	Cap. µl	Incr. µl	Acc. %	Acc. µl	CV %	CV µl	Kartell tips compatibility
1703-03	Multipet pro 8-10	0,5:10	0,05	± 1,60	± 0,16	± 1,00	± 0,1	959
1704-03	Multipet pro 8-20	2: 20	0,10	± 0,80	± 0,16	± 0,40	± 0,08	959
1705-03	Multipet pro 8-50	5: 50	0,20	± 0,80	± 0,40	± 0,40	± 0,20	958
1706-03	Multipet pro 8-100	10: 100	0,50	± 0,80	± 0,80	± 0,30	± 0,30	960
1707-03	Multipet pro 8-200	20: 200	1,00	± 0,80	± 1,60	± 0,30	± 0,60	960
1708-03	Multipet pro 8-300	40:300	1,00	± 0,80	± 2,40	± 0,30	± 0,90	958-940-971
1747-03	Multipet pro 12-10	0,5:10	0,05	± 1,60	± 0,16	± 1,00	± 0,1	959
1748-03	Multipet pto 12-20	2: 20	0,10	± 0,80	± 0,16	± 0,40	± 0,08	959
1749-03	Multipet pro 12-50	5: 50	0,20	± 0,80	± 0,40	± 0,40	± 0,20	958
1750-03	Multipet pro 12-100	10: 100	0,50	± 0,80	± 0,80	± 0,30	± 0,30	960
1751-03	Multipet pro 12-200	20: 200	1,00	± 0,80	± 1,60	± 0,30	± 0,60	960
1752-03	Multipet pro 12-300	40:300	1,00	± 0,80	± 2,40	± 0,30	± 0,90	958-940-971



AUTOKLAVIERBARE MIKROPIPETTEN MIT FESTEM VOLUMEN – LABOFIX PRO

Diese Mikropipetten-Linie ist ideal für Anwendungen in der klinischen Diagnostik, Molekularbiologie, Zellbiologie und analytischen Chemie sowie in allen Bereichen, in denen eine mit guter Präzision und Genauigkeit ausgeführte feste Dosierung erforderlich ist. Sie zeichnen sich durch eine fortschrittliche Kalibrierungstechnologie (UniCal®-System) aus, die eine schnelle Neukalibrierung des Instrumentes mit einem einzigen Arbeitsvorgang ermöglicht. Die μ Air™-Technologie ermöglicht es, den Totraum zwischen Spitzenhalterkonus und Stößel zu reduzieren. Diese Innovationen gewährleisten hohe Präzision und Genauigkeit und machen sie für Anwendungen in Forschungslaboren, Routineanalysen und im pädagogischen Bereich nützlich. Der eingebaute Spitzenabwerfer ermöglicht einen einfachen Zugang zu Enghaltsbehältern und -reagenzgläsern.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Präzise, ergonomische, ultraleichte Pipette mit einer Struktur aus Polycarbonat und glatter Außenfläche für eine einfache Reinigung
- Dank der innovativen UniCal®-Kalibrierungstechnologie ist eine schnelle Neukalibrierung in weniger als 15 Sekunden und mit einem einzigen Arbeitsvorgang möglich.
- Die unterschiedliche Farbcodierung der Dosiertaste erleichtert die Identifizierung des gewünschten Volumenbereichs während der täglichen Laborroutine.
- Die innovative μ Air™-Technologie gewährleistet Genauigkeit und Präzision, die über die Anforderungen der ISO-Norm 8655 hinausgehen, und der ultraweiche Stößel verbessert den Benutzerkomfort selbst bei stundenlangem Pipettieren erheblich.
- Komplett autoklavierbar bei +121 °C für 20 Minuten
- Entspricht der Norm DIN EN ISO 8655-2 und wird in einem nach ISO 17025 akkreditierten Labor gemäß den Normen der ISO 8655 individuell kalibriert. Der Kalibrierschein ist im Lieferumfang des Geräts enthalten.

FIXED VOLUME AUTOCLAVABLE MICROPIPETTES- LABOFIX PRO

This line of micropipettes is ideal for applications in Clinical Diagnostics, Molecular Biology, Cellular Biology and Analytical Chemistry and in all those fields in which a fixed dosage carried out with good precision and accuracy is necessary. They're characterized by advanced calibration technology (UniCal® system), allowing to recalibrate the instrument quickly and with one single operation. The μ Air™ technology allows to reduce the dead space between the tip holder cone and the plunger. These innovations ensure high precision and accuracy making them useful for applications in research laboratories, routine analysis and educational field. The in-built tip ejector allows an easy access to narrow neck containers and tubes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Precise, ergonomic ultra-light weighted pipette, with a structure made of polycarbonate and smooth outer surface allowing easy cleaning.
- The innovative UniCal® calibration technology allows a quick recalibration in less than 15 seconds and with a single operation
- The different colour coding of the dispensing button facilitates the identification of the desired volume range during the daily laboratory routine.
- The innovative μ Air™ technology ensures accuracy and precision better than the ISO 8655 standard by minimizing dead air space between the piston and the liquid in the tip.
- Ultra soft plunger force, with its 1st step plunger force being only 8.95N and the 2nd step plunger force being only 16.85N. The soft plunger greatly improves user comfort even during long hours of pipetting
- Fully autoclavable at +121°C for 20 minutes
- Conform to DIN EN ISO 8655-2 standard and individually calibrated in an ISO 17025 accredited laboratory according to ISO 8655 standards. Calibration certificate is provided within the instrument.

AVTOKLAVIERBARE MIKROPIPETKI S POSTOYANNYM OBYEMOM DOZY - LABOFIX PRO

Эта серия микропипеток предназначена для применения в молекулярной биологии, микробиологии, иммунологии и аналитической химии. Они оснащены передовой системой калибровки UniCal®, обеспечивающей калибровку за одну операцию. Технология μ Air™ уменьшает мертвый объем между конусом держателя наконечника и плунжером. Эти инновации обеспечивают высокую точность и воспроизводимость дозирования, что делает данные пипетки незаменимыми в исследовательских лабораториях, при проведении повседневных анализов и в сфере образования. Встроенный сбрасыватель наконечников облегчает работу с емкостями с узким горлом и пробирками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Точная, эргономичная, очень легкая пипетка из поликарбоната с гладкой наружной поверхностью, что облегчает очистку.
- Инновационная технология калибровки UniCal® позволяет быстро перекалибровать пипетку менее чем за 15 секунд с помощью одной единственной операции
- Разноцветная маркировка кнопок дозирования облегчает правильный выбор пипеток в зависимости от объема дозирования во время повседневной работы в лаборатории.
- Инновационная технология μ Air™ обеспечивает точность и воспроизводимость дозирования, превосходящие требования стандарта ISO 8655, за счет минимизации мертвого объема между поршнем и жидкостью в наконечнике.
- Сверхмягкий ход плунжера: усилие для хода плунжера на первом этапе составляет всего 8,95 Н, а на втором этапе — всего 16,85 Н. Мягкий ход плунжера значительно повышает комфорт даже при длительной работе с пипеткой.
- Возможность автоклавирования при температуре +121°C в течение 20 минут.
- Соответствие требованиям стандарта DIN EN ISO 8655-2 и индивидуальная калибровка в лаборатории, аккредитованной по ISO 17025, в соответствии с требованиями серии стандартов ISO 8655. Сертификат калибровки прилагается.

Art.	Micropipette mod.	Cap. μ l	Acc. %	Acc. ml	CV %	CV μ l	Kartell tips compatibility
1369-03	Labofix Pro 5	5 μ l	$\pm$ 2,00	$\pm$ 0,10	$\pm$ 1,00	$\pm$ 0,05	959
1370-03	Labofix Pro 10	10 μ l	$\pm$ 1,00	$\pm$ 0,10	$\pm$ 0,50	$\pm$ 0,05	959
1371-03	Labofix Pro 20	20 μ l	$\pm$ 0,80	$\pm$ 0,16	$\pm$ 0,40	$\pm$ 0,08	959
1372-03	Labofix Pro 25	25 μ l	$\pm$ 0,80	$\pm$ 0,20	$\pm$ 0,40	$\pm$ 0,10	960
1373-03	Labofix Pro 50	50 μ l	$\pm$ 0,80	$\pm$ 0,40	$\pm$ 0,40	$\pm$ 0,20	960
1374-03	Labofix Pro 100	100 μ l	$\pm$ 0,60	$\pm$ 0,60	$\pm$ 0,20	$\pm$ 0,20	960
1375-03	Labofix Pro 200	200 μ l	$\pm$ 0,60	$\pm$ 1,20	$\pm$ 0,20	$\pm$ 0,40	960
1376-03	Labofix Pro 250	250 μ l	$\pm$ 0,60	$\pm$ 1,50	$\pm$ 0,20	$\pm$ 0,50	961
1377-03	Labofix Pro 500	500 μ l	$\pm$ 0,60	$\pm$ 3,00	$\pm$ 0,20	$\pm$ 1,00	961
1378-03	Labofix Pro 1000	1000 μ l	$\pm$ 0,60	$\pm$ 6,00	$\pm$ 0,20	$\pm$ 2,00	961

PRO-STÄNDER – DREHBARER TISCHSTÄNDER FÜR MIKROPIPETTEN DER SERIE „PRO“

ABS
Dieser vertikale Ständer bietet Platz für bis zu 6 Mikropipetten der neuen „PRO“-Linie, ein- oder mehrkanalig. Er ist eine weitere Option zum aktuellen Angebot an universellen Pipetten-Tischständern (ARTT 1314-1315). Dank des schlanken Designs und der Drehbarkeit dieses Karussellständers kann der Benutzer die Pipetten einfach im Ständer ablegen oder daraus entnehmen. Der stabile Standfuß ermöglicht eine Einhandbedienung, und die robuste Konstruktion gewährleistet eine sichere Aufbewahrung der Pipetten. Dieser tragbare und leichte Ständer aus ABS kann einfach mit Wasser und Seife oder üblichen Labordesinfektionsmitteln gereinigt werden.

PRO-STAND – ROTATING BENCH HOLDER FOR MICROPIPETTES SERIES “PRO”

ABS
This vertical, micropipette stand can hold up to 6 micropipettes of the new “PRO” line, single or multichannel. This stand is a further option to the current offer of universal bench pipette holders (ARTT 1314-1315). The sleek design and the rotating nature of this carousel stand allow the user to store or remove the pipettes easily from the stand. The stable base of the stand assists in single handed operation, and the sturdy design ensures safe keeping of the pipettes. This portable and light weighted stand, made of ABS, can be easily cleaned with soap and water, or common laboratory disinfectants.

PRO-STAND – ПОВОРОТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МИКРОПИПЕТОК СЕРИИ «PRO»

АБС
Данный вертикальный держатель для микропипеток может вместить до 6 одно- или многоканальных микропипеток новой серии «PRO». Этот держатель является факультативным вариантом универсального настольного держателя для пипеток (АРТ. № 1314-1315). Тонкая конструкция и возможность поворота держателя обеспечивают экономию места при хранении и позволяют легко и просто извлекать пипетки. Устойчивая подставка держателя позволяет выполнять операции одной рукой, а прочная конструкция обеспечивает безопасное хранение пипеток. Эта портативная и легкая подставка из АБС-пластика легко моется водой с мылом или обычными лабораторными дезинфицирующими средствами.



Art.	Height mm	Base Diam. mm	Color
1348	323	195	Weiß - Rot White and Red Белый / красный

LIQUID HANDLING

LIQUID HANDLING

LIQUID HANDLING



MINIFIX

Eine innovative Linie, die aus zehn Mini-Mikropipetten mit festem Volumen mit Luftkissen besteht. Sie sind vollständig im Autoklav sterilisierbar und wurden für die schnelle, wiederholbare und präzise, aber gleichzeitig ausgesprochen wirtschaftliche Anwendung konzipiert. Ausgesprochen klein und leicht; jede Pipette misst wenig mehr als 13 cm und wiegt ca. 10 Gramm. Ideal für alle Routinearbeiten oder Arbeiten mit Biogefährdung, analytische Bestimmungen und die Probenentnahme auf dem Feld, mit Diagnosekits und im Lehrbetrieb. Der Spitzenhalterkonus kann Spitzen von Kartell und andere handelsübliche Spitzen aufnehmen. Der Kontrollknopf hat je nach dem dosierbaren Volumen eine andere Farbe. Individuell nach dem ISO8655-Standard kalibriert, dem neuen internationalen Standard für Volumenmessgeräte mit Hubkolben.

MINIFIX

An innovative product line including ten fixed-volume air displacement mini-micropipettes. Fully autoclavable, they are designed for fast, repetitive and precise operation and are competitively priced. Very compact in terms of size and weight, each mini-micropipette is 13 cm long and weighs approximately 10 grams. Designed for routine or biological hazard work, in situ analyses and sampling, diagnostic kits and instruction. Kartell tips fit on the conical shaft as well as most other commercially available tips. The plunger button has a different color based on dosing capacity. Individually Calibrated in compliance with ISO8655, the new international standard for piston-operated volumetric apparatus.

MINIFIX

Инновационная линия, состоящая из десяти минипипеток фиксированного объема с воздушной подушкой. Выдерживают автоклавирующее, спроектированы для выполнения быстрых, повторяемых, точных и в тоже время экономичных операций. Размеры и вес достаточно небольшие: 13 см и 10 грамм каждая пипетка. Идеальны для рутинных операций с возможностью биологического заражения, аналитических исследований, сбора проб в полевых условиях и образовательных учреждений. Конус держателя совместим с наконечниками производства Kartell и другими с большим объемом распыления, цвет контрольной клавиши меняется в зависимости от дозируемого объема. Калибруются индивидуально по ISO8655, новому международному стандарту на волюметрические приборы поршневого типа.



Art.	Micropipette mod.	Acc %	CV %	Kartell tips compatibility
1285	MiniFIX 5 µl	± 1,5	± 1,0	956 / 959
1286	MiniFIX 10 µl	± 1,0	± 1,0	959
1287	MiniFIX 20 µl	± 0,5	± 0,5	960 / 958
1288	MiniFIX 25 µl	± 0,5	± 0,5	960 / 958
1289	MiniFIX 50 µl	± 0,4	± 0,3	960 / 958
1290	MiniFIX 100 µl	± 0,3	± 0,3	960 / 958
1291	MiniFIX 200 µl	± 0,3	± 0,2	960
1292	MiniFIX 250 µl	± 0,3	± 0,2	961
1293	MiniFIX 500 µl	± 0,3	± 0,2	961
1294	MiniFIX 1000 µl	± 0,3	± 0,2	961

LABOFILL PRO – KABELLOSER ELEKTRONISCHER PIPETTIERER

Der neue Pipettierer LaboFill Pro wurde entwickelt, um Pipettiervorgänge zu vereinfachen und bietet dank eines integrierten Magnetventils zur präzisen Flüssigkeitssteuerung hohe Präzision und Genauigkeit.

Das Gerät ist für serielle Pipettiervorgänge konzipiert und eignet sich aufgrund seiner besonderen Form auch ideal für den Einsatz unter einem Abzug. Dank seiner innovativen Schnittstelle mit „Force Touch“-Technologie, magnetischen Tasten und integrierten Sensoren ermöglicht LaboFill Pro Forschern und Laborfachleuten, komplexe Pipettiervorgänge sicher und präzise durchzuführen.

LaboFill Pro ist für alle Standardpipetten von 1 ml bis 100 ml geeignet, sowohl aus Kunststoff als auch aus Glas.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Möglichkeit, die Kapazität der serologischen Pipette auszuwählen, um den Füll- und Abgabegeschwindigkeitsbereich anzupassen.
- Hohe Ansauggeschwindigkeit: 25 ml in nur 3 Sekunden
- Die Force Touch-Technologie ermöglicht die Steuerung der Saug- und Abgabegeschwindigkeit durch Drücken der Kolbenknöpfe.
- Durch leichtes Drücken des Kolbens dosiert das Gerät im Schwerkraftmodus. In diesem Modus wird der Motor nicht eingeschaltet und der Benutzer kann tropfenweise dosieren.
- Das universelle Pipettengehäuse aus Silikon kann sowohl Kunststoff- als auch Glaspipetten mit einem Fassungsvermögen von 1 ml bis 100 ml aufnehmen. Die Rändelung an der Innenseite der Spannzange sorgt für einen festen Sitz beim Pipettieren.
- Großes 1-Zoll-OLED-Display zur Auswahl der Pipettenkapazität.
- Ein hydrophober PTFE-Membranfilter mit 0,2 Mikron verhindert die Bildung von Aerosolen und das Eindringen von Flüssigkeit in den Gerätekörper.
- Der integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku (3,4 V / 1400 mAh) bietet bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb. Vollständiges Aufladen des Akkus in 3 Stunden.
- LED-Anzeige für niedrigen Akkustand (rot) und Laden (gelb). Die gelbe LED erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Gerät ermöglicht direktes Aufladen über den Micro-USB-Anschluss mit einem Ladekabel vom Typ C.
- Pipettengehäuse und Membranfilter sind bei +121 °C und 15 psi für 10–15 Minuten vollständig autoklavierbar.

LABOFILL PRO- CORDLESS ELECTRONIC PIPETTE FILLING DEVICE

The new pipette filling device LaboFill pro was designed to simplify pipetting operations offering high precision and accuracy thanks to an integrated solenoid valve for precise control of liquid.

The instrument is designed for serial pipetting operations, and its particular shape also makes it ideal for use under a fume hood.

With its innovative “force touch” technology interface, magnetic buttons and integrated sensors, LaboFill pro allows researchers and laboratory professionals to tackle complex pipetting operations in a safe and accurate way.

LaboFill pro is suitable for all standard pipettes from 1 ml to 100 ml, both in plastic and glass.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Possibility to select the capacity of the serological pipette to adjust the filling and dispensing speed range.
- High aspirating speed: 25 ml in only 3 seconds
- Force Touch Technology allows to control the suction and dispensing speed by pressing the plunger buttons
- By lightly pressing the plunger, the instrument dispenses in Gravity Mode. This mode does not engage the motor and allows the user to dispense dropwise.
- Silicone universal pipette housing can accommodate both plastic and glass pipettes with capacity from 1 ml to 100 ml. Inside collet knurling facilitates tight fit during pipetting operations.
- Large 1" OLED display for pipette capacity selection
- A 0,2 microns PTFE hydrophobic membrane filter avoids aerosol formation and liquid entering the instrument body
- Rechargeable Li-ion battery provided within the instrument (3.4 V / 1400 mAh) offers up to 8 hours of continuous battery operation. Completely battery recharging in 3 hours.
- LED indication for low battery (red) and charging (yellow). The yellow LED turns off when the battery is fully charged. The instrument offers direct charging via micro-USB port with Type C charging cable.
- Pipette housing and membrane filter can be fully autoclavable at +121 °C and 15 psi for 10-15 minutes.

LABOFILL PRO — БЕСПРОВОДНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ «ГРУША» ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ПИПЕТОК

Электронная «груша» для пипеток LaboFill pro была разработана для облегчения рутинной работы с пипетками. Благодаря встроенному соленоидному клапану контроля подачи жидкости она обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.


Данный прибор предназначен для интенсивной работы с пипетками. Специальная форма делает его очень удобным для использования в вытяжных шкафах.

Благодаря инновационному интерфейсу с технологией «force touch», магнитным кнопкам и встроенным датчикам, LaboFill pro позволяет лаборантам выполнять многократные операции дозирования пипетками безопасно и точно.

LaboFill pro подходит для любых стандартных пластиковых и стеклянных пипеток объемом от 1 до 100 мл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность настройки скорости набора и дозирования в зависимости от используемой пипетки.
- Высокая скорость набора: 25 мл всего за 3 секунды
- Технология Force Touch позволяет регулировать скорость набора и дозирования нажатием кнопок плунжера
- При легком нажатии плунжера прибор будет дозировать в самотечном режиме. В этом режиме двигатель не включается, и возможно дозирование даже по каплям.
- Универсальный силиконовый наконечник подходит как для пластиковых, так и для стеклянных пипеток объемом от 1 мл до 100 мл. Рифление внутренней поверхности наконечника обеспечивает надежную фиксацию пипеток во время работы.
- Большой 1-дюймовый OLED-дисплей для ввода объема пипетки.
- Фильтр из гидрофобной тефлоновой мембраны толщиной 0,2 мкм предотвращает образование аэрозоля и проникновение жидкости внутрь прибора.
- Встроенный литий-ионный аккумулятор (3,4 В / 1400 mAh) обеспечивает до 8 часов непрерывной работы. Время зарядки батареи — 3 часа.
- Светодиодный индикатор разряда (красный) и зарядки (желтый) батареи. Желтый индикатор гаснет, когда батарея полностью заряжена. Возможность зарядки прибора от зарядных устройств USB с кабелем micro-USB типа C.
- Корпус пипетки и мембранный фильтр можно автоклавируют при температуре +121°C и давлении 1 атм. в течение 10-15 минут.



Art.	Descr. / Mod.	Volume ml
1297.03	LaboFill pro	1-100



SEROPET

Seropet ist eine Pipettierhilfe für die Ansaugung von Flüssigkeiten aus Glas- und Kunststoffpipetten mit einem Volumenbereich von 1 ml bis 100 ml. Die besonders leichte Struktur gewährleistet eine leichte Handhabung auch bei langem Gebrauch und das besondere Design lässt eine Verwendung auch unter der Abzugshaube zu. Die leicht zugänglichen Knöpfe bieten die Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Modi je nach verwendeter Volumenpipette und der Viskosität der anzusaugenden Flüssigkeit. Der auf dem Gerät positionierte Abzugsfilter und das Sicherheitsventil schützen die Pipettierhilfe vor der Kreuzkontamination im Falle einer übermäßigen Ansaugung von Flüssigkeit. Das Gerät wird komplett mit einem Batterieladegerät, einem hydrophoben Schutzfilter aus PTFE (0,2 µm) und einem selbstklebenden Halter zur Befestigung am Labortisch geliefert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- zwei verschiedene Arbeitsmodi: schnell und normal, mit kontinuierlicher oder pulsierender Anpassung
- Pipettengehäuse ist autoklavierbar
- komplett mit Sicherheitsventil zur Sperrung übermäßiger Ansaugung
- versehen mit autoklavierbarem hydrophobem Anti-Aerosol Schutzfilter
- spezielle Abstellrippen erlauben eine Platzierung auf dem Arbeitstisch und beugen einer Kontamination der verwendeten Pipette vor
- hochsensible Innenventile ermöglichen Genauigkeit auch bei minimalen Mengen
- die beiliegende NiMH-Batterie hat eine Autonomie von bis zu 8 Stunden bei Dauerbetrieb und ist bis zu 1000 Mal aufladbar
- eine Leuchtanzeige weist darauf hin, dass die Batterieladung fast aufgebraucht ist

SEROPET

Seropet was developed for aspirating liquids by glass or plastic pipettes ranging from the volume of 1 ml up to 100 ml. The particularly light structure ensures comfortable use even when used for a long time and its particular configuration also makes it ideal for underhood uses. The buttons are very easy to access for choosing different modes depending on the volume pipette being used and viscosity of the liquid to aspirate. It is protected from crossed contamination in the event of excessive aspiration by the filter on the aspiration device and the safety valve. It is supplied complete with battery charger, protective PTFE hydrophobic filter (0.2 µm) and an adhesive support for attachment to the laboratory bench.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- two different work modes: quick and normal, with continuous or pulsating adjustment
- the pipette housing is autoclavable
- supplied with safety valve to block aspiration excesses
- equipped with autoclavable protective hydrophobic anti-aerosol filter
- the special parking fins make it possible to set it down on the bench to prevent contamination of the pipette being used
- highly sensitive internal valves to get precision also with small volumes
- the NiMH battery supplied has an autonomy of up to 8 hours with continuous work and up to 1,000 charge cycles
- the indicator light warns when the battery charge is about to become exhausted

SEROPET

Устройство Seropet было разработано для забора жидкостей стеклянными или пластиковыми пипетками объемом от 1 мл до 100 мл. Особенно легкая конструкция обеспечивает удобную эксплуатацию даже при продолжительной работе, а особая конфигурация делает его идеальным для применения под колпаком. Предусмотрен легкий доступ к кнопкам для выбора различных режимов в зависимости от объема используемой пипетки и жидкости, подлежащей забору. На случай чрезмерного забора она защищена от перекрестной контаминации фильтром, установленным на заборном устройстве, и предохранительным клапаном. Поставляется в комплекте с устройством подзарядки батареи, защитным водоотталкивающим фильтром из PTFE (0,2 мкл) и адгезивной опорой для установки на лабораторный стенд.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- два различных режима работы: быстрый и нормальный, с постоянным или импульсным регулированием
- автоклавируемый корпус пипетки
- поставляется в комплекте с предохранительным клапаном, блокирующим чрезмерный забор
- снабжен автоклавируемым, защитным, водоотталкивающим, антиаэрозольным фильтром
- особые стабилизаторы позволяют установить устройство на стенде, не загрязняя используемой пипетки
- высокочувствительные внутренние клапаны, обеспечивающие точность даже при небольших объемах
- автономность поставляемой батареи NiMH до 8 часов непрерывной работы и до 1000 циклов подзарядки
- световой индикатор, предупреждающий о разрядке батареи.

Art.	Desc.	Eigenschaften / Features / Характеристики
1295.10	Seropet	Vol. 1 ml – 100 ml
1360	Set 2 Filter aus PTFE / Two PTFE filters / Комплект из 2 фильтров из ПТФЭ	0,20 µm - 0,45 µm
1361	Ersatzteile / Spare Parts / Запасные части	Konus / Nosepiece / Конус Halter / Holder / Держатель Dichtung / Gasket / Уплотнительная прокладка

**ABKÜRZUNGEN, TEMPERATUREN
UND CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
DER KUNSTSTOFFMATERIALIEN**

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Aufstellung der am häufigsten für Labormaterial verwendeten Kunststoffe.

Die Temperaturangaben in Klammern geben die nur für kurze Zeiträume tolerierten Grenzwerte an.

**ABBREVIATIONS, TEMPERATURE
AND CHEMICAL RESISTANCE OF
PLASTICS**

The table below lists commonly used abbreviations for plastics. This list covers plastics commonly employed in the manufacture of plastic laboratory ware.

Temperatures appearing in parentheses: limits tolerated for intervals only.

**СОКРАЩЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРНАЯ
И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ**

В следующей таблице перечислены распространенные сокращенные названия пластмасс. В нее вошли пластмассы, повсеместно использующиеся для производства пластиковых лабораторных изделий.

В скобках указана температура, которую пластиковый материал способен выдерживать кратковременно.

Abkürzungen DIN - Abbrev. Сокращения	Chemische Bezeichnung Chemical designation Химическое название	Allgemein tolerierter Temperaturbereich Tolerated temperature range in normal use Допустимый диапазон температур	
		from	to
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol Acrylobutadiene-styrene copolymer Сополимер акрилбутадиен-стирен	- 40°C	+ 85 (100)°C
HDPE	Polyethylen hoher Dichte High-density PE Полиэтилен высокой плотности	- 50°C	+ 80 (120)°C
LDPE	Polyethylen niederer Dichte Low-density PE Полиэтилен низкой плотности	- 50°C	+ 75 (90)°C
PA	Polyamid (PA6) Polyamide (PA6) Полиамид (ПА6)	- 30°C	+ 80 (140)°C
PC	Polycarbonat Polycarbonate Поликарбонат	-100 °C	+135 (140)°C
PE	Polyethylen (HDPE/LDPE) PE (cf. HDPE/LDPE) Полиэтилен (ПЭВП / ПЭНП)	- 40°C	+ 80 (90)°C
PMP (Трх®)	Polymethylpenten Polymethylpentene Полиметилпентен	0°C	+120 (180)°C
PMMA	Polymethylmetacrylat Polymethylmethacrylate Полиметилметакрилат	- 40°C	+ 85 (90)°C
POM	Polyoxymethylen Polyoxymethylene Полиоксиметилен	- 40°C	+ 90 (110)°C
PP	Polypropylen Polypropylene Полипропилен	- 10°C	+120 (140)°C
PS	Polystyrol Polystyrene Полистирен	- 10°C	+ 70 (80)°C
SAN	Styren-Acrylonitril Styrene-acrylonitrile Стиролакрилонитрил	- 20°C	+ 85 (95)°C
SI	Silikonummi Silicone rubber Силиконовый каучук	- 50°C	+180 (250)°C
PVDF	Polyvinylidenfluorid Polyvinylidenfluoride Поливинилиденфторид	- 40°C	+105 (150)°C
PTFE	Polytetrafluorethylen Polytetrafluoroethylene Политетрафторэтилен	- 200°C	+ 260°C
E-CTFE	Ethylen-Chlortrifluorethylen Ethylene-Chlorotrifluoroethylene Этилен-хлортрифторэтилен	- 76°C	+150 (170)°C
ETFE	Ethylen-Tetrafluorethylen Ethylene-tetrafluoroethylene Этилен-тетрафторэтилен	- 100°C	+ 150 (180)°C
PFA	Perfluoralkoxy Perfluoroalkoxy Перфторалкокси-соединения	- 200°C	+ 260°C
FEP	Tetrafluorethylen-Perfluorethylenpropylen Tetrafluoroethylene-perfluoropropylene Тетрафторэтилен-перфторпропилен	- 200°C	+ 205°C
PVC	Polyvinylchlorid Polyvinylchloride Поливинилхлорид	- 20°C	+ 80°C
PUR	Polyurethan Polyurethane Полиуретан	-40°C	+90°C

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
DER KUNSTSTOFFMATERIALIEN
NACH ART DER CHEMISCHEN
SUBSTANZEN

LIST OF PLASTICS AND THEIR
CHEMICAL RESISTANCES TO
SUBSTANCE GROUPS

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
ПЛАСТИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Arten der chemischen Substanzen, +20°C Substance Group, at +20°C Типы химических веществ, + 20°C	LDPE	HDPE	PP	PMP Tpx®	PTFE FEP PFA	ECTFE ETFE	PA	PA
Aliphatische Alkohole Alcohols aliphatic Алифатические спирты	●	●	●	●	●	●	●	●
Aldehyde Aldehydes Альдегиды	●	●	●	●	●	●	●	●
Alkalien Alkalis Щелочи	●	●	●	●	●	●	●	●
Ester Esters Эфиры	●	●	●	●	●	●	●	●
Aliphatische Kohlenwasserstoffe Hydrocarbons, aliphatic Алифатические углеводороды	●	●	●	●	●	●	●	●
Aromatische Kohlenwasserstoffe Hydrocarbons, aromatic Ароматические углеводороды	●	●	●	●	●	●	●	●
Halogenierte Kohlenwasserstoffe Hydrocarbons, halogenated Галогенопроизводные углеводородов	●	●	●	●	●	●	●	●
Ketone Ketones Кетоны	●	●	●	●	●	●	●	●
Starke Oxydationsmittel (Säuren) Oxidants (oxidizing acids), strong Сильные окислители	●	●	●	●	●	●	●	●
Verdünnte schwache Säuren Acids, diluted, weak Разбавленные слабые кислоты	●	●	●	●	●	●	●	●
Starke konzentrierte Säuren Acids, conc., strong Концентрированные сильные кислоты	●	●	●	●	●	●	●	●

- Hohe Beständigkeit.
High resistance.
Высокая стойкость.
- Gute Beständigkeit; keine oder minimale bei Exposition von über 30 Tagen wird das Material angegriffen.
Good resistance; no, or only minor, damage resulting from exposures of more than 30 days.
Хорошая стойкость; отсутствие повреждений или незначительные повреждения контакте в течение более 30 дней.
- Geringe Beständigkeit; eine längere Exposition kann zu Beschädigungen einiger Kunststoffarten führen.
Marginal resistance; for some types of plastics, extended exposure can result in damage (hairline cracks, loss of mechanical strength, discolouration, etc.).
Незначительная стойкость; длительный контакт может привести к повреждению некоторых типов пластика.
- Keine Beständigkeit; der Kontakt kann zu Verformungen und starken Beschädigungen des Materials führen.
Non resistant; exposure can lead to deformation or destruction.
Низкая стойкость, контакт может привести к деформации или разрушению.

„SAUBERER“ UND
ÖKOLOGISCHER KUNSTSTOFF

Die technologische Innovation und die allmähliche Anpassung an die höchsten Standards der Umweltverträglichkeit, hat die Kunststoffmaterialien, die von Kartell Labware verwendet werden, besonders innovativ gemacht. In der Tat erfüllen die verwendeten Kunststoffe die wichtigsten Richtlinien, nachstehend nennen wir einige, jeweils im Hinblick auf die betroffene Eigenschaft.

- Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln (italienische und europäische Richtlinie CE 1935/2004)
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (US FDA CFR 170/199)
- PTFE: Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (FDA CFR TITLE 177.1550)
- Eignung nach der RoHS-Richtlinie
- Eignung nach den Richtlinien zu BSE bzw. TSE
- Eignung nach den Atex-Richtlinien. Kartell Labware fördert die Forschung im Bereich der Kunststoffmaterialien durch direkten Kontakt mit den wichtigsten, weltweiten Herstellern und durch die Forschung im Bereich der innovativen Materialien.

Wir erinnern daran, dass der Kunststoff von Kartell Labware, falls dieser nicht chemisch verunreinigt ist, vollständig recycelbar ist.

„CLEAN“ AND ECOLOGICAL
PLASTICS

Thanks to technological innovation and progressive adaptation to the most elevated eco-compatibility standards, Kartell plastic raw material are of excellent quality. In fact the used plastic materials grant wide compatibilities; hereunder you can find some standards conformities related to their characteristics.

- Foodstuff contact suitable (National and European Directive CE 1935/2004)
- Foodstuff contact suitable (US FDA CFR 170/199)
- PTFE: foodstuff contact suitable (FDA CFR TITLE 177.1550)
- Absence or limitation according the International Directives of: heavy metals, biphenyls and phthalates
- RoHS Directives Conformity
- BSE and/or TSE Directives Conformity
- Atex Directives Conformity

Kartell Labware promotes the research in the field of the plastic materials, through the direct contact with the most important worldwide raw materials manufacturers and the research of innovative materials. We would like to underline that Kartell Labware materials, if not chemically contaminated, are totally recyclable

«ЧИСТЫЕ» И ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Новаторские технологии и постоянное приведение в соответствие самым строгим стандартам защиты окружающей среды обуславливают передовое место, которое занимают первичные пластиковые материалы, используемые Kartell Labware. Используемые пластиковые материалы пригодны для самого широкого использования, и, благодаря, своим характеристикам, соответствуют различным стандартам:

- Пригодны для использования с продуктами питания (национальная и европейская директива CE 1935/2004)
- Пригодны для использования с продуктами питания (US FDA CFR 170/199)
- PTFE: пригоден для контакта с продуктами питания (сертификат FDA название 177.1550)
- Отсутствие или ограничение согласно международным нормам тяжелых металлов, бифенилов и фталатов
- Соответствие директиве ЕС, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS)
- Соответствие директивам относительно BSE и/или TSE
- Соответствие директиве Atex

Kartell Labware активно стимулирует развитие технологий в области пластиковых материалов посредством сотрудничества с крупнейшими производителями со всего мира, а также исследуя инновационные методы. Напомним, что пластиковые материалы Kartell Labware не содержат химических загрязнений и полностью утилизируемы.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Daten zur chemischen Beständigkeit der Salze gelten auch für ihre wässrigen Lösungen.

CHEMICAL RESISTANCE

Data for the chemical resistance of salts also apply to their aqueous solutions.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Данные, относящиеся к химической стойкости солей и их водных растворов.

	PS		SAN		PMMA		PC		PVC		POM		PE-LD		PE-HD		
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	
Acetaldehyde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetic acid 50%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetic acid (glacial) 100%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetic anhydride	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetonitrile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetophenone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetylacetone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acetylchloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acrylic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Acrylonitrile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Adipic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Allyl alcohol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Aluminium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Aluminium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Amino acids	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ammonium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ammonium fluoride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ammonium hydroxide 30%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Ammonium sulphate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
n-Amyl acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
n-Amyl alcohol (Pentanol)	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Amyl chloride	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Aniline	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Aqua regia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Barium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzaldehyde	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzene (Benzol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzine (Gasoline)	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzoyl chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzyl alcohol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Benzyl chloride	●	●									●						
Benzylamine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
Boric. acid, 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromoform	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bromonaphthalene	●	●	●	●													
Butanediol	●	●	●	●							●	●	●	●	●	●	
1-Butanol (Butyl alcohol)	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
n-Butyl acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butylamine	●	●	●	●							●	●					
Butyl methyl ether	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Butyric acid	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	
Calcium carbonate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calcium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calcium hydroxid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Calcium hypochlorite	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Carbon disulphide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Carbon tetrachloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chloro naphthalene											●	●					
Chloroacetaldehyd	●	●	●	●	●	●											
Chloroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chloroacetone	●	●	●	●													
Chlorobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
Chlorobutano	●	●	●	●	●	●											
Chloroform	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chlorosulfonic acid											●	●					
Chromic acid 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chromic acid 50%	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Chromosulphuric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Copper sulfate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cresol	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●	
Cumene (Isopropyl benzene)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Cyclohexane	●						●	●	●	●	●	●			●	●	
Cyclohexanone	●	●					●	●	●	●	●		●	●	●	●	
Cyclopentane	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●	
Decane							●			●		●			●	●	
Decanol	●		●				●				●				●		
Dibenzyl ether	●	●	●	●	●	●				●	●				●		

- Chemische Beständigkeit: Unzureichend
Chemical resistance: poor.
Химическая стойкость: недостаточная.

[illegible]

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Daten zur chemischen Beständigkeit der Salze gelten auch für ihre wässrigen Lösungen.

CHEMICAL RESISTANCE

Data for the chemical resistance of salts also apply to their aqueous solutions.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Данные, относящиеся к химической стойкости солей и их водных растворов.

	PS		SAN		PMMA		PC		PVC		POM		PE-LD		PE-HD	
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C
Dibromoethane																
Dibutyl phthalate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dichlorobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dichloromethane (Methylene chloride)	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Dichloroacetic acid	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Dichloroethane									●	●			●	●	●	●
Diesel oil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diethanolamine	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●			●	●
Diethyl ether	●	●	●	●	●	●			●	●			●	●	●	●
Diethylamine	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Diethylbenzene	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Diethylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimethylaniline	●	●	●	●	●	●	●	●								
Dimethylformamide (DMF)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimethyl sulfoxide (DMSO)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
1,4 Dioxane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diphenyl ether	●	●	●	●	●	●					●	●			●	●
Ethanol (Ethyl alcohol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethanolamine																
Ethyl acetate	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Ethyl methyl ketone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethylbenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Ethylene chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethylene glycol (Glycol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ethylene oxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fluoroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formaldehyde 40%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Formamide											●	●	●	●	●	●
Formic acid 98-100%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glycerol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Glycolic acid 70%													●	●	●	●
Heating oil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Heptane	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
Hexane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hexanoic acid					●											
Hexanol					●											
Hydriodic acid													●	●	●	●
Hydrobromic acid	●	●					●	●			●	●	●	●	●	●
Hydrochloric acid 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrochloric acid 20%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrochloric acid 37%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrofluoric acid 40%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrofluoric acid 70%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hydrogen peroxide 35%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iodine / potassium iodine solution	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iso octane	●	●	●	●			●									
Isoamyl alcohol											●	●	●	●	●	●
Isobutanol (Isobutyl alcohol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isopropanol (2-Propanol)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isopropyl ether	●	●					●	●	●	●			●	●	●	●
Lactic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercury	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercury chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methanol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methoxybenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methyl butyl ether	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methyl formate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methyl propyl ketone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Methylene chloride (Dichloro methane)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Minerale oil (Engine oil)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Monochloroacetic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitric acid 10%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitric acid 30%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitric acid 70%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitrobenzene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oleic acid	●	●	●	●	●	●										
Oxalic acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ozone	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
n-Pentane																
Peracetic acid							●	●			●	●				

- **Chemische Beständigkeit: Unzureichend**
Chemical resistance: poor.
Химическая стойкость: недостаточная.

[illegible]

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Die Daten zur chemischen Beständigkeit der Salze gelten auch für ihre wässrigen Lösungen.

CHEMICAL RESISTANCE

Data for the chemical resistance of salts also apply to their aqueous solutions.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Данные, относящиеся к химической стойкости солей и их водных растворов.

	PS		SAN		PMMA		PC		PVC		POM		PE-LD		PE-HD		
	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	20° C	50° C	
Perchloric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Perchloroethylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Petroleum	●	●			●		●		●		●		●		●		●
Petroleum ether	●	●			●						●		●				
Phenol	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phenylethanol																●	
Phenylhydrazine																●	
Phosphoric acid 85%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Piperidine																●	
Potassium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potassium dichromate																	
Potassium hydroxide	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Potassium permanganate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Propanediol (Propylene glycol)	●	●	●	●				●	●		●		●		●		●
Propanol	●		●	●	●		●		●		●		●		●		●
Propionic acid	●	●						●	●		●		●		●		●
Pyridine	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Salicyl acid	●	●	●	●					●		●		●		●		●
Salicylaldehyde	●	●	●	●				●	●		●		●		●		●
Silver acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Silver nitrate	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Sodium acetate	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Sodium chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Sodium dichromate	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Sodium fluoride	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Sodium hydroxide	●	●	●	●	●			●	●		●		●		●		●
Sulphuric acid 60%	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Sulphuric acid 98%	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Tartaric acid	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Tetrachloroethylene																	
Tetrahydrofuran	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Tetramethylammonium hydroxide								●	●				●				
Toulene	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Trichloroacetic acid	●	●						●	●		●				●		●
Trichlorobenzene	●	●						●	●		●				●		●
Trichloroethane	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Trichloroethylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Trichlorotrifluoro ethane	●	●	●	●													
Triethanolamine	●	●	●	●													
Triethylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Trifluoro ethane	●	●	●	●													
Trifluoroacetic acid (TFA)	●	●	●	●									●				
Tripropylene glycol	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Turpentine	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Urea	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Xylene	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Zinc chloride	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●
Zinc sulphate	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●

- **Chemische Beständigkeit: Ausgezeichnet**
Chemical resistance: excellent.
Химическая стойкость: отличная.

- Chemische Beständigkeit: Gut bis beschränkt
Chemical resistance: between good and limited.
Химическая стойкость: от хорошей до ограниченной.

- Chemische Beständigkeit: Unzureichend
Chemical resistance: poor.
Химическая стойкость: недостаточная.

[illegible]

**STERILISATION VON
KUNSTSTOFFMATERIALIEN IM
LABOR**

Vor der Sterilisation jedes Artikels ist zu prüfen, dass dieser keine Reste oder Spuren von verunreinigenden Substanzen enthält, da ihr Vorliegen den Kunststoff während der Sterilisation oder Autoklavierung beschädigen könnte.

Es wird empfohlen Verschlüsse, Zubehör oder Deckel jeder Art von den Kunststoffartikeln zu entfernen, bevor diese autoklaviert werden, die Behälter müssen separat von ihren Verschlüssen oder Deckeln autoklaviert werden, sonst läuft man Gefahr von Verformungen oder einer Beschädigung des Behälters.

Alle technischen Hinweise dienen nur zur Orientierung und führen zu keiner Haftbarkeit seitens Kartell. Alle Hinweise zur Beständigkeit von Kunststoffmaterialien gegen hohe Temperaturen, die Sterilisation und Reinigung wurden auf der Grundlage der Angaben der Hersteller des Kunststoffes, der in der wissenschaftlichen Literatur enthaltenen Informationen und der Erfahrung beim Umgang mit diesen Produkten formuliert.

**STERILISING PLASTIC
LABORATORY WARE**

Before sterilising any items of plastic laboratory ware, verify that no contamination or residues are present. Their presence could destroy plastics during sterilisation or autoclaving.

Observe the tolerated temperature ranges of plastic when autoclaving plastic laboratory ware. Remove any stoppers, fittings, or caps from plastic laboratory ware prior to autoclaving. Plastic vessels should be autoclaved separately from their closures and other fitting. Autoclaving vessels with their closures in place can lead to deformation and destruction of the vessels. All statements are advisory only, and imply no liability on the part of Kartell.

All statements relating to the resistances of plastic laboratory ware to high temperatures, chemicals, and to sterilisation and cleaning procedures have been cautiously formulated, based on statements of raw material manufactures, on statements appearing in the literature, plus experience gained in actual practice.

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТИКА**

Перед стерилизацией любых пластиковых изделий убедитесь в отсутствии загрязнений или остатков веществ. Они способны повредить пластик во время стерилизации или автоклавирования.

Перед автоклавированием вытаскивайте все пробки, соединительные детали и снимите крышки. Пластиковые емкости нужно автоклавировать отдельно от крышек и других деталей. Емкости, закрытые крышками, могут разрушиться или деформироваться во время автоклавирования.

Все описанное – просто рекомендации, а не обязательные к выполнению требования со стороны компании Kartell. Вся информация, касающаяся стойкости пластиковых лабораторных изделий к высоким температурам и химическим веществам, а также способов их стерилизации и очистки, собиралась очень внимательно на основе данных производителей сырья или опубликованных данных, полученных из практики.

Rohmaterial Plastics Исходный материал	Autoklavierbarkeit Autoclavable* Автоклавирование	Sterilisation / Sterilization / Стерилизация				
		Gassterilisation Ethylenoxidation Gas (Ethylene Oxide) Стерилизация газом (Окс. Этилена)	Trockensterilisation bei +160 °C Dry at 160° C Жар сухой при +160°C	Chemische Sterilisation (in Formaldehyd) Chemical (in Formalin) Хим. Стер. (формалином)	Gammastrahlen By Gamma Гамма -излучение	Mikrowellen Microwaves Микроволны
ABS	No	Yes	No	Yes	Yes	No
HDPE	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes
LDPE	No	Yes	No	Yes	Yes	Yes
PC	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
PFA/FEP	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
PMP (TPX)	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes
PP	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes
PS	No	Yes	No	Yes	Yes	No
PTFE	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
ETFE/E-CTFE	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes
PVC	No	Yes	No	Yes	No	Yes
POM	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No

*Autoclavable at 121° C for 20 minutes

**REINIGUNG VON
KUNSTSTOFFARTIKELN IM LABOR**

Alle Polyolefine, wie LDPE, HDPE, PP und PMP (TPX®), sowie Fluorkunststoffe wie PTFE, PFA, FEP, ETFE und E-CTFE haben eine benetzbare Oberfläche, die sehr beständig gegen hohe Temperaturen und Chemikalien und daher leicht zu reinigen ist. Bei leichter Verschmutzung kann ein Neutralreiniger (pH 7) eingesetzt werden.

Bei starker Verschmutzung kann ein alkalischer Reiniger (bis pH 12) verwendet werden. Laborartikel, die für die Spurenanalytik verwendet werden, müssen mit einer Chlorwasserstoffsäure (HCl – 1N) über maximal 6 Stunden stehen gelassen und anschließend mit destilliertem Wasser gespült werden, um Kontaminationen von Kat- und Anionen zu vermeiden.

Scheuermittel bzw. Scheuerschwämme sollten für Laborartikel aus Kunststoff nicht verwendet werden. Artikel aus Polycarbonat (PC) sollten nicht mit alkalischen Reinigungsmitteln gespült werden.

**CLEANING PLASTIC LABORATORY
WARE**

All polyolefins, such as LDPE, HDPE, PP and PMP (TPX®), as well as the fluorinated hydrocarbons PTFE, PFA, FEP, ETFE and E-CTFE, have wettable surfaces that are both highly resistant to high temperatures and chemical attack and easy to clean. Slight contamination can be removed using a chemically neutral (pH 7) cleaning agent. Heavy contamination can be removed using an alkaline (pH up to 12) cleaning agent.

Use only chemically neutral (pH7) cleaning agents on polycarbonate (PC) or Polystyrene (PS).

Laboratory ware used in trace analyses should be cleaned in a 1-N hydrochloric acid (HCl) solution for periods of not more than 6 hours and then rinsed in distilled water in order to preclude contamination by cations or anions.

Never use scouring powders or abrasive sponges when cleaning plastic laboratory ware. Use no alkaline cleaning agents on polycarbonate (PC) laboratory ware.

**ОЧИСТКА ПЛАСТИКОВОЙ
ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ**

Все изделия из полиолефинов, таких, как полиэтилен высокой и низкой плотности, полипропилен и ПМП, а также фторсодержащих углеводородов (ПТФЭ, ПФА, ФЭП, ЭТФЭ и Э-ХТФЭ) имеют смачиваемые поверхности, стойкие как к высоким температурам, так и химическим веществам, и легко поддаются очистке. Небольшие загрязнения можно удалить нейтральными (pH=7) моющими средствами. При сильном загрязнении можно использовать щелочные (pH до 12) моющие средства.

Для поликарбоната (PC) или полистирола (PS) следует использовать только химически нейтральные (pH7) моющие средства.

Лабораторные изделия, использующиеся для анализа на микропримеси, нужно замачивать в 1N соляной кислоте (HCl) не более 6 часов, и затем смывать дистиллированной водой, чтобы исключить загрязнение катионами или анионами.

Никогда не пользуйтесь очищающими порошками или абразивными губками для очистки пластиковых изделий. Не мойте изделия из поликарбоната щелочными средствами.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLE MATERIE PLASTICHE

POLIETILENE (PE)

Ha ottime proprietà isolanti, è leggero e chimicamente inerte. Nessuna sostanza è in grado di sciogliere il PE a temperatura ambiente. Resistente ai solventi. Il PE a bassa densità (LDPE) risulta meno compatto; il PE ad alta densità (HDPE) risulta più rigido e meno permeabile. Il PE non è autoclavabile.

POLIPROPILENE (PP)

È un materiale leggero, traslucido, resistente alla sterilizzazione in autoclave. Ha ottime caratteristiche di resistenza chimica e a temperatura ambiente non viene sciolto da alcun solvente.

POLIMETILPENTENE (PMP O TPX)

Si caratterizza per la sua eccellente trasparenza, rigidità, resistenza chimica alle alte temperature. Il PMP resiste a ripetuti autoclavaggi, anche alla temperatura di 150° C e può resistere ad esposizioni intermittenti a temperature fino a 175° C.

POLISTIROLO (PS)

È perfettamente trasparente e lucido. Ottima stabilità dimensionale e buona resistenza alle soluzioni acquose ma resistenza molto limitata ai solventi organici. Il PS non è autoclavabile.

CLORURO DI POLIVINILE (PVC)

Il PVC ha una notevole resistenza agli olii, tranne a quelli essenziali, ed una bassissima permeabilità alla maggior parte dei gas. Il PVC è trasparente con un leggero riflesso blaugastro. Mediante aggiunta di ftalati come plastificanti, il PVC diventa morbido e flessibile e quindi molto adatto per tubi di ogni dimensione. Il PVC non è autoclavabile.

POLIOSSIMETILENE (POM)

È dotato di elevata stabilità dimensionale e resiste anche alle alte temperature assicurando un'ottima resistenza alla maggior parte dei solventi organici.

POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE)

Il PTFE mostra un'inerzia chimica praticamente totale ai reattivi ed ai solventi. Elevatissima stabilità termica (ininfiammabili). Eccezionali caratteristiche auto-lubrificanti e anti-urto, tenacità e flessibilità anche alle basse temperature. Permette lavorazioni continuative anche a 250° C.

TETRAFLUOROETILENE - PERFLUOROPROPILENE (FEP)

È una resina traslucida, flessibile e pesante per il suo elevato peso specifico. Resiste a tutti i prodotti chimici conosciuti tranne i metalli alcalini fusi ed il fluoro nascente alle alte temperature. Resiste ad un intervallo di temperature da -200° a +205° C e può essere sterilizzato ripetutamente con tutti i mezzi, chimici o termici, conosciuti.

PERFLUOROALCOSSIDO (PFA)

È una resina traslucida e leggermente flessibile. Resiste ad un intervallo di temperature da -270° a +260° C, con un'elevata resistenza chimica nell'intero intervallo.

NYLON (PA6)

Il Nylon è rigido e robusto, resiste all'abrasione, all'urto e all'usura; ha una resistenza chimica eccellente.

POLICARBONATO (PC)

Il PC ha la trasparenza del vetro, è rigido, infrangibile, atossico, sterilizzabile in autoclave e di notevole resistenza meccanica. È praticamente infrangibile e resiste a temperature da -50° a +130° C; ha una elevata resistenza all'esposizione al sole e agli UV.

POLIMETILMETACRILATO (PMMA)

È un materiale rigido, trasparente, resistente agli agenti atmosferici; sostituisce di fatto il vetro in tutte le sue applicazioni. Il PMMA non è autoclavabile.

GENERAL PROPERTIES OF PLASTICS

POLYETHYLENE (PE)

PE has excellent insulating properties and is lightweight and chemically inert. PE cannot be dissolved by any substances at ambient temperature. It is resistant to solvents. Low density PE (LDPE) is less compact; high density PE (HDPE) is more rigid and less permeable. PE cannot be sterilised in an autoclave.

POLYPROPYLENE (PP)

PP is lightweight, translucent and resistant to sterilisation in an autoclave. It boasts excellent chemical resistance and is not dissolved by any substance at ambient temperature.

POLYMETHYLPENTENE (PMP OR TPX)

PMP boasts excellent transparency, rigidity, and chemical resistance even at high temperature. It withstands repeated autoclave sterilisations, even at 150° C and can withstand intermittent exposure to temperatures up to 175° C.

POLYSTYRENE (PS)

PS is perfectly transparent and glossy. It boasts excellent dimensional stability and good resistance to water-based solutions but only very limited resistance to organic solvents. PS cannot be sterilised in an autoclave.

POLYVINYL CHLORIDE (PVC)

PVC boasts good resistance to oils other than essential oils, and very low permeability to most gases. It is transparent with a slightly bluish tint. With the addition of phthalate plasticisers, PVC becomes softer and flexible and well suited to the production of tubes of all sizes. PVC cannot be sterilised in an autoclave.

POLYOXYMETHYLENE (POM)

POM boasts excellent dimensional stability, is resistant even to high temperatures, and is highly resistant to most organic solvents.

POLYTETRAFLUOROETHYLENE (PTFE)

PTFE is almost totally inert to reactants and solvents. It boasts excellent thermal stability (non-flammable). It has excellent self-lubricating and impact-resistant properties, tenacity and flexibility even at low temperatures. It can be worked continuously even at 250° C.

TETRAFLUOROETHYLENE - PERFLUOROPROPYLENE (FEP)

FEP is a translucent resin that is flexible but heavy due to its high specific weight. It resists all known chemical products except molten alkali metals and fluorine produced at high temperatures. It resists a temperature interval from -200° to +205° C and can be sterilised repeatedly using any known chemical or thermal method.

PERFLUOROALCOXY (PFA)

PFA is a translucent, slightly flexible resin. It resists a temperature interval from -270° to +260° C and boasts excellent chemical resistance throughout this interval.

NYLON (PA6)

Nylon is rigid, robust and resistant to abrasion, impact and wear. It also boasts excellent chemical resistance.

Polycarbonate (PC)

PC has the same transparency as glass and is rigid, unbreakable, non-toxic, sterilisable in an autoclave and has good mechanical resistance. It is practically unbreakable and resists temperatures from -50° to +130° C. It is also highly resistant to sunlight and UV.

POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA)

PMMA is rigid, transparent and resistant to atmospheric agents. It effectively replaces glass in its various applications. PMMA cannot be sterilised in an autoclave.

INHALTSVERZEICHNIS
NACH ARTIKELNUMMERINDEX BY CATALOGUE
REFERENCEУКАЗАТЕЛЬ
КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ
ИЗДЕЛИЙ

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
130	81	282	30	411	36
131	81	283	30	412	36
134	81	284	30	413	36
135	81	285	30	418	66
139	71	286	30	419	66
140	71	288	30	420	24
142	87	295	81	422	51
143	87	295	103	423	51
145	67	296	81	424	51
146	67	296	103	425	51
147	67	297	102	428	28
148	67	298	102	430	28
150	67	300	80	431	28
152	67	301	80	432	28
153	67	302	80	434	18
155	67	303	80	435	18
156	67	305	80	436	18
162	67	306	80	437	66
164	67	307	80	438	66
165	67	308	80	439	66
166	28	315	125	440	66
167	28	316	125	441	66
168	28	317	36	442	66
169	28	319	36	443	66
170	28	323	36	445	66
171	28	324	36	446	18
172	28	325	36	447	18
173	28	326	36	448	18
174	28	327	40	452	27
175	28	328	40	454	27
176	28	329/1	125	455	27
177	28	330/1	125	456	27
178	28	334/1	125	459	16
179	40	340	26	460	16
180	40	342	26	461	16
182	40	343	26	462	16
183	40	345	26	463	16
185	40	346	26	464	16
192	86	347	26	465	16
198	77	348	26	466	16
200	76	351	59	467	16
203	27	353	58	468	16
208	76	354	58	479	43
213	70	355	59	479	86
215	74	356	61	480	43
216	61	357	61	480	86
217	74	358	126	481	86
218	74	359	126	482	86
219	74	360	126	497	28
221	74	361	126	498	28
222	74	362	126	499	28
229	65	363	126	500	71
230	64	364	126	501	71
231	64	365	126	503	71
252	76	366	126	510	17
255	75	367	126	511	17
257	86	368	126	512	17
258	30	369	126	513	17
258	87	370	83	514	17
260	101	371	22	515	17
261	75	374	22	520	16
262	75	375	45	521	16
264	72	376	22	525	16
265	75	379	22	526	16
266	72	380	126	527	17
267	72	383	44	528	17
268	70	388	41	529	17
269	70	389	41	530	17
271	72	391	41	531	17
276	57	392	41	532	17
277	57	393	41	535	18
278	57	395	43	536	18
279	102	396	43	537	18
280	30	408	36	538	18
281	30	409	36	539	18
		410	36	540	57

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
542	30	688	92	817	49
543	30	689	92	818	50
544	30	690	90	819	50
547	31	691	90	820	49
548	29	692	90	821	49
550	64	693	90	822	49
551	64	694	90	823	49
553	64	698	91	828	29
554	64	699	91	835	66
555	65	704	91	836	66
556	65	710	93	837	66
557	65	712	93	838	66
559	83	717	95	839	66
560	83	718	95	840	66
562	83	720	95	843	66
563	82	721	95	844	66
564*	82	723	95	877	17
565*	82	730	26	878	17
566*	82	730	60	879	17
567*	82	731	26	889	83
568*	82	731	60	890	83
569	32	732	26	891	83
569	84	732	60	900	22
570	32	733	26	901	22
570	84	733	60	902	22
571	23	734	26	905	31
572	23	734	60	906	31
586	87	735	26	907	31
590	87	735	60	910	26
591	87	736	26	910	60
592	75	736	60	911	26
593	71	737	26	911	60
594	71	737	60	912	26
595	71	744	95	912	60
596	71	745	95	913	26
600	108	746	95	913	60
602	31	747	95	914	26
603	31	748	91	914	60
604	31	749	91	916	26
605	31	750	91	916	60
608	36	751	91	920	56
609	36	756	91	921	56
610	36	757	91	922	57
611	36	758	91	923	57
612	36	763	91	924	57
613	36	764	91	925	57
614	36	766	91	933	103
625	95	767	91	934	103
627	95	768	91	935	116
630	95	769	91	936	103
634	95	770	92	939	101
639	95	771	92	940	115
643	91	772	92	941	116
644	91	773	92	942	118
645	91	775	92	943	119
646	91	776	92	944	115
647	91	777	93	945L1	56
650	81	778	93	946L1	56
651	81	779	93	947L1	56
652	81	780	93	948L1	56
654	81	781	93	952	29
655	81	782	93	953	29
656	81	783	93	954	29
657	81	786	93	956	114
658	81	787	93	957	117
659	81	788	93	958	115
672	58	789	93	959	114
673	58	793	93	960	114
680	40	794	93	961	116
681	40	797	93	963	117
682	40	799	93	964	118
683	92	811	50	965	117
684	92	812	50	967	118
685	92	814	49	968	115
686	92	815	49	969	117
687	92	816	49	970	70

**INHALTSVERZEICHNIS
NACH ARTIKELNUMMER**
**INDEX BY CATALOGUE
REFERENCE**
**УКАЗАТЕЛЬ
КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ
ИЗДЕЛИЙ**

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
971	116	1177	83	1336	49
978	53	1179	83	1337	49
979	114	1190	24	1338	49
980	114	1191	24	1339	49
984	118	1192	24	1340	137
996	76	1193	24	1341	137
1000	29	1194	24	1342	137
1000	83	1195	24	1343	137
1035	94	1196	24	1344	137
1036	94	1197	24	1345	137
1037	94	1213	70	1346	137
1038	94	1219	74	1347	137
1039	94	1230	24	1348	141
1040	94	1231	24	1350	137
1041	94	1232	24	1351	137
1042	94	1233	24	1352	137
1043	94	1234	24	1353	137
1047	91	1235	24	1354	137
1048	91	1240	52	1355	137
1049	91	1241	52	1356	137
1051	33	1242	52	1360	144
1052	33	1243	52	1361	144
1053	94	1244	52	1368	137
1055	54	1245	52	1369-03	140
1056	54	1246	52	1370-03	140
1057	19	1247	52	1371-03	140
1058	19	1250	16	1372-03	140
1059	19	1251	16	1373-03	140
1060	19	1252	16	1374-03	140
1062	19	1253	16	1375-03	140
1063	19	1254	16	1376-03	140
1064	19	1255	16	1377-03	140
1066	19	1256	16	1378-03	140
1075	48	1285	142	1387	80
1077	48	1286	142	1388	80
1078	48	1287	142	1395	65
1079	48	1288	142	1396	65
1080	48	1289	142	1398	66
1081	48	1290	142	1399	66
1082	48	1291	142	1400	94
1086	51	1292	142	1405	94
1087	51	1293	142	1410	17
1088	51	1294	142	1411	17
1089	51	1295.10	144	1412	17
1090	51	1296-10	134	1413	17
1094	48	1297.03	143	1414	17
1103	59	1298	102	1415	17
1110	19	1299	102	1416	17
1111	19	1300-10	134	1417.10	135
1112	19	1301-10	134	1418.10	135
1115	72	1303-10	136	1422	51
1115	77	1304-10	136	1423	51
1129	23	1305-10	136	1424	51
1131	23	1306-10	136	1425	51
1132	23	1307-10	136	1430	52
1133	23	1308-10	136	1431	52
1134	23	1309-10	136	1432	52
1135	23	1310-10	136	1433	52
1136	23	1311-10	136	1434	52
1137	23	1312-10	136	1435	52
1138	23	1313-10	136	1455	94
1139	23	1314	137	1456	94
1140	23	1315	137	1457	94
1142	23	1319-10	134	1458	94
1143	23	1321-10	134	1460	53
1144	23	1322-10	134	1461	53
1145	23	1325-10	134	1462	53
1146	23	1326.10	135	1463	53
1147	23	1328.10	135	1464	53
1148	23	1329-10	134	1465	53
1156	51	1330	50	1475	43
1157	51	1331	50	1476	43
1158	51	1332	49	1477	43
1159	51	1333	49	1480	43
1160	51	1334	49	1481	43
1175	83	1335	49	1482	43

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
1484	52	1672	97	1962*	101
1485	52	1673	97	1980	54
1486	52	1674	97	1981	54
1487	52	1675	97	1997	54
1488	52	1677	98	1998	54
1489	52	1678	98	1999	54
1500	101	1688	96	2004	67
1501	101	1689	96	2300	80
1534	97	1690	96	2302	80
1535	97	1691	96	2384	44
1536	97	1692	96	2385	44
1537	97	1696	97	2386	44
1538	97	1697	97	2387	44
1539	97	1698	97	2485	52
1540	98	1699	97	2486	52
1541	50	1703-03	139	2487	52
1542	50	1704-03	139	2488	52
1543	50	1705-03	139	2489	52
1545	50	1706-03	139	2490	53
1546	50	1707-03	139	2491	53
1548	50	1708-03	139	2492	53
1549	50	1720	50	2493	53
1563	42	1721	50	2494	53
1563	60	1722	50	2501*	104
1564	42	1723	50	2502*	104
1564	60	1724	50	2503*	104
1565	42	1725	50	2508	104
1565	60	1726	50	2510*	104
1566	42	1727	50	2511*	104
1566	60	1728	50	2512	104
1567	42	1747-03	139	2514	104
1567	60	1748-03	139	2560	48
1568	42	1749-03	139	2561	48
1568	60	1750-03	139	2562	48
1569	42	1751-03	139	2563	48
1569	60	1752-03	139	2564	48
1570	48	1759	21	2565	48
1571	48	1760	19	2566	48
1572	48	1761	19	2567	48
1573	48	1762	19	2570	49
1574	48	1763	19	2571	49
1575	48	1764	19	2572	49
1576	48	1765	19	2573	49
1577	48	1766	19	2574	49
1595	38	1767	19	2575	49
1597	38	1768	19	2576	49
1599	38	1770	46	2577	49
1601	38	1771	46	2580	61
1603	38	1772	46	2580	110
1608	37	1780	46	2585	61
1610	37	1781	46	2585	110
1612	37	1782	46	2595	108
1614	37	1783	46	2596	109
1616	37	1801	50	2598	107
1618	37	1802	50	2600	104
1621	38	1803	50	2602	103
1623	38	1805	50	2618	104
1625	38	1806	50	2620 - 2620/S	124
1627	38	1808	50	2621 - 2621/S	124
1629	38	1809	50	2622 - 2622/S	124
1631	38	1816	23	2623 - 2623/S	124
1633	41	1821	50	2630	105
1634	41	1822	50	2631	105
1637	41	1823	50	2647	126
1638	41	1824	50	2648	126
1640	45	1825	50	2650	125
1642	45	1826	50	2651	125
1644	45	1827	50	2652	125
1646	45	1937	100	2695	108
1648	45	1938	100	2696	109
1650	45	1939	100	2919	127
1660	45	1940	100	2921	127
1662	45	1941	100	2922-04	127
1664	45	1948	100	2923	126
1666	45	1960	100	2924	126
1671	98	1961	100	2925	127

**INHALTSVERZEICHNIS
NACH ARTIKELNUMMER**
**INDEX BY CATALOGUE
REFERENCE**
**УКАЗАТЕЛЬ
КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ
ИЗДЕЛИЙ**

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
2940-00	102	3863	20	5620	109
2940-04	102	3864	20	5621	108
2940-06	102	3865	20	5622	109
2940-13	102	3866	20	5623	108
3171	37	3867	20	5630	109
3191	37	3868	20	5631	109
3231	37	3870	21	5632	108
3241	37	3871	21	5633	108
3251	37	3872	21	5640	109
3261	37	3873	21	5641	109
3300	39	3880	21	5642	109
3301	39	3881	21	5643	109
3302	39	3882	21	5644	109
3303	39	3883	21	5701	30
3304	39	3885	21	5702	30
3305	39	3886	21	5703	30
3306	39	3887	21	5704	30
3307	39	3888	21	5705	30
3308	39	3890	20	5706	30
3360	126	3891	20	5707	30
3371	31	3892	20	5708	30
3372	31	3893	20	5709	30
3373	31	3894	20	5710	30
3705	32	3895	20	5711	30
3706	32	3896	20	5712	30
3707	32	3900	20	5713	30
3800	24	3901	20	5714	30
3801	24	3902	20	5715	30
3802	24	3903	20	6102	27
3803	24	3904	20	6105	27
3804	24	3905	20	6110	27
3805	24	3906	20	6115	27
3806	24	3907	20	6130	27
3807	24	3908	20	6150	27
3808	24	3910	25	6302	27
3809	24	3911	25	6305	27
3810	24	3912	25	6310	27
3811	24	3913	25	6315	27
3812	24	3914	25	6330	27
3813	24	3915	26	6350	27
3814	24	3920	20	8569	32
3815	24	3921	20	8569	84
3816	24	3922	20	8570	32
3820	23	3923	20	8570	84
3821	23	3924	20	9585	119
3822	23	3925	20	9605	119
3823	23	3926	20	9615	120
3824	23	3927	20	9624	119
3825	23	3928	20	9629	123
3826	23	3929	20	9630	122
3827	23	3930	20	9631	124
3828	23	3931	20	9632	123
3829	23	4171	28	9633	124
3830	23	4179	28	9634	122
3831	23	5010	42	9635	123
3832	23	5011	42	9637	123
3833	23	5012	42	9638	122
3834	23	5013	42	9639	122
3835	23	5014	42	9640	116
3836	23	5015	42	9641	114
3840	23	5016	42	9643	115
3841	23	5018	42	9644	116
3842	23	5050	77	9645	116
3843	23	5051	77	9646	114
3844	23	5052	77	9647	116
3845	23	5550	108	9648	118
3846	23	5551	108	9649	118
3847	23	5560	108	9650	114
3848	23	5561	108	9657	114
3849	23	5570	109	9745	114
3850	23	5571	109	9746	114
3851	23	5600	109	9747	114
3852	23	5601	109	9748	116
3860	20	5603	110	9749	114
3861	20	5604	110	9751	115
3862	20	5605	110	9752	116

ART.	pag.	ART.	pag.	ART.	pag.
9753	116	70513	17	83085	132
9754	116	70514	17	83085	132
9756	124	70515	17	83086	132
9756-06	119	70520	16	83086	132
9846	115	70521	16	83087	132
9847	118	70525	16	83087	132
9848	119	70526	16	83250	133
11100/03	128	70527	17	84000	107
11101/03	128	70528	17	84001	107
11101/09	128	70529	17	84002	107
11102/03	128	70530	17	84003	107
11102/09	128	70531	17	84004*	107
11103	128	70532	17	84005*	107
11104	128	70535	18	84006	107
11105	128	70536	18	84007	107
12960-03	138	70537	18	84008	107
13000-03	138	70877	17	84009	107
13010-03	138	70878	17	84010	107
13190-03	138	70879	17	84011	107
13210-03	138	71250	16	84012	107
13220-03	138	71251	16	84013	107
13250-03	138	71252	16	84014	107
13290-03	138	71253	16	84015	107
15700	37	71254	16	84016	107
15701	37	71255	16	84017	107
15702	37	71256	16	84018*	107
15703	37	71410	17	88108	106
15704	37	71411	17	88200	105
15710	37	71412	17	88201	105
15711	37	71413	17	88202	105
15712	37	71414	17	88205	105
15800	39	71415	17	88207	105
15801	38	71416	17	88210	105
15821	38	82631*	105	88212	105
15840	39	83002	130	88301	106
15841	38	83005	130	88302	106
15861	38	83010	130	88303	105
15880	39	83011	131	88304	105
15881	38	83011	133	88305	106
15901	38	83012	131	88306	106
15950	38	83012	133	88307	106
15950	53	83014	131	88308	106
15990	38	83015	131	88309	106
15990	53	83016	133	88310	106
16030	38	83017	131	88317	106
16030	53	83018	131	88318	106
16120	39	83019	133	88319	106
16160	39	83020	131	88320	106
16250	38	83020	133	88321	106
16250	53	83021	133	88322	106
16290	38	83023	131	88323	106
16290	53	83023	133	88324	106
21308	70	83024	131	88325	106
31019	71	83024	133	88335/1	125
31423	71	83025	130	88336/1	125
31926	71	83026	131	88337/1	125
32429	71	83026	133	88435	110
32932	71	83027	131	88436	110
33435	71	83027	133	88437	110
34540	71	83028	131		
70434	18	83028	133		
70435	18	83029	131		
70436	18	83030	131		
70459	16	83050	130		
70460	16	83060	130		
70461	16	83070	131		
70462	16	83071	131		
70463	16	83072	131		
70464	16	83080	131		
70465	16	83081	131		
70466	16	83082	132		
70467	16	83082	132		
70468	16	83083	132		
70510	17	83083	132		
70511	17	83084	132		
70512	17	83084	132		

Graphic: ARSEN BENDA
Printed: November 2025

Bei eventuellen Aktualisierungen behält sich Kartell S.p.A.
das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, die Eigenschaften und die Bilder der in diesem Katalog präsentierten Artikel zu ändern.

After eventual revisions, Kartell S.p.A.
is empowered to modify the characteristics and the pictures of the items included in the catalogue, without prior notice.

В дальнейшем, в случае внесения изменений в производственный процесс, компания Kartell
оставляет за собой право модификации технических характеристик и изображения представленных в каталоге изделий, без предварительного уведомления.

Kartell

Via delle Industrie, 1 • 20082 Noviglio (MI) • Tel. +39 02 900121, Fax +39 02 90096789 • www.kartell.it - e.mail: labware@kartell